



ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران



جزوه دوره کارآموزی
میکروبیولوژی آب



شماره مدرک : ۶۲۲/۱۵/ج

تاریخ تصویب : ۱۳۹۸

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

این جزوه آموزشی صرفاً برای اهداف آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شده است و تکثیر و انتشار آن بدون اجازه سازمان ملی استاندارد ایران غیر مجاز می باشد

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) و سایل سنچس، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی و سایل سنچس، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

۱- International Organization for Standardization

۲- International Electrotechnical Commission

۳- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

۴-Contact point

۵- Codex Alimentarius Commission

پیشگفتار

یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، آموزش‌های اصولی و مدون در زمینه محصولات (کالا / خدمات) مشمول استاندارد اجباری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی می‌باشد. بخشی از این آموزش‌ها شامل کارآموزی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار سازمان می‌باشد که برگزاری این دوره‌ها از طریق استان‌ها، آزمایشگاه‌های همکار و پژوهشگاه استاندارد انجام می‌شود. برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در نحوه برگزاری این دوره‌ها در مراکز مختلف به منظور ارتقاء کیفیت آموزش مخاطبین مورد نظر، دفتر آموزش و ترویج استاندارد با همکاری پژوهشگاه استاندارد، در راستای استاندارد سازی فرآیند کارآموزی، اقدام به تدوین برنامه مدونی برای انجام فرآیند کارآموزی در زمینه محصولات مشمول استاندارد اجباری نموده است.

در این راستا، جزوه حاضر جهت یک پارچه نمودن فرآیند کارآموزی و به منظور یکسان سازی محتوای آموزشی دوره‌های کارآموزی در کل کشور تهیه و در اختیار کارآموزان قرار داده شده است.

از مدرسین گرامی و فراگیران محترم تقاضا می‌گردد، در صورت وجود نقطه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی مربوطه با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۸۷۹۴۶۹ تماس حاصل نموده و یا از طریق پست الکترونیکی isiri.amozesh.qc@gmail.com و آدرس تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ اقدام فرمایید. از بذل عنایتی که می‌فرمایید سپاسگزاریم.

محتوای دوره کارآموزی میکروبیولوژی آب

عنوان دوره کارآموزی:

میکروبیولوژی آب

گروه مخاطب:

کارشناسان ادارات کل استاندارد استان‌ها، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار

هدف از برگزاری دوره کارآموزی:

هدف از برگزاری این دوره کارآموزی آشنایی با آزمون‌های میکروبیولوژی انواع آب بر اساس استاندارد ملی ایران شماره‌های ۱۰۱۱، ۴۴۰۳ و ۶۲۶۷ می‌باشد و موارد زیر را در بر می‌گیرد:

- ۱- اطلاع رسانی روش‌های بهینه و جدید آزمایشگاهی
- ۲- یکسان‌سازی رویه آزمایشگاه میکروبیولوژی آب
- ۳- اطمینان از عمل‌کرد صحیح آزمایشگاه‌ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه‌ها
- ۴- ارتقا سطح آگاهی و ایجاد مهارت در زمینه انجام آزمون‌های میکروبیولوژی آب
- ۵- آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی بر اساس

استاندارد ملی ایران ۹۸۹۹

توانایی‌های کارآموزان پس از طی دوره:

- روش تهیه و سترون‌سازی محیط کشت‌های مورد نیاز
- روش آماده‌سازی و سترون‌سازی وسایل مورد نیاز
- روش آلودگی زدایی مواد مصرفی و وسایل
- نحوه استفاده صحیح از تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه
- روش به‌کارگیری از استانداردهای مرتبط
- روش اجرای آزمون طبق استاندارد
- شناسایی و تعیین هویت باکتری‌ها

پیش‌نیاز:

ندارد.

رئوس مطالب آموزشی :

منبع / استانداردها	اجراکننده		مدت آموزش (ساعت)		محتوای آموزشی	رئوس مطالب	ردیف
	کارآموز	مدرس	عملی	تئوری			
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران ۹۸۹۹		*		۱	آشنایی با وسایل مورد نیاز آشنایی با اصول آزمایشگاهی آشنایی با قسمت‌های مختلف آزمایشگاه میکروبیولوژی	آشنایی با روش کشت و گرمخانه‌گذاری و بررسی کشت‌های انجام شده	۱
استانداردهای ملی ایران ۱۰۱۱، ۴۴۰۳ و ۶۲۶۷، ۹۸۹۹	*	*	۰/۵	۰/۵	روش تهیه و اتوکلاو کردن محیط کشت‌ها	آشنایی با روش کشت و گرمخانه‌گذاری و بررسی کشت‌های انجام شده	۲
استاندارد ملی ایران ۹۸۹۹	*	*	۰/۵	۰/۵	روش آماده‌سازی و سترون‌سازی وسایل مورد نیاز	نحوه تفسیر، بررسی نتایج و گزارش‌دهی	۳
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران ۱۰۱۱، ۴۴۰۳ و ۶۲۶۷		*		۱	هدف و دامنه کاربرد، مواد و دستگاه‌های مورد نیاز جهت انجام آزمون	آشنایی با استاندارد روش آزمون	۴
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران ۱۰۱۱، ۴۴۰۳ و ۶۲۶۷		*		۰/۵	آشنایی با مجموعه فیلتراسیون جهت صاف سازی نمونه آب	آشنایی با سیستم فیلتراسیون	۵
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران ۱۰۱۱، ۴۴۰۳ و ۶۲۶۷	*	*	۰/۵	۰/۵	آشنایی با انواع فیلترهای غشایی و استفاده از تجهیزات مربوط به فیلتراسیون نمونه	روش آماده‌سازی نمونه در آزمایشگاه	۶
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران ۵۲۷۱	*	*	۰/۵	۰/۵	چگونگی کشت نمونه، دما و زمان مناسب جهت گرمخانه‌گذاری	روش شمارش میکروارگانسیم‌های قابل کشت	۷
جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۱-۷۷۲۴		*	۰/۵	۰/۵	آشنایی با روش کشت و گرمخانه گذاری و بررسی کشت‌های انجام شده	روش جستجو و شناسایی اشریشیا کلی و کلی‌فرم‌ها	۸
جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۲-۷۷۲۴		*	۰/۵	۰/۵	آشنایی با روش کشت و گرمخانه گذاری و بررسی کشت‌های انجام شده	روش جستجو و شمارش انتروکوک های روده‌ای	۹

منبع / استانداردها	اجراکننده		مدت آموزش (ساعت)		محتوای آموزشی	رئوس مطالب	ردیف
	کارآموز	مدرس	عملی	تئوری			
جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۸۸۶۹		*	۱	۰/۵	آشنایی با روش کشت و گرمخانه- گذاری و بررسی کشت‌های انجام شده	آشنایی با روش کشت و گرمخانه‌گذاری و بررسی کشت‌های انجام شده	۱۰
جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۵۳۵۳	*	*	۰/۵	۰/۵	آشنایی با روش کشت و گرمخانه- گذاری و بررسی کشت‌های انجام شده	آشنایی با روش کشت و گرمخانه‌گذاری و بررسی کشت‌های انجام شده	۱۱
جزوه آموزشی و استانداردهای ملی ایران ۱۰۱۱، ۴۴۰۳ و ۶۲۶۷	*	*	۰/۵	۰/۵	نحوه تفسیر، بررسی نتایج و گزارش‌دهی	نحوه تفسیر، بررسی نتایج و گزارش‌دهی	۱۲
مدت دوره: دو روز							

سایر استانداردها و منابع:

- استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۸، کیفیت آب - نمونه‌برداری از آب برای آزمون‌های میکروبیولوژی - آیین کار

نحوه برگزاری آزمون:

تئوری	عملی
*	*

جزوه دوره کارآموزی میکروبیولوژی آب

تهیه کننده / تهیه کنندگان:

شهپر مقدمی / مهدی دوچشمه

گروه پژوهشی / آزمایشگاه:

گروه پژوهشی میکروبیولوژی/آزمایشگاه آب
به سفارش دفتر آموزش و ترویج استاندارد

منابع و مآخذ:

- ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۴۱، آب معدنی طبیعی - ویژگی‌ها
- ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۷، کیفیت آب - شمارش میکروارگانیسم‌ها در آب با استفاده از روش کشت - راهنما
- ۳- استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۰۳، میکروبیولوژی آب معدنی طبیعی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱، آب - شمارش میکروارگانیسم‌های قابل کشت
- ۴- استاندارد ملی ایران شماره ۵۳۵۳، آب - جستجو و شمارش اسپورکلستریديوم‌های احیاءکننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی در آب
- ۵- استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۲۴-۲، کیفیت آب - جستجو و شمارش انتروکوک‌های روده ای - قسمت دوم : روش صافی غشایی
- ۶- استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۲۵-۱، کیفیت آب - جستجو و شناسایی اشریشیاکلی و کلیفرم‌ها- قسمت اول : روش صافی غشایی
- ۷- استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹، کیفیت آب- شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی
- ۸- استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - راهنمای الزامات کلی برای آزمون
- ۹- یگانه، مهرداد. استاندارد و استاندارد کردن، چاپ اول، موسسه دانش پارسیان، ۱۳۸۹

فهرست

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
ج	پیشگفتار
د	محتوای دوره کارآموزی
ز	جزوه دوره کارآموزی
ط	مقدمه
۱	۱ هدف
۱	۲ استانداردهای ملی ایران
۲	۳ اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
۳۴	۴ نمونه برداری
۳۶	۵ روش‌های آزمون میکروبیولوژی آب
۳۷	۵-۱ اصول آزمون
۳۸	۶ محیط‌های کشت و رقیق‌کننده‌ها
۳۹	۷ روش اجرای آزمون
۶۷	۸ محاسبه نتایج
۷۲	۹ بیان نتایج
۷۳	پیوست الف- حد تشخیص در روش شمارش (اطلاعاتی)
۷۵	پیوست ب- مقدار MPN در ۱۰۰mL نمونه با سطح اطمینان ۹۵٪ برای سری ۹ لوله‌ای (۳ لوله ۱۰۰mL، ۳ لوله ۱mL، ۳ لوله ۰/۱mL)
۷۶	پیوست پ- استانداردهای مرتبط با (GMP)
۷۷	پیوست ت - انواع استاندارد
۷۹	پیوست ح - مفاهیم مورد استفاده در کنترل کیفیت
۸۰	پیوست ج - مدیر کنترل کیفیت و آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی
۸۳	پیوست چ - نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون‌های میکروبیولوژی آب طبق استاندارد ملی ایران

مقدمه

آب^۱ ماده بی‌رنگ و بی‌بو است که در سراسر زمین یافت می‌شود و از میلیاردها مولکول تشکیل شده است. مولکول آب از دو اتم هیدروژن تشکیل شده است، که توسط پیوندهای قوی کوانتال شیمیایی به یک اتم اکسیژن ارتباط دارند بیشتر اتم‌های هیدروژن یک هسته دارند و تنها از یک پروتون تشکیل شده‌اند. دو فرم ایزوتوپ آن، دوتریوم و تریتیوم، که در آن هسته اتمی حاوی یک و دو نوترون هستند، به‌میزان کمی در آب یافت می‌شوند از هر بیست میلیون مولکول آب، یک مولکول آب سنگین است. اکسید دوتریو (D_2O)، به‌نام آب سنگین، و در تحقیقات شیمیایی و همچنین در بعضی از راکتورهای هسته‌ای به‌عنوان یک نانو کنترل کننده (رد یاب) استفاده می‌شود. اگرچه فرمول آب (H_2O) به‌نظر ساده می‌رسد، اما دارای خواص شیمیایی و فیزیکی بسیار پیچیده است به‌عنوان مثال، نقطه ذوب آن، $0^{\circ}C$ ($32^{\circ}F$) و نقطه جوش $100^{\circ}C$ ($212^{\circ}F$) بسیار بیشتر از حد انتظار در مقایسه با ترکیبات مشابه مانند: سولفید هیدروژن و آمونیاک است.

یکی دیگر از ویژگی‌های غیر معمول آب این است که، آب یخ در شکل جامد، متراکم‌تر از آب مایع است، مولکول آب آن خطی نیست اما به‌روش خاص خم می‌شود ریشه این ناهنجاری‌ها در ساختار الکترونیکی مولکول آب قرار دارد. اتم‌های هیدروژن در مولکول‌های آب پیوندهای ضعیف هیدروژن تشکیل می‌دهند. این به‌معنی است که اتم‌های هیدروژن در یک مولکول آب به‌جفت الکترون، الکترونی از اتم اکسیژن در مولکول آب مجاور جذب می‌شوند. اعتقاد بر این است که ساختار آب مایع حاوی مولکول‌های مولکولی آب است که به‌طور مداوم شکل می‌گیرد و دوباره شکل می‌گیرد. این امر ویژگی‌های غیر معمول آب، مانند: ویسکوزیته بالا و کشش سطحی، را تولید می‌کند. شکل آب به‌دما بستگی دارد آب در سه نوع مختلف گاز، جامد و مایع در زمین وجود دارد: در سیاره ما آب به‌عنوان مایع در اقیانوس‌ها و رودخانه‌ها، جریان دارد، به‌عنوان یخ در قطب شمال و جنوب، جامد است و به‌صورت گاز (بخار) در جو وجود دارد و از طریق تبخیر، بارش و روان آب، به‌طور مداوم از یک فرم به‌دیگری که، چرخه آب نامیده می‌شود در گردش است.

آب های زیر زمینی

آب‌های زیر زمینی به آب‌هایی گفته می‌شود که در لایه‌های آبدار و اشباع زیر زمین تجمع پیدا کرده‌است و به‌اشکال مختلف:

1-H₂O

آب هیگروسکوپ^۱، آب غشایی^۲ آب ثقلی^۳، آب موئینگی^۴، وجود دارد. آب‌های زیر زمینی در طی روند نفوذ خود به لایه‌های آبدار^۵ بسته به نوع خاک و آلاینده‌های موجود در خاک ممکن است حاوی مواد معدنی و آلی شوند. و به این ترتیب آب معدنی تشکیل می‌شود. آب معدنی دارای املاح معدنی خاصی است که با عبور از لایه‌های مختلف زمین در آب حل شده و در طول سال ترکیب آن، ثبات جریان آن، ویژگی شیمیایی و میکروبیولوژیکی آن از ثبات نسبی برخوردار است. این ویژگی‌ها برای هر آب معدنی منحصر به فرد است و مشخصات طعم آن را مشخص می‌کند.

مخاطرات آب‌های زیرزمینی

یکی از مخاطرات آب‌های زیر زمینی، به دلیل نفوذ و تراوش مواد شیمیایی و آلاینده مضر از مخازن زیرزمینی و از محل‌های دفن زباله یا سیستم‌های فاضلاب به درون سفره‌های آب‌های زیرزمینی است آب‌های زیرزمینی از طریق زهاب حاصله از مزارع کشاورزی کود داده شده و مناطق صنعتی، آلوده می‌شوند. صاحبان خانه‌ها با ریختن مواد شیمیایی به داخل فاضلاب یا روی زمین، آب‌های زیرزمینی را آلوده می‌کنند.



شکل ۴ - چاه آرتزین



شکل ۳ - چاه



شکل ۲ - چشمه



شکل ۱ - قنات

آب معدنی که از مخازن و منابع زیرزمینی عمیق محافظت شده از خطرات آلودگی استخراج می‌شود. نیازی به فرایندهای پالایشی ندارد و انجام هیچ گونه فرایند (به جز در موارد محدود مانند: کربناته، حذف اجزاء نا پایدار مانند ترکیبات آهن، منگنز، سولفور و آرسنیک) مجاز نمی‌باشد و

۱ - آبی است که به صورت قطره‌های ریز در اطراف دانه‌های رسوب می‌چسبد.

۲ - آبی است که به صورت یک قشر نازک، اطراف دانه‌های رسوب را می‌پوشاند.

۳ - آبی است که اطراف و بین دانه‌های رسوب را پر می‌کند و اگر امکان حرکت وجود داشته باشد از محل خود تحت تأثیر نیروی جاذبه زمین یا ثقل، حرکت کرده و جریان می‌یابد.

۴ - بخشی از آب است که بر روی سطح آب زیرزمینی و سوار بر آن، در میان رسوبات دانه ریز قرار می‌گیرد. رسوبات دانه ریز، فضای لوله مانند و پیچ و خم داری ایجاد می‌کنند که تحت تأثیر نیروی موئینگی، بخشی از آب زیرزمینی را در خلاف جهت نیروی ثقل تا ارتفاع ۴-۵- چندین متری به بالا می‌کشند. ضخامت آب موئینگی به قطر دانه‌های رسوب بستگی داشته و هرچه دانه‌های رسوب ریزتر باشند ضخامت قشر موئینگی نیز بیشتر خواهد بود.

بخشی از آب‌های سطحی که در اثر نیروی جاذبه وارد محیط متخلخل خاک شده و به سمت پایین حرکت می‌کنند. لایه‌های مختلف زمین از مواد و ترکیبات مختلف خاک شکل گرفته و در زمان‌های مختلف بوجود آمده‌اند. و عواملی نظیر جنس و اندازه دانه‌ها، میزان تخلخل، میزان تراکم، میزان ترک خوردگی و ... باعث می‌شود. بخش‌های مختلف فضای زیرزمین ظرفیت‌های متفاوتی برای جذب، ذخیره و انتقال آب داشته باشد. لایه‌هایی از زمین که به صورت نسبی ظرفیت بالاتری برای جذب، ذخیره و انتقال آب دارند آب‌خوان نامیده می‌شوند. به دلیل نفوذپذیری بیشتر این لایه‌ها، بخش اعظم آب نفوذ کرده در عمق زمین به صورت طبیعی جذب آن‌ها می‌شود. بسته به شرایط احاطه کننده آن، یک لایه آبدار می‌تواند مانند یک مخزن زیرزمینی آب را ذخیره یا مانند: یک رودخانه زیرزمینی آب را به لایه‌های مجاور و عمیق‌تر منتقل کند.

تنها از صافی‌های فیزیکی به‌منظور تصفیه و جداسازی مواد جامد آنها استفاده می‌شود. بنابر این آب استخراج شده از منبع طبیعی ثابت مثل انواع چاه^۱، چشمه^۲، قنات بدون تغییر در ترکیبات آن، بسته‌بندی می‌شود.

میکروبیولوژی آب

میکروبیولوژی آب رشته علمی است که با بررسی تمام جنبه‌های زیست‌شناسی میکروارگانیسم‌ها (باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها، انگل‌ها و پروتوزوآها) که در آب وجود دارد، مربوط می‌شود و به عنوان میکروبیولوژی دریایی شناخته می‌شود، که رشته‌ای از میکروبیولوژی زیست محیطی است. حضور میکروب در آب می‌تواند ایجاد بیماری کند، و حتی تهدید کننده باشد به‌عنوان مثال، باکتری‌هایی که در روده انسان و سایر حیوانات خون گرم زندگی می‌کنند، مانند: *شرشیاکلی*^۳، سویه O157:H7، *سالمونلا*، *شیگلا* و *ویبریو*، پاتوژن‌های روده‌ای می‌باشند و توانایی تولید توکسین را دارند و در صورت آلوده شدن آب با مدفوع، می‌تواند آسیب‌های جدی را بر دستگاه گوارش وارد کند.

• تک‌یاختگان (پروتوزوآ^۴ یا پروتوزوئرها)

پروتوزوآ یک اصطلاح غیر رسمی است که برای تک سلولی‌های یوکاریوتی و بدون دیواره سلولی اطلاق می‌شود. برخلاف باکتری‌ها، پروتوزوآها دارای بسیاری از اندام‌های مختلف داخل سلولی هستند و دارای سازه‌هایی مشابه‌دهان و دستگاه گوارش هستند و وظایف خاصی را انجام می‌دهند. پروتوزوئرها در طول دوره زندگی خود، اشکال مورفولوژیکی متفاوت دارند، بسته به گونه‌های مختلف اکثر آنها دارای مرحله کیستی^۵ هستند و کپسول‌های کوچک و سخت که در برابر استرس زیست محیطی مقاوم هستند، را تولید می‌کنند. کیست‌ها حالت عفونی داشته و از طریق آلودگی مدفوعی دریافت می‌شوند. گونه‌های بیماری‌زا مانند *انتاموبا هیستولیتیکا*^۶ عامل اسهال خونی آمیبی، و انگل *تریپانوزوم بروسی*^۷ عامل بیماری خواب آفریقایی و *پلاسمودیم فالسیپاروم*^۸، عامل مالاریا، می‌توانند در سراسر جهان ویرانگر باشند. اشکال کیست پروتوزوآها در برابر کلر مقاوم بوده و می‌تواند از طریق فیلتر عبور کند. نگلریا فاولری^۹ نیز یکی از آمیب‌های آزادزی آب‌های شیرین

۱ - چاه آرتزین چاهی است که آب از دهانه آن با فشار بیرون می‌آید. این چاه با آنکه شباهتی به چشمه دارد، ولی در واقع چشمه بشمار نمی‌آید و وقتی که آب باران به‌داخل زمین نفوذ می‌کند و می‌رود تا می‌رسد به‌شن یا سنگ‌های سوراخ سوراخی که در میان دو لایه از سنگ‌های محکم و نفوذناپذیر قرار اند. آنگاه در اطراف چنین آبی فشار جمع می‌شود، و سپس هنگامی که سوراخی به‌مخزن آب بزنند، آب با فشار بیرون می‌جهد. البته چاه آرتزین را می‌بایست در جایی زد که پایین‌تر از سطح نفوذ آب به‌داخل زمین باشد.

۲ - چشمه وقتی درست می‌شود که آب مجرای طبیعی برای خود بیابد که پایین‌تر از سطح ایستایی باشد. چون آب چشمه‌ها در داخل زمین از میان سنگ‌ها می‌گذرد، از این‌رو همه آنها مقداری مواد معدنی چون گوگرد و آهک در درون خود دارند. چشمه‌هایی که مواد معدنی بیش از اندازه معمول دارند، چشمه‌های معدنی خوانده می‌شوند.

۳- *Escherichia coli*

۴-Protozoa

۵-Cysts

۶-*Entamoeba histolytica*

۷- *Trypanosoma brucei*

۸- *Plasmodium falciparum*

۹- *Naegleria fowleri*


است به نظر می‌رسد که در هنگام شنا یا غواصی وارد آب بدن شود و بر روی دستگاه فوقانی بینی قرار می‌گیرد که بر خلاف سایر آمیب‌های آزادی که افراد با نقص سیستم ایمنی را درگیر می‌کنند انسان‌ها و حیوانات با سیستم ایمنی سالم را مورد تهاجم قرار داده و موجب بروز بیماری کشنده مننگوانسفالیت آمیبی اولیه در آنها می‌شود. در این بیماری پرده مننژ مغز درگیر و در مدت بسیار کوتاهی افراد مبتلا جان خود را از دست می‌دهند. بیشترین نگرانی از طرف پروتوزوئ‌های روده‌ای مانند ژیا‌ردیا^۱ و کریپتوسپوری‌دیوم^۲ وجود دارد.




شکل ۵- پروتوزوآ

سیکلوسپورا^۳

سیکلوسپورا کایتانسیس^۴ تک یاخته‌ای است متعلق به زیر رده کوکسیدیا، که دارای گسترش و پراکندگی جهانی است. سیکلوسپورا کایتانسیس یک آپیکومپلکسان^۵ کوکسید کیستی است که باعث اسهال خود محدود کننده می‌شود از لحاظ مورفولوژی، اووسیست‌های کروی و دارای قطر بین ۷/۵µm تا ۱۰µm است که همچنین دارای یک دیوار با ضخامت ۵۰nm با پوشش خارجی نخ مانند هستند فرمول اووسیست ۰.۲،۲ است زیرا یک اووسیست دارای دو اسپوروسیست است و هر اسپوروسیست دارای دو اسپوروزوآیت است.



شکل ۷- چرخه زندگی سیکلوسپورا



شکل ۶- سیکلوسپورا

- ۱- Giardia
- ۲- Cryptosporidium
- ۳- Cyclospora
- ۴- Cayetanensis

۵- بر اساس Sub kingdom (تحت سلسله) تک یاخته‌های مهم انسانی در چهار شاخه زیر قرار می‌گیرند.

الف- سارکومستیگوفورا: شامل I- آمیب‌ها (سارکودینا) و II- تازگ داران (مستیگوفورا)

ب- سیلیوفورا (مژه‌داران): در این شاخه فقط بالانتیدیوم کلی، تکامل یافته‌ترین تک یاخته است.


پ- آپیکومپلکسا یا اسپوروزوآ: آپیکومپلکسان یک گروه، ارگانیسم‌های پیچیده‌ای هستند که طیف وسیعی از شکل‌های مورفولوژیکی را بسته به جنس و مرحله چرخه حیات خود نشان می‌دهند. انسان برای برخی از آنها میزبان طبیعی و برای برخی دیگر میزبان اتفاقی محسوب می‌شود. شکل‌های مورفولوژیکی را بسته به جنس و مرحله چرخه حیات خود نشان می‌دهند. دوره عمر Apicomplexan شامل سه مرحله است: sporogony, merogony و gam etogony است.

ت- میکروسپورا: انگل‌های این گروه با ظهور ایدز و هپاتیت و بیماری‌های سرکوب کننده ایمنی (ایمونوساپرس) پدیدار شدند.

پروتوزوا چرخه زندگی درون سلولی را داخل سلول‌های اپیتلیال میزبان و دستگاه گوارش سپری می‌کند عفونت از طریق مسیر دهانی و خوراکی با بلع اووسیست‌های در مواد غذایی آلوده به فاضلاب ایجاد می‌شود. مواد شیمیایی مختلف در دستگاه گوارش میزبان باعث تندش اووسیست‌ها و آزاد شدن اسپوروزوئیت می‌شود. سپس اسپوروزوئیت‌ها سلول‌های اپیتلیالی را مورد حمله قرار می‌دهند و به صورت غیر قابل شمارش^۱ (یک نوع تولید مثل غیر معمول)، منجر به تولید بسیاری از میرووزویت می‌شود این سلول‌ها ممکن است سلول‌های میزبان جدید را آلوده کنند. تظاهرات کلینیکی سیکلوسپوریازیس در انسان مشابه کریپتوسپورییدیازیس می‌باشد. سیکلوسپورا یکی از عوامل ایجاد کننده اسهال‌های آبکی طولانی مدت است که هم در مبتلایان به سندرم نارسایی سیستم ایمنی و هم در افراد سالم مشاهده می‌شود.


• **آنتامبا هیستولیتیکا^۲:**

تک یاخته آنتامبا عامل بیماری آمیبیاز روده‌ای و اسهال خونی می‌باشد. فرم فعال آن در روده بزرگ انسان با حمله به مخاط روده در آن زخم ایجاد می‌کند. کیست‌های این آمیب از طریق مدفوع فرد مبتلا دفع می‌شود. آلودگی مدفوعی آب آشامیدنی، عامل مهمی برای ایجاد بیماری آمیبیاز است. کیست‌ها $10\ \mu\text{m}$ تا $20\ \mu\text{m}$ است. پتانسیل انتقال آلودگی در مناطق گرمسیر بیشتر است.



شکل ۸- آنتامبا هیستولیتیکا

آنتامبا هیستولیتیکا در فاضلاب به تعداد کم $L/1$ (۱ کیست تا ۵ کیست) وجود دارد کیست‌ها می‌توانند (چندین ماه در آب $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ صفر) و (۳ d در آب $30\text{ }^{\circ}\text{C}$) و (۳۰ min در آب $45\text{ }^{\circ}\text{C}$) و (۵ min در آب $50\text{ }^{\circ}\text{C}$) زنده بمانند. یکی از ویژگی‌های آنتامبا هیستولیتیکا که آن را از سایر آمیب‌ها متمایز می‌کند، بلع گلبول‌های قرمز خون است که در سیتو پلاسم آن مشاهده می‌شود.



شکل ۹- آنتامبا هیستولیتیکا نوانایی جذب گلبول‌های قرمز خون را دارد و اریترافاژنامیده می‌شود.

۱- Merogony

۲- *Entamoeba histolytica*

جوشاندن آب به مدت زمان ۲ min تا ۳ min سبب مرگ آنتامبا می‌شود. این انگل نسبت به کلر خیلی مقاوم است. کامل نبودن فرآیند تصفیه آب، نقص در سیستم لوله کشی و ارتباط آب با فاضلاب می‌توانند از عوامل انتقال کیست‌های این تک یاخته باشند. در فرآیند تصفیه آب، استفاده از صافی‌های شنی با اندازه مؤثر و ضریب یکنواختی مناسب، سبب حذف کیست‌ها می‌گردد. و با بسیاری از میکروارگانیسم‌ها در آب شیرین و تازه، شامل باکتری‌ها، سیانو باکتری‌ها^۱، جلبک‌ها^۲ و حیوانات کوچک مانند روتیفر^۳ همراه است.

• کریپتوسپوریدیوم:

تک یاخته انگلی کریپتوسپوریدیوم در روده حیوانات اهلی، وحشی و انسان ایجاد بیماری می‌کند. انتقال آلودگی به انسان از طریق تماس مستقیم مدفوع انسان و حیوان با آب آشامیدنی انجام می‌گیرد. مصرف آب‌های سطحی آلوده به این ارگانیسم نیز سبب ایجاد بیماری اسهالی شبه وبا می‌شود. که در افراد با نقص ایمنی سبب بیماری مزمن می‌شود. شیوع کریپتوسپوریدیوم در ارتباط با آب آشامیدنی تصفیه نشده و آب‌هایی که فقط کلرزی شده‌اند، می‌باشد. اندازه آنها ۴ μm تا ۶ μm است. میزان حذف آنها از طریق فرآیندهای متنوع تصفیه هنوز واضح نیست. حجم نمونه مورد نیاز برای آزمایش ۳۸۰L تا ۴۰۰L است. این انگل نسبت به کلر مقاوم است. اووسیست این انگل در دمای ۶۰ °C و بالاتر کشته می‌شوند. موارد شیوع این بیماری به وسیله آب نشانگر بی‌تاثیر و ناکار آمد بودن گندزدائی با کلر، که به‌عنوان تنها فرآیند تصفیه برای منابع آب آلوده است، می‌باشد. تصفیه چند مرحله‌ای (گندزدائی، همراه با انعقاد، فیلتراسیون) و حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی از آلودگی، و جلوگیری از ورود فاضلاب‌ها به منابع آب، بهترین حفاظ در برابر بیماری‌های انگلی پروتوزوایی است.



شکل ۱۰- کریپتوسپوریدیوم

• ژیا ردیا:

تک یاخته تاژک‌دار است و انگل روده انسان و حیوانات می‌باشد، دارای چرخه زندگی دو مرحله‌ای کیستی و فرم فعال بوده و تعداد کم فرم بالغ این انگل (حتی تا ۱۰) عدد ایجاد عفونت می‌کند. ژیا ردیا عامل ژیا ردیاسیس (عامل اسهال)، می‌شود. کیست‌ها پس از ورود به روده باریک باز شده و تروفوزوئیت‌ها از آن خارج می‌شوند. تروفوزوئیت‌ها از طریق تقسیم دوتایی شروع به زیاد شدن

۱- Cyanobacteria

۲- Algae

۳- Rotifer

۴- Giardia

می‌کنند. ژیا ردیا در دوازدهه باقی مانده و از طریق خون منتشر نمی‌شود. آنها با استفاده از دیسک‌های چسبنده خود به جدار روده می‌چسبند. در برخی حالات خاص به صورت کیست درآمده و در مدفوع دفع می‌شوند. اندازه کیست‌های ژیا ردیا $8 \mu\text{m}$ تا $12 \mu\text{m}$ طول و $7 \mu\text{m}$ تا $10 \mu\text{m}$ عرض دارند. در هر گرم از مدفوع فرد آلوده 10^6 کیست وجود دارد. غلظت کیست‌ها در فاضلاب خانگی در حدود $10000/L$ تا $24000/L$ فاضلاب است. کیست‌ها حدود ۲ ماه در آب آشامیدنی 8°C زنده می‌مانند. ژیا ردیا نسبت به روش‌های معمول کلریناسیون مقاوم بوده و نسبت به کلیفرم‌ها مقاوم‌تر می‌باشد. جوشاندن 2 min تا 3 min روش مؤثری در از بین بردن انگل می‌باشد. شناسایی و کنترل منابع آلوده کننده، به‌سازی، و اصلاح نواقص سیستم تصفیه و توزیع آب، از فعالیت‌های مؤثر در جلوگیری از آلودگی ژیا ردیا است. کاربرد فرآیند صافی شنی تند و کند به‌ویژه نوع کند در تصفیه خانه‌ها (تا حدود ۹۹٪ کیست) راهی مؤثر برای حذف ژیا ردیا است.



شکل ۱۱- ژیا ردیا

• ویروس‌ها

بخش روده‌ای پستانداران خونگرم دارای ویروس‌هایی مانند: روتا ویروس^۲، انترو ویروس^۳، کوکساکسی^۴ هستند. و از طریق فاضلاب و تخلیه پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب به آب‌های سطحی، وارد می‌شود آب را آلوده و باعث بیماری می‌شوند. ویروس‌هایی که به تعداد نسبتاً زیادی در مدفوع انسان یافت می‌شود، به ویروس‌های مدفوعی - دهانی معروف هستند اندازه این نوع ویروس‌ها حدود 20 nm می‌باشد و توسط میکروسکوپ الکترونی قابل مشاهده هستند و از طریق گوارش منتقل می‌گردند. از صافی بیولوژیکی عبور می‌کنند ویروس‌هایی که باکتری‌ها را آلوده می‌کنند، باکتریوفاژ یا فاژهای ساده نامیده می‌شوند. معمولاً دارای تقارن 20 وجهی یا مارپیچی هستند تکثیر و همانند سازی آنها طی یک فعالیت منظم در داخل سلول میزبان صورت می‌گیرد و شامل مراحل: جذب^۵، نفوذ^۶، از دست دادن کپسید^۷، ناپدید شدن ویروس^۸، ساخت^۹،

۱ - میکرون یا میکرومتر، بر پایه کاربرد اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها، یکی از واحدهای طول متریک برابر با 1×10^{-6} است. یک میکرومتر معادل 1000 nm یا $1/1000 \text{ mm}$ است. میکرون را با حرف یونانی مو μm نشان می‌دهند.

۲- Rotavirus

۳- Enteroviruses

۴- Coxsackievirus

۵- Adsorption


۶- Penetration

۷- Uncoating


۸- Eclipse

۹- Synthesis

تجمع^۱، آزاد شدن^۲ می‌باشد. فاقد ریزوبیوم، میتوکندری و قابلیت تولید انرژی و سنتز پروتئین می‌باشند نسبت به عوامل ضد باکتری‌یابی مقاوم و قابل کریستالیزاسیون هستند دارای DNA یا RNA می‌باشند. از مشخصات آنها می‌توان به موارد: مقاوم بودن به اسید و صفرا، تکثیر در روده کوچک، دفع به مقدار زیاد از طریق مدفوع، اشاره کرد. ویروس‌های آب معمولاً در دسته آنترو^۳ ویروس‌ها^۴ یا ویروس‌های روده‌ای قرار دارند. آنترو ویروس‌ها دسته‌ای از ویروس‌های ssRNA (تک رشته‌ای) موسوم به پیکورنا ویروس‌ها^۵ که یک گروه بزرگ از آنترو ویروس‌ها است شامل: هیپاتیت A، ویروس پولیو^۶، کوکساکسی A و B و اکو ویروس است. پایداری این ویروس‌ها به آنها امکان می‌دهد که در حضور اسید و گندزدهای استاندارد، زنده و در دمای اتاق چندین روز باقی بمانند. آنترو ویروس‌ها شامل پولیو ویروس‌ها^۷، کوکساکسی ویروس‌ها^۸، اکو ویروس‌ها^۹ و ویروس‌های تازه کشف شده‌ای هستند که فعلاً به آنترو ویروس‌ها معروف هستند. که از طریق اپی تلیوم لوله گوارش و بافت لنفوئید انسان‌ها را آلوده می‌کنند. فاکتورهای فیزیکی مانند: دما، نور و تابش نور خورشید و فاکتورهای شیمیائی مانند: pH، فلزات سنگین و عوامل اکسید کننده نظیر کلر، ازن، برم و ید در عدم فعالیت ویروس‌ها مؤثر هستند. و مواد معلق و کدورت عمر ویروس‌ها را در آب زیادتر می‌کند. تحت شرایط مناسب، ویروس‌ها در فرآیندهای مختلف تصفیه آب به خوبی حذف می‌گردند. عمل کوآگولاسیون با آلوم و صافی شنی آب می‌تواند تا حدود ۹۰٪ تا ۹۹٪ ویروس‌ها را کاهش دهد.



شکل ۱۳- پیکورنا ویروس



شکل ۱۲- آنترو ویروس

• روتیفرها^{۱۰}

روتیفرها برای اولین بار توسط Rev. John Harris در سال ۱۶۹۶ و توسط Antonie van Leeuwenhoek در سال ۱۷۰۳ معرفی شد. در حدود ۰/۱mm تا ۰/۵mm طول دارند. در محیط‌های آب شیرین در سرتاسر جهان وجود دارند.

-
- ۱- Assembly
 - ۲- Release
 - ۳- Enterovirus


۴- دستگاه گوارش، انتقال دهانی مدفوعی

- ۵- Picornavirus
- ۶- Poliovirus
- ۷- Poliovirus
- ۸- Coxsackievirus
- ۹- Echovirus
- ۱۰- Rotifers



شکل ۱۴- انواع روتیفر

بعضی از روتیفرها شناور و واقعا پلانکتون هستند، با غلطیدن در کنار یک بستر حرکت می کنند و بعضی از آنها در داخل توده ژله‌ای قرار دارند که به بستر متصل می شوند روتیفرها بخش مهمی از زئوپلانکتون آب شیرین و منبع غذای عمده‌ای هستند که در زنجیره غذایی مهم می باشند. به عنوان مثال، میکروبه‌های سیانو باکتریایی می توانند انرژی خورشید را به انرژی تبدیل کنند.



شکل ۱۶- الگ ها

شکل ۱۵- سیانو باکترها

تعداد زیادی از این موجودات به نوبه خود به عنوان مواد غذایی برای زندگی دیگر استفاده می شود . جلبک‌هایی که در آب رشد می کنند نیز یک منبع غذایی مهم برای دیگر انواع زندگی هستند و بسیاری از گونه‌ها نیز به تجزیه مواد آلی خاک کمک می کنند.

• میکروارگانیسم های آب شور

آب نمک یک محیط متفاوت برای میکروارگانیسم‌ها می باشد. این نوع آب دارای غلظت نمک بالاتر، pH بالاتر و مواد مغذی کمتری نسبت به آب شیرین است و برای بسیاری از میکروارگانیسم‌ها کشنده است. اما، باکتری‌های نمک دوست (هالوفیل‌ها) و برخی از باکتری‌های آب شیرین مانند: *سودوموناس* و *ویبریو*^۱ نیز، در آب نمک فراوان می باشد.

۱- *ویبریوکلرا*، باکتری گرم منفی و عامل بیماری وبا است و بیشتر از طریق آب منتقل می شود با رها کردن آندوتوکسین باعث ایجاد اسهال فراوان و استفراغ تند و سریع می شود.



شکل ۱۸ - سودوموناس




شکل ۱۷ - ویبریو

• میکروارگانسیم‌های آب شیرین

معمولا آب در نزدیکی ساحل روشن‌تر، کم عمق و گرم‌تر از سایر نقاط آب است. جلبک‌های فتوسنتز و باکتری‌هایی که از نور به‌عنوان انرژی استفاده می‌کنند، هستند و کمی دورتر از ساحل میکروارگانسیم‌های فتوسنتز کننده زندگی می‌کنند با افزایش عمق آب و کاهش درجه حرارت و کاهش اکسیژن و نور، باکتری‌های بنفش و سبز گوگرد که می‌توانند بدون اکسیژن رشد کنند، غالب می‌شوند. در نهایت، در اعماق پایین‌تر، باکتری‌هایی مانند: باکتری تولید کننده متان، که در غیاب اکسیژن و نور خورشید، می‌توانند زنده بمانند، زندگی می‌کنند

• آرکی‌باکتری‌ها

در سال ۲۰۰۱، محققان شکل باستانی از زندگی میکروبی آرکی^۱ باکتری‌ها را یکی از اشکال غالب زندگی در اقیانوس‌ها را معرفی کردند. نقش آرکی‌باکتری‌ها در زنجیره غذایی اقیانوس هنوز شناخته نشده است، اما باید از اهمیت حیاتی برخوردار باشد.




شکل ۱۹ - آرکی‌باکتری‌ها

آرکی‌باکتری‌ها، به‌عنوان اولین پروکاریوت (سلول‌های بدون هسته، یعنی باکتری‌ها) شناخته شده‌اند. شواهد مولکولی در حال حاضر نشان می‌دهد جدایی بسیار قدیمی بین باکتری‌ها و آرکی‌باکتری‌ها وجود دارد آنها فاقد غشای هسته‌ای هستند و به‌همین دلیل پروکاریوت‌ها^۲ هستند، (سلول‌های

۱- Archaeobacteria

۲- prokaryote

پروکاریوتی فاقد هسته، میتوکندری یا هر اندامک غشادار دیگر هستند و تمام اجزای آن‌ها از جمله آنزیم‌ها و ریبوزوم‌ها و ماده ژنتیک و... در تماس مستقیم با مایع سیتوپلاسم قرار دارند).



شکل ۲۰ - محیط‌های مختلفی را نشان می‌دهد که آرکی‌ها رشد می‌کنند: (۱) دریاچه شور، (۲) شرایط با دمای بالا، (۳) چشمه‌ها گرم گوگردی، (۴) باتلاق‌ها و تالاب‌ها، (۵) حوضچه‌های اسیدی

از ویژگی‌های قابل توجه آرکی‌باکتری‌ها، توانایی آنها برای زنده ماندن در شرایط سخت، از جمله محیط بسیار شور، بسیار اسیدی و بسیار گرم است. (توانایی زنده ماندن در 190°F ثبت شده است).

در جدول ۱ مقایسه و تبدیل مقیاس اندازه‌گیری در جدول زیر مقایسه و تبدیل مقیاس اندازه‌گیری دما، نوشته شده است.

جدول ۱- تبدیل مقیاس اندازه‌گیری دما


تبدیل از	به	فرمول
سلسیوس	فارنهایت	$^{\circ}\text{F} = (^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32$
فارنهایت	سلسیوس	$^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) / 1,8$

• دینوفلاژله^۱

یکی دیگر از میکروارگانیسم‌های موجود در آب شور، نوعی جلبک به‌نام دینوفلاژله است. دارای زندگی آزاد و همزیستی در مرجان‌ها و دیگر بی‌مهرگان هستند این موجودات اغلب تاثیر زیادی بر محیط اطراف خود دارند. بسیاری از آنها فتوسنتز می‌کنند، مواد غذایی خود را با استفاده از انرژی از نور خورشید تولید می‌کنند و منبع غذایی برای موجودات دیگر را فراهم می‌کنند. دینوفلاژله‌ها در طول ماه‌های گرم تابستان شکوفا می‌شوند رشد سریع و ناگهانی دینوفلاژله‌ها موجب قرمز رنگ شدن آب می‌شود و همچنین تولید متابولیت‌های سمی و غیر سمی می‌کنند و می‌تواند باعث مرگ بسیاری از ماهی‌ها شوند.

۱- Dinoflagellates

۲- "Red tide"



شکل ۲۱ - انواع دینوفلاژله

سموم دینوفلاژلیدین یکی از قویترین بیوتوکسین‌های شناخته شده می‌باشد. آنها اغلب در بافت‌های نرم ماهی‌ها و صدف‌ها جمع می‌شوند. تغذیه انسان‌ها از این ماهی‌ها، باعث بیماری‌هایی مثل مسمومیت (PSP)^۱، مسمومیت‌های (NSP)^۲، مسمومیت (DSP)^۳ و سیگواترا^۴ می‌شوند.

• سیلیندروسپرموسین^۵ (CYN)

یک سیانو توکسین^۶ تولید شده توسط انواع سیانو باکترهای آب شیرین است. CYN از مشتقات اوراسیل چند حلقه‌ای حاوی گروه‌های گوانیدین و سولفات است و بسیار محلول در آب است. CYN برای بافت کبد و کلیه سمی است. سرطان‌زا بودن آن مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد که هیچ فعالیت تومورزایی در موش وجود ندارد. CYN برای اولین بار در جزیره پالم، کوئینزلند و استرالیا کشف شد.

• میکروارگانسیم‌های قابل کشت (هتروتروف)

میکروارگانسیم‌های هتروتروف گروهی از میکروارگانسیم‌ها (باکتری‌ها، مخمرها و کپک‌ها) هستند که از کربن آلی یا از ماده آلی کربن‌دار به‌عنوان منبع غذایی استفاده می‌کنند و در هر نوع آب یافت می‌شوند و به‌عنوان یک شاخص مدیریت فرایند تصفیه استفاده می‌شوند. بیشترین جمعیت میکروبی آب را تشکیل می‌دهند. میکروارگانسیم‌های هتروتروف در انواع آب‌ها که کربن آلی بیولوژیک در دسترس است وجود دارد. بنابراین، باکتری هتروتروف به‌طور کلی در طول زمان کم و پایدار است. در آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی، شمارش هتروتروف‌ها متفاوت است و می‌تواند از طریق تیمار مؤثر به‌حداقل برسد. تیمار آب آشامیدنی میکروارگانسیم‌های هتروتروف را حذف یا غیرفعال نمی‌کند. برخی میکروارگانسیم‌های هتروتروف به‌ضد عفونی مقاوم هستند. زیرا آنها به‌فرم اسپوردار، به‌فرم رویشی با یک غشای غیر قابل نفوذ، و یا در صورت تشکیل بیوفیلم و اجتماع در مقابل ضد عفونی کننده محافظت می‌شوند. در نتیجه، این میکروارگانسیم‌ها از

۱- Paralytic shellfish poisoning (PSP)

۲- Neurotoxic shellfish poisoning (NSP)

۳- Diarrhetic shellfish poisoning (DSP)

۴- Ciguatera

۵- Cylindrospermisin

۶- Cyanotoxin

طریق سیستم تصفیه به سیستم‌های توزیع و/یا لوله کشی منتقل می‌شوند. حضور باکتری‌های مقاوم در برابر ضد عفونی کننده در آب شیرین، مسئول تشکیل بیوفیلم داخل لوله‌ها و مخازن می‌باشد که همراه با حضور باکتری‌های بالقوه بیماری‌زا سودوموناس است. برخی از باکتری‌های موجود در جمعیت هتروتروف، پاتوژن-های فرصت طلب مانند: سینتوباکتر^۱، آئروموناس^۲، کریزوباکتریوم (فلاووباکتریوم)^۳، کلبسیلا^۴، لژیونلا^۵، مورازلا^۶، مایکوباکتریوم^۷، سراشیا^۸، سودوموناس^۹، آکالیژنز^{۱۰}، زانتوموناس^{۱۱} هستند.

در تصفیه آب، اجزای نامطلوب از آب حذف شده و سپس به آسان‌ترین و مطمئن‌ترین روش ممکن دفع می‌شوند. برای توسعه و انتخاب یک الگوی تصفیه، شناخت صحیح کیفیت آب خام، کیفیت آب تصفیه شده و کارایی واحدهای عملیاتی و فرایندی مختلف ضروری است. عوامل مهم در انتخاب فرایند تصفیه عبارتند از: استانداردهای کیفی آب خام و تصفیه شده، آلاینده‌های مورد نظر، توپوگرافی و زمین‌شناسی، وضعیت هیدرولیکی سیستم، دفع لجن، انرژی مورد نیاز و اقتصاد واحد.

به‌طور کلی، روش‌های فیزیکی (از جمله پیش اکسیداسیون، انعقاد، لخته سازی، ته نشینی، تبادل یون، گندزدایی و اسمز عکوس RO) همگی روش‌های تصفیه آب هستند که با توجه به عوامل مذکور فوق یکی یا مجموعه‌ای از آنها برای رسیدن به کیفیت مد نظر به کار برده می‌شود.

• سالمونلا^{۱۲} و شیگلا^{۱۳}:

سالمونلا و شیگلا باسیل‌های گرم منفی بدون اسپور، هوازی و بی‌هوازی اختیاری، کاتالاز مثبت، اکسیداز منفی هستند. قرابت نزدیکی با اشریشیاکلی دارند. سالمونلاها از نظر بیوشیمیایی خواص عمومی خانواده آنتروباکتریاسه را دارا هستند. pH پائین‌تر از ۴ باعث از بین رفتن میکروارگانیسم می‌شود. سالمونلا از نظر آنتی ژنی دارای سه نوع آنتی ژن O، آنتی ژن H، آنتی ژن Vi است. این باکتری اندوتوکسین^{۱۴} ترشح می‌کند و دارای لیپو پروتئین ساکارید^{۱۵} و لیپید A می‌باشد. سندرم‌های بالینی عفونت‌های سالمونلایی به چهار صورت، گا سترو انتریت (اسهال و استفراغ)، سپ‌سمی سمی (آلودگی در خون)، تب تیفوئید (حصبه با تب روده‌ای) و حاملان بدون علامت (حامل مزمن) بروز می‌کند. شیگلا عامل دیسانتری باکتریایی «اسهال

۱- Acinetobacter

۲- Aeromonas

۳- Chryseobacterium (Flavobacterium)

۴- Klebsiella

۵- Legionella

۶- Moraxella

۷- Mycobacterium

۸- Serratia

۹- Pseudomonas

۱۰- Alcaligenes

۱۱- Xanthomonas

۱۲- Salmonella

۱۳- Shigella

۱۴- سمی که بواسطه تخریب دیواره سلولی باکتری گرم منفی ایجاد می‌شود.

۱۵- Lipopolysaccharides(LPS)

باسیلی» است. از طریق آب آلوده و غذای آلوده منتقل می شود. کمتر از ۱۰۰ باکتری برای ایجاد اسهال کافی است. برخی از سویه‌ها، انتروتوکسین و شینگاتوکسین تولید می کنند. شینگاتوکسین شبیه وروتوکسین اشریشیاکلی O۱۵۷:H۷ است.



شکل ۲۳ - شیگلا



شکل ۲۲ - سالمونلا

• اشریشیاکلی^۱:

گونه‌ای از جنس اشریشیا متعلق به خانواده انتروباکتریاسه است که علاوه بر آنزیم بتا-دی-گالاکتوزیداز، بتا-دی-گلوکورونیداز هم تولید می کند. که با تخمیر لاکتوز ایجاد گاز کرده و از تریپتوفان اندول تولید می کنند. ویژگی‌های مهم این باکتری عبارت است از: بزرگترین عامل عفونت‌های ادراری است. (حدود ۸۵٪)، دومین باکتری از لحاظ فراوانی در روده است. (بعد از باکترئیدس)، اشریشیاکلی معمولاً در محیط‌های آبی تکثیر نمی کند. به همین دلیل وجود آن در آب، نشانگر آلودگی مدفوعی جدید است. در فاضلاب، پساب‌های تصفیه شده و کلیه آب‌های طبیعی و خاک‌هایی که در معرض آلودگی مدفوعی جدید (ناشی از انسان، کشاورزی و حیوانات وحشی و پرندگان) هستند، یافت می شود.

اشریشیاکلی شاخص آلودگی آب شهری به فاضلاب است و نشان دهنده وجود میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای گوارشی انسانی و به‌عنوان شاخصی برای وجود سالمونلا است. برخی از سروتیپ‌های اشریشیاکلی مانند O۱۵۷:H۷ موجب مسمویت غذایی و اسهال می شوند.




شکل ۲۴ - اشریشیاکلی

• کمپیلو باکتر ژژونی^۲

باکتری گرم منفی به شکل مارپیچ (S)، بدون اسپور و میکروآئروفیلیک، متحرک، اوره‌آز و اکسیداز مثبت است. در دمای ۴۲ °C در مجاورت با CO₂ رشد بهتری دارد. یکی از باکتری‌های شایع روده‌ای است. علت اصلی عفونت‌های منتقله از طریق غذا است و موجب اسهال خونی می شود که با دردهای شکمی همراه است.

۱- *Escherichia coli*

۲- *Campylobacter jejuni*



شکل ۲۵- کمپیلوباکتر ژژونی

• لژیونلا^۱

باسیل‌های گرم منفی، هوازی، بدون اسپور، دارای شکل‌های مختلف (پلئومورفیک) و دارای یک تاژک هستند. به‌طور وسیعی در آب‌های طبیعی منتشر هستند. در سیستم‌های آب رسانی به‌ویژه در سیستم‌های خنک کننده و گرم کننده وجود دارند. عفونت از طریق تنفسی، در نتیجه ورود آئروسول‌های ریز بخار در هوا در داخل ریه نفوذ کرده و در آلونل‌ها باقی می‌مانند، ایجاد می‌گردد. درجه مخاطره آمیز بودن به‌عوامل: ۱- ترکم باکتری‌ها در منابع آب، ۲- میزان آئروسول موجود در هوا، ۳- تعداد باکتری‌هایی که از طریق تنفس وارد بدن شده‌اند. و ۴- به‌حساسیت افراد بستگی دارد. پنومونی لژیونلایی بخصوص در افراد بیمار، ضعیف، کودکان و افراد مسن شایعتر است. انتقال لژیونلا به‌انسان از طریق آئروسول، آسپیراسیون، و نفوذ مستقیم به‌درون ریه‌ها طی دست‌کاری‌های مجاری تنفسی صورت می‌گیرد. به‌طور معمول آزمون‌های جستجو و شناسایی لژیونلا در آب آشامیدنی متداول نیست و بهینه سازی آب شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها برای از بین بردن یا غیر فعال کردن میکروارگانیزم‌های بیماری‌زا ناشی از فاضلاب و مدفوع است. تصفیه و ضد عفونی تعداد لژیونلا را کاهش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد مونوکلارآمین (در حال حاضر فقط برای سیستم‌های توزیع اصلی در دسترس است) باقی مانده موثر بر علیه لژیونلا در بیوفیلیم‌ها باشد و ممکن است کارآمدتر از کلر باشد. هدف اصلی هر استراتژی برای جلوگیری از گسترش لژیونلا در سیستم‌های لوله‌کشی باید به‌حداقل رساندن توسعه بیوفیلیم‌ها باشد. تمیز کردن منظم منابع ذخیره و کنترل مواد مغذی در آب منبع باعث کاهش بار مواد مغذی می‌شود. بنابراین کمک می‌کند تا تشکیل بیوفیلیم و رشد کاهش یابد. اندازه‌گیری درجه حرارت آب، کنترل و ثبت دما در اولویت و بحرانی است و شامل کنترل دمای آب در سیستم‌های آب گرم در گردش، دمای آب خروجی از منبع گرم‌خانه، دمای نگه‌داری خنک‌کننده‌های آب است.

۱- Legionella

عوامل گسترش لژیونلا در سیستم‌های آب لوله کشی عبارتند از: کیفیت ضعیف آب و ضد عفونی ناکارآمد یا بی‌اثر، مشکلات سیستم توزیع مانند: سکون و سرعت کم جریان آب، طراحی، ساختار و مصالح ساختمانی به‌کار برده شده در سیستم توزیع که به‌رشد میکروبی و تشکیل بیوفیلم کمک می‌کند.



شکل ۲۶ - لژیونلا

جزوه دوره کارآموزی میکروبیولوژی آب

۱ هدف

هدف از تهیه این جزوه آموزشی آشنایی با روش‌های میکروبیولوژی آب، بر اساس استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۱۰۱۱، ۴۴۰۳، ۶۲۶۷ می‌باشد.

یادآوری ۱- توصیه می‌شود کارآموزان این دوره با الزامات آزمایشگاهی میکروبیولوژی و نیز استانداردهای ملی ایران شماره ۹۸۹۹ آشنایی داشته باشند.

یادآوری ۲- به منظور رعایت نکات ایمنی و سلامت کارکنان آزمایشگاه، توصیه می‌شود آزمون‌ها توسط افراد با تجربه، متخصص و آموزش دیده در خصوص روش‌های میکروبیولوژیکی انجام شود و داشتن مهارت‌های حرفه‌ای میکروبیولوژی در سطح مقدماتی الزامی است.

۲ استانداردهای ملی ایران

استانداردهای ملی ایران مرتبط با آزمون میکروبیولوژی آب آشامیدنی، آب آشامیدنی بسته بندی شده و آب معدنی طبیعی بسته بندی به شرح جدول ۲ می‌باشند.

جدول ۲- لیست استانداردهای آب

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد
۱	آب آشامیدنی - ویژگی‌های میکروبیولوژی و روش‌های آزمون	۱۰۱۱
۲	کیفیت آب - شمارش باکتری‌های اشریشیاکلی و کلی فرم - قسمت ۱- روش فیلتراسیون غشایی	۳۷۶۰-۱
۳	میکروبیولوژی آب معدنی طبیعی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون	۴۲۰۷
۴	میکروبیولوژی زنجیره غذایی - روش جامع برای شمارش میکروارگانیسم‌ها - قسمت ۱- شمارش کلنی در ۳۰ درجه سانتی گراد با استفاده از روش کشت آمیخته	۵۲۷۱
۵	کیفیت آب - شمارش میکروارگانیسم‌ها در آب با استفاده از روش کشت - راهنما	۵۲۷۲-۱
۶	آب - شمارش میکروارگانیسم‌های قابل کشت	۵۳۵۳
۷	کیفیت آب - جستجو و شمارش اسپور کلسترییدیوم‌های احیاء کننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی	۷۷۲۴-۲
۸	کیفیت آب - جستجو و شمارش انتروکوک‌های روده ای - قسمت دوم : روش صافی غشایی	۷۷۲۵-۱
۹	کیفیت آب - جستجو و شناسایی اشریشیاکلی و کلی فرم ها قسمت اول : روش صافی غشایی	۸۶۶۳

ادامه جدول ۲- لیست استانداردهای آب

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد
۱۰	کیفیت آب- شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی	۸۸۶۹
۱۱	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - آماده سازی آزمایشه- سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی- قسمت اول- مقررات کلی برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری	۸۹۲۳-۱
۱۲	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-آماده سازی آزمایشه، سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون میکروبی- قسمت ۴- مقررات ویژه برای آماده سازی فرآورده‌ها به جز شیر، گوشت، ماهی و فرآورده‌های آنها	۸۹۲۳-۴
۱۳	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -راهنمای الزامات کلی برای آزمون	۹۸۹۹
۱۴	یخ خوراکی بسته‌بندی شده- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون	۲۱۱۱۳
۱۵	آب آشامیدنی نمک زدایی شده در سامانه‌های صنعتی و خانگی-ویژگی‌های میکروبی	۲۰۷۰۵

۳ اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی

با ورود به آزمایشگاه میکروبیولوژی و آغاز کار در این محیط لازم است یکسری اصول اولیه مورد توجه قرار گیرد. بخشی از این اصول و قواعد مربوط به ایمنی فرد آزمایش کننده بوده و برخی نیز به ایمنی محیط و ابزار آزمایشگاه مربوط می‌باشد.

۳-۱ فضای آزمایشگاه

آزمایشگاه باید دارای سه محل جداگانه برای نمونه‌ها، آزمون و فضای عمومی باشد.

۳-۱-۱ فضای مربوط به نمونه و آزمون

با توجه به شرایط خوب آزمایشگاهی داشتن فضاهای جداگانه برای بخش‌های زیر لازم است:

- دریافت و انبارش نمونه‌ها
- آماده‌سازی نمونه‌ها خصوصاً برای مواد خام (مانند: فرآورده‌های پودری حاوی تعداد زیاد میکروارگانیسم‌ها)
- آزمون نمونه‌ها (از سوسپانسیون اولیه) شامل گرمخانه‌گذاری میکروارگانیسم‌ها
- آزمون میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای احتمالی
- نگهداری سویه مرجع و سایر سویه‌ها
- آماده‌سازی و سترون‌سازی محیط‌های کشت و وسایل

- انبارش محیط‌های کشت و واکنشگرها
- آزمون سترونی مواد غذایی
- آلودگی زدایی
- شستشو و تمیز کردن وسایل شیشه‌ای و سایر تجهیزات
- انبارش مواد شیمیایی مخاطره آمیز، ترجیحاً نگهداری در کابینت‌ها، قفسه‌ها، اتاق‌ها

۲-۱-۳ فضای عمومی

فضاهای جداگانه برای موارد زیر توصیه می‌شود:

- ورودی، راهرو، راه پله و آسانسور
- فضای اداری (مانند دبیرخانه، دفتر کار و اتاق مستندسازی)
- رختکن و سرویس‌های بهداشتی
- اتاق بایگانی
- انبار
- اتاق استراحت

۲-۳ بهداشت کارکنان

به منظور پیشگیری از آلودگی نمونه‌ها، محیط‌های کشت و خطر عفونت کارکنان اقدامات بهداشتی زیر باید انجام شود:

- استفاده از لباس و کفش مخصوص در محیط آزمایشگاه
- ناخن‌ها را تمیز و ترجیحاً کوتاه نگه داشتن
- هنگام کار در آزمایشگاه از صحبت کردن خودداری شود.
- از خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه خودداری شود.
- کشیدن پی‌پت با دهان ممنوع می‌باشد.

۳-۳ وسایل و تجهیزات

توصیه می‌شود مطابق با شرایط خوب آزمایشگاهی، کلیه وسایل و تجهیزات تمیز و در محل مناسب نگهداری شوند.

پیش از استفاده بهتر است وسایل از نظر داشتن شرایط لازم برای کار تصدیق و در صورت لزوم در طی استفاده، عملکرد آن پایش شود.

از وسایل معمول در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ و همچنین وسایل مندرج در جدول ۳ استفاده شود:

جدول ۳- لیست تجهیزات مورد نیاز برای آزمون میکروبیولوژی

ردیف	نام تجهیزات
۱	وسایل و ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی
۲	حمام مایع بادمای ثابت (بن ماری)
۳	فور
۴	میکروسکوپ
۵	ترازوی آزمایشگاهی
۶	pH متر
۷	انکوباتور
۸	اتوکلاو
۹	شمارشگر کلنی
۱۰	سیستم فیلتراسیون تغییر یافته
۱۱	تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری
۱۲	سمپلر (میکروپیپت)

وسایل و ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی

شامل انواع پی‌پت، ارلن، ظروف شیشه‌ای در پیچ‌دار، انواع لوله آزمایش، پتری‌دیش و غیره می‌باشد.



شکل ۲۷- وسایل شیشه‌ای

حمام مایع^۱ (بن ماری^۲) بادمای ثابت

این وسیله برای انجام تست‌های سرولوژیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست‌های دارویی، در دمای تثبیت شده کاربرد دارد. حرارت آب دستگاه به وسیله یک ترموستات قابل تنظیم است. بهتر است که برای جلوگیری از رسوب املاح بر روی المنت دستگاه از آب مقطر استفاده شود اگر چه در تعداد معدودی از آن‌ها از روغن نیز

۱- Water bath

۲- Bain marie

استفاده می‌شود. داغ شدن بیش از حد المنت‌ها، به علت کم آبی بن ماری، موجب آسیب رساندن به دستگاه می‌شود، باید به حداقل حجم آب مورد نیاز جهت حفظ کارکرد مطلوب دستگاه توجه گردد. کاربرد اصلی این دستگاه در آزمایشگاه میکروبیولوژی به شرح زیر است:

الف- گرمخانه‌گذاری محیط کشت تلقیح شده در یک دمای ثابت؛

ب- نگهداری محیط کشت جامد سترون ذوب شده در طی آماده‌سازی محیط کشت؛

پ- تعدیل دمای محیط کشت جامد ذوب شده سترون برای استفاده در روش‌های خاص؛

ت- آماده‌سازی سوسپانسیون‌های اولیه یا محلول‌ها در یک دمای کنترل شده؛

ث- فرآیند حرارتی سوسپانسیون‌های اولیه در یک دمای کنترل شده (مانند پاستوریزاسیون)؛

همچنین به منظور گرم کردن معرف‌ها و ذوب کردن نمونه‌ها نیز استفاده می‌شود.



شکل ۲۸- انواع حمام مایع با دمای ثابت

شمارشگر کلنی^۱

این دستگاه برای شمارش کلنی باکتری‌ها، به صورت دیجیتال کاربرد دارد. معمولاً دارای صفحه مدرج برای سهولت در شمارش، عدسی با قدرت بزرگنمایی ۸ برابر و ثبت در حافظه در هنگام قطع برق می‌باشد.



شکل ۲۹- شمارشگر کلنی

فور^۲ یا آون

فور یا آون دستگاهی است که قابلیت تنظیم در دما 300°C را دارد و برای استریل یا خشک کردن وسایل شیشه‌ای و یا فلزی که در محیط‌های آزمایشگاهی کاربرد دارند. عمل استریل و

۱- Colony counter

۲- Oven

خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده بر اساس استاندارد در دمای $(170 \pm 10)^\circ\text{C}$ (از زمان رسیدن به دمای 170°C) به وسیله حرارت خشک به مدت زمان حداقل ۱h انجام می‌شود. با بالا بردن تدریجی دمای داخل آون، رطوبت موجود در وسایل شیشه‌ای تبخیر و در نتیجه سبب حذف هر نوع فعالیت زیستی خواهد شد. پیش از سترون‌سازی، همه وسایل فلزی و شیشه‌ای را تمیز کرده، سپس در آون قرار دهید. پس از سترون‌سازی، به‌منظور پیشگیری از شکستن وسایل شیشه‌ای به‌تراست پیش از خارج کردن از آون، آن‌ها را خنک کنید. توصیه می‌شود:

- از قرار دادن مواد قابل اشتعال و آتش‌زا در داخل و اطراف آون دوری شود.
- از قرار دادن محلول‌های اسیدی و یا ایجاد بخارات خورنده در درون آون جلوگیری شود. این کار سبب از بین رفتن سطح درونی آون خواهد شد.
- به‌دلیل عایق بودن دستگاه، چند ساعت طول می‌کشد تا اشیاء داخل دستگاه آون خنک شود، مگر آن که مجهز به فن باشد. پس از سترون‌سازی، به‌منظور پیشگیری از شکستن وسایل شیشه‌ای درب آون را باز نکنید تا اتاقک، ظروف و مواد داخل آن تا دمای حدود 60°C خنک شوند. اگر هوای سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممکن است ظروف شیشه‌ای ترک بخورند.
- کنترل کیفیت و عملکرد دستگاه آون الزامی است. و با آزمون شیمیایی و آزمون بیولوژیک انجام می‌شود.

آزمون شیمیایی: استفاده از ویال شیشه‌ای Browne و مشاهده تغییر رنگ مناسب از قرمز به سبز. از این ویال در هر سری کاری استفاده می‌شود.

آزمون بیولوژیک: استفاده از نوار کاغذی دارای اسپور باسیلوس سویتیلیس^۱، واریته نایجر ATCC ۹۳۷۲ و یا اسپور باسیلوس آتروفئوس^۲ به‌طور هفتگی توصیه می‌شود.



شکل ۳۰ - فور یا آون

۱- *Bacillus subtilis*

۲- *Bacillus atrophaeus*

میکروسکوپ^۱

میکروسکوپ یکی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه زیست شناسی است. از دو واژه یونانی میکرو به معنی کوچک و سکوپ، به معنی دیدن، گرفته شده است. اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپها بر اساس عبور نور با طول موجهای متفاوت از چندین عدسی محدب می باشد که هر چقدر طول موج نور به کار رفته در میکروسکوپ مزبور کوتاه تر باشد قدرت تفکیک و یا جداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است. میکروسکوپها به طور کلی به دو دسته میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی تقسیم می شوند. میکروسکوپهای نوری به منظور سنجش و مشاهده سلولها با بزرگنمایی نسبتا کم و میکروسکوپهای الکترونی برای مشاهده سلولها و ساختارهای سلولی با بزرگنمایی بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. سه تعریف مهم در کاربرد میکروسکوپ وجود دارد.

- **بزرگنمایی** : به اندازه تصویر نمونه، به اندازه واقعی آن گفته می شود. در همه میکروسکوپها از عدسیها برای بزرگنمایی تصویر استفاده می شود.
- **قدرت تفکیک** : توانایی تشخیص بین دو شیء نزدیک به هم به صورت دو شیء متمایز و جدا را قدرت تفکیک می گویند. قدرت تفکیک به کیفیت عدسیها و طول موج نور تابیده شده بستگی دارد. با کاهش طول موج، قدرت تفکیک افزایش می یابد.
- **کنتراست** : به تفاوت بین بخشهای مختلف یک نمونه می گویند. مثلا یک اندامک تیره تر از اندامک دیگر دیده شود.

انواع مختلفی از میکروسکوپها شامل: استریو^۲ میکروسکوپ، میکروسکوپ اینورت^۳، میکروسکوپ فلورسنت^۴، میکروسکوپ دوچشمی^۵ می باشند.



شکل ۳۱- میکروسکوپ نوری

۱- Microscopes

- ۲- دارای بزرگنمایی ۵۰ برابر و قابلیت نصب دوربین می باشد و در بررسی اجزا و موجوداتی که دارای بعد و حجم می باشند.
- ۳- این دستگاه دارای قابلیت فازکنتراست و نصب دوربین عکاسی و فیلمبرداری می باشد و در بررسی نحوه حرکت، تولید مثل، شناسایی، شمارش زئو و فیتوپلانکتونها و سایر میکروارگانیسمها استفاده می گردد.
- ۴- جهت بررسی و مشاهده اجزا و اندامکهایی از سلول و میکروارگانیسمهایی که با رنگ فلورسنت رنگ آمیزی شده باشند، استفاده می گردد. این دستگاه دارای قابلیت عکس برداری از نمونهها و ثبت اطلاعات نیز می باشد.
- ۵- این دستگاه میکروسکوپ دوچشمی نوری است دارای عدسیهای ۵، ۱۰، ۴۰، ۲۰، ۱۰۰ و قابلیت فاز کنتراست و نصب دوربین عکسبرداری می باشد که برای مشاهده معمولی و نمونههایی که رنگ آمیزی نشده اند مورد استفاده قرار می گیرد.

ترازوی آزمایشگاهی

دستگاهی است که برای توزین اجسام یا مایعات، با دقت بالا و حساسیت بالا به کار می‌رود. آزمایشگاه‌ها با توجه به نیازشان از ترازوهایی با دقت 0.1 g ، 0.01 g ، 0.001 g و 0.0001 g استفاده می‌کنند. ترازوهای آزمایشگاهی دقت 1 mg و دقت بالاتر آن نیاز به محفظه دارند چون به علت حساسیت بالای آن‌ها در توزین جریان هوا نیز روی توزین این ترازوها تاثیر می‌گذارد. تمام دستگاه‌های توزین (مانند: باسکول یا ترازو) باید به‌طور دوره‌ای کالیبره^۱ شوند. کالیبره کردن باید در مدت زمان‌های معینی با سنگ کالیبره استاندارد انجام شود، گاهی لازم است چند بار در سال یا گاهی بر اساس ضرورت یک یا دو بار در ماه، انجام گیرد.



شکل ۳۲- ترازوی آزمایشگاهی

سیستم فیلتراسیون

برای سترون‌سازی محلول‌هایی که ساختمان شیمیایی آنها به حرارت حساس هستند مانند: ویتامین‌ها، آنتی بیوتیک‌ها از فیلتر غشایی استفاده می‌شود. همچنین برای آزمون‌های میکروبیولوژی مایعات با حجم بالا مانند: آب، از صافی غشایی استفاده می‌شود. در آزمایشگاه میکروبیولوژی اغلب از فیلتر غشایی‌های از جنس پلاستیک یا سلولز با منافذ $0.45\mu\text{m}$ و $0.22\mu\text{m}$ استفاده می‌شود.



شکل ۳۳- سیستم فیلتراسیون

اتوکلاو^۲

اتوکلاو برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب کار برد دارد این دستگاه قادر است بخار آب اشباع شده با حرارت 121°C را ایجاد کند. این

۱ - کالیبره کردن یعنی تنظیم درست ترازو با جسمی تا به‌درست ترین شکل کار کند.

۲- Autoclave

درجه حرارت در شرایط بخار ایجاد شده می‌تواند موجب تخریب ساختمان میکروبه‌ها و اسپور آنها شود. بر اساس استاندارد در دمای 121°C ابزارآلات باید حداقل به مدت زمان ۱۵ min، تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار گیرند. کل مدت زمان کار دستگاه اتوکلاو از فشار دادن دکمه (شروع کار)^۱ تا پایان کار سیستم، مجموع سه زمان (اولیه)^۲، (استریلیزاسیون)^۳ و (خشک شدن)^۴ است. بررسی دما و زمان اتوکلاو با اندیکاتورهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی انجام می‌شود.

- **اندیکاتورهای شیمیایی** : به صورت نوارهای اتوکلاو (چسب اتوکلاو) TST^۵ که سه عامل زمان، بخار و دما را کنترل می‌کند. یا بسته‌های پزشکی هستند که وقتی به دمای معینی رسیدند تغییر رنگ می‌دهند.
- **اندیکاتور بیولوژی** : شامل اسپور باکتری‌های مقاوم به حرارت، مانند *ژئوباسیلوس استئاروترموفیلوس*^۶ است.
- **اندیکاتور فیزیکی** : از آلیاژهایی تشکیل شده‌اند که در دمای مورد نظر ذوب می‌شوند.



شکل ۳۴- اتوکلاو و تعدادی از اندیکاتورهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی

انکوباتور^۷(اتو)

اتوکلاو برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب کار برد دارد این دستگاه قادر است بخار آب اشباع شده با حرارت 121°C را ایجاد کند این درجه حرارت در شرایط بخار ایجاد شده می‌تواند موجب تخریب ساختمان میکروبه‌ها و اسپور آنها می‌شود. بر اساس استاندارد در دمای 121°C ابزارآلات باید حداقل به مدت ۱۵ min، تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار گیرند کل مدت زمان کار دستگاه اتوکلاو از فشار دادن دکمه

۱- Start

۲- Preheating Time

۳- Sterilization Time

۵- Drying Time

۶- Time, Steam, Temperature

۷- *Geobacillus stearothermophilus*

۸- Incubator

(شروع کار)^۱ تا پایان کار سیستم، مجموع سه زمان (زمان اولیه)^۲، (زمان استریلیزاسیون) و (زمان خشک شدن)^۳ است. این دستگاه دارای قابلیت نگهداری دمایی ثابت و توزیع یکنواخت دما است و درجه حرارت مناسب رشد، تکثیر و تشکیل کلنی را فراهم می‌کند انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی (معمولی، شیکردار، یخچالدار، و مجهز به سیستم تزریق CO₂) در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی و بیولوژی سلولی کاربرد اساسی دارد.



شکل ۳۵- انکوباتور

تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری تغییر یافته

این تجهیزات کشت ممکن است یک جار غیر قابل نفوذ یا هر وسیله مناسب دیگری باشد که قادر به ایجاد و حفظ شرایط اتمسفری تغییر یافته (مانند: شرایط بی‌هوازی) در طی مدت زمان گرمخانه گذاری محیط کشت، باشد. ترکیب اتمسفر مورد نیاز می‌تواند به وسیله افزودن مخلوطی از گاز پس از تخلیه هوای جار به وسیله جایگزینی اتمسفر مورد نظر در یک اتاقک یا به وسیله هر روش مناسب دیگر مانند: (گاز پک‌های قابل دسترسی از بازار) انجام شود.



شکل ۳۶- تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری تغییر یافته

pH متر^۴

وسيله‌ای الکترونیکی است که جهت سنجش میزان pH (میزان اسیدی یا بازی بودن ماده) به کار می‌رود. (اندازه گیری غلظت یون هیدروژن H⁺ را با استفاده از الکتروود حساس به یون H⁺) این ابزار دارای الکترودهای خاصی است که با قرار دادن در محلول، عدد pH را روی صفحه نمایشگر خود

۱- Start

۲- Preheating Time

۳- Drying Time

۴- pH meter

نمایش می‌دهد. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر^۱ و اندازه‌گیر^۲ است. میله کاوشگر pH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه‌گیر آن را تحلیل و میزان pH را نمایش می‌دهد. انتهای کاوشگر از غشاء شیشه‌ای و حباب مانند است که نسبت به یون‌ها حساس می‌باشد و رأس الکتروود داخلی در داخل آن قرار دارد. بخش داخلی و بیرونی محفظه حاوی KCl و HCl ۰/۱ مولار (محلول رفرانس) است. قبل از شروع کار با pH متر ابتدا باید مطمئن شوید که میله کاوشگر در محلول نگهدارنده یا محلول با pH=۴ نگهداری شده است. در غیر این صورت ممکن است pH متر در تعیین pH محلول مورد مطالعه دچار خطا شود. لذا میله کاوشگر را به مدت زمان ۲ h در آب مقطر نگهداری کنید و سپس آن را در محلول نگهدارنده قرار دهید. کاوشگر را به وسیله آب مقطر بشوید. برای تنظیم pH متر، الکتروود را در محلول pH=۷ قرار داده، حداقل ۳۰ sec زمان بدهید تا عدد ثابتی را نشان دهد. سپس آن را روی عدد ۷ تنظیم کنید (pH متر عدد ۷ را نشان دهد). دوباره الکتروود را با آب مقطر بشوید و آن را در محلول pH=۷ قرار دهید. اجازه دهید اندازه‌گیر عدد ثابتی را نشان دهد. آن را روی عدد ۴ تنظیم کنید (pH متر عدد ۴ را نشان دهد). حالا pH متر شما تنظیم شده و آماده اندازه‌گیری pH محلول‌های مورد آزمون است قبل از قرار دادن اندازه‌گیر در محلول مورد آزمایش آن را دوباره با آب مقطر بشوید.



شکل ۳۷ - pH متر

سمپلر (میکروپیپت)

سمپلر (میکروپیپت) ثابت فقط حجم معین و تعیین شده‌ای را جابه‌جا می‌نماید و سمپلر متغیر قابل استفاده بر روی حجمی بین کمترین و بیشترین حجم تعیین شده می‌باشد. حجم‌های تعیین شده برای سمپلرهای مختلف بین ۰/۱ μL تا ۱۰۰۰۰ μL می‌باشد. لازم است در خصوص نگهداری و کار با سمپلر به نکات زیر توجه شود.

- نسبت به میزان کارکرد و مواد مورد استفاده، سمپلر بصورت دوره‌ای سرویس، روغن کاری و کنترل کیفی شود.
- در زمان کار با رک، سمپلر را به شدت و با ضربه وارد سرسمپلر نشود و از سفت بودن سرسمپلر روی میکروپیپت اطمینان حاصل شود تا به اصلاح سمپلر هوا نکشد.

۱- probe

۲- meter



شکل ۳۸- سمپلر

۳-۴ استریلیزاسیون

استریلیزاسیون یا سترون‌سازی به معنای از بین بردن تمامی اشکال زنده در یا روی یک محیط آماده است. این اشکال مختلف شامل سلول‌های زنده باکتری‌ها و اسپور قارچ‌ها و... می‌باشد. روش‌های رایج سترون کردن عبارتند از:

- ✓ **روش حرارتی** : در آزمایشگاه میکروبیولوژی برای استریلیزاسیون محیط‌های کشت و وسایل مورد نیاز روش حرارتی به دو صورت خشک (با استفاده از فور) و مرطوب (با استفاده از اتوکلاو) از تاثیر گرما و فشار بخار آب برای کشتن میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود. برای تشخیص بین مواد سترون‌شده و سترون‌نشده می‌توان از نشانگرهای سترون‌سازی استفاده کرد. نشانگرهای بیولوژیک به صورت مختلف نواری، ویال یا آمپول کوچک موجود هستند. عملکرد سترون‌سازی را می‌توان با استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و اندیکاتورهای بیولوژیک ارزیابی کرد. در پایش بیولوژیک، از اسپورهای *باسیلوس سوبتیلیس*^۱ و *باسیلوس استئروترموفیلوس*^۲ استفاده می‌شود.
- ✓ **روش شیمیایی** : به وسیله مواد ضد عفونی کننده مانند: آب اکسیژنه و انجام واکنش‌های شیمیایی (مانند: رادیکال‌های آزاد) برای سترون کردن استفاده می‌شود.
- ✓ **روش پرتو دهی** : به وسیله تابش پرتوهای ایکس و گاما نیز می‌توان برای سترون کردن مواد بیولوژیک، داروها، گاز، باند، نخ‌های کات گوت و لوازم یک‌بار مصرف استفاده کرد.
- ✓ **روش فیلتراسیون**: معمولاً برای سترون‌سازی مایعات استفاده می‌شود و شامل عبور دادن مایع از فیلترهای مخصوص می‌باشد.

۳-۵ محیط کشت

کشت و تکثیر میکروارگانیسم‌های قابل کشت، در محیط‌های مصنوعی از مهمترین روش‌های تشخیصی است. برای کشت موفق باید شرایط مناسب برای رشد میکروارگانیسم فراهم گردد. از جمله این شرایط مواد غذایی و مغذی، حرارت، رطوبت کافی، مواد آلی و معدنی pH مناسب، حضور یا عدم حضور اکسیژن می‌باشد. بیشتر محیط‌های کشت که در پلیت مصرف می‌شوند، محیط‌های کشت عمومی هستند که برای تهیه مواد غذایی لازم جهت رشد میکروارگانیسم ساخته شده‌اند.

۱- *Bacillus subtilis*

۲- *Bacillus. Stearothermophilus*

محیط‌های کشت عمومی را با اضافه کردن اجزای مغذی که موجب افزایش سریع رشد میکروگانیسم‌های سخت رشد می‌شوند، غنی می‌کنند. این مواد مغذی بطور سترون، به محیط اصلی استریل شده اضافه می‌شوند. نمونه‌هایی از این مواد مغذی عبارتند از: شیر بدون چربی، خون گوسفند، زرده تخم مرغ و ...

۳-۵-۱ اجزای تشکیل دهنده محیط کشت

محیط کشت فرمولاسیونی است از مواد، به صورت مایع، نیمه جامد یا جامد، که دارای اجزای تشکیل دهنده خاص بوده و به منظور تکثیر (همراه با بازدارندگی میکروارگانیسم‌های معین یا بدون باز دارندگی)، شنا سایی یا حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آگار به عنوان عامل سفت کننده در محیط کشت‌های جامد و نیمه جامد کاربرد دارد. آگار ترکیبی است پلی ساکاریدی که از دیواره سلولی برخی از گونه‌های جلبک^۱ قرمز (از جنس گراسیلاریا^۲ و جیلیدیوم^۳) استخراج می‌شود. آگار برای میکروارگانیسم‌ها ارزش غذایی ندارد و هیچ میکروارگانیسمی نمی‌تواند آنرا هضم کند نقطه ذوب آن ۹۵ °C و با رسیدن دمای آن به حدود ۴۳ °C شبکه ای ایجاد می‌کند که سبب جامد شدن محیط می‌شود. محیط‌های کشت جامد معمولاً دارای ۱۵g/L تا ۱۳ g/L آگار هستند.

۳-۵-۲ آب

آب قابل استفاده برای آماده‌سازی محیط‌های کشت باید آب مقطر و عاری از مواد تاثیر گذار بر رشد میکروارگانیسم‌ها، در شرایط آزمون مانند: اثر کلراید، اثر آمونیاک و اثر یون‌های فلزات، باشد. آب مقطر به روش جوشاندن و تقطیر کردن، عبور آب از روی رزین و تصفیه به وسیله فیلترهای اسمز معکوس و نانو فیلتر تولید می‌شود. آب مقطر دارای pH خنثی و در حدود ۷ می‌باشد. دمای جوش آن به دلیل خالص بودن پایین‌تر از آب‌های طبیعی بوده و خاصیت خورندگی ندارد و آب مقطر باید در ظروف در دار و ساخته شده از مواد بی اثر مانند: شیشه خنثی، پلی اتیلن و غیره نگهداری شود و همچنین توصیه می‌شود، آب مقطر تولید شده هر چه زودتر استفاده شود.

۳-۵-۳ ویژگی محیط کشت

- تمام محیط کشت‌ها باید دارای مواد غذایی ضروری برای رشد میکروب‌ها باشند .
- pH محیط کشت باید در حد معین قبل از استفاده برای کشت تنظیم شود.
- ظروف مورد استفاده برای تهیه محیط‌های کشت باید کاملاً تمیز و عاری از مواد خارجی باشند.
- آب مقطر مورد استفاده باید صحیح تهیه شود .

۱-Algae

۲-Gracilari

۳-Gelidium

• درجه حرارت استریل کردن محیط کشت، باید متناسب با نوع مواد مغذی محیط کشت در نظر گرفته شود. درجه‌های بالا باعث از بین رفتن برخی از مواد شیمیایی موجود در محیط کشت می‌شوند.

محیط‌های کشت و معرف‌های مورد استفاده در آزمون باید مناسب برای اهداف آزمون‌های میکروبیولوژی و دارای کیفیت آزمایشگاهی بوده، همچنین باید عاری از مواد سمی یا مهارکننده میکروارگانیسم‌های آزمون باشند. چنانچه محیط‌های کشت به‌صورت آماده در بازار در دسترس باشند، آنها را مطابق با دستورالعمل سازنده تهیه کنید. برای هر محیط کشت و معرف، بهتر است یک محدودیت زمانی برای استفاده تعیین شود. برای کنترل عمل‌کرد و تضمین کیفیت محیط‌های کشت به‌استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۶۳ مراجعه کنید.

۳-۵-۴ طبقه بندی محیط کشت

محیط کشت را از جنبه‌های مختلف طبقه بندی می‌کنند:

۳-۵-۴-۱ طبقه بندی محیط کشت بر اساس ترکیبات

۳-۵-۴-۲ طبقه بندی محیط کشت بر اساس قوام فیزیکی

۳-۵-۴-۱-۲ محیط کشت مایع یا آبگوشتی^۱


محیط‌های مایع به‌علت نداشتن آگار در ترکیب خود به‌صورت جامد در نیامده و متناسب با نوع میکروارگانیسم و آزمایش‌های مورد نظر می‌توان آنها را در لوله‌های آزمایش، ارلن مایر و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد.

یادآوری ۱- در بعضی موارد ذرات جامد به‌محیط کشت مایع اضافه می‌شود، مانند محیط کشت "کوکد میت"

یادآوری ۲- محیط کشت مایع در لوله‌ها، ارلن‌ها، یا بطری‌ها به‌طور معمول "براث" نامیده می‌شوند.

۳-۵-۴-۲-۲ محیط کشت جامد^۲

محیط‌های جامد به‌علت دارا بودن آگار در ترکیب خود به‌صورت جامد بوده و در لوله، پتری دیش (پلیت) و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشکیل کلنی، تولید پیگمانت، خصوصیات خاص هر کلنی، تشخیص انواع باکتری‌ها، دیدن منطقه همولیز، دلیل به‌کارگیری محیط جامد است. کشت در محیط جامد به‌سه صورت و برای اهداف خاص انجام می‌گیرد:



شکل ۳۹- محیط کشت آگاردار

۱- Liquid or broth media

۲- Solid media

الف کشت در داخل محیط جامد^۱

به لوله‌های آزمایش محتوی محیط کشت آگاردار جامد با دمای C ۴۵، باکتری مورد نظر را تلقیح کرده و لوله را بین دست‌ها تکان می‌دهند تا باکتری‌ها کاملاً با محیط کشت مخلوط شوند، سپس لوله آزمایش را به‌طور عمودی قرار می‌دهند تا محیط بسته شود.

ب کشت‌های عمقی^۲

با این روش می‌توان میکروارگانیسم را بطور عمودی توسط سوزن کشت (آنس) در عمق محیط جامد کشت داد.

پ کشت شیب دار^۳

برای کشت میکروارگانیسم‌ها، سوزن کشت (آنس) در عمق و سطح و/یا به‌وسیله فیلدوپلاتین حلقه‌ای (لوپ) در سطح شیب‌دار کشت می‌دهند.



شکل ۴۰- محیط کشت شیب‌دار

۳-۲-۴-۵-۳ محیط کشت نیمه جامد^۴

محیط‌های نیمه جامد، که میزان آگار آن نسبت به محیط‌های جامد کمتر است (۰/۲٪ تا ۰/۵٪)، برای مشاهده حرکت باکتری‌ها استفاده می‌شود. مانند: "SIM" چنانچه این نوع محیط کشت هنگام جامد شدن، به‌حالت شیب‌دار جامد شوند "اسلنت" گفته می‌شود. و اگر محیط کشت در ته ظروف ریخته شود به آن "بات" گفته می‌شود.



شکل ۴۱- کشت نیمه جامد

-
- ۱- Shake Cultures
 - ۲- Stab Cultures
 - ۳- Slant media
 - ۴- Semi Solid media

۳-۴-۵-۳ طبقه بندی محیط کشت بر اساس کاربرد آنها

۳-۴-۵-۳-۱ محیط کشت انتقالی^۱

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در ضمن به حداقل رساندن تغییر در شمارش در دوره زمانی بین جمع آوری نمونه و کار آزمایشگاهی بر روی آن، طراحی شده است. مانند: "محیط کشت استوارت یا آمیس"^۲

۳-۴-۵-۳-۲ محیط کشت نگهداری کننده^۳

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در یک دوره زمانی طولانی طراحی شده، تا از آنها در برابر اثرات نامطلوبی که ممکن است در طی ذخیره‌سازی طولانی مدت به وجود آید محافظت کرده و پس از این مدت، به آنها قدرت بازیابی دهد. مانند: "محیط کشت دورستاگ"^۴، اسلپ‌های "نوترینت آگار"^۵

۳-۴-۵-۳-۳ محیط کشت بازیابی^۶

محیط کشتی است که به میکروارگانیسم‌های آسیب دیده و تحت تنش امکان ترمیم و بازیابی می‌دهد تا رشد طبیعی را به دست آورند، ولی لزوماً باعث تکثیر آنها نمی‌شوند. مانند "آب پپتونه بافری"^۷

یادآوری - محیط کشت بازیابی می‌تواند به عنوان یک محیط پیش غنی کننده نیز به کار رود برای مثال "آب پپتونه بافری"

۳-۴-۵-۳-۴ محیط کشت پیش غنی کننده^۸ و غنی کننده^۹

به طور کلی محیط کشت مایع به دلیل ترکیبات تشکیل دهنده آن، شرایط مطلوب خاصی برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم را فراهم می‌کند. مانند: "تریپتون سوی براث"

۳-۴-۵-۳-۱-۴ محیط کشت غنی کننده انتخابی^{۱۰}

۱- Transport medium

۲- Stuart or amies transport medium

۳- Preservation medium

۴- Dorset agar medium

۵- Nutrient medium

۶- Resuscitation medium

۷- Buffered peptone water

۸- Pre-enrichment medium

۹- Enrichment medium

۱۰- Selective enrichment medium

محیط کشت غنی کننده‌ای است که به میکروارگانیسم‌های خاص امکان رشد می‌دهد و به‌واسطه یک ماده مهار کننده، رشد تمام میکروارگانیسم‌ها به‌جز میکروارگانیسم مورد نظر را کاملاً یا تا حدودی مهار می‌کند.

مانند: محیط کشت "پیتون سوی راپاپورت- واسیلادیس"^۱

۳-۵-۴-۳-۴-۲ محیط کشت غنی کننده غیر انتخابی^۲

این محیط به‌طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها امکان رشد می‌دهد. مانند: "برین هارت اینفیوژن برات"

۳-۵-۴-۳-۴-۳ محیط کشت جداکننده^۳

محیط کشت جامد یا نیمه جامدی است که به میکروارگانیسم‌ها امکان رشد می‌دهد.

۳-۵-۴-۳-۴-۴ محیط کشت جداکننده انتخابی^۴

محیط کشتی که به میکروارگانیسم خاص و هدف امکان رشد می‌دهد و از رشد سایر میکروارگانیسم‌ها به‌طور

کامل یا قسمتی جلوگیری می‌کند مانند: "XLD آگار"

۳-۵-۴-۳-۴-۵ محیط کشت جداکننده غیر انتخابی^۵

محیط کشتی که در آن میکروارگانیسم به‌صورت انتخابی، مهار نمی‌شوند. مانند: "نوترینت آگار"

۳-۵-۴-۳-۴-۶ محیط کشت انتخابی کروموژنیک / فلوروژنیک^۶

محیط کشت کروموژنیک / فلوروژنیک دارای ترکیبات انتخابی است که همه یا بخشی از فلور همراه با میکرو

ارگانیسم‌های هدف در نمونه را مهار می‌کند و منجر به تقویت و ردیابی دقیق می‌شود مانند:

"TBX آگار"، "MUG/EC"

۳-۵-۴-۳-۴-۷ محیط کشت افتراقی^۷

محیط کشتی است که مشخصات و خصوصیت فیزیولوژیک یا بیوشیمیایی میکروارگانیسم‌ها را به‌منظور

شناسایی فراهم می‌کند. مانند: "ترجیتول"^۷ و "TBX، TTC"

۳-۵-۴-۳-۴-۸ محیط کشت شناسایی^۸

محیط کشت با قدرت تشخیصی بالا برای ایجاد یک واکنش تشخیصی خاص که نیاز به‌استفاده از

محیط کشت‌های تاییدی ندارد. مانند: "بایل اسکولین آزاید"^{۱۰}

۳-۵-۴-۳-۴-۹ محیط کشت شمارش^{۱۱}

۱- Rappaport-Vassiliadis (RV)

۲- Non- selective enrichment medium

۳- Selective isolation medium

۴- Selective enrichment medium

۵- Non-selective isolation medium

۶- Chromogenic selective culture medium

۷- Fluorogenic selective culture medium

۸- Differential medium

۹- Identification medium

۱۰- Bile Esculin Azide Agar (Enterococcus Selective Agar)

۱۱- Enumeration medium

محیط کشت انتخابی یا غیر انتخابی که برای شمارش میکروارگانیسم‌ها به کار می‌رود. مانند: "برد پارکر"^۱ "یست اکسترکت آگار"^۲ یادآوری-محیط کشت شمارش می‌تواند خصوصیات محیط کشت بازیابی و/یا محیط کشت غنی کننده را داشته باشد.

۳-۵-۴-۳-۴-۱۰ محیط کشت تاییدی^۳

محیط کشتی است که برای شناسایی یا تعیین هویت مشخصات میکروارگانیسم‌ها پس از یک مرحله بازیابی مقدماتی و/یا غنی سازی و/یا جداسازی، به کار گرفته می‌شود. مانند: "کلینگر آیرون آگار"^۴ ۳-۵-۴-۳-۱۱ محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده^۵ محیط کشت انتقالی، محیط کشت رقیق کننده یا محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده‌ای است که برای غیرفعال کردن عوامل در سطح و/یا ضد عفونی کننده یا سایر عوامل میکروکشی به کار می‌رود.

۳-۵-۴-۳-۴-۱۲ محیط کشت با موارد استفاده متعدد

محیط کشتی است که در دسته بندی‌های متعدد قرار می‌گیرد. مانند: "بلاد آگار"^۶ که یک محیط بازیابی است، می‌تواند به‌عنوان محیط کشت جداکننده و همچنین محیط کشت افتراقی برای ردیابی همولیز به کار رود. و یا "بافر پیتون واتر" که یک رقیق کننده است می‌تواند یک محیط کشت پیش غنی کننده نیز باشد.

۳-۵-۴-۳-۴-۱۳ محیط کشت مرجع

محیط کشت غیر انتخابی مانند: "تریپتون سوی آگار"^۷ که برای ارزیابی مقایسه‌ای کنترل عمل کرد محیط کشت به کار می‌رود.

۳-۵-۴-۴-۴ طبقه بندی محیط کشت بر اساس آماده سازی

۳-۵-۴-۴-۱ محیط کشت آماده مصرف

محیط کشت مایع، جامد یا نیمه جامدی است که در پلیت‌ها، به بطری‌ها، لوله‌ها، یا ظروف دیگر، به شکل آماده مصرف، یا به شکل آماده مصرف پس از ذوب کردن یا به شکل آماده مصرف پس از ذوب کردن مجدد و افزودن مکمل به کار می‌رود.

۳-۵-۴-۴-۲ محیط کشت کامل شده

محیط کشتی است که برای تلقیح آماده باشد.

۱- Baird-Parker Agar

۲- Yeast Extract Agar

۳- Confirmation medium

۴- Kligler Iron Agar (KIA)

۵- Medium containing neutralisers

۶- Blood agar

۷- Tryptic Soy Agar(TSA)

۳-۴-۵-۳ محیط کشت آماده مصرف بعد از ذوب مجدد

محیط کشت ذوب مجدد شده‌ای است که برای استفاده در روش کشت آمیخته یا برای ریختن در پلیت‌ها به کار می‌رود.

۴-۴-۵-۳ محیط کشت آماده مصرف بعد از ذوب مجدد و افزودن مکمل

محیط کشتی است که باید قبل از استفاده (محیط کشت آماده مصرف کامل نشده) ذوب مجدد شده، مکمل افزوده و توزیع شود.

مانند "تریپتوز سولفیت سیکلو سرین (TSC) آگار"، "برد پارکر آگار" یا "رابیت پلاسما فیبرینوزن (RFP) آگار"

۵-۴-۵-۳ محیط کشت آماده شده از فرمولاسیون‌های بدون آب تجارتي

محیط کشتی است که به صورت خشک موجود است، و لازم است قبل از مصرف، به آن آب افزوده شده و فراوری گردد.

۶-۴-۵-۳ محیط کشت آماده شده از اجزای مجزا

محیط کشتی است که به وسیله آزمایشگاه میکروبیولوژی کاملاً از ترکیبات مجزای خود تهیه می‌شود.

۶-۳ آماده سازی و استریلیزاسیون محیط‌های کشت در آزمایشگاه

۱-۶-۳ آماده سازی صحیح محیط کشت یکی از مراحل اصلی برای تضمین کیفیت نتایج آزمون میکروبیولوژی است که باید با دقت خاصی انجام شود.

با رعایت دستور العمل تولید کننده، و با توجه به نشانه گذاری آن، مقدار لازم از محیط کشت (پودر خشک) با دقت توزین می‌شود. و با آب خالص (مقطر)، آب بدون املاح یا آب یون زدایی شده با استفاده از اسمز معکوس یا کیفیتی معادل آن، در داخل ارلن مخلوط کنید سپس در صورت لزوم همراه با گرم کردن، سریعاً یکنواخت کنید. و به حجم برسانید.

آلودگی میکروبی از 10^2 cfu/mL بیشتر نباشد و طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱ پایش شود.

هدایت الکتریکی^۱ آب استفاده شده برای تهیه محیط کشت نباید بیشتر از ۲۵ میکروزیمنس^۲ باشد و طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۹۷ پایش شود.

۲-۶-۳ pH

pH محیط کشت را با استفاده از pH متر اندازه گیری کنید. در صورت لزوم، قبل از سترون سازی pH تنظیم شود، به این ترتیب که pH محیط کشت پس از سترون سازی و رسیدن دما به ۲۵ C، باید در محدوده مورد نظر ± 0.2 واحد اندازه گیری باشد، مگر اینکه مقادیر دیگری توصیه شده باشد. pH معمولاً با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید با غلظت تقریبی: ۴۰ g/L یا هیدروکلریک

۱ - هدایت الکتریکی آب نشان دهنده میزان املاح هادی موجود در آب می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می‌دهند.

۲ - میکروزیمنس بر سانتیمتر واحد هدایت الکتریکی ویژه آب می‌باشد که در سیستم SI با $\mu\text{Siemens/cm}$ نشان داده می‌شود.

اسید انجام می‌شود. اگر تنظیم pH پس از سترون‌سازی انجام شود، باید از محلول‌های سترون استفاده شود.

۳-۶-۳ توزیع

محیط کشت را در ظروف مناسب توزیع کنید بطوری که مطمئن شوید فضای کافی مناسب برای جلوگیری از سر رفتن محیط در طی فرآیند سترون‌سازی وجود ندارد.

۳-۶-۴ سترون‌سازی

محیط‌های کشت تهیه شده را در روز آماده‌سازی سترون کنید. سترون‌سازی محیط‌های کشت و معرف‌ها معمولاً با استفاده از حرارت مرطوب با استفاده از اتوکلاو یا فیلتراسیون انجام می‌شود. بعضی از محیط‌های کشت به سترون‌سازی با اتوکلاو نیاز ندارند، ولی می‌توان آنها را با دمای جوش سترون نمود. برای مثال: محیط‌های کشت آنتروباکتریاسه‌ها که حاوی برلیانت گرین بوده و بخصوص به حرارت و نور حساس هستند و بهتر است به سرعت پس از جو شیدن سرد شده و در برابر نور شدید محافظت شوند. همچنین، بعضی از معرف‌ها را نیز می‌توان بدون سترون‌سازی مورد استفاده قرار داد. در همه موارد طبق دستورالعمل‌های تولیدکننده یا استانداردهای مناسب انجام دهید. پس از سترون کردن، محیط‌ها را در شرایطی که از تغییر ترکیبات جلوگیری کند، نگهداری کنید برای مثال: از نور و خشک شدن محافظت کنید. اگر محیط کشت بلافاصله استفاده نشده یا شرایط دیگری در استاندارد خاصی مشخص نشده باشد، و در یخچال در دمای $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید. اگر محیط‌های کشت در یخچال نگهداری شود معمولاً توصیه می‌شود مدت زمان نگهداری برای پلیت‌ها از دو تا چهار هفته و برای بطری‌های بسته شده و لوله‌ها سه تا شش ماه بیشتر نشود. برای ذوب مجدد، محیط‌های کشت را به وسیله قرار دادن آن در حمام آب جوش و یا هر فرآیند دیگری که همان نتیجه را دهد، ذوب کنید (مانند: قرار دادن در بخار اتوکلاو) محیط کشت ذوب شده، در حمام آب گرم با دمای تنظیم شده، با دمای 47°C تا 50°C ، خنک کنید.

۳-۶-۵ افزودن مکمل‌ها

مکمل‌هایی که حساس به حرارت هستند، باید بعد از اینکه دمای محیط به کمتر از 50°C رسید، به محیط اضافه شوند. مکمل سترون شده باید قبل از افزودن به محیط آگاردار به دمای اتاق برسد. افزودن مکمل‌های مایع سرد ممکن است سبب بسته شدن آگار یا تشکیل پرک‌های شفاف شود و از توزیع مناسب جلوگیری کند. مکمل‌ها را در محیط کشت به آرامی و کامل مخلوط کرده و به سرعت در ظروف نهایی تقسیم کنید. در هر صورت طبق دستورالعمل تولیدکننده عمل کنید.

۳-۶-۶ آماده‌سازی محیط‌های کشت جامد در پلیت‌ها

محیط کشت آگاردار ذوب شده را در پلیت‌ها بریزید تا حداقل ضخامت آن ۳mm گردد. برای مثال: در ظروف با قطر ۲۰mm، معمولاً ۱۸mL تا ۲۰mL محیط کشت آگاردار کافی است یا مقداری که در استانداردهای

مربوط بیان شده است. اگر پلیت‌ها باید نگهداری شوند، یا زمان گرمخانه‌گذاری آنها بیش از ۷۲h به طول می‌انجامد، یا دمای گرمخانه‌گذاری بیش از ۴۰ °C است، محیط کشت بیشتری ممکن است در پلیت‌ها ریخته شود. پلیت‌ها را به صورت در بسته روی یک سطح افقی و خنک قرار دهید تا آگار سرد شده و ببندد.

۷-۶-۳ نگهداری و مدت زمان نگه داری محیط کشت آماده شده

شرایط نگهداری، تاریخ انقضاء و توصیه‌های دیگر مربوط به محیط کشت و پلیت‌های آگاردار آماده شده تجارتي بهتر است طبق دستورالعمل تولیدکننده باشد.


۷-۳ آماده سازی نمونه

برای دستیابی به توزیع یکنواخت میکروارگانیسم‌ها، پیش از انجام آزمون، نمونه‌ها را با تکان دادن شدید کاملاً مخلوط کنید. و بسته به ماهیت نمونه و میزان آلودگی مورد انتظار، رقت‌های لازم را تهیه کنید. برای آزمون شمارش، رقت‌های دهدهی را با رعایت شرایط اسپتیک تهیه کنید. برای رقت‌های ۱۰ برابر، ۹mL یا ۹۰mL از محلول‌های رقیق کننده را به ارلن یا لوله‌های سترون اضافه کنید با انتقال یک حجم نمونه به ۹ حجم محلول رقیق کننده، رقت‌های ۱۰ برابر را تهیه کنید.

یادآوری ۱- توصیه می‌شود، دمای محلول رقیق کننده‌ها تقریباً برابر با دمای محیط آزمایشگاه باشد.

یادآوری ۲- برای شمارش اسپورها، بلافاصله پس از تهیه سوسپانسیون اولیه باید شوک حرارتی دهید، سپس به سرعت خنک کنید.

برای تهیه رقت‌های دهدهی بعدی، ۱mL از سوسپانسیون اولیه را، با استفاده از پی‌پت سترون به ۹mL محلول رقیق کننده سترون که دمای مناسبی دارند، منتقل کنید و با استفاده از یک همزن مکانیکی به مدت زمان ۵ sec تا ۳sec مخلوط کنید. رقت بدست آمده ۱۰^{-۲} می‌باشد. در صورت لزوم، به‌همین ترتیب و رقت‌های بعدی (۱۰^{-۳}، ...) را تهیه کنید تا حدی که برای شمارش میکروارگانیسم‌ها مناسب باشند. مراقب باشید، پی‌پت را بیش از ۱cm داخل سوسپانسیون اولیه فرو نکنید و از تماس پی‌پت حاوی سوسپانسیون اولیه با محلول رقیق کننده سترون جلوگیری کنید. هنگام آماده سازی رقیق کننده سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری بعدی، زمان بین پایان آماده سازی تا لحظه تماس ماده تلقیحی با محیط کشت یا آبگوشت غنی کننده نباید بیش از ۴۵ min باشد.



شکل ۴۲- سوسپانسیون اولیه و رقت ها اعشاری بعدی

۳-۷-۱ روش های کشت در میکروبیولوژی

کشت در پلیت به سه روش قابل انجام است.

- کشت خطی^۱
- کشت سطحی^۲
- کشت آمیخته یا پور پلیت^۳
- روش صافی غشایی

۳-۱-۷-۱ کشت خطی

در این روش از محیط پیش ریخته استفاده می شود. به این ترتیب که ابتدا به وسیله یک حلقه کشت سترون شده مقداری از کلنی باکتری را برداشته و آن را روی سطح محیط پیش ریخته به صورت خط های موازی و در چند جهت کشیده می شود. در کشت های خطی برای به دست آوردن کلنی های تک، پلیت را به ۴ قسمت تقسیم می شود و با نوک حلقه کشت که محتوی کلنی باکتری است، به صورت خط های موازی کشیده و بعد خطوط را در منطقه دوم از انتهای خط انتهایی منطقه اول در جهت دیگر ادامه داده و در منطقه سوم و چهارم هم به همین صورت عمل می شود. خصوصیت این روش این است که وقتی خطوط موازی را روی سطح محیط می کشید به ترتیب از تراکم باکتری ها کاسته می شود و در انتهای خط، تراکم باکتری بسیار کمتر خواهد بود تا جایی که در منطقه چهارم دسترسی به کلنی های تک وجود خواهد داشت. که کلنی خالص نامیده می شود.



شکل ۴۳- کشت خطی

-
- ۱- Surface plate
 - ۲- Streak plate
 - ۳- Pour plate

در مورد محیط‌های کشت باکتریایی که بصورت مایع می‌باشند برای انجام کشت خطی روی محیط پیش ریخته فقط یکبار حلقه کشت از سوسپانسیون میکروبی برداشته، روی محیط کشت از پیش ریخته قرار داده و به صورت خطوط موازی در چند جهت کشیده می‌شود.

۳-۷-۱-۲ کشت سطحی

این روش کشت اغلب برای شمارش میکروارگانیسم‌های فرآورده‌های مورد مصرف انسان و خوراک دام، نمونه های محیطی و همچنین در مورد فرآورده‌هایی که دارای میکروارگانیسم‌های حساس به گرما^۱ هستند و احتمال دارد قسمت معنی داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: ارگانیسم‌های سرماگرا^۲) کاربرد دارد. همچنین در غذاهای خشک شده، غذاهای یخ‌زده و منجمد، که ممکن است دارای میکروارگانیسم‌های حساس به گرما باشند یا فرآورده‌هایی که دارای باکتری‌های هوازی اجباری هستند که احتمال دارد قست معنی داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: گونه‌های پseudomonas^۳) و فرآورده‌هایی که دارای ذرات کوچکی هستند که تشخیص آنها از کلنی‌های تشکیل شده در کشت آمیخته به سختی انجام می‌شود، همچنین فرآورده‌هایی که رنگ شدید آنها باعث جلوگیری از تشخیص کلنی در کشت آمیخته می‌شود، فرآورده‌هایی که برای تشخیص بین انواع مختلف کلنی به عنوان قسمتی از ارزیابی کمیت غذا مورد نیاز است و بالاخره برای کشت میکروارگانیسم‌هایی است که قابلیت رشد و تشکیل کلنی در سطح محیط کشت جامد را دارند، به کار برده می‌شود. در این نوع کشت، از محیط پیش ریخته استفاده می‌شود. در روش سطحی، برای پلیتهائی با قطر ۹۰mm تا ۱۰۰mm، حجم آزمونه و یا رقتی از آن باید بین ۰/۱ mL تا ۰/۵ mL باشد. رقت را باید به گونه‌ای انتخاب کرد که در آن تعداد مورد انتظار کلنی‌های تشکیل شده بین ۱۰ تا ۱۵۰ کلنی تیپیک باشد. تعداد کل کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک روی پلیت باید کمتر از ۲۰۰ کلنی باشد.

یادآوری - تعداد کل کلنی‌های قابل شمارش، به اندازه کلنی‌ها بستگی دارد و برای کلنی‌های بزرگتر تعداد کلنی‌ها ممکن است کاهش یابد.

پلیت‌های دارای حدود ۱۵ mL محیط کشت را آماده و نشانه گذاری کنید و در صورت لزوم سطح محیط کشت پیش از استفاده خشک می‌شود. معمولاً ۰/۱ mL از آزمایه (فرآورده‌های مایع) و یا ۰/۱ mL از سوسپانسیون اولیه (سایر فرآورده‌ها) در سطح محیط جامد از پیش ریخته تلقیح شده و توسط میله پخش کننده یا وسایل مکانیکی سترون روی سطح پخش می‌شود. و بعد از جذب ماده تلقیحی، پلیت‌ها گرمخانه گذاری می‌شود.

یادآوری- توجه داشته باشید که هنگام انجام کشت سطحی باید سطح محیط خشک باشد.

۱- Heat-sensitive organisms
۲- Psychrotrophic
۳- Pseudomonas spp.



شکل ۴۴- کشت سطحی

هنگام تهیه محیط کشت به صورت پیش ریخته، ممکن است بخار آب روی درب پلیت و سطح محیط جمع شود برای خشک کردن پلیت‌ها توجه به نکات زیر مهم است.

الف- میزان رطوبت مهم است زیرا رشد بهینه باکتری‌ها به شرایط رطوبت درون و سطح محیط کشت بستگی دارد. از دست دادن رطوبت زیاد ممکن است منجر به افزایش غلظت مواد باز دارنده در محیط‌های کشت انتخابی و کاهش فعالیت آب در سطح محیط کشت شود.

ب- در مورد باکتری‌هایی که کلنی آنها به سرعت روی محیط کشت پخش نمی‌شود و سطح محیط کشت در پلیت‌ها خشک به نظر می‌رسد، خشک کردن سطح پلیت ضرورت ندارد. در این موارد می‌توانید خشک کردن سطح پلیت را حذف کنید. زیرا باعث افزایش احتمال آلودگی و از دست دادن بی‌مورد رطوبت می‌شود.

پ- درجه حرارت و زمان خشک شدن را به گونه‌ای انتخاب کنید که احتمال آلودگی تا حد ممکن پایین نگه داشته شود و درجه حرارت اثر سوئی روی کیفیت محیط کشت نداشته باشد. زمان خشک شدن به میزان بخار آب سطح محیط کشت درون پلیت‌ها بستگی دارد.

ت- چنانچه برای خشک شدن کردن پلیت‌ها از اتاقک با جریان هوای لایه‌ای^۱ استفاده نمی‌کنید، برای پیشگیری از آلودگی پلیت‌ها، سطح محیط کشت را پایین قرار دهید.

ث- در عمل پلیت‌ها را با قرار دادن در دمای 25°C تا 50°C به گونه‌ای که سطح آگار پلیت‌ها به طرف پایین باشد و در پلیت نیمه باز باشد، خشک می‌شود.

خشک کردن پلیت را تا زمان ناپدید شدن قطرات در سطح آگار یا روی در پلیت ادامه دهید بیش از آن خشک کردن را ادامه ندهید همچنین می‌توانید پلیت‌ها را در اتاقک ایمنی با جریان هوای لایه‌ای در دمای محیط برای مدت 30 min تا 60 min ، یا به مدت یک شب به صورت در بسته در درجه حرارت محیط خشک کنید. همچنین می‌توانید پس از ریختن محیط کشت در پلیت در صورت تجمع حباب هوا، آنها را با شعله دادن سطح محیط حذف کنید. اینکار باعث سترون شدن سطح محیط کشت هم می‌شود.

۳-۱-۷-۳ کشت آمیخته یا پورپلیت

در روش کشت آمیخته، حجم آزمون و یا رقتی از نمونه بسته به اندازه پلیت و حجم محیط کشت مورد استفاده بین 0.1 mL تا 5 mL است. رقت را باید به گونه‌ای انتخاب کرد که تعداد مورد انتظار کلنی‌های تیپیک تشکیل شده روی پلیت‌هایی با قطر 90 mm تا 100 mm بین 10 تا 150 کلنی باشد. تعداد کل کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک روی پلیت باید کمتر از 300 کلنی باشد.

۱- Laminsr-flow safety cabinet

یادآوری - تعداد کل کلنی‌های قابل شمارش، به اندازه کلنی‌ها بستگی دارد و برای کلنی‌های بزرگتر تعداد کلنی‌ها ممکن است کاهش یابد.

محیط کشت مورد استفاده را در حمام آب جوش ذوب کنید از سایر فرآیندهای مناسب مانند: قرار دادن در جریان بخار آزاد اتوکلاو و یا ماکروویو و سایر فرآیندهای مناسب که ترکیب دما و زمان آن برای آماده سازی محیط کشت، صحت‌گذاری شده است نیز می‌توانید استفاده کنید از حرارت دادن زیاد محیط کشت خودداری کنید و آن را به محض ذوب شدن از حمام خارج کنید و محیط کشت ذوب شده را در حمام آب با دمای 45°C قرار داده تا دمای آن به 45°C برسد پس از تهیه و آماده سازی پلیت‌ها و دقت‌های لازم، آزمون‌ها را کاملاً مخلوط و در پلیت‌ها تقسیم کنید.

یادآوری ۱- محیط‌های کشت را برای مدت زمان بیشتر از ۴h به صورت ذوب شده نگه داری نکنید

یادآوری ۲- محیط‌های کشت آگاردار را بیشتر از یکبار ذوب نکنید.

ارلن دارای محیط کشت را از حمام آب خارج کنید پس از خشک کردن قسمت بیرونی آن، گردن ظرف را از روی شعله عبور دهید. محیط کشت را بدون تاخیر به پلیت‌ها به گونه‌ای بیافزایید که ایجاد شوک حرارتی به حداقل برسد.

به طور کلی برای یک ۱ml تا ۲ml آزمون‌ها مقدار ۱۵ mm تا ۲۰mm محیط کشت سترون که حرارت آن به حدود 45°C رسیده، استفاده می‌شود. برای حجم‌های بیشتر آزمون‌ها، مقدار محیط کشت را بر همین اساس تنظیم کنید. سپس با حرکات دورانی به صورت ۸ کاملاً مخلوط می‌شود. و تا سرد شدن، روی سطح افقی قرار گرفته و محیط جامد می‌شود. پس از جامد شدن آگار، پلیت‌ها بدون تاخیر در گرمخانه قرار می‌گیرد.



شکل ۴۵- کشت پور پلیت

۳-۷-۱-۳-۱ کشت‌های دو لایه

در کشت دو لایه، پس از تلقیح و کشت آمیخته یا پور پلیت در صورت لزوم سطح محیط کشت با باکتری، مجدداً با یک لایه نازکی از همان محیط کشت پوشانده می‌شود در این حالت به آن کشت دو لایه هم گفته می‌شود. پس از بسته شدن محیط، پلیت‌ها را به‌طور واژگون در گرمخانه قرار می‌دهند تا از ریختن قطرات آب در سطح محیط جلوگیری گردد.

۳-۷-۱-۴ صافی غشایی

در این روش آزمون از صافی غشایی عبور داده می‌شود و میکروارگانیزم‌های مورد جستجو روی سطح صافی باقی می‌مانند سپس صافی روی محیط کشت آگار یا پد جاذب اشباع شده از محیط کشت قرار داده می‌شوند پس از گرمخانه‌گذاری، کلنی‌ها روی سطح صافی تشکیل می‌شوند همچنین برای میکروارگانیزم‌های خاص مانند باکتری‌های بی‌هوازی، صافی را می‌توان به گونه‌ای در پلیت قرار داد که سطح آن به طرف پایین باشد و با لایه دیگری از محیط کشت آگار دار پوشانده شود.

یادآوری ۱- انتخاب اندازه منافذ فیلتر غشایی بستگی به میزان کدورت نمونه دارد.

یادآوری ۲- فیلترهای غشایی باید بدون خصوصیات مهارکنندگی یا تحریک رشد باکتری باشند و مرکب مورد استفاده در چاپ خطوط شطرنجی نباید بر رشد باکتری‌ها اثر بگذارد. هر بهر فیلتر غشایی باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷۹۹۳ آزمون شود، به ویژه وقتی که استفاده از برندهای مختلف فیلتر غشایی باعث نتیجه متفاوت در بازیافت و ایجاد رنگ شود.

۳-۷-۱-۴-۱ روش صافی غشایی

۳-۷-۱-۴-۱-۱ آزمون

حداکثر حجم آزمون به قابلیت صاف شدن نمونه آب و صافی غشایی مورد استفاده بستگی دارد. این روش برای آب‌هایی که مانند آب آشامیدنی که دارای مقادیر کمی از ذرات کلوئیدی (مانند آهن) به صورت معلق هستند، کار برد دارد با صافی‌های با اندازه روزنه $0.45 \mu\text{m}$ امکان صاف کردن چندین لیتر از چنین آب‌هایی با استفاده از یک صافی و در نتیجه دستیابی به حساسیت بالای آزمون وجود دارد. اگر چه برای برخی از میکروارگانیزم‌ها (مانند: اسپور میکروارگانیزم‌ها و لژیونلا) استفاده از صافی‌هایی با اندازه روزنه $0.2 \mu\text{m}$ لازم است. حجم نمونه مورد آزمون و یا رقتی از آن باید به گونه‌ای انتخاب شود که تعداد مورد انتظار کلنی تیپیک تشکیل شده روی صافی با قطر ۴۷mL تا ۵۰mL حدود ۱۰ تا ۱۰۰ کلنی باشد تعداد کل کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک روی صافی باید کمتر از ۲۰۰ کلنی باشد.

یادآوری ۳- توجه داشته باشید که تعداد کل کلنی‌های قابل شمارش به اندازه کلنی بستگی دارد و تعداد با بزرگ شده کلنی کاهش می‌یابد.

۳-۷-۱-۴-۱-۲ صاف کردن

دستگاه‌های صافی سترون را به منبع خلاء وصل کنید. روی صفحه متخلخل پایه صافی یک صافی غشایی سترون را که سطح چهارخانه آن به طرف بالا باشد، قرار دهید. قسمت بیرونی صافی غشایی را با استفاده از گیره سر پهن محکم کنید. قیف سترون را روی پایه صافی قرار دهید. درحالی که پمپ خلاء خاموش است یکی از آزمون‌های زیر را درون قیف بریزید.

الف- حجم مشخصی از نمونه و یا رقتی از آن که کاملاً مخلوط شده باشد (حداقل ۱۰mL)

ب- محتوای ظرف حاوی آزمون و مقدار کافی محلول رقیق کننده برای رساندن حجم کل به حداقل ۱۰mL

پ- چنانچه آزمون با پی پت اندازه گرفته می شود حداقل ۱۰ mL محلول رقیق کننده را مستقیماً به آن بیافزایید و با پی پت مخلوط کنید.

پمپ خلاء را روشن کنید تا خلاء برقرار شود. (حدود ۷۰ kPa) نمونه را از صافی عبور دهید. به محض صاف شدن نمونه، پمپ خلاء را خاموش کنید. بهتر است دیواره های قیف را در حالی که صافی هنوز در جای خود قرار دارد، با استفاده از ۱۰ mL تا ۳۰ mL محلول رقیق کننده سترون، شستشو دهید. **یادآوری ۱-** برای آزمون اسپورباکتری ها مانند اسپ.ر. کلسترییدیوم های احیا کننده سولفیت، از صافی غشایی با اندازه روزنه $0.22 \mu\text{m}$ استفاده کنید.

۳-۷-۱-۴-۱-۳ انتقال صافی

پس از اطمینان از خاموش بودن پمپ خلاء، قیف را بردارید و صافی را با گیره سترون به یکی از موارد زیر انتقال دهید.

الف- به پللیت حاوی محیط کشت آگاردار

ب- به پد جاذب که از پیش با محیط کشت مایع اشباع شده است و یا پد جاذب دارای دارای محیط کشت بدون آب که آب مقطر به آن اضافه می شود، برای پیشگیری از تداخل کلنی، پیش از قرار دادن صافی روی پد جاذب، محیط کشت اضافی آن بیرون ریخته شود.

پ- به پللیت دارای مقدار کمی محیط آگاردار و سپس افزودن لایه دیگر از محیط کشت با دمای $45^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ روی صافی غشایی هنگام انتقال صافی ها، از نبودن حباب هوا بین صافی و محیط کشت اطمینان یابید.

یادآوری ۲- برای حجم های مختلف یک نمونه، در صورتی که کمترین و رقیق ترین نمونه را ابتدا صاف کنید، می توانید قیف را بدون گندزدایی، برای رقت های پایین تر همان نمونه استفاده کنید برای صاف کردن نمونه دیگر از وسایل سترون جدید استفاده کنید.

۳-۷-۲ انتخاب روش آزمون

انتخاب روش به عوامل مختلف بستگی دارد. این عوامل شامل ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب، ماهیت میکروارگانیسم های مورد جستجو، غلظت احتمالی آنها، باز یافت موثر میکروارگانیسم های آسیب دیده و تحت تنش، دقت آزمون و حساسیت لازم می باشد الزامات هر روش در بندهای ۳-۷-۱-۱، ۳-۷-۱-۳ و ۳-۷-۱-۴ ارائه شده است.

۱ - پاسکال با علامت اختصاری (Pa) در فیزیک، واحد فشار است و برابر است با فشار یک نیوتن بر متر مربع. یکی از مهم ترین ویژگی های فشار مایعات این می باشد که اگر مقداری مایع را درون ظرفی محصور تحت فشار قرار دهیم یا به عبارتی دیگر به آن فشار وارد کنیم فشار وارد از سوی ما بدون هیچ گونه ضعیف شدن یا کم و کاستی به تمام نقاط آن می رسد و حتی به دیواره های ظرف هم منتقل می شود که به آن اصل پاسکال گفته می شود. و به این شکل تعریف می شود $P=F/A$

P فشار مساوی است با F نیروی وارد بر سطح و A مساحت سطحی است که F بر آن تأثیر می کند. بدیهی است که با در نظر گرفتن یکای نیوتن برای نیرو و متر مربع برای مساحت، یکای فشار به صورت نیوتن بر متر مربع تعریف خواهد شد. این یکا جهت احترام به دانشمند فیزیکدان فرانسوی، به نام پاسکال نامگذاری شد.




Figure 6.5 Concentration of cells by membrane filtration
Recovery of bacteria from liquid samples by membrane filtration. Courtesy of Millipore Corporation.

شکل ۴۶- مراحل آزمون فیلتراسیون با صافی غشایی

۳-۷-۳ گرمخانه گذاری

پلیت‌های تلقیح شده را وارونه کنید و آنها را در گرمخانه و یا حمام آب (پس از قرار دادن در شرایط و ظروف غیر قابل نفوذ به آب) قرار دهید. در صورت لزوم پلیت‌ها را برای پیشگیری از خشک شدن در یک کیسه پلاستیکی قرار دهید. مانند مواردی که از گرمخانه دارای تهویه استفاده می‌کنید. پلیت‌هایی که دارای صافی روی پد جاذب هستند را برای پیشگیری از خشک شدن در ظروف مقاوم به نفوذ هوا و آب در گرمخانه روی هم قرار دهید. بیش از ۶ پلیت را در گرمخانه روی هم قرار ندهید. زمان و درجه حرارت گرمخانه گذاری را با استفاده از استانداردهای خاص مربوط به میکروازگانیسم‌های خاص انتخاب کنید. گرمخانه گذاری می‌تواند در دو مرحله به شرح زیر انجام شود. برای احیا میکروارگانیسم‌های تحت تنش می‌توانید پلیت‌ها را در زمان‌های مختلف برای مثال ۲h تا ۴h در درجه حرارت کمتر مانند ۲۵°C تا ۴۰°C و متعاقب آن برای مدت زمان بیشتر در درجه حرارت معمول برای میکروارگانیسم مورد جستجو، پیش گرمخانه گذاری کنید.

تغییرات دما ممکن است با انتقال به گرمخانه و یا حمام آب دیگر و یا با استفاده از دستگاه‌هایی که درجه حرارت آنها به‌طور خودکار پس از زمان معین تغییر می‌یابد، تحت تاثیر قرار گیرد بهتر است تمام پلیت‌ها را به‌طور معمول هم زمان در گرمخانه یا حمام آب قرار دهید.

همچنین می‌توانید صافی‌ها را برای مدت کوتاهی (مانند ۲h تا ۴h) در محیط کشتی که سبب احیاء میکروارگانیسم‌ها می‌شود قرار دهید و سپس برای گرمخانه گذاری بیشتر به محیط دیگر (معمولاً محیط انتخابی) منتقل کنید.

۳-۸ روش شمارش

پلیت‌های صافی‌ها را بلافاصله پس از پایان گرمخانه گذاری بررسی کنید. در مواردی که این کار امکان ندارد می‌توانید آن را برای مدت کوتاهی (برای مثال چند روز) در دمای ۵°C تا ۳°C در صورت نداشتن اثرات

سوء بر تعداد و ظاهر میکروارگانیسم‌ها و همچنین آزمون‌های تاییدی قرار دهید. در صورتی که پلیت‌ها یا صافی‌ها را نگهداری می‌کنید، مدت زمان قابل قبول را با توجه به نوع نمونه و روش آزمون، صحت گذاری کنید.

۳-۸-۱ شمارش و تایید کلنی

برای شمارش روی محیط غیر انتخابی، تمام کلنی‌ها را شمارش کنید. در محیط‌های انتخابی و افتراقی، فقط کلنی‌هایی را که ظاهر مختص میکروارگانیسم مورد جستجو را نشان می‌دهند شمارش کنید. برای تعیین ویژگی‌های دقیق‌تر، آزمون‌های تاییدی باید انجام شود اگر چه هنگامی که تعداد کلنی‌ها زیاد است، تایید مشخصات همه آنها عملی نیست. در چنین مواردی تمام کلنی‌های تیپیک از قسمت‌های حاشیه پلیت با صافی را مورد بررسی قرار دهید.

۳-۹ شمارش پس از تلقیح آزمون در محیط کشت مایع

۳-۹-۱ اصول آزمون

آزمونه نمونه آب به محیط کشت مایع تلقیح می‌شود تا از رشد میکروارگانیسم‌های خاص یا گروهی از میکروارگانیسم‌ها اطمینان حاصل شود بیشترین تعداد احتمالی (MPN) میکروارگانیسم‌های موجود در نمونه اصلی و دقت تخمین، را می‌توان بر اساس تعداد آزمون‌های مثبت و منفی مشاهده شده پس از گرمخانه گذاری، با استفاده از روش‌های آماری تخمین زد.

۳-۹-۲ کاربرد روش

۳-۹-۲-۱ تخمین بیشترین تعداد احتمالی (MPN)

اساس روش MPN، در بیشتر موارد، تلقیح آزمون‌های متعدد از یک نمونه و یا رقت‌های آن به لوله‌های دارای محیط کشت مایع است. پس از گرمخانه گذاری لوله‌های تلقیح شده که دارای یک میکروارگانیسم یا بیشتر باشد، علائم رشد را نشان خواهد داد که با یا بدون تغییرات مشخص در محیط کشت مشاهده می‌شود بر اساس نتایج مثبت یا منفی در برخی از لوله‌ها، بیشترین تعداد احتمالی میکروارگانیسم در حجم معین از نمونه را می‌توان از تعداد و توزیع لوله‌هایی که واکنش مثبت داشته‌اند تخمین زد.

در میان ترکیب‌های مختلف MPN با توجه به تعداد مورد انتظار میکروارگانیسم‌ها در نمونه مورد آزمون، الزامات قانونی و دقت لازم است. دقت به تعداد آزمون مثبت مشاهده شده در روش تقریباً مشابه بستگی دارد همان‌طور که دقت شمارش کلنی‌ها به تعداد کلنی‌ها بستگی دارد. دقت به صورت تابعی از جذر تعداد لوله‌های استفاده شده افزایش می‌یابد برای دو برابر شدن دقت، تعداد لوله‌ها باید چهار برابر شود در روش‌هایی که فقط از تعداد کمی لوله‌های چند تایی استفاده می‌کنند، دقت کم است. از طرف دیگر، این روش‌ها در عمل، از حساسیت کافی (که به حجم کل نمونه آزمون شده بستگی دارد) برخوردار هستند. تفسیر ساده نتایج مثبت، مزیت مشخص و متمایز بیشتر روش‌های MPN است.

یادآوری ۱- افزودن آزمون نباید سبب تغییر محیط کشت شود و برای رشد میکروارگانیسم‌های مورد نظر مزاحمت ایجاد کند به‌طور معمول، آزمایش‌های کمتر از ۱ mL به مقدار ۵ برابر یا بیشتر از محیط کشت با غلظت معمولی اضافه می‌شود. به‌طور معمول


آزمایه‌های بین ۱ mL تا ۱۰۰ mL به حجم‌های مساوی از محیط کشت با غلظت دو برابر اضافه می‌شود. اگر نمونه دارای مقادیر زیاد نمک‌های معدنی، مواد سمی یا مغذی که روی رشد باکتری‌ها اثر می‌گذارد، نباشد. روش‌های کشت مایع معمولاً مقادیر زیاد مواد جامد معلق را تحمل می‌کنند.

یادآوری ۲- برای از بین بردن زیان‌های ناشی از وجود مقادیر زیاد مواد سمی بر جداسازی میکروارگانیسم‌ها از نمونه آب، می‌توانید از روش صافی غشایی، و در صورت کدر بودن نمونه از مواد کمک صافی سترون مانند خاک دیاتومه یا سوسپانسیون اکساید استفاده کنید.

یادآوری ۳- همراه با رسوب مواد کمک صافی، میکروارگانیسم‌ها نیز با آن رسوب می‌کنند. پس از تکمیل فرآیند جداسازی با استفاده از سانتریفوژ یا صافی، خاک دیاتومه، اکسید آلومینیوم یا صافی غشایی در محیط کشت مایع قرار داده می‌شود.

۳-۹-۳ انتخاب روش تلقیح

معمول‌ترین روش MPN که مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده از روش ۳ لوله‌ای یا ۵ لوله‌ای برای هر رقت است (به‌ویژه ۳ لوله‌ای) دقت کمی دارد. از کار برد روش سه لوله‌ای (به‌دلیل کم بودن دقت آن) برای غلظت‌های بالای میکروارگانیسم‌ها خودداری کنید برای افزایش دقت روش توصیه می‌شود از روش ۵ لوله‌ای یا بیشتر استفاده کنید.



شکل ۴۷- مراحل آزمون MPN

۳-۹-۳-۱ تلقیح در محیط کشت مایع

با رعایت شرایط سترون، حجم معینی از نمونه آب یا رقتی از آن را با توجه به روش انتخاب شده به لوله یا ارلن تلقیح کنید.

۳-۹-۳-۲ آزمون وجود یا عدم وجود میکروارگانیسم‌ها

پس از تلقیح و گرمخانه گذاری یک آزمون منفرد از نمونه در یک لوله دارای محیط کشت مایع و ایجاد علائم ظاهری رشد یک میکروارگانیسم مورد نظر در آن، تنها می‌توان به وجود و یا عدم وجود میکروارگانیسم مورد نظر در حجم نمونه آزمون، پی برد.

در صورت نمونه برداری لحظه‌ای، نتیجه را به صورت "وجود" یا "عدم وجود میکروارگانیسم مورد نظر در میلی لیتر" بیان کنید. با این روش هم نمی‌توان: وجود" یا "عدم وجود" میکروارگانیسم در آزمون دیگر و غلظت میکروارگانیسم مورد نظر را تخمین زد و هم امکان شمارش و تعیین غلظت میکروارگانیسم‌ها وجود ندارد

۳-۹-۳-۳ گرمخانه گذاری

لوله‌های تلقیح شده را در گرمخانه و یا حمام آب قرار دهید با توجه به استاندارد خاص هر میکروارگانیسم از درجه حرارت و زمان خاص استفاده کنید. برای برخی از میکروارگانیسم‌ها روش گرمخانه گذاری دو مرحله‌ای لازم است. به‌زیر بند ۳-۷-۳ این جزوه آموزشی مراجعه کنید.

۳-۹-۴ تفسیر نتایج

پس از گرمخانه گذاری، تعداد نتایج مثبت را برای هر سری لوله گزارش کنید. خصوصیات تشخیص واکنش مثبت و یا منفی برای هر میکروارگانیسم و یا گروهی از میکروارگانیسم‌ها و همچنین محیط کشت مورد استفاده متفاوت است. مثبت شدن نتایج آزمون همیشه دلیل بر وجود میکروارگانیسم مورد جستجو نیست و ممکن است انجام آزمون‌های تاییدی با استفاده از یکی از روش‌های زیر لازم باشد.

الف- کشت مجدد روی محیط کشت جدا کننده انتخابی و متعاقب آن آزمون‌های بیوشیمیایی و سرولوژیکی برای تعیین کلنی‌های مشکوک

ب- کشت مجدد در محیط مایع دیگر و متعاقب آن آزمون مستقیم که گاهی باعث تایید با درجه قابل قبول احتمال می‌شود و یا باعث جداسازی میکروارگانیسم و متعاقب آن انجام آزمون برای شناسایی می‌شود.

پ- کشت مجدد روی محیط کشت جدا کننده غیر انتخابی برای به دست آوردن کلنی‌های خالص و منفرد، که در مراحل بعدی شناسایی می‌شوند.

آزمون‌های تاییدی فوق باعث تعیین نتایج مثبت واقعی می‌شود. و برای تعیین مقادیر MPN استفاده می‌شود. ردیابی نتایج آزمون‌های تاییدی تا لوله‌های مثبت فرضی (حداقل تا سطح رقت) باید انجام شود.

۳-۱۰-۳ رنگ آمیزی

۳-۱۰-۳-۱ رنگ آمیزی گرم

۳-۱۰-۳-۱-۱ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه شود.

۳-۱-۱۰-۲ رنگ آمیزی با کریستال ویوله:

در این مرحله مقداری از رنگ کریستال ویوله را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید و به مدت زمان ۱min، صبر کنید تا رنگ در دیواره سلولی میکروبها نفوذ کند.

۳-۱-۱۰-۳ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱min، رنگ اضافی روی لام را خالی کرده، در حالی که لام را به صورت مایل نگهداشته شده است با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو شود.

۳-۱-۱۰-۴ مرحله اضافه کردن محلول ید:

با چند قطره از محلول ید^۱ روی گسترش را پوشانیده و به مدت زمان ۱min صبر کنید.

۳-۱-۱۰-۵ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱min، در حالی که لام را به صورت مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۱-۱۰-۶ مرحله رنگ بری با استفاده از استن - الکل:

در حالی که لام را با زاویه ۴۵ درجه نگهدارید بعد با استفاده از محلول رنگ بر الکل - استن با سرعت آن را بی‌رنگ کنید. دقت کنید مرحله بی‌رنگ سازی بیش از اندازه نباشد. بعد از آن لام را با سرعت بشوئید. این عمل، بی‌رنگ شدن را متوقف خواهد کرد.

۳-۱-۱۰-۷ رنگ آمیزی با محلول سافرانین:

در این مرحله سطح لام را با محلول سافرانین را با رنگ ثانویه یعنی سافرانین، به مدت ۱۰sec پیوشانید سپس رنگ اضافی را خالی کرده و با آب مقطر لام را شستشو دهید.


۳-۱-۱۰-۸ خشک کردن لام:

لام رنگ آمیزی شده را آهسته روی کاغذ خشک کن قرار دهید ولی کاغذ را روی گسترش نکشید.

۳-۱-۱۰-۹ مشاهده و تفسیر

در مشاهده لام زیر میکروسکوپ دارای عدسی روغنی با بزرگنمایی بالا، ظاهر باکتری‌ها در ۵ گروه تقسیم بندی می‌شوند:

۱- میله ای (باسیل) گرم مثبت ۲- میله‌ای گرم منفی ۳- کوکوس (گرد) گرم مثبت ۴- کوکوس گرم منفی ۵- باکتری‌های بدون واکنش به رنگ آمیزی گرم.



شکل ۴۸- مراحل روش رنگ آمیزی

یادآوری نکات مهم:

حرارت بیش از اندازه هنگام تثبیت گسترش باعث پاره شدن دیواره سلولی باکتری شده بنابراین باکتری گرم مثبت رنگ اولیه (کریستال ویوله) را هنگام رنگ‌بری از دست می‌دهد و رنگ ثانویه را جذب می‌کند و در نتیجه باکتری گرم مثبت، به صورت گرم منفی دیده می‌شود.

- اگر گسترش ضخیم باشد هنگام مرحله بی‌رنگ شدن، ممکن است مانند یک گسترش معمولی رنگ نشود و این مسئله باعث خطا در تشخیص شما در گرم منفی یا مثبت بودن باکتری خواهد شد.
- غلظت درست و تازه بودن رنگ‌ها هم در رنگ آمیزی موثر است .
- رنگ‌بری بیش از حد ممکن است باعث پاره شدن جدار باکتری‌های گرم مثبت شده در نتیجه این باکتری‌ها رنگ کریستال ویوله خود را از دست داده و رنگ ثانویه را جذب می‌کنند و به صورت گرم منفی دیده می‌شود.
- دقت شود هنگام تهیه گسترش روی لام از محیط کشت، سن کشت باکتری باید ۲۴h یا کمتر باشد. بنابراین در محیط کشت‌هایی که از عمر آنها گذشته و کهنه شده‌اند، در قابلیت نفوذ دیواره سلولی باکتری‌ها تغییراتی حاصل می‌شود که خاصیت گرم مثبت بودن را از دست می‌دهد.

۳-۱۰-۲ رنگ آمیزی شفر- بولتون

رنگ آمیزی شفر- بولتون یک رنگ آمیزی افتراقی است که برای مشاهده آندوسپور و سلول رویشی ابداع شده است. با استفاده از این روش، اسپور رنگ می‌گیرد و اسپورهای آزاد به‌آسانی قابل مشاهده خواهند بود. در این روش برای نفوذ رنگ اولیه (مالاشیت گرین) به‌داخل پوشش اسپور از حرارت استفاده می‌شود. همان خصوصیتی که رنگ آمیزی اسپور را مشکل می‌کند، رنگ را پس از نفوذ آن به‌داخل اسپور به‌خوبی حفظ می‌کند. مالاشیت گرین به‌آسانی از باکتری‌های مولد شسته می‌شود زیرا دیواره سلولی باکتری‌های بدون اسپور بر اثر حرارت آسیب دیده و پاره شده است بنابراین سلول رویشی رنگ دوم، یعنی سافرانین را جذب می‌کند.

۳-۱۰-۲-۱ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه کنید و با حرارت ثابت کنید.

۳-۱۰-۲-۲ رنگ آمیزی با مالاشیت گرین

مقداری از رنگ مالاشیت گرین را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید. لام آغشته به رنگ را حرارت دهید تا رنگ بخار شود. این عمل را با وارونه کردن شعله گاز بر روی لام و عبور شعله به تناوب از روی رنگ انجام دهید. وقتی که رنگ شروع به بخار شدن کرد شعله را کنار ببرید همین که تبخیر متوقف شد دوباره کار را تکرار کنید و نگذارید رنگ بجوشد. مدت ۳ min تا ۵ min به ترتیب ذکر شده عمل کنید و اگر مالاشیت گرین کاملاً از روی لام تبخیر شد دوباره مقداری رنگ به لام اضافه کنید. بگذارید لام سرد شود تا از شکستن آن جلوگیری شود. به موازات سرد شدن لام به اضافه کردن رنگ ادامه دهید زیرا رنگ هنوز در حال تبخیر است.

۳-۱۰-۲-۳ مرحله شستشو:

رنگ اضافی روی لام را خالی کرده در حالی که لام را به صورت مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت زمان ۳۰ sec سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۱۰-۲-۴ رنگ آمیزی با سافرانین:

سطح گسترش میکروبی را با رنگ سافرانین. به مدت زمان ۱ min بشویند.

۳-۱۰-۲-۵ مرحله شستشو:

رنگ اضافی روی لام را خالی کرده. در حالی که مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت زمان ۳۰ sec سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۱۰-۲-۶ مشاهده و تفسیر:

در مشاهده میکروسکوپی لام رنگ آمیزی شده، اسپورها گرد بیضی به رنگ سبز مشاهده می‌شوند و سلول‌های رویشی، قرمز دیده می‌شوند. چون اسپور پوشش مقاومی است که در برابر نفوذ رنگ مقاومت می‌کند بنابراین این در رنگ آمیزی معمولی می‌توان اسپورها را به صورت ناحیه رنگ نشده در داخل سلول رویشی (باکتری مولد) مشاهده نمود. اگر تعداد اسپورها موجود کم باشد و یا اگر از داخل باکتری مولد خارج شده و در گستره به صورت پراکنده باشند، اغلب توسط رنگ آمیزی ساده و یا گرم قابل مشاهده نخواهند بود.



شکل ۴۹- اسپور

۴ نمونه برداری

نمونه‌هایی که به‌آزمایه‌شگاه ارسال می‌شود، باید نماینده واقعی کل کالا بوده و در طی حمل، جابجایی و نگهداری آن صدمه ندیده و یا تغییرات فیزیکی و شیمیایی در آن ایجاد نشده باشد. نمونه‌ها باید در شرایطی نگهداری شوند که امکان رشد میکروارگانیسم‌ها در آن وجود نداشته باشد. همچنین، در صورت عدم مطابقت

نمونه با مندرجات نامہ، نقص در بسته بندی، کافی نبودن مقدار نمونه، مشاهده آثار ظاہری رشد میکروبی، شرایط نامناسب حمل به آزمایشگاه، نامناسب بودن درجه حرارت نمونه‌ها، سپری شدن تاریخ مصرف، عدم وجود استاندارد میکروبی، قابلیت انجام آزمون میکروبیولوژی را دارا نبوده و به ارسال کننده عودت داده می‌شود. برای کسب آگاهی‌های بیش‌تر از شرایط کلی نمونه برداری و نگهداری نمونه، به‌منظور انجام آزمون‌های میکروبیولوژی، به‌استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، مراجعه کنید.

۵ روش‌های آزمون میکروبیولوژی انواع آب

روش‌های آزمون میکروبیولوژی انواع آب در جدول ۴ آورده شده است:

جدول ۴- ویژگی‌های میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی تصفیه شده در ابتدا و انتهای سیستم توزیع^۱

ردیف	نوع میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	کلیفرم‌های گرم‌پای و یا/شریشیاکلی	استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۲۵ و ۴۲۰۷
۲	کلستریدیوم پرفرنژنس	استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۲۶۵
۳	باکتری‌های هتروتروف میکروارگانیسم‌های قابل کشت در $36 \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$	استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱
۴	باکتری‌های هتروتروف میکروارگانیسم‌های قابل کشت در $22 \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$	استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱

۱- منظور آب آشامیدنی است که در سامانه توزیع در جریان است و آبی را که به مدت طولانی در مخازن (غیر از سامانه توزیع) ساکن بوده، را شامل نمی‌شود.

جدول ۵- ویژگی‌های میکروبیولوژیکی انواع آب آشامیدنی بسته بندی پس از شروع بسته‌بندی

ردیف	نوع میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	کلیفرم و اشیشیاکلی	استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۷۶۰
۲	انتروکوک	استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۷۲۴
۳	پسودوموناس آئروژینوزا	استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹

جدول ۶- ویژگی‌های میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی بسته بندی شده حداکثر تا ۱۲ h پس از شروع بسته

بندی^۱

ردیف	نوع میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	کلیفرم و اشیشیاکلی	استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۷۶۰
۲	پسودوموناس آئروژینوزا	استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹۴
۳	شمارش میکروارگانیسم‌های قابل کشت در $36 \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$	استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱
۴	شمارش میکروارگانیسم‌های قابل کشت در $22 \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$	استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱

۱- شمارش میکروارگانیسم‌های قابل کشت (هتروتروف)، بعد از ۱۲ h پس از بسته‌بندی ارزش دآوری ندارد.

جدول ۷- روش های آزمون میکروبیولوژی آب معدنی طبیعی

ردیف	نوع میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شمارش میکروارگانیسم‌های قابل کشت	استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱
۲	کلیفرم و اشیشیاکلی	استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۷۶۰
۳	انتروکوک	استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۷۲۴
۴	کلستریدیوم‌های احیا کننده سولفیت	استاندارد ملی ایران شماره ۵۳۵۳
۵	پسودوموناس آئروژینوزا	استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹

جدول ۸- روش های آزمون میکروبیولوژی یخ خوراکی بسته‌بندی مورد مصرف مستقیم و یخ خوراکی بسته‌بندی مورد مصرف در صنایع

ردیف	نوع میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شمارش میکروارگانیسم‌های قابل کشت (Cfu/mL)	استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱
۲	کلی فرم	استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۷۲۵
۳	اشیشیاکلی الف	استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱۱۳
۴	انتروکوک	استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۷۲۴
۵	کلستریدیوم‌های احیا کننده سولفیت	استاندارد ملی ایران شماره ۵۳۵۳
۶	پسودوموناس آئروژینوزا	استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹
الف آزمون جستجو و شناسایی / اشیشیاکلی در استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱۱۳، یخ خوراکی بسته‌بندی شده - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون شرح داده شده است		

یادآوری ۱- در مواردی که نمونه از نظر کلیفرم مثبت است، آزمون جستجوی / اشیشیاکلی مطابق پیوست الف (اطلاعاتی) شاخص دقیق‌تری برای تأیید منبع آلودگی مدفوعی می‌باشد.

یادآوری ۲- در هیچ زمانی کدورت آب نباید بیش از ۴ واحد کدورت نفلومتری^۱ باشد، در آب‌های صاف‌سازی شده، کدورت نباید بیش از یک واحد کدورت نفلومتری و میزان pH بین ۶/۵ تا ۹ و همچنین میزان کلر آزاد باقیمانده، پس از حداقل ۰/۵ h زمان تماس در شرایط عادی (در انتهای شبکه توزیع)، باید بین ۰/۵ mg/L تا ۰/۸ mg/L و در شرایط همه‌گیری بیماری‌های روده‌ای، ۱ mg/L باشد.

۵-۱ اصول آزمون

الف- شمارش

برای ارزیابی کیفیت میکروبی و/ یا ایمنی فرآورده تنها شناخت میکروارگانیسم‌های موجود در آنها کافی نیست و در بیشتر موارد، کمیت میکروارگانیسم‌ها هم به همان اندازه حائز اهمیت است که باعث ضرورت شمارش میکروارگانیسم‌ها می‌شود. شمارش میکروارگانیسم‌ها به روش‌های مختلف

۱- Nephelometric turbidity unit (NTU)

انجام می‌شود. اگر چه در این فرآورده‌ها فقط روش شمارش با استفاده از محیط آگار غیرانتخابی و با استفاده از روش کشت آمیخته یا پورپلیت انجام می‌شود. شمارش در محیط کشت جامد بر اساس توانایی برخی میکروارگانیسم‌ها در تشکیل کلنی روی محیط کشت جامد یا داخل آن می‌باشد که با چشم مسلح یا با کمک وسایل بزرگنمایی ساده قابل تشخیص است.

ب- روش جستجو (روش کیفی)

این روش وجود یا عدم وجود میکروارگانیسم‌های خاص را در مقدار معین از فرآورده تعیین می‌کند.

ب-۱ اساس روش جستجو

برای تسهیل در احیا میکروارگانیسم‌های تحت تنش قرار گرفته در فرآورده، مراحل زیر انجام می‌گردد:

ب-۱-۱ مرحله I: نمونه‌ها معمولاً در یک محیط آبگوشته غنی‌کننده منتقل می‌شوند. به این ترتیب، تعداد میکروارگانیسم‌ها، بدون خطر ممانعت از رشد و تکثیر بوسیله ترکیبات انتخابی موجود در محیط کشت انتخابی / افتراقی افزایش می‌یابد.

ب-۱-۲ مرحله II: برای جداسازی روی محیط کشت جامد انتخابی / افتراقی کشت داده می‌شود. از کلنی‌های به دست آمده روی سطح محیط کشت جامد برای انجام آزمون‌های تاییدی مناسب برای شناسایی استفاده می‌شوند.

۶ محیط‌های کشت و رقیق‌کننده‌ها

دستورالعمل‌های کلی برای تهیه محلول‌های رقیق‌کننده و محیط‌های کشت در استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۱-۸۹۲۳، ۲-۸۹۲۳، ۳-۸۹۲۳، ۴-۸۹۲۳، ۵-۸۹۲۳ و ۹۸۹۹ تعیین شده است. لیست رقیق‌کننده‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، محیط‌کشت‌ها و معرف‌ها در جدول ۹ آورده شده است.

جدول ۹-۱ - لیست رقیق‌کننده‌ها و شناساگرها

نام مواد	ردیف
Indole Reagent (Kovac,s Reagent) Oxidas Reagen Hydrogen peroxide solution, ۳% Gram stain kit	۱
Formazan Aesculin Nalidixic Acid Nanamycin	۲
Saline peptone diluents Ringer's_solution Peptone solution Phosphate-buffered saline (PBS): KH _۲ PO _۴ Triphenyl tetra zolium chloride (T. T. C)	۳

جدول ۹-۲- لیست محیط‌های کشت

نام مواد	ردیف
Plate Count Agar (PCA)	۱
Lactose TTC Agar with sodium heptadecylsulfate Triphenyl tetrazolium chloride (TTC) Sodium heptadecyl sulfate solution (Tergitol v) Tryptone soy agar (TSA) Tryptone Bile Agar (TBA) Tryptophane Broth Nutrient agar	۲
Slanetz and Bartley medium (S & B) Bile – aesculin azide agar	۳
Pseudomonas (C.N.A) Cetyltrimethylammonium bromide Mpac Nutrient agar Acetamide brath	۴
Sulfite Iron Agar Tryptise sulfite Agar	۵

۷ روش اجرای آزمون

۷-۱ آماده سازی آزمایش

به‌طور کلی روش آماده سازی آزمایش بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۱- ۸۹۲۳، ۲- ۸۹۲۳، ۳- ۸۹۲۳، ۴- ۸۹۲۳ و ۵- ۸۹۲۳ می‌باشد. برای جلوگیری از آلودگی میکروبی نمونه‌ها با منابع خارجی، تمام مراحل آماده سازی و دست‌کاری نمونه باید رعایت شرایط اسپتیک و تجهیزات سترون انجام شود. برای اطلاع از نمونه‌برداری و آماده سازی نمونه آب، به‌زیر بند ۳-۷ این جزوه آموزشی مراجعه کنید.

یادآوری ۱- برای شمارش اسپورها، بلافاصله پس از تهیه سوسپانسیون اولیه باید شوک حرارتی دهید، سپس به‌سرعت خنک کنید.

یادآوری ۲- محتویات بطری در بسته را به‌وسیله تکان دادن و وارونه کردن آن به‌طور کامل مخلوط کنید.

۷-۱-۱ کشت میکروبی

تلقیح و کشت میکروبی را مطابق زیر بند ۳-۷-۱ این جزوه آموزشی انجام دهید.


۷-۱-۲ گرمخانه گذاری

بسته به‌نوع میکروارگانیسم مورد بررسی دمای گرمخانه و مدت زمان گرمخانه‌گذاری متفاوت است که در ادامه، برای هر یک از میکروارگانیسم‌ها که در این فرآورده آزمون می‌شوند، نوشته شده است.

۲-۷ میکروارگانیسم‌های قابل کشت (هتروتروف)

۱-۲-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱، شمارش میکروارگانیسم‌های قابل کشت

میکروارگانیسم‌های هتروتروف‌ها گروهی از میکروارگانیسم‌ها (باکتری‌ها، مخمرها و کپک‌ها) هستند که از کربن آلی یا از ماده آلی کربن‌دار به‌عنوان منبع غذایی استفاده می‌کنند. برخی از باکتری‌های موجود در جمعیت هتروتروف، پاتوژن‌های فرصت طلب، مانند: اسنیتوباکتر^۱، آئروموناس^۲، کریزوباکتریوم (فلاوباکتریوم)^۳، کلبسیلا^۴، لژیونلا^۵، مورازلا^۶، مایکوباکتریوم^۷، سراشیا^۸، سودوموناس^۹، آکالیژنز^{۱۰}، زانتوموناس^{۱۱} می‌باشند.



۱- Acinetobacter

۲- Aeromonas

۳- Chryseobacterium (Flavobacterium)

۴- Klebsiella

۵- Legionella

۶- Moraxella

۷- Mycobacterium

۸- Serratia

۹- Pseudomonas

۱۰- Alcaligenes

۱۱- Xanthomonas

شمارش کلنی‌ها

تعداد CFU باکتری را در هر میلی لیتر نمونه را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه کنید.

۳-۷ شناسایی و شمارش کلی فرم‌ها


۱-۳-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۳۷۶۰، کیفیت آب - شمارش باکتری‌های اشریشیاکلی و کلی فرم - قسمت ۱ - روش فیلتراسیون غشایی

اصطلاح کلی فرم به گروهی از باکتری‌های خانواده آنتروباکتریاسه گفته می‌شود که ساکن روده بزرگ انسان و حیوان هستند. باسیل‌های گرم منفی، بدون اسپور، هوازی و بی‌هوازی اختیاری هستند. این باکتری‌های لاکتوز مثبت قادرند در شرایط هوازی و در مجاورت املاح صفرآوری تولید اسید و گاز کنند. باکتری‌های اشریشیاکلی، سیتروباکتر، آنتروباکتر و کلبسیلا در این گروه قرار دارند.

باکتری کلی فرم در محیط آبی، خاک و پوشش گیاهی پیدا می‌شوند. به تعداد زیادی در مدفوع جانوران خون گرم وجود دارند. به‌طور معمول خود کلی فرم‌ها بیماری جدی ایجاد نمی‌کنند، حضور آن‌ها شاخصی برای تعیین دیگر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا است که ممکن است منشأ آن‌ها مدفوع باشد.

کلی فرم‌هایی که علاوه بر آنزیم بتا-دی-گالاکتوزیداز، بتا-دی-گلوکونیداز هم تولید کنند، اشریشیاکلی هستند.

کلی فرم‌ها شاخص کیفیت بهداشتی در آب و برخی از مواد غذایی است بسیاری از آن‌ها به‌جز اشریشیاکلی قادر به‌زنده ماندن و تکثیر در محیط‌های طبیعی مانند: آب هستند.



شکل ۵۰- کل کلیفرم‌ها، کلیفرم‌های گرم‌پای و اشریشیاکلی

این روش آزمون برای آب‌های دارای تعداد کم باکتری که بر روی محیط کروموژنیک کلی‌فرم آگار (CCA) کمتر از ۱۰۰ کلنی داشته باشد مناسب است و این روش آزمون برای آب آشامیدنی، آب استخر گندزدایی شده یا آب نهایی حاصل از تصفیه خانه‌های آب آشامیدنی می‌باشد و برای آب‌های سطحی و آب چاه‌های با عمق کم کاربرد ندارد.

تهیه محیط کشت:

• محیط کشت کروموژنیک آگار

محیط کشت کروموژنیک آگار را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. محیط کشت را در حمام گرم با جریان بخار آزاد با هم زدن مکرر به هم کامل حل کنید. محیط کشت را اتوکلاو نکنید. محیط کشت را دوبار گرم نکنید. pH محیط را به گونه‌ای تنظیم کنید که پس از تیمار حرارتی، برابر با $6/8 \pm 0/2$ شود. محیط کشت را، به ضخامت حداقل ۴ mm، در پلیت‌های سترون تقسیم نمایید.

روش انجام آزمون

آماده سازی و فیلتراسیون را مطابق بند ۳-۷-۲-۱، روش صافی غشایی انجام

با استفاده از گیره سر صاف سترون، صافی تهیه شده را بر روی سطح محیط کشت کروموژنیک کلی فرم (CCA) از پیش ریخته قرار دهید.

Chromogenic Coliform Agar (CCA)

یادآوری - pH محیط لوریل سولفات مایع را به گونه‌ای تنظیم کنید که پس از سترون شدن، برابر $7/2 \pm 0/1$ شود.

گرمخانه گذاری


$21 \pm 3h / (36 \pm 2)^{\circ}C$

✓ فیلترهای غشایی را بررسی کنید .

خصوصیات کلنی کلی فرم‌ها در محیط:

Chromogenic Coliform Agar (CCA)

- ✓ کلیه کلنی‌های دارای واکنش مثبت بتا دی گالاکتوزیداز (صورتی تا قرمز) را به‌عنوان کلیفرم احتمالی که /شیریشیاکلی نیستند، را شمارش کنید.
- ✓ کلیه کلنی‌های دارای واکنش مثبت بتا دی گالاکتوزیداز و بتادی گلوکورونیداز (آبی تیره تا بنفش) را به‌عنوان باکتری‌های /شیریشیاکلی شمارش کنید.



شکل ۵۱- کلنی‌های باکتری‌های
 $(-\beta\text{-D-galactosidase})+$ و $(-\beta\text{-glucuronidase})+$

آزمون تاییدی

- ✓ برای تایید کلنی‌های کلی فرم احتمالی که /شیریشیاکلی نیستند، آزمون اکسیداز را انجام دهید.
- ✓ ترجیحا برای تمام کلنی‌ها یا حداقل ۱۰ کلنی صورتی تا قرمز آزمون اکسیداز را انجام دهید. برای این تایید، معرف‌های اکسیداز تجاری می‌توانید به‌کار ببرید .

آزمون اکسیداز

اکسیدازها آنزیم‌هایی هستند که واکنش‌های اکسیداسیون را کاتالیز (تسهیل) می‌کنند. در زیست‌شیمی یک اکسیدورداکتاز آنزیمی است که انتقال الکترون را از یک مولکول (احیاکننده) به مولکول دیگر (اکسیدان) کاتالیز می‌کند $A- + B \rightarrow A + B-$

باکتری‌ها اصولاً به دو روش انرژی تولید می‌کنند یا با تخمیر یا با اکسیداسیون مواد آلی که این گروه از باکتری‌ها آنزیم اکسیداز دارند و اصطلاحاً اکسیداز مثبت هستند. اگر باکتری دارای آنزیم سیتوکروم اکسیداز باشد (مانند: پseudomonas یا گونوکوک) در صورت مجاورت با رنگ‌های احیا شونده مانند تترامتیل‌پی‌فنیلین‌دی‌آمین آن را احیا نموده به رنگ بنفش تغییر رنگ می‌دهد و اگر اکسیداز منفی باشد (مانند: آسینتوباکتر) تغییر رنگ مشاهده نمی‌شود.

انجام آزمون اکسیداز

- برای انجام آزمون اکسیداز، با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی را برداشته و بر روی یک کاغذ صافی آغشته به معرف اکسیداز قرار دهید
- یادآوری - در صورت لزوم و بسیار کوچک بودن کلنی‌های آزمون، کشت فرعی تهیه کنید. کشت فرعی را بر روی آگار غیر انتخابی (TSA) تهیه کنید و در دمای $C \pm 2 \text{ } ^\circ C \pm 36$ به مدت زمان $h \pm 3 \text{ } h \pm 21$ گرمخانه‌گذاری کنید.
- واکنش مثبت در مدت زمان $sec \pm 10$ تا مدت زمان $sec \pm 30$ به صورت ایجاد رنگ آبی تیره مشاهده می‌گردد.
- تفسیر نتایج: کلیفرم‌ها اکسیداز منفی هستند .
- خصوصیات کلنی:
- کلنی‌های صورتی تا قرمز اکسیداز منفی و کلنی‌های آبی تیره تا بنفش باکتری‌های کلی‌فرم و مجموع کلنی‌های آبی تا بنفش به عنوان /شریشیاکلی شمارش شوند


شمارش کلنی‌ها

تعداد CFU باکتری را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید .

۴-۷ جستجو و شناسایی کلی فرم‌ها

۱-۴-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۷۲۲۵، آب - جستجو و شناسایی کلی فرم به روش وجود - عدم وجود

این روش آزمون برای آب آشامیدنی، (آب آشامیدنی بسته‌بندی شده، آب آشامیدنی بسته‌بندی نشده) نمونه‌های آب برداشته از سطح توزیع آب و نمونه‌های آب در کارخانه‌های تصفیه آب کاربرد دارد. این روش برای آب استخرهای شنا کاربرد ندارد.



یادآوری - می‌توان به جای محیط کشت P-A برات از محیط کشت Lauryl Sulfate tryptose broth استفاده کرد.

گرمخانه گذاری

۲۴±۲h / (۳۵±۰/۵)°C

در صورت عدم مشاهده گاز یا کدورت، گرمخانه گذاری را به مدت زمان ۴۸h±۳h ادامه دهید.

- محیط کشت را بررسی کنید :

ایجاد رنگ زرد مشخص، نشان دهنده تولید اسید در اثر تخمیر لاکتوز می باشد چنانچه گاز نیز تولید شده باشد سبب ایجاد کف می شود.



شکل ۵۲- $^{+++}$ (P&B) / $^{+++}$ (LSTB)

گرمخانه گذاری

$24 \pm 2h$ / $(35 \pm 0/5)^{\circ}C$

تولید هر مقدار گاز و/اسید نشان دهند وجود کلیفرم احتمالی است، که باید تایید شود.

آزمون تاییدی



انتقال یک حلقه کشت به محیط

Brilliant green lactose bile broth
(BGLB)



شکل ۵۳- گاز در لوله درهام

گرمخانه گذاری
۲۴h تا ۴۸ h / ۳۵ °C

- محیط کشت را بررسی کنید :
در صورت تشکیل گاز در لوله درهام، با استفاده از حلقه کشت سترون مقداری از آن را بر روی محیط کشت از پیش ریخته VRBL Agar تلقیح کنید.

Violet Crystal neutral red bile lactose Agar(VRBL)

گرمخانه گذاری
۲۴±۲ h / ۳۵ °C

- محیط کشت را بررسی کنید .

- کلنی رشد نکرده بود: کلیفرم در نمونه وجود ندارد. جستجوی کلیفرم در نمونه " (منفی) "
- کلنی رشد کرده بود: وجود کلیفرم در نمونه احتمال دارد. وجود کلیفرم باید تایید شود.

با استفاده از حلقه کشت سترون مقداری از کلنی مشکوک را به لوله کشت **Nutrient Agar** شیبدار ولوله های کشت (LSTB) تلقیح کنید.

Lauryl Sulfate tryptose broth
(LSTB)

گرمخانه گذاری
۲۴±۲ h تا ۴۸±۳ h / ۳۵ °C

Nutrient Agar

گرمخانه گذاری
۲۴ h تا ۱۸h / ۳۵ °C

• بررسی محیط کشت : Lauryl Sulfate tryptose broth (LSTB)

گاز در لوله مشاهده نشد: کلیفرم در نمونه وجود ندارد. جستجوی کلیفرم در نمونه " (منفی)"
 گاز در لوله (LSTB) تشکیل شد و کلنی مشکوک در محیط Nutrient Agar مشاهده شد.



شکل ۵۵- کلنی مشکوک در Nutrient Agar




شکل ۵۴ - گاز در لوله (LSTB)

• مشاهده میکروسکوپی:

- وجود باسیل میله‌ای شکل گرم مثبت و مشاهده اسپور " کلیفرم در نمونه وجود ندارد. (منفی)"
- وجود باسیل میله‌ای شکل گرم منفی و عدم مشاهده اسپور "کلیفرم در نمونه وجود دارد. (مثبت)"
- وجود باسیل میله‌ای شکل گرم مثبت و گرم منفی با هم در لام میکروسکوپی، آزمون باید دوباره تکرار شود.

• تفسیر و بیان نتایج :

- "کلیفرم در ۱۰۰ml نمونه آب وجود دارد (مثبت)"
- "کلیفرم در ۱۰۰ml نمونه آب وجود ندارد (منفی)"



شکل ۵۶- کلیفرم

۱-۵-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۱۱۳، یخ خوراکی بسته‌بندی شده - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون میکروبیولوژی

روش آزمون
صافی غشایی و غنی سازی

آماده سازی و فیلتراسیون را مطابق بند ۳-۷-۲-۱، روش صافی غشایی انجام دهید.

به منظور جستجو و شناسایی اشریشیا کلی احتمالی، پس از عبور دادن نمونه آب از صافی غشایی، پمپ ایجادکننده خلا را خاموش کرده و با استفاده از پنس سترون صافی غشایی را در داخل لوله‌ها یا بطری‌های آزمایش با اندازه $160 \text{ mm} \times 16 \text{ mm}$ دارای لوریل سولفات LS (محیط کشت غنی کننده انتخابی) غوطه‌ور کنید.

یادآوری - pH محیط لوریل سولفات مایع را به گونه‌ای تنظیم کنید که پس از سترون شدن، برابر 7.2 ± 0.1 شود

Lauryl Sulfate tryptose broth

گرمخانه گذاری

$30^\circ\text{C} / 24 \pm 2 \text{ h}$ یا $37^\circ\text{C} / 24 \pm 2 \text{ h}$

اگر در این مرحله گاز یا کدورت مشاهده نشد، گرمخانه‌گذاری را تا 48 h دیگر ادامه دهید. در صورت مشاهده کدورت در محیط کشت، آزمون تاییدی را انجام دهید.

EC brath



شکل ۵۷- ECbrath

گرمخانه گذاری

$44^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C} / 24\text{h} \pm 2\text{h}$

چنانچه در این مرحله هیچ گازی در محیط کشت EC ایجاد نشود، گرمخانه گذاری را تا مدت زمان $48\text{h} \pm 2\text{h}$ ادامه دهید.

بررسی در آب تریپتونه

از لوله های گرمخانه گذاری شده که تشکیل گاز داده اند به وسیله حلقه کشت، در آب تریپتونه ای که قبلا در حمام آب گرم تا 44°C گرم شده است، کشت دهید سپس ماده کشت داده شده را مخلوط کنید در هنگام مخلوط کردن هوا وارد لوله دورهام نشود.

انتقال

یک حلقه کشت از لوله های حاوی گاز به

۱۰ ml آب تریپتونه (بدون اندول)
Tryptophane Broth

گرمخانه گذاری

$44^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C} / 21\text{h} \pm 2\text{h}$



شکل ۵۸ - TW

آب تریپتونه غنی از اسید آمینه تریپتوفان است و توسط بعضی از میکروارگانیسم‌های معین به- عنوان منبع کربن و نیتروژن و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و اندول تولید می‌شود. همه باکتری‌ها و حتی همه باکتری‌های روده‌ای گرم منفی قادر به مصرف تریپتوفان و تولید اندول با این روش نیستند. بنابر این تولید ایندول می‌تواند یک روش تشخیصی است.

بررسی تولید اندول

انتقال

۵ ml معرف اندول به لوله‌های حاوی آب تریپتونه

ظهور رنگ قرمز در فاز الکلی نشانگر وجود اندول است.



شکل ۵۹- واکنش اندول

• تفسیر نتایج :

تشکیل حلقه اندول در محیط آب تریپتونه، دلیل بر وجود / شریشیاکلی احتمالی مثبت است.

۶-۷ انتروکوک‌ها

۶-۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۷۲۴، شمارش جستجوی انتروکوک‌ها به روش صافی غشایی
انتروکوک‌ها، بی‌هوازی اختیاری هستند و اسپور تولید نمی‌کنند. باکتری‌های گرم مثبت، کاتالاز
منفی، کوکوئیدی و اغلب به صورت جفت به صورت تکی، یا زنجیر کوتاه مشاهده می‌شوند آن‌ها
گستره بزرگی از شرایط محیطی مانند دمای ۱۰°C تا ۴۰°C، از pH = ۴ تا pH = ۱۰ و غلظت‌های
بالای کلرید سدیم را تحمل می‌کنند. انتروکوک‌ها بر روی آگار خوندار گوسفندی، همولیز گاما
ایجاد می‌کنند. تمایز انتروکوک‌ها از استرپتوکوک‌ها از روی ویژگی‌های ظاهری، بسیار مشکل
است. دو گونه مهم همزیست از انتروکوک در روده انسان (مدفوع) عبارتند از: *انتروکوک فکالیس*
(۹۰٪ تا ۹۵٪) و *انتروکوک فاسیوم* (۵٪ تا ۱۰٪). انتروکوک‌ها قادر به احیاء ترکیب ۲ و ۳ و ۵-
تری‌فنیل‌تترازولیوم کلراید و تبدیل آن به فرمازان^۲ هستند و همچنین در دمای ۴۴°C اسکولین
موجود در محیط کشت‌های اسلنتز و بارتلی و صفرا-اسکولین‌آزاید آگار را هیدرولیز می‌کنند.
انتروکوک فکالیس^۲ و *انتروکوک فسیوم*^۲ دو گونه کامنسال مشترک در روده انسان هستند و به-
دلیل ساکن بودن در روده بزرگ انسان و حیوانات، حضور آنها در آب حتی در غیاب/شریشیالی
نشانگر آلودگی مدفوعی است.

محیط کشت:

- Slanetz and Bartley medium (S & B)
- Bile Esculin Azide Agar

• تهیه محیط کشت:

- محیط کشت اسلنتز و بارتلی^۱

محیط کشت پایه (تریپتوز، عصاره مخمر، گلوکز، هیدروژن فسفات دی‌پتاسیم، سدیم آزاید) را طبق
دستورالعمل سازنده آماده کنید. و با جوشاندن در آب مقطر حل نموده، و برای مدت ۵ min دیگر، آن
را در حمام آب جوش قرار دهید. سپس محیط را تا دمای ۵۰°C تا ۶۰°C سرد کنید.

- محلول TTC

معرف فوق را در آب مقطر ریخته، با تکان دادن حل کنید. سپس آن را توسط صافی غشایی با اندازه
منافذ ۰/۲۲ μm سترون نمایید.

- محیط کامل

محلول TTC را به محیط کشت پایه که تا دمای ۵۰°C تا ۶۰°C سرد شده است، اضافه کنید.
سپس به ضخامت ۳mm تا ۵mm در پلیت‌های سترون شده ریخته، در سطحی صاف قرار دهید تا
بصورت جامد درآید. پلیت‌های تهیه شده حداکثر دو هفته در دمای ۳°C ± ۵°C و تاریکی نگه‌داری
می‌شود. pH نهایی محیط باید در دمای ۲۵°C برابر ۷/۲ ± ۰/۱ باشد. برای تنظیم pH محیط کشت از
محلول‌های هیدروکسید سدیم ۴۰ g/L یا اسید هیدروکلریک ۳۶/۵ g/L استفاده کنید.

• تهیه محیط کشت:

- محیط کشت صفرا- اسکولین آزاید آگار

محیط کشت محیط کشت صفرا- اسکولین آزاید آگار را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. نیمه عمر محیط‌های کشت حاوی سدیم آزاید کوتاه بوده و با گذشت زمان تجزیه می‌شوند، لذا ضروری است تاریخ انقضای محیط‌های کشت فوق مورد توجه قرار گیرد.

آماده سازی و فیلتراسیون را مطابق بند ۳-۷-۲-۱، روش صافی غشایی انجام دهید.

روش آزمون


با استفاده از گیره سر صاف سترون، صافی تهیه شده را به گونه‌ای بر روی محیط کشت قرار دهید تا حباب هوا در زیر آن تشکیل نشود.

Slanetz and Bartley medium (S & B)

گرمخانه گذاری
($36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} / 44\text{h} \pm 4\text{h}$)

- خصوصیات کلنی در محیط کشت Slanetz and Bartley
- کلنی‌های برجسته بر روی صافی غشایی به رنگ قرمز، صورتی و آلبالویی (در مرکز و یا تمام آن‌ها)
- مدور
- محدب
- گنبدی شکل سفید و دارای سطح مات یا براق با هاله‌ای قهوه‌ای تیره تا سیاه ناشی از هیدرولیز اسکولین

- تفسیر
- انتروکوک‌های روده‌ای با احیاء ۲ و ۳ و ۵- تری‌فنیل‌تترازولیوم کلراید و تبدیل آن به فرمازان، به‌رنگ قرمز، آلبالویی یا صورتی دیده می‌شوند .



شکل ۶۰- کلنی انتروکوک

آزمون تأییدی

با استفاده از گیره سر صاف سترون صافی غشایی را به‌گونه‌ای که سطح چهارخانه آن به‌طرف بالا باشد، بر روی محیط کشت از پیش ریخته قرار دهید.

Bile -aesculin azide agar

گرمخانه گذاری

$44^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C} / 2\text{h}$

- خصوصیات مرفولوژی انتروکوک‌ها
- کرم و مات
- مدور
- محدب گنبدی شکل
- سفید و دارای سطح مات یا براق با هاله‌ای قهوه‌ای تیره تا سیاه



شکل ۶۱- انتروکوک پس از احیا اسکولین

- تفسیر:
- اتروکوک‌های روده‌ای اسکولین را در مدت ۲ h هیدرولیز نموده، تولید ترکیب ۶ و ۷-دی هیدروکسی کومارین می‌کنند، که با یون آهن سه ظرفیتی ترکیب شده و ایجاد رنگ قهوه ای روشن تا سیاه می‌کند.

بیان نتایج

برای محاسبه نتایج، با توجه به اینکه هر کلنی از یک میکروارگانیسم منشا گرفته است، نتایج را به صورت تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی در حجم معین نمونه با استفاده از فرمول یک محاسبه کنید

$$C_s = \frac{N}{(n_1 v_1 f_1) + (n_2 v_2 f_2) + \dots}$$

C_s تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی در حجم اولیه Vs

N تمام کلنی‌های شمارش شده بر روی صافی‌ها و یا پلیت‌ها در رقت‌های مختلف

n_1 و n_2 تعداد پلیت‌های شمارش شده به ترتیب برای رقت‌های f_1 و f_2

v_1 و v_2 حجم نمونه مورد آزمون به ترتیب برای رقت‌های f_1 و f_2

f_1 و f_2 رقت‌های مورد استفاده به ترتیب برای حجم‌های v_1 و v_2 و در مورد نمونه رقیق نشده، $f=1$ می‌باشد.

Vs حجم اولیه برای بیان تعداد میکروارگانیسم‌ها در نمونه

۷-۷ پسودوموناس آئروژینوزا

۷-۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹، کیفیت آب - شناسایی و شمارش پسودوموناس آئروژینوزا به-

روش صاف کردن غشایی

پسودوموناس آئروژینوزا گونه‌ای مهم از باکتری‌های هوازی، گرم منفی، میله‌ای شکل، کاتالاز مثبت و اکسیداز مثبت است. دمای بهینه برای رشد آن ۳۷ C تا ۴۲ C می‌باشد ولی در درجه حرارت یخچال رشد نمی‌کند. در pH=۸ تا pH=۵/۸ بخوبی رشد می‌کند. باکتری بیماری‌زای فرصت طلب است که بطور گسترده‌ای در همه جا وجود دارد. این میکروارگانیسم تولید پیگمان‌های پیوسین^۱،

^۱- pyocin

فلورسین^۱، پیو ملانین^۲ و پیوروبین^۳ می‌کند. روی محیط کشت انتخابی حاوی ستریماید^۴ رشد کرده و غالباً با تولید پیوسیانین، ایجاد فلورسنس^۵ زیر پرتوی فرابنفش می‌کند. همچنین قادر به تولید گاز آمونیاک از استامید است.

محیط کشت‌ها

- **Pseudomonas(C.N. A)**
- **Cetyltrimethylammonium bromide**
- **Mpac**
- **Nutrient agare**
- **Nalidixic Acid, Nanamycin, Acetamide brath**
- **Oxidas Reagen**

تهیه محیط کشت آگاردار از پیش ریخته

• محیط کشت Pseudomonas(C.N. A)

محیط کشت (C.N. A) آگار را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید.

مکمل محیط کشت (C.N. A)

هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید (ستریماید) و نالیدیکسیک اسید را با استفاده از صافی سترون کنید. و به محیط پایه اضافه کنید. و پس از مخلوط کردن در پلیت‌های سترون تقسیم کنید عمق محیط کشت در هر پلیت حداقل ۵mm است. برای تهیه مکمل، ۸mg کانامایسین و ۰/۳۷g نالیدیکسیک اسید را به ۱۰ml آب مقطر سترون با دمای ۳۷ °C اضافه کنید و به مدت زمان ۳۰ min تکان دهید. محلول را به ۹۹۰ml محیط کشت ذوب شده اضافه کنید .

• محیط کشت *Neutrient agar*

محیط کشت را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید.

• محیط کشت *Cetyltrimethylammonium bromide*

محیط کشت را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید.

۱- fluroscsein

۲- pyomelanin

۳- Pyorubin


۴- Cetrimide

۵-Fluorescence

• محیط کشت (Mpac)

- محیط کشت پایه Mpac را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. و کانامایسین و نالیدیکسیک اسید را قبل از ریختن در پلیت‌های سترون، به محیط پایه اضافه کنید. پلیت‌های از پیش ریخته خشک تا دو هفته در یخچال قابل نگهداری هستند. در صورت نگهداری در یخچال، دمای پلیت‌ها را ۳۰ min پیش از استفاده، به دمای اتاق برسانید و مکمل را به محیط کشت ذوب شده، اضافه کنید.

پس از صاف نمودن، صافی غشائی را توسط انبرک سترون بردارید. به طوری که طرف چهارخانه آن را به طرف بالا باشد، روی پلیت از پیش ریخته قرار دهید، و دقت نمائید تا حباب هوا در ته صافی تشکیل نگردد.




- بررسی رشد در دماهای ۴°C و ۴۲°C
- پseudomonas آئروژینوزا در دمای ۴۲°C رشد می‌کند.
- پseudomonas آئروژینوزا در دمای ۴°C رشد نمی‌کند.

- بررسی صافی‌ها
- پس از پایان زمان گرمخانه‌گذاری، پلیت‌ها را زیر پرتوی فرابنفش بررسی کنید. کلنی‌های مشخص *پسودوموناس آئروژینوزا* با قطر $0.8 \mu\text{m}$ تا $2.2 \mu\text{m}$ هر یک از محیط‌های کشت دارای خصوصیات تشخیصی خاص، هستند.
- خصوصیات کلنی *پسودوموناس آئروژینوزا* در محیط کشت‌های:

-*Pseudomonas* (C.N. A)

-*Cetyltrimethylammonium bromide*

- مشاهده کلنی‌های سبز/آبی ایجاد کننده فلور سنس زیر پرتو فرابنفش (*پسودوموناس آئروژینوزا* تایید شده)
- مشاهده کلنی‌های غیر سبز / آبی ایجاد کننده فلور سنس زیر پرتو فرابنفش (*پسودوموناس آئروژینوزا* فرضی)
- مشاهده کلنی‌های قهوه‌ای مایل به قرمز ایجاد کننده فلور سنس زیر پرتو فرابنفش (*پسودوموناس آئروژینوزا* فرضی)




شکل ۶۲- کلنی *پسودوموناس آئروژینوزا* زیر پرتو فرابنفش

یادآوری- کلنی‌های سبز-زرد فلور سنس *پسودوموناس* زیر پرتو فرابنفش به واسطه پیگمان پیووردین است.

- خصوصیات کلنی *پسودوموناس آئروژینوزا* در محیط کشت:

-(Mpac)

- مشاهده کلنی‌های قهوه‌ای با مرکز سیاه مایل به سبز و هاله روشن در اطراف (*پسودوموناس آئروژینوزا* فرضی)



شکل ۶۳- کلنی *پسودوموناس آئروژینوزا*

یادآوری- رنگ سبز-آبی کلنی *پسودوموناس* برای شناسایی گونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمون‌های تاییدی

کلنی‌های انتخاب شده برای انجام آزمون‌های تاییدی بیوشیمیایی را بر روی محیط کشت آگار مغذی کشت خطی دهید.

Nutrient agar

گرمخانه گذاری
 $37^{\circ}\text{C} \pm 2/5^{\circ}\text{C} / 24\text{h} \pm 2\text{h}$

آزمون تاییدی بیوشیمیایی

آزمون اکسیداز

اکسیدازها آنزیم‌هایی هستند که واکنش‌های اکسیداسیون را کاتالیز (تسهیل) می‌کنند. در زیست‌شیمی یک اکسیدورداکتاز آنزیمی است که انتقال الکترون را از یک مولکول (احیاکننده) به مولکول دیگر (اکسیدان) کاتالیز می‌کند $A- + B \rightarrow A + B-$

باکتری‌ها اصولاً به دو روش انرژی تولید می‌کنند یا با تخمیر یا با اکسیداسیون مواد آلی که این گروه از باکتری‌ها آنزیم اکسیداز دارند و اصطلاحاً اکسیداز مثبت هستند. اگر باکتری دارای آنزیم سیتوکروم اکسیداز باشد (مانند: پseudomonas یا gonococcus) در صورت مجاورت با رنگ‌های احیا شونده مانند تترامتیل‌پی‌فنیلین‌دی‌آمین آن را احیا نموده به رنگ بنفش تغییر رنگ می‌دهد و اگر اکسیداز منفی باشد (مانند: آسینتوباکتر) تغییر رنگ مشاهده نمی‌شود.

انجام آزمون اکسیداز

- برای انجام آزمون اکسیداز، با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی را برداشته و بر روی یک کاغذ صافی آغشته به معرف اکسیداز قرار دهید واکنش مثبت در مدت زمان ۱۰sec به صورت ایجاد رنگ آبی تیره مشاهده می‌گردد.

آزمون استامید

- برای انجام آزمون استامید، از محیط افتراقی استامید آگار استفاده می شود. این محیط دارای استامید به عنوان تنها منبع کربن و معرف بروموتیمول بلو (BTB) است این معرف در pH خنثی به رنگ سبز و در pH قلیایی به رنگ آبی دیده می شود. با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی را برداشته و به لوله حاوی محیط کشت استامید آگار (شیبدار) منتقل کنید.

انتقال یک کلنی به محیط
Acetamide

گرمخانه گذاری
 $37^{\circ}\text{C} / 24\text{h} \pm 36\text{h}$



شکل ۶۴- آزمون استامید

هشدار - استامید ماده ای سرطانزا و تحریک کننده است. بنابراین هنگام وزن کردن، آماده سازی و دفع محیط کشت باید دقت لازم به عمل آید.

- **تفسیر:**
- *پسودوموناس آئروژینوزا*، استامید مثبت است و تولید آمونیاک می کند. تولید گاز آمونیاک با ایجاد رنگ آبی پر رنگ مشخص می شود.
- **مشاهده میکروسکوپی:**
- *پسودوموناس* به اشکال میله ای می باشد.



شکل ۶۵- پسودو موناس

شمارش کلنی‌ها

تعداد CFU باکتری را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید.

۷-۸ اسپورکلستریدیوم‌های احیاکننده سولفیت

۷-۸-۱۱ استاندارد ملی ایران شماره ۵۳۵۳، آب - جستجو و شمارش اسپورکلستریدیوم‌های احیاکننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی

این باکتری‌ها گروهی ناهمگون از نظر تاکسونومی هستند به این معنا که در انواع اشکال و اندازه در بین اعضای این گروه دیده می‌شوند. برخی از این باکتری‌ها کوکسی و برخی باسیل‌اند. برخی توانایی تولید اندوسپور دارند در حالی که بسیاری چنین توانایی را ندارند. در واقع هر باکتری که بتواند فرآیند احیای گوگرد اکسید شده به انواع احیا شده را انجام دهد بدون در نظر گرفتن قرابت تاکسونومیک (یعنی اینکه به چه خانواده یا جنس باکتریایی تعلق دارد) در این گروه بررسی می‌شود. این باکتری‌ها به اشکال خمیده، بیضی، کروی، رشته‌ای با $1\ \mu\text{m}$ تا $5\ \mu\text{m}$ و عرض $0.5\ \mu\text{m}$ تا $2\ \mu\text{m}$ بوده و اغلب دارای تاژه و متحرک هستند. اکسیژن برای این باکتری‌ها مضر است، اگرچه آنها را از بین نمی‌برد اما غیر فعال می‌کند. فرق بین انواع آنها (دی سولفو و بی‌ریو، کلستریدیوم و توماکولم) مربوط به چگونگی احیاء مواد آلی است. اسپور این میکروارگانیسم‌ها بطور وسیعی در محیط پراکنده هستند و نسبت به مواد شیمیایی و عوامل فیزیکی مقاوم بوده و به مدت طولانی به خصوص در آب باقی می‌مانند، این میکروارگانیسم‌ها به عنوان شاخص آلودگی متناوب آب معرفی می‌شوند و حضور آنها در آب تصفیه شده، نشانه وجود نقص در فرآیند تصفیه آب در تصفیه خانه‌ها محسوب شوند.

محیط کشت

- **Iron Sulphite Agar (ISA)**
- **Tryptise sulfite Agar**
- **Nutrient Agare**
- **Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC)**

روش آزمون

برای آب‌های آشامیدنی، چشمه، آب‌چاه، آب‌معدنی، آب دریا و آب‌های سطحی که آلودگی‌شان به کلوستریدیوم‌ها کمتر می‌باشد ۱۰۰ mL، و برای آب‌هایی که دارای آلودگی بیشتری می‌باشند، حجم کمتری را صاف کنید. برای آزمایش نمونه‌های کمتر از ۱۰ mL، بایستی آنها را با ۱۰ mL تا ۱۰۰ mL از آب سترون یا محلول رقیق‌کننده مخلوط کنید.


شوک حرارتی در بن ماری $5^{\circ}\text{C} \pm 75^{\circ}\text{C}$ به مدت ۱۵ min

قبل از انجام آزمایش، نمونه باید در بن ماری $5^{\circ}\text{C} \pm 75^{\circ}\text{C}$ به مدت زمان ۱۵ min حرارت داده شود. برای کنترل درجه حرارت مقداری آب معمولی را به یک ظرف مشابه ریخته، و یک دماسنج را در آن قرار دهید، و ظرف را در کنار نمونه مورد آزمون در بن ماری بگذارید. از زمانی که دماسنج حرارت 75°C را نشان می‌دهد، زمان را یادداشت نموده، و بعد از زمان ۱۵ min نمونه مورد آزمون را از بن ماری خارج نمایید.

آماده سازی و فیلتراسیون را مطابق بند ۳-۷-۲-۱، روش صافی غشایی انجام دهید.

یادآوری- برای آزمون اسپور کلوستریدیوم‌های احیاکننده سولفیت، از صافی غشایی با اندازه روزنه $0.22 \mu\text{m}$ استفاده کنید.

نمونه را طوری رقیق کنید تا پرگنه‌های سیاه به طور مجزا تشکیل شوند، و به آسانی قابل شمارش باشند. پس از صاف نمودن، صافی غشایی را توسط انبرک سترون بردارید. به طوری که طرف چهارخانه آن را به طرف بالا باشد، روی پلیت از پیش ریخته قرار دهید و دقت نمائید تا حباب هوا در ته صافی تشکیل نگردد.



پس از قرار دادن فیلتر در سطح یکی از پلیت‌های از پیش ریخته، ۱۸mL از محیط کشت کامل و ذوب شده با درجه حرارت ذوب شده با درجه حرارت حدود $20^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$ را بر روی صافی بریزید. صبر کنید تا محیط جامد شود.

گرمخانه گذاری بی‌هوای

۲۴ h تا ۴۸ h / $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$

شمارش کلنی‌ها

تعداد CFU باکتری را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید.

• خصوصیات کلنی:

- مشاهده کلنی‌های سیاه دارای هاله سیاه
 - مشاهده کلنی‌های سیاه که احتمالاً دارای هاله سیاه در محیط کشت هستند، نشان دهنده باکتری‌های بی‌هوای احیاء کننده سولفیت می‌باشند.
- چنانچه از این روش استاندارد برای شمارش کلستریدیوم پرفرنژنس استفاده می‌شود لازم است بعد از به دست آوردن کلنی‌های شاخص، تعداد ۵ کلنی شاخص از هر کدام از پلیت‌ها را انتخاب و آزمون‌های تاییدی برای شناسایی جنس کلستریدیوم پرفرنژنس انجام گیرد

یادآوری ۱- برای غیر فعال کردن فرم رویشی باکتری، نمونه در دمای $60^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ توسط شوک حرارتی تیمار شود.

یادآوری ۲- محیط دارای سیکلوسرین، به‌عنوان عامل انتخابی برای جلوگیری از رشد گونه‌های باسیلوس است.

یادآوری ۳- گرمخانه گذاری در دمای 44°C ، قابلیت انتخابی آزمون را برای کلستریدیوم پرفرنژنس افزایش می‌دهد.


برای اطلاعات بیشتر به استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۲۶۵، کیفیت آب- شمارش کلستریدیوم پرفرنژنس- با استفاده از روش صافی غشایی مراجعه کنید.

• مشاهده میکروسکوپی:

- میله‌ای با اندواسپور انتهایی



شکل ۶۷- کلنی های
کلسترییدیوم



شکل ۶۶- شکل میکروسکوپی
کلسترییدیوم

۹-۷ کلسترییدیوم پرفرنژنس

۱۱-۸-۷ استاندار ملی ایران شماره ۱۹۲۶۵، کیفیت آب - شمارش کلسترییدیوم پرفرنژنس - با استفاده از صافی غشایی

کلسترییدیوم پرفرنژنس^۱ باسیل ولشای گونه‌ای از جنس کلسترییدیوم است و شاخص ارزشمند برای آلودگی مدفوعی شناخته شده است. حضور این باکتری در آب بیانگر آلودگی متناوب و جزئی است این باکتری میله‌ای شکل گرم مثبت بی هوازی، بدون حرکت و دارای یک اسپور بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به انتها است که باعث تورم سلول نمی‌شود. عامل اصلی بیماری گاز گانگرن است. چنانچه از این روش استاندارد برای شمارش کلسترییدیوم پرفرنژنس استفاده می‌شود لازم است بعد از به دست آوردن کلنی‌های شاخص، تعداد ۵ کلنی شاخص از هر کدام از پلیت‌ها را انتخاب و آزمون‌های تاییدی برای شناسایی جنس کلسترییدیوم پرفرنژنس انجام گیرد. کلسترییدیوم پرفرنژنس پس از گرمخانه‌گذاری بی‌هوازی در دمای $44^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ به مدت زمان $21\text{h} \pm 3\text{h}$ ، کلنی‌های سیاه یا خاکستری تا زرد متمایل به قهوه‌ای را روی محیط کشت تریپتوزسولفیت سیکلو سرین آگار، حتی کم‌رنگ ایجاد می‌کند. این کلنی‌ها دارای آنزیم فسفاتاز اسیدی هستند. کلنی‌های روی صافی غشایی بر خلاف کلنی‌های توسعه یافته در محیط کشت آگار، سیاهی واضحی ندارد بنابر این کلنی‌های کم-رنگ نیز باید شمارش شوند.

محیط کشت

- Tryptose Sulfite Cycloserine agar (TSC)
- D-C cycloserine
- Blood agar / Columbia agar / Tryptone soya agar
- Acid Phosphatase reagent

روش آزمون

۱- *Clostridium perfringens*

شوگ حرارتی

قبل از انجام آزمایش، نمونه باید در بن ماری $20^{\circ}\text{C} \pm 60^{\circ}\text{C}$ به مدت زمان $1 \text{ min} \pm 15 \text{ min}$ حرارت داده شود. برای کنترل درجه حرارت مقداری آب معمولی را به یک ظرف مشابه ریخته، و یک دماسنج را در آن قرار دهید و ظرف را در کنار نمونه مورد آزمون در بن ماری بگذارید. از زمانی که دماسنج حرارت 60°C را نشان می‌دهد، زمان را یادداشت نموده، و بعد از زمان $1 \text{ min} \pm 15 \text{ min}$ نمونه مورد آزمون را از بن ماری خارج کنید.

رقیق سازی

حجم یا رقت مورد آزمون باید طوری انتخاب شود که در صورت امکان، تعداد ۱۰ تا ۸۰ کلنی سیاه به طور مجزا بر روی صافی غشایی تشکیل شوند، و به آسانی قابل شمارش باشند.

آماده سازی و فیلتراسیون را مطابق بند ۳-۷-۲-۱، روش صافی غشایی انجام دهید.

یادآوری- برای آزمون اسپورکلستریدیوم پرفرژنس، از صافی غشایی با اندازه روزنه $0.22 \mu\text{m}$ استفاده کنید.

پس از صاف نمودن، صافی غشایی را توسط انبرک سترون بردارید. به طوری که طرف چهار خانه آن را به طرف بالا باشد، روی پلیت از پیش ریخته قرار دهید و دقت نمائید تا حباب هوا در ته صافی تشکیل نگردد.

Tryptise sulfite Agar

پس از قرار دادن فیلتر در سطح پلیت از پیش ریخته، 18 mL از محیط کشت کامل و ذوب شده با درجه حرارت ذوب شده با درجه حرارت حدود $20^{\circ}\text{C} \pm 50^{\circ}\text{C}$ را بر روی صافی بریزید. صبر کنید تا محیط جامد شود.

گرمخانه گذاری بی‌هوازی
 $21h \pm 3h / 44^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$

آزمون تأییدی و بیوشیمیایی

Tryptone soya agar / Blood agar / Columbia agar

پیشنهاد می‌شود آزمون‌های تأیید MNLG^۱ (حرکت، کاهش نیترات، تخمیر لاکتوز و مایع‌سازی ژلاتین) برای کلنی مشکوک انجام شود.

آزمون فسفاتاز

برای انجام آزمون فسفاتاز، با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی که در شرایط بی‌هوازی در آگار خوندار یا کلمبیا و یات تریپتون سوی آگار رشد کرده‌اند را برداشته و بر روی یک کاغذ صافی آغشته به معرف فسفاتاز قرار دهید واکنش مثبت در مدت زمان ۳min تا ۴min به صورت ایجاد رنگ ارغوانی مشاهده می‌گردد.

• خصوصیات کلنی:

به دلیل اینکه سیاهی کلنی‌ها سریعاً محو و سرانجام ناپدید می‌شوند، پلیت‌ها باید در طول ۳۰min پس از اتمام گرمخانه‌گذاری بی‌هوازی شمارش شده باشند. اگر تعداد جارهای بی‌هوازی زیاد باشد پلیت‌ها باید به صورت جاربه جار یا اگر گرمخانه‌گذاری در یک گرمخانه بی‌هوازی انجام شده باشد، باید قسمت به قسمت بررسی شوند.

• مشاهده کلنی‌های سیاه یا خاکستری تا زرد متمایل به قهوه‌ای دارای هاله سیاه (حتی کم‌رنگ)

شمارش کلنی‌ها

تعداد CFU باکتری را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید.

۱- MNLG: (testing for motility, nitrate reduction, lactose fermentation and gelatin liquefaction).

۸ محاسبه نتایج (راهنما)

روش محاسبه نتایج، هنگامی که تعداد کل کلنی روی پلیت بین ۱۰ تا ۲۰۰ کلنی (در روش کشت سطحی و صافی غشایی) یا بین ۱۰ تا ۳۰۰ کلنی (در روش کشت آمیخته) یا هنگامی که تعداد کلنی‌های تیبیک بین ۱۰ کلنی تا ۱۵۰ کلنی (در روش کشت سطحی و آمیخته) یا بین ۱۰ کلنی تا ۱۰۰ کلنی است (در روش کشت آمیخته) به کار برده می‌شود.

به دلیل اینکه فرض بر این است که هر کلنی از یک میکروارگانیسم یا از یک تجمع منفردی میکروارگانیسم‌ها منشأ گرفته است، نتایج به صورت تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی (cfu) یا ذرات تشکیل دهنده کلنی (cfu) در حجم معینی از نمونه (معمولاً ۱۰۰mL یا ۱mL) با استفاده از فرمول (۱) به دست می‌آید.

(۱)

$$Cs = \frac{z}{V_{tot}} \times Vs$$

که در آن :

Cs تخمین تعداد cfu در حجم مرجع V_s است

z جمع کلنی‌های شمارش شده روی پلیت‌ها یا صافی‌ها بدست آمده از رقت‌های d_n یا حاصل از حجم‌های جداگانه آزمون (نمونه یا رقت)

V_s حجم مرجع انتخاب شده برای بیان غلظت میکروارگانیسم‌ها در نمونه

V_{tot} کل حجم مرجع محاسبه شده نمونه اصلی شامل پلیت‌های شمارش شده است. همچنین جمع حجم‌های جداگانه از آزمون (نمونه یا رقت) یا محاسبه شده با استفاده از فرمول ۲ است.

(۲)

$$V_{tot} = (n_1 V_1 d_1) + (n_2 V_2 d_2) + \dots + (n_i V_i d_i)$$

که در آن

V_{tot} حجم کل محاسبه شده نمونه اصلی شامل پلیت‌های شمارش شده

n_1, n_2, \dots, n_i تعداد پلیت‌های شمارش شده برای رقت d_1, d_2, \dots, d_i

V_1, V_2, \dots, V_i حجم آزمون استفاده شده برای رقت d_1, d_2, \dots, d_i

d_1, d_2, \dots, d_i رقت مورد استفاده برای حجم آزمون V_1, V_2, \dots, V_i

برای نمونه رقیق نشده $d=1$ و برای رقت ۱۰ برابر $d=0.1$ است.

یادآوری - بنابراین نتایج نهایی به صورت تابعی از میانگین ارزیابی شده^۱ شمارش هر پلیت می‌باشد.

نتایج محاسبه شده را تا دو رقم معنی‌دار گرد کنید، اگر رقم سوم بزرگتر یا برابر ۵ است عدد پیش از آن را به اندازه یک واحد افزایش دهید.

بهتر است نتایج را به صورت عددی بین ۱ و ۹/۹ ضرب در توان مناسبی از ۱۰، یا تعداد کل با دو رقم معنی‌دار بیان کنید.

یادآوری - در استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۷، یک مثال برای محاسبه روش‌های کشت آمیخته و سطحی (شمارش دوتایی) نوشته شده است.

^۱ -Weighted average

۸-۱ موارد پس از شناسایی یا تایید

در مواردی که روش استفاده شده نیاز به شناسایی و تایید دارد، تمام کلنی‌های مشکوک فرضی را باید از هر پلیتی که برای شمارش نگهداری شده است، تلقیح کنید. در مواردی که این کار عملی نیست، تمام کلنی تیپیک (n) باید از حاشیه پلیت یا صافی غشایی مورد آزمون قرار گیرد (n ممکن است از یک پلیت به پلیت دیگر متفاوت باشد) میانگین تعداد حداقل و کافی کلنی‌ها، حدود ۵ کلنی در هر پلیت است. نتایج تایید شده را به صورت نسبت کلنی‌های فرضی که با معیارهای تایید و شناسایی مطابقت دارند با استفاده از فرمول (۳) محاسبه کنید.

(۳)

$$x = \frac{k}{n} \times z$$

که در آن :

x تعداد تخمینی کلنی‌های تایی شده در هر پلیت است.

k تعداد کلنی‌ها در میان کلنی‌های تلقیح شده است که با معیارهای شناسایی مطابقت دارد.

n تعداد کلنی‌های مثبت فرضی است که از یک پلیت برای تایید، تلقیح می‌شود.

z تعداد کل کلنی‌های مثبت فرضی است که روی پلیت شمارش می‌شود.

از گرد کردن نتایج آزمون x که تایید کامل نشده‌اند خود داری کنید.

تعداد C_s میکرو ارگانیسم‌های تایید شده یا شناسایی شده موجود در آزمایش را با جایگزینی z با x (جمع x) با استفاده از فرمول (۱) محاسبه کنید نتایج را گرد کنید و به صورت عددی بین ۱ و ۹/۹ ضرب در توان مناسبی از ۱۰، یا تعداد کل با دو رقم معنی دادر بیان کنید.

یادآوری - در استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۷، یک مثال برای محاسبه کلنی‌های تایید شده نوشته شده است.

۸-۲ موارد خاص

۸-۲-۱ تمام پلیت‌های کمتر از ۱۰ کلنی

شمارش‌های از ۲۰ تا حد بالایی هر روش، در محدوده دقت بهینه است. برای شمارش‌های بین ۱۰ تا ۲۰، دقت همچنان قابل قبول است. با کاهش تعداد کلنی‌ها به کمتر از ۱۰، دقت به سرعت کاهش می‌یابد. بسته به هدف آزمون، حد پایین‌تر تعیین، در شمارش‌های کمتر از ۱۰ تعریف می‌شود. حد تعیین، کمترین میانگین غلظت ذره x در آزمون تعریف شده است، چنانچه عدم قطعیت استاندارد نسبی برابر با مقدار تعیین شده $(RSD)^n$ باشد.

۱ -Relative standard deviation

RSD انحراف معیار نسبی است که از تقسیم انحراف معیار تخمینی S جمعیتی از یک نمونه به میانگین نمونه \bar{x} بدست می‌آید برای محاسبه انحراف معیار نسبی از w استفاده می‌شود بنابر این $w = \frac{S}{\bar{x}}$ در موارد توزیع پواسون، x از فرمول ۴ محاسبه می‌شود.

(۴)

$$x = 1/w^2$$

اگر w برابر 0.50 (5%) باشد به دلیل حد دقت نسبی قابل قبول (که در میکروبیولوژی منطقی به نظر می‌رسد)، حد پایینی تعیین به صورت زیر به دست می‌آید.

$$x = 1/0.5^2$$

بنابر این نتایجی که بر اساس شمارش کمتر از ۴ می‌باشد باید فقط به صورت تشخیص وجود میکروارگانیسم بیان شود.

اگر تمام پلیت‌های دارای کمتر از ۱۰ کلنی باشد، ولی تعداد کل کلنی‌ها در تمام پلیت‌های در دسترس با هم ۴ یا بیشتر باشد. اگر تعداد کل از ۳ تا ۱ باشد، دقت به حدی کم است که نتایج به صورت "میکروارگانیسم در حجم آزمون شده وجود دارد" گزارش شود.

۲-۲-۸ پلیت‌های بدون کلنی

در صورتی که پلیت‌ها هیچ کلنی نداشته باشد، نتایج را به صورت زیر بیان کنید.

تعداد میکروارگانیسم‌ها کمتر از $\frac{1}{V_{tot}}$ cfu در حجم مورد آزمون است.

در مواردی که V_{tot} حجم کل محاسبه شده نمونه اصلی در پلیت‌های شمارش شده است، به زیر بند ۳-۹ این جزوه آموزشی، مراجعه کنید همچنین می‌توانید نتایج را به صورت "میکروارگانیسم در حجم مورد آزمون قابل شناسایی نیست" گزارش کنید.

۳-۲-۸ بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلنی با کلنی‌های تیپیک یا تایید شده قابل مشاهده

در صورتی که تعداد تمام کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک برای تمام پلیت‌ها در رقت اول d_1 بیش از ۲۰۰ کلنی (در مورد کشت سطحی و صافی غشایی) یا بیشتر از ۳۰۰ کلنی (برای روش کشت آمیخته) با کلنی‌های تیپیک قابل مشاهده با تایید شده باشد و اگر برای تمام پلیت‌ها در رقت بعدی d_2 که کمتر از ۲۰۰ کلنی (برای روش‌های کشت سطحی و صافی غشایی) یا کمتر از ۳۰۰ کلنی (برای کشت آمیخته) داشته باشد، هیچ کلنی تایید شده یا تیپیک شمارش نشد، نتایج را به صورت زیر بیان کنید.

-کمتر از $1/d_2$ واحد با تشکیل دهنده کلنی در حجم نمونه و بیش از $1/d_1$ واحد تشکیل دهنده کلنی در حجم نمونه که $1/d_1$ و $1/d_2$ ضریب رقت مربوط به رقت‌های d_1 و d_2 است.

که در آن $1/d_2$ ضریب رقت مربوط به رقت d_2 است.

و بیش از $1/d_r$ واحد یا ذره تشکیل دهنده کلنی در حجم نمونه که $\frac{1}{d_1}$ و $\frac{1}{d_2}$ ضریب رقت مربوط به رقت‌های d_1 و d_2 است.

یادآوری - در استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۷، یک مثال برای محاسبه بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلنی با کلنی‌های تیپیک یا تایید شده قابل مشاهده نوشته شده است.

۸-۲-۴ بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلنی بدون کلنی تایید شده یا تیپیک قابل مشاهده

اگر تعداد تمام کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک برای تمام پلیت‌ها در رقت اول d_1 بیش از ۲۰۰ کلنی (در مورد کشت سطحی و صافی غشایی) یا بیشتر از ۳۰۰ کلنی (برای روش کشت آمیخته) بدون کلنی‌های تیپیک قابل مشاهده با تایید شده باشد و اگر برای تمام پلیت‌ها در رقت‌های متوالی d_r کمتر از ۲۰۰ کلنی (برای روش‌های کشت سطحی و صافی غشایی) یا کمتر از ۳۰۰ کلنی (برای کشت آمیخته)، هیچ کلنی تایید شده‌ای شمارش نشد، نتایج را به صورت زیر بیان کنید.

کمتر از $1/d_r$ واحد با تشکیل دهنده کلنی در حجم نمونه که $1/d_r$ ضریب رقت مربوط به رقت d_r است.
 - کمتر از $\frac{1}{d_2}$ واحد با ذره تشکیل دهنده کلنی در حجم نمونه که در آن $\frac{1}{d_1}$ ضریب رقت مربوط به رقت واحد یا ذره تشکیل دهنده کلنی در حجم نمونه که $\frac{1}{d_1}$ و $\frac{1}{d_2}$ ضریب رقت مربوط به رقت d_2 است.
یادآوری - در استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۷، یک مثال برای محاسبه بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلنی بدون کلنی‌های تایید شده یا تیپیک قابل مشاهده نوشته شده است.

۸-۲-۵ بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلنی با کلنی‌های تیپیک یا مشکوک در تمام رقت‌ها

در صورتی که تعداد تمام کلنی‌های شمارش شده در هر یک از پلیت‌ها برای تمام رقت‌های تلقیح شده بیش از ۲۰۰ کلنی (برای روش کشت سطحی و صافی غشایی) یا بیشتر از ۳۰۰ کلنی (برای روش کشت آمیخته) و اگر تعداد کلنی‌های تیپیک یا مشکوک بیش از ۱۵۰ کلنی (برای روش‌های کشت سطحی و آمیخته) یا بیش از ۱۰۰ کلنی (برای روش صافی غشایی) باشد، نتایج را به صورت زیر بیان کنید.

صافی غشایی: تعداد کل کلنی‌ها بیش از $\frac{200}{d}$ واحد تشکیل دهنده کلنی (cfu) در حجم نمونه و تعداد کلنی‌های تیپیک بیش از $100 \times \frac{k}{n} \times \frac{1}{d}$ واحد تشکیل دهنده کلنی (cfu) در حجم نمونه
کشت آمیخته: تعداد کل کلنی‌ها بیش از $\frac{200}{d}$ واحد تشکیل دهنده کلنی (cfu) در حجم نمونه و تعداد کلنی‌های تیپیک بیش از $150 \times \frac{k}{n} \times \frac{1}{d}$ واحد تشکیل دهنده کلنی (cfu) در حجم نمونه
کشت سطحی: تعداد کل کلنی‌ها بیش از $\frac{200}{d}$ واحد تشکیل دهنده کلنی (cfu) در حجم نمونه و تعداد کلنی‌های تیپیک بیش از $150 \times \frac{k}{n} \times \frac{1}{d}$ واحد تشکیل دهنده کلنی (cfu) در حجم نمونه
 که در آن $\frac{1}{d}$ ضریب رقت برای آخرین رقت تلقیح شده

K تعداد کلنی‌هایی است که در میان کلنی‌های مشکوک فرضی تلقیح شده (n) با معیارهای شناسایی و تایید مطابقت دارد.

۳-۸ تخمین بیشترین تعداد احتمالی (MPN)

۱-۳-۸ اساس روش MPN، در بیشتر موارد، تلقیح آزمون‌های متعدد از یک نمونه و یا رقتی‌های آن به لوله های دارای محیط کشت مایع است.

سه روش اصلی برای تعیین مقادیر MPN وجود دارد:

۱-۱-۳-۸ فرمول ریاضی

برای تخمین میکروارگانیسم‌ها در ۱۰۰ mL نمونه و یا به عبارت دیگر برای تعیین بیشترین تعداد احتمالی MPN در ۱۰۰ mL، می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

$$MPN/100ml = \frac{n_{pos} \times V_s}{\sqrt{V_{neg}} \times V_{tot}}$$

n_{pos} تعداد لوله‌های دارای واکنش مثبت

V_s حجم نمونه مرجع در نمونه اصلی به میلی‌لیتر (معمولاً در ۱۰۰ mL)

V_{neg} حجم کل در تمام لوله‌های دارای واکنش منفی به mL

V_{tot} حجم کل نمونه در تمام لوله‌ها به mL

۲-۱-۳-۸ جدول MPN

برای تخمین میکروارگانیسم‌ها در ۱۰۰ mL نمونه و یا به عبارت دیگر برای تعیین بیشترین تعداد احتمالی MPN در ۱۰۰ mL، نمونه از جدول شماره ۹، مطابق جدول پیوست الزامی الف این جزوه آموزشی استفاده کنید.

۳-۱-۳-۸ برنامه کامپیوتری

در روش MPN که در آن محیط کشت با غلظت مضاعف یا چند برابر یا محیط کشت حل شده در نمونه استفاده می‌شود ممکن است مقدار مواد ممانعت کننده بیشتر باشد. صافی غشایی که میکروارگانیسم‌ها را از نمونه جدا می‌کند ممکن است به دلیل این که مواد ممانعت کننده روی صافی باقی نمی‌ماند این مشکل را نداشته باشد. همچنین اجزای بیولوژیکی مانند فلور میکروبی همراه ممکن است از طریق رقابت بیولوژیکی با رشد میکروارگانیسم‌های مورد جستجو تداخل داشته باشد این اثر به ویژه در محیط کشت مایع اتفاق می‌افتد در سایر روش‌های آزمون که میکرو ارگانیسم کلنی‌های جداگانه ایجاد می‌کند این رقابت بیولوژیکی به علت عدم گسترش و یا رشد زیاد کلنی‌ها روی پلیت، محدود می‌شود.

توزیع تصادفی میکروارگانیسم در نمونه باعث عدم دقت در نتایج می‌شود این مشکل را می‌توان با کار برد روش تلقیح مناسب کاهش داد.

در روش MPN دقت، با افزایش تعداد لوله‌های تلقیح شده چند تایی در هر سری حجم آزمایش می‌یابد.

دقت نسبی به‌الگوی نتایج مثبت بدست آمده بستگی دارد. در روش شمارش کلنی، دقت به‌تعداد کل کلنی‌ها بستگی دارد و نتیجه با افزایش تعداد پلیت‌ها صافی‌های کشت داده شده، افزایش می‌یابد و دقت همچنین با افزایش تعداد کلنی‌ها تا حداکثر حدود ۱۵۰ کلنی (تیپیک) در هر پلیت برای روش شمارش و حدود ۱۰۰ کلنی (تیپیک) در هر پلیت برای روش صافی‌غشایی افزایش می‌یابد.

۹ بیان نتایج

نتایج آزمون را مطابق بند گزارش آزمون استانداردهای به‌کار گرفته شده بیان کنید. همچنین به‌استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۷، کیفیت آب-شمارش میکروارگانیسم‌ها در آب با استفاده از روش کشت-راهنما مراجعه کنید

پیوست الف اطلاعاتی

۱- حد تشخیص در روش شمارش

حد تشخیص به‌رشد یک کلنی در آزمون و در نتیجه به‌حجم نمونه تلقیح شده بستگی دارد. اگرچه محدودهای ایجاد شده به وسیله میکروارگانیزم‌های همراه در نمونه که در همان شرایط آزمون که میکروارگانیزم‌ها شمارش می‌شوند قادر به‌رشد هستند نیز وجود دارد برای مثال تشکیل حداکثر حدود ۱۰۰ کلنی روی صافی می‌تواند پذیرفته شود در صورتی که تعداد میکروارگانیزم‌های همراه بیش از ۱۰۰ برابر بیشتر از تعداد کلنی‌های قبل جستجو باشد حد تشخیص کاهش می‌یابد در چنین مواردی و در موارد عدم وجود محیط کشت انتخابی مناسب، کار برد روش MPN ارجحیت دارد.

در عمل، حد تشخیص به‌صورت زیر می‌باشد.

الف- در روش صافی غشایی، امکان صاف کردن حجم‌های زیادی نمونه آب تمیز، بدون مشکل وجود دارد بنابراین این حد تشخیص، یک میکروارگانیزم در حجم صاف شده تعیین می‌شود

ب- در روش کشت آمیخته، امکان تلقیح حداکثر ۵ mL نمونه وجود دارد بنابراین این حد شناسایی یک میکروارگانیزم در ۵ mL تعیین می‌شود حد تشخیص با افزایش تعداد آزمون‌ها مورد استفاده بیشتر می‌شود ولی در عمل تلقیح بیش از ۵ پلیت عملی نیست و حد تشخیص یک میکروارگانیزم در ۲۵ mL تعیین می‌شود.

پ- در روش کشت سطحی، حداکثر حجم نمونه که معمولاً استفاده می‌شود ۰/۲ mL برای هر پلیت است و چون حد اکثر ۵ پلیت تلقیح می‌شود، بنابراین این حد تشخیص، یک میکروارگانیزم در ۱ mL است در مورد محیط‌های کشت دارای سطح خشک، می‌توان از حجم‌های آزمون ۵ mL /۵ برای هر پلیت استفاده کرد بنابراین این در صورت تلقیح به ۵ پلیت، حد تشخیص برای یک میکروارگانیزم در ۲/۵ mL تعیین نمی‌شود.

۲- حد تشخیص در روش MPN

حد تشخیص در واقع به‌حجم نمونه آزمون شده بستگی دارد افزایش حجم کل شده باعث افزایش حد تشخیص می‌شود در روش MPN با افزایش تعداد لوله‌ها در هر رقت با افزایش حجم آزمایش برای هر لوله یا با تغلیظ نمونه به‌وسیله صافی غشایی، می‌توان حد تشخیص را افزایش داد.

۳- الزامات مربوط به‌ماهیت نمونه

علاوه بر ماهیت میکروارگانیزم‌های مورد جستجو، رشد میکروارگانیزم‌های در همان محیط کشت نیز انتخاب روش را تحت تاثیر قرار می‌دهد

برای مثال میکرو ارگانسیم‌های هوازی مطلق با استفاده از روش کشت سطحی یا صافی غشایی آزمون می‌شود. برای میکروارگانیزم‌هایی که شرایط بی‌هوازی را ترجیح می‌دهند و یا تحمل کنند، استفاده از روش کشت آمیخته ارجحیت دارد. اگر شرایط بی‌هوازی بیشتر مورد نیاز باشد، ممکن است، برای حذف اکسیژن و در نتیجه حذف میکروارگانیزم‌های هوازی مطلق، از روش کشت عمقی در لوله استفاده شود. برخی از میکروارگانیزم‌ها مانند بسیاری از میکروارگانیزم‌های موجود در دریاچه و سایر آب‌های سطحی که قادر به تحمل شوک حرارتی ایجاد شده بوسیله محیط کشت ذوب شده در دمای $1^{\circ}\text{C} \pm 45^{\circ}\text{C}$ نیستند و نباید برای شمارش آنها از روش کشت آمیخته استفاده کرد. اگر چه، برای جدا سازی میکروارگانیزم‌هایی که در درجه حرارت بالاتر در چنین آب‌هایی زندگی می‌کنند و مقاوت حرارتی بیشتری دارند، استفاده از روش کشت آمیخته دارای مزایای بیشتری است.

۴- ترکیبات آب

مواد معلق به‌ویژه در روش صافی غشایی، با مسدود کردن صافی‌ها و اختلال در عمل صاف کردن باعث محدود کردن حساسیت روش می‌شود. گاهی انسداد نسبی صافی‌ها مورد شک قرار نمی‌گیرد و می‌تواند با کاهش تبادل مواد مغذی، از تشکیل کلنی روی صافی پیشگیری کند. این انسداد ممکن است گاهی به‌وسیله موجودات زنده مانند میکروپلانکتون یا حتی باکتری‌هایی که در روزه‌های صافی تکثیر می‌یابند، ایجاد شود. گاهی در روش کشت آمیخته، ذرات بزرگ ممکن است با کلنی اشتباه گرفته شوند. برای آب‌های خیلی کدر، کار برد روش کشت سطحی حساسیت کافی را ندارد و استفاده از روش MPN تنها روش قابل استفاده باشد.

مواد محلول ممکن است با تغییر ترکیب محیط‌های کشت انتخابی یا به‌دلیل سمیت، در رشد میکرو ارگانیزم‌ها اختلال ایجاد کند. این تداخل به‌ویژه در مواردی که حجم نمونه نسبت به حجم محیط کشت زیاد است، ایجاد می‌شود.

گاهی برخی از مواد در نمونه، به‌دلیل واکنش با ترکیبات محیط کشت، واکنش‌های خاص میکروارگانیزم مورد جستجو را بدون تداخل با رشد میکرو ارگانیزم‌ها از طریق تشکیل قندهای قابل تخمیر که در محیط اصلی وجود ندارد و تغییر pH ناشی از تخمیر این قندها، تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این موارد کاربرد روش صافی غشایی به‌سایر روش‌ها ارجحیت دارد.

۵- الزامات مالی

مقایسه هزینه روش‌های مختلف نسبتاً ممکن است گاهی به شرایط منطقه‌ای بستگی دارد. اگر چه آگاهی از عوامل موثر بر هزینه‌ها، انتخاب روش را تسهیل می‌کند.

پیوست ب

جدول ۹- مقدار MPN در ۱۰۰mL نمونه با سطح اطمینان ۹۵٪ برای سری ۹ لوله‌ای

(۳ لوله ۱۰mL، ۳ لوله ۱mL، ۳ لوله ۰/۱mL)

حد اطمینان ۹۵٪		MPN (در ۱۰۰mL)	تعداد لوله‌های دارای واکنش مثبت		
حد بالایی	حد پایینی		۳ لوله ۰/۱mL	۳ لوله ۱mL	۳ لوله ۱۰mL
۹	<۱	۳	۱	۰	۰
۱۳	<۱	۳	۰	۱	۰
۲۰	<۱	۴	۰	۰	۱
۲۱	۱	۷	۱	۰	۱
۲۳	۱	۷	۰	۱	۱
۲۶	۳	۱۱	۱	۱	۱
۲۶	۳	۱۱	۰	۲	۱
۲۶	۱	۹	۰	۰	۲
۳۷	۳	۱۴	۱	۰	۲
۴۴	۳	۱۵	۰	۱	۲
۸۹	۷	۲۰	۱	۱	۲
۴۷	۴	۲۱	۰	۲	۲
۱۴۹	۱۰	۲۸	۱	۲	۲
۱۲۰	۴	۲۳	۰	۰	۳
۱۳۰	۷	۲۹	۱	۰	۳
۳۷۹	۱۵	۶۴	۲	۰	۳
۲۱۰	۷	۴۳	۰	۱	۳
۲۳۰	۱۴	۷۵	۱	۱	۳
۳۸۰	۳۰	۱۲۰	۲	۱	۳
۳۸۰	۱۵	۹۳	۰	۲	۳
۴۴۰	۳۰	۱۵۰	۱	۲	۳
۴۷۰	۳۵	۲۱۰	۲	۲	۳
۱۳۰۰	۳۶	۲۴۰	۰	۳	۳
۲۴۰۰	۷۱	۴۶۰	۱	۳	۳
۴۸۰۰	۱۵۰	۱۱۰۰	۲	۳	۳

پیوست پ

استانداردهای مرتبط با (GMP)

پ ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، راهنمای کلی برای آزمون‌های میکروبیولوژی

این استاندارد به حصول اطمینان از یکسان بودن روش‌های کلی برای انجام آزمون‌های میکروبیولوژی در آزمایشگاه‌هایی که استانداردها را پذیرفته‌اند کمک می‌کند. کاربرد این استاندارد، دستیابی به نتایج هماهنگ در آزمایشگاه‌های مختلف را تسهیل کرده و با پیشگیری از خطر عفونت، باعث حفظ سلامت کارکنان آزمایشگاه می‌شود. هنگام انجام آزمون‌های میکروبیولوژی مواد غذایی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

- فقط میکروارگانیسم‌های موجود در نمونه جداسازی یا شمارش شوند؛

- میکروارگانیسم‌های فوق باعث آلودگی محیط نشوند.

به منظور دستیابی به موارد فوق باید تا حد امکان به بهداشت فردی توجه شود و روش‌هایی که از آلودگی‌های خارجی پیشگیری می‌کند به کار رود.

در این استاندارد برای اقدامات احتیاطی در طول آزمون، مثال‌های کمی ارائه می‌شود. بنابر این داشتن اطلاعات کلی در زمینه روش‌های میکروبیولوژی و میکروارگانیسم‌ها ضروری است. همچنین انجام آزمون‌ها و شمارش میکروارگانیسم‌ها به روش صحیح داری اهمیت است.

از آن جایی که دستکاری نمونه‌ها هنگام آزمون، ممکن است به طور ناخواسته سبب آلودگی متقاطع شود، آزمون کننده باید صحت نتایج روش‌های خود را تصدیق کند. انجام اقدامات احتیاطی خاص نه تنها به دلایل بهداشتی بلکه برای حصول اطمینان از تجدیدی پذیری خوب نتایج ضروری است. تعیین اقدامات احتیاطی در همه شرایط امکان پذیر نیست، ولی این استاندارد حداقل اقدامات اصلی را که باید هنگام آماده سازی، سترون سازی و انبارش محیط‌های کشت و تجهیزات در نظر گرفته شود، تعیین می‌کند.

پ ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۷، کیفیت آب-شمارش میکروارگانیسم‌ها در آب با استفاده از روش کشت-راهنما


این استاندارد تعیین راهنما برای انجام روش‌های معمول آزمون میکروبیولوژی آب، به ویژه آماده سازی نمونه‌ها و محیط کشت است و علاوه بر شرح روش، معیارهایی را نیز برای انتخاب یک روش خاص ارائه می‌دهد.

پ ۳ - استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۸، کیفیت آب-نمونه برداری از آب برای آزمون‌های میکروبیولوژی-آئین کار

این استاندارد تعیین راهنمای روش‌های نمونه برداری آب برای آزمون‌های میکروبیولوژی، حمل و نقل، جابجایی و نگه داری نمونه تا زمان شروع آزمون است.

پیوست انواع استاندارد

ت-۱ استانداردها با موضوعات مختلف در زمینه‌ها و سطوح متفاوت تهیه می‌شوند. ارتباط بین جنبه، رشته و سطح استاندارد در نمودار زیر نمایش داده شده است.



ت-۲ سطح استاندارد

استانداردها دارای سه سطح کلی می‌باشند که می‌توان آن‌ها را به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

الف- استانداردهای کارخانه ای، این گونه استانداردها توسط کارخانجات و به منظور استفاده در همان واحد تدوین می‌شود. در تدوین استاندارد کارخانه ای ضمن بررسی شرایط داخلی کارخانه باید شرایط و عوامل خارجی از قبیل مواد اولیه و منابع تهیه آن، چگونگی تهیه تجهیزات، بازاریابی و رقابت، نیاز مشتری و امثال آن باید مورد توجه قرار گیرد.

ب- استانداردهای ملی (مانند ISIRI, BS, BIS ASTM, و ...)، این گونه استانداردها به وسیله سازمان استاندارد در یک کشور که به عنوان مقام ذی صلاحی برای این کار شناخته شده است، تهیه می‌شود در تدوین این

استانداردها تمامی افراد ذی نفع از قبیل تولید کنندگان، مصرف کنندگان، اعضای مراکز علمی و فنی، مراکز تجاری کارشناسان مرتبط از سازمان ها یا مراکز دولتی و امثال آن شرکت دارند.

پ- **استانداردهای منطقه ای** (مانند استانداردهای اتحادیه اروپا (CEN)، عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، سیاست، شکل تولید و مصرف و امثال آن برخی از کشورها را بر آن داشته تا مشترکا مبادرت به تدوین استانداردهای منطقه ای نمایند.

ت- **استانداردهای بین المللی (ISO)**، هدف از تدوین استانداردهای بین المللی حفظ و نگهداری پیشرفت های فنی در یک سطح معین در تمام دنیا و طرح و ارائه تکنولوژی های پیشرفته در این استانداردها و انتقال آن به استانداردهای ملی با توجه به نیاز و موقعیت زمانی کشورها از نظر توسعه فنی و صنعتی می باشد.

ت-۳- جنبه استاندارد

در راستای رشد و تکامل دانش بشری جنبه های مختلف استاندارد نیز گسترش یافته و می تواند موضوعات مختلفی را شامل شود.

الف- استاندارد های ویژگی

ب- استاندارد های روش آزمون

پ- استانداردهای آیین کار

ت- استانداردهای ایمنی

ث- واژه نامه

ت- سایر استانداردها (شامل طبقه بندی، بازرسی و نمونه برداری، بسته بندی، حمل و نگهداری، راهنما و ...)

ت-۴- اجرای استاندارد

استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

الف- **استاندارد های اجباری**، شامل استانداردهایی می باشد که در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت، محیط زیست و یا تجارت خارجی (صادرات و واردات) بوده و به صورت قانونی از نظر اجرا اجباری اعلام می شوند.

ب- **استاندارد های تشویقی**، شامل استانداردهایی است که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید و هم چنین علاقمندی و موافقت خود، داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد.

متن کامل استانداردهای ملی ایران از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس زیر و لینک «استانداردهای ملی» در دسترس می باشد.

www.isiri.gov.ir

پیوست ث

مفاهیم مورد استفاده در کنترل کیفیت

ث-۱- نمونه (Sample)

یک یا چندین قلم، قطعه یا واحد که از یک جامعه یا مجموعه یا محموله انتخاب می شوند را نمونه گویند.

ث-۲- حجم نمونه (Sample Size)

مقدار مواد یا تعداد اقلام یا واحدهای تشکیل دهنده یک نمونه را، حجم نمونه گویند.

ث-۳- نمونه برداری (Sampling)

رویه ای است که بر طبق آن از جامعه یا محموله مورد بررسی بخش یا بخش های کوچکی انتخاب می شود تا بر اساس نتایج حاصل از بازرسی آنها بتوان در مورد کل جامعه یا محموله قضاوت کرد.

ث-۴- بازرسی (Inspection)

مجموع بررسی ها، اندازه گیری و آزمون هایی است که جهت مقایسه مشخصات مواد محصولات نیمه ساخته و محصولات تمام شده با مشخصات فنی یا استانداردها انجام می گیرد.

ث-۵- درستی (Accuracy)

نزدیکی نتیجه اندازه گیری یک کمیت با مقدار واقعی آن کمیت است.

ث-۶- دقت (Precision)

نزدیکی بین جواب های تکراری حاصل از چند آزمایش بر روی یک نمونه است.

ث-۷- تجدید پذیری (Reproducibility)

نزدیکی میزان مقادیر بدست آمده از آزمون ها بر روی یک نمونه است در شرایطی که روش، آزمایش کننده، تجهیزات، محل و شرایط و زمان متفاوت باشد.

ث-۸- تکرار پذیری (Repeatability)

نزدیکی مقدار نتایج اصل از یک آزمایش در شرایطی است که شرایط اندازه گیری، تجهیزات، آزمایش کننده و محل همگی یکسان باشد.

ث-۹- رواداری (Tolerance)

حداکثر میزان انحراف قابل قبول برای یک کالا از اندازه خود (حداکثر خطای قابل قبول در یک اندازه گیری)

پیوست ج (اطلاعاتی)

ج-۱ مدیر کنترل کیفیت و آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی

مدیر کنترل کیفیت در واحد های تولیدی فردی است که صلاحیت وی طبق آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید سازمان ملی استاندارد و یا اداره کل استاندارد استان ، پروانه تایید صلاحیت دریافت می نماید.

مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی طبق آیین نامه مذکور، علاوه بر انجام وظایف خود از جمله حضور تمام وقت در یک نوبت کاری و بازرسی، کنترل و نظارت کامل بر مواد اولیه، شرایط فرآورده حین ساخت ، محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید و یا خدمت و سایر وظایف و موارد ذکر شده، موظف است نتایج آزمون نمونه های تولید شده در کارخانه را روزانه ثبت نموده و به صورت کتبی ماهیانه (حداکثر تا پایان هفته اول ماه بعد) به اداره کل استاندارد استان (با امضاء مدیر کنترل کیفیت و مدیر عامل کارخانه) ارسال نماید. عدم انجام هر یک از وظایف مدیر کنترل کیفیت و تخطی شغلی و قانونی او طبق آیین نامه ذکر شده می تواند منجر به اعمال تنبیهاتی به ترتیب شامل: تذکر شفاهی به عنوان کمترین و **ابطال دائم پروانه** به عنوان بیشترین، برای مدیر کنترل کیفی اجرا شود.

یادآوری می گردد در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت واحد مربوطه ، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و اداره کل نیز موظف است نسبت به احراز شرایط فرد معرفی شده و تأیید صلاحیت وی اقدام نماید.

برای اطلاع از وظایف ، قوانین، تخلفات ، تنبیهات و سایر موارد مهم، به آخرین و جدیدترین "آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت" موجود در سایت سازمان ملی استاندارد www.isiri.gov.ir ، مراجعه شود.

ج-۲ خلاصه ای از دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران

به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

ج-۲-۱ درجه بندی نواقص موجود در کالاهای تولیدی

بر اساس دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵۰/۱۱۹/د)، نواقص موجود در کالاهای تولید شده به سه دسته به شرح زیر تقسیم می گردند:

ج-۲-۱-۱-۱ نقص بحرانی:

نقص موجود در یک محصول است که برای افرادی که از آن استفاده یا نگهداری می کنند، خطرناک بوده و یا وضعیت ناامنی را به وجود آورد.

ج-۲-۱-۲ نقص عمده:

نقصی است متفاوت با نقص بحرانی که فقدان را به وجود آورده یا به نحو قابل ملاحظه ای امکان استفاده از کالای مورد نظر را برای منظور خاص، کاهش می دهد.

ج-۲-۱-۳ نقص جزئی:

نقصی است جدا از نقایص بحرانی و عمده که امکان استفاده از محصول مورد نظر را برای منظور خاص کاهش نمی دهد یا آنکه اختلاف آن با مشخصات فنی به میزانی است که کارآیی آن کالا را چندان کاهش نمی دهد. نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون ها به پیوست می باشد.

ج-۳ نحوه برخورد کالاهای تولید شده نامنطبق با استاندارد مربوطه

در صورتی که در نتایج آزمون فرآورده نمونه برداری شده، هر یک از نواقص فوق مشاهده شوند، امتیاز منفی به شرح جدول زیر (جدول ۱) به واحد تولیدی تعلق گرفته و ادارات کل استاندارد استان بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره (از هنگام صدور و یا تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد برای هر محصول و هر واحد تولیدی مورد نظر در مدت اعتبار تعیین شده) تصمیماتی را به شرح مندرج در جدول ۲ اتخاذ می نمایند.

جدول ۱- امتیازات منفی نواقص موجود در فرآورده

نوع نقص	امتیاز منفی
بحرانی	۳۰
عمده	۱۵
جزئی	۵

جدول ۲- اقدامات اجرایی بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره

جمع امتیاز منفی	اقدام اجرایی
۱۵	تذکر کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص
۳۰	اخطار کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص
۶۰	مطابق بند ۲-۱
۹۰	مطابق بند ۲-۲
۱۲۰	مطابق بند ۲-۳

ج-۳-۱ در صورتیکه جمع امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۶۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط به واحد بصورت کتبی اخطار داده و در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علایم آنها ارجاع می دهد.

ج-۳-۲ در صورتیکه جمع امتیاز منفی گزارش نتیجه یک آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۹۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون دو نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علائم برای تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی اقدام می کند. در صورت تعلیق یا ابطال پروانه، آن اداره کل واحد مربوط را ملزم به عدم تولید (در ارتباط با استانداردهای اجباری) و یا عدم عرضه کالا با علامت استاندارد ایران (در ارتباط با استانداردهای تشویقی) نموده و مراتب را به ادارات کل استاندارد سایر استانها منعکس می کند.

ج-۳-۳ در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری، در صورتیکه امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون و یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۱۲۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون سه نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علایم برای ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اقدام نموده و در صورت ابطال پروانه، موضوع را از طریق روابط عمومی به اطلاع عموم می رساند.

یادآوری ۱- رفع تعلیق و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، در صورت رفع کلیه نقایص و انطباق با موازین استاندارد ملی مربوط و احراز کلیه شرایط مندرج در دستورالعملهای مرتبط صورت می گیرد.

یادآوری ۲- انجام هریک از اقدامات ذکر شده در جدول ۲ ، نافی و مانع یکدیگر نمی باشد و تنها ملاک هر یک از اقدامات رسیدن به حد نصاب امتیاز منفی ذکر شده در بندهای مذکور است.

منبع: دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵۰/۱۱۹/د)

پیوست چ

نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون‌های میکروبیولوژی انواع آب طبق استاندارد ملی ایران شماره‌های های ۱۰۱۱، ۴۴۰۳ و ۶۲۶۷ می‌باشد.

ردیف	شرح آزمون	درجه اهمیت
۱	شمارش کلی میکروارگانیسم‌های هوازی	عمده
۲	کلی فرم	بحرانی
۳	اشریشیاکلی	بحرانی
۴	انتروکوک	بحرانی
۵	پسودوموناس آئروژینوزا	بحرانی
۶	اسپورکلسترید یوم‌های احیاکننده سولفیت	بحرانی