



ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران



جزوه دوره کارآموزی
میکروبیولوژی فرآورده‌های لبنی
غیر تخمیری



شماره مدرک: ۶۲۲/۲۹/ج

تاریخ تصویب: ۱۳۹۸

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

این جزوه آموزشی صرفاً برای اهداف آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شده است و تکثیر و انتشار آن بدون اجازه سازمان ملی استاندارد ایران غیر مجاز می باشد

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاها صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) و سایل سنچس، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی و سایل سنچس، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

۱- International Organization for Standardization

۲- International Electrotechnical Commission

۳- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

۴-Contact point

۵- Codex Alimentarius Commission

پیشگفتار

یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، آموزش های اصولی و مدون در زمینه محصولات (کالا / خدمات) مشمول استاندارد اجباری از طریق برگزاری دوره های آموزشی می باشد. بخشی از این آموزش ها شامل کارآموزی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه های همکار سازمان می باشد که برگزاری این دوره ها از طریق استان ها، آزمایشگاه های همکار و پژوهشگاه استاندارد انجام می شود. برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در نحوه برگزاری این دوره ها در مراکز مختلف به منظور ارتقاء کیفیت آموزش مخاطبین مورد نظر، دفتر آموزش و ترویج استاندارد با همکاری پژوهشگاه استاندارد، در راستای استاندارد سازی فرآیند کارآموزی، اقدام به تدوین برنامه مدونی برای انجام فرآیند کارآموزی در زمینه محصولات مشمول استاندارد اجباری نموده است.

در این راستا، جزوه حاضر جهت یک پارچه نمودن فرآیند کارآموزی و به منظور یکسان سازی محتوای آموزشی دوره های کارآموزی در کل کشور تهیه و در اختیار کارآموزان قرار داده شده است.

از مدرسین گرامی و فراگیران محترم تقاضا می گردد، در صورت وجود نقطه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی مربوطه با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۸۷۹۴۶۹ تماس حاصل نموده و یا از طریق پست الکترونیکی isiri.amozesh.qc@gmail.com و آدرس تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ اقدام فرمایید. از بذل عنایتی که می فرمایید سپاسگزاریم.

محتوای دوره های کارآموزی میکروبیولوژی فرآورده های لبنی غیر تخمیری

عنوان دوره کارآموزی:

میکروبیولوژی فرآورده های لبنی غیر تخمیری

گروه مخاطب:

کارشناسان ادارات کل استاندارد استان، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه های همکار

هدف از برگزاری دوره کارآموزی:

هدف از برگزاری این دوره کارآموزی آشنایی با آزمون های میکروبیولوژی فرآورده های غیر تخمیری بر اساس استانداردهای ملی ایران شماره های ۵۴۸۴، ۵-۸۹۲۳، ۱-۸۹۲۳، ۳۲۶، ۱-۵۰۲۸، ۱-۵۴۸۶، ۲-۲۴۶۱، ۱-۲۴۶۱، ۲۴۳۴، ۱۰۱۵۴، ۶۸۰۶، ۳۱۹۶، ۱۹۱، ۱۸۱۰، ۲۶۲۹، ۹۴۳۲، ۸۲۴۸، ۱۶۰۳۳، ۲۴۰۶ و ۹۸۹۹ و موارد زیر را در برمی گیرد:

- ۱- اطلاع رسانی روش های بهینه و جدید آزمایشگاهی
- ۲- یکسان سازی رویه آزمایشگاه میکروبیولوژی فرآورده های لبنی غیر تخمیری
- ۳- اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه ها
- ۴- ارتقا سطح آگاهی و ایجاد مهارت در زمینه انجام آزمون های میکروبیولوژی فرآورده های لبنی غیر تخمیری
- ۵- آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹

توانایی های کارآموزان پس از طی دوره:

- روش تهیه و سترون سازی محیط کشت های مورد نیاز
- روش آماده سازی و سترون سازی وسایل مورد نیاز
- روش آلودگی زدایی مواد مصرفی و وسایل
- نحوه استفاده صحیح از تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه
- روش بکارگیری از استانداردهای مرتبط
- روش اجرای آزمون طبق استاندارد
- شناسایی و تعیین هویت باکتری ها

پیش نیاز:

ندارد.

رئوس مطالب آموزشی :

ردیف	رئوس مطالب	محتوای آموزشی	مدت آموزش (ساعت)		اجراکننده		منبع / استانداردها
			تئوری	عملی	مدرس	کارآموز	
۱	آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی	آشنایی با وسایل مورد نیاز آشنایی با اصول آزمایشگاهی آشنایی با قسمت‌های مختلف آزمایشگاه میکروبیولوژی	۰/۵	۰/۵	*		جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹
۲	آشنایی با روش تهیه محیط کشت های مورد نیاز و روش سترون سازی	روش تهیه محیط کشت مرتبط با فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری	۰/۵	۰/۵	*	*	جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹
۳	آماده سازی وسایل مورد نیاز و روش سترون سازی وسایل	روش آماده سازی وسایل مورد نیاز و سترون سازی وسایل	۰/۵	۰/۵	*	*	جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹
۴	آشنایی با استاندارد روش آزمون	هدف و دامنه کاربرد، مواد و دستگاه‌های مورد نیاز جهت انجام آزمون	۱	۰/۵	*		جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره‌های: ۵۲۳۴، ۱۸۱۰، ۳۶۹۰-۳، ۶۸۰۶، ۸۶۶۳-۱، ۸۹۲۳-۵، ۸۹۲۳-۱، ۱۰۱۵۴، ۱۱۱۶۶-۱، ۱۰۸۹۹
۵	آشنایی با شاخص‌های میکروبی و حدود مجاز آنها فرآورد های لبنی غیر تخمیری	آشنایی با میکرو ارگانیشم‌های فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری	۱	۱			جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره‌های: ۵۲۳۴، ۱۸۱۰، ۳۶۹۰-۳، ۶۸۰۶، ۸۶۶۳-۱، ۸۹۲۳-۵، ۸۹۲۳-۱، ۱۰۱۵۴، ۱۱۱۶۶-۱، ۱۰۸۹۹
۶	روش آماده سازی نمونه در آزمایشگاه	نمونه برداری از آزمايه ، توزین نمونه و تهیه سوسپانسیون اولیه و سایر رقت‌ها با استفاده از رقیق کننده مناسب	۰/۵	۰/۵	*	*	جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره‌های: ۵۲۳۴، ۱۸۱۰، ۳۶۹۰-۳، ۶۸۰۶، ۸۶۶۳-۱، ۸۹۲۳-۵، ۸۹۲۳-۱، ۱۰۱۵۴، ۱۱۱۶۶-۱، ۱۰۸۹۹

منبع / استانداردها	اجراکننده		مدت آموزش (ساعت)		محتوای آموزشی	رئوس مطالب	ردیف
	کارآموز	مدرس	عملی	تئوری			
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره های: ایران شماره های: ۵۲۳۴، ۱۸۱۰، ۳۶۹۰-۳، ۶۸۰۶، ۸۶۶۳-۱، ۸۹۲۳-۵، ۸۹۲۳-۱، ۱۰۱۵۴، ۱۱۱۶۶ ۱۰۸۹۹	*	*	۱	۱	استفاده از سوسپانسیون اولیه و یا رقت های مورد نیاز در پلیت، برای شمارش استفاده از سوسپانسیون اولیه و یا رقت های مورد نیاز در لوله های حاوی محیط کشت مناسب برای جستجو	روش شمارش و جستجوی باکتری ها	۷
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره های: ایران شماره های: ۵۲۳۴، ۱۸۱۰، ۳۶۹۰-۳، ۶۸۰۶، ۸۶۶۳-۱، ۸۹۲۳-۵، ۸۹۲۳-۱، ۱۰۱۵۴، ۱۱۱۶۶ ۱۰۸۹۹		*		۰/۵	گرمخانه گذاری در دما و زمان مناسب بر حسب باکتری های مورد نظر	گرمخانه گذاری	۸
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره های: ایران شماره های: ۵۲۳۴، ۱۸۱۰، ۳۶۹۰-۳، ۶۸۰۶، ۸۶۶۳-۱، ۸۹۲۳-۵، ۸۹۲۳-۱، ۱۰۱۵۴، ۱۱۱۶۶ ۱۰۸۹۹	*	*	۰/۵	۱	بررسی و نحوه شمارش و محاسبه کلنی ها پس از گرمخانه گذاری -تعیین وجود یا عدم وجود باکتری ها	تشخیص، شمارش کلنی ها و آزمون تاییدی	۹
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹	*	*	۰/۵	۰/۵	نحوه گزارش نتایج بررسی شده	ارائه گزارش آزمون	۱۰
مدت دوره کارآموزی: دو روز							

سایر استانداردها و منابع :

استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، میکروبیولوژی زنجیره مواد غذایی - روش های نمونه برداری برای آزمون های میکروب شناسی
نحوه برگزاری آزمون:

تئوری	عملی
*	*

جزوه دوره کارآموزی فرآورده های لبنی غیر تخمیری

تهیه کننده / تهیه کنندگان:

شهپر مقدمی

گروه پژوهشی / آزمایشگاه:

گروه پژوهشی میکروبیولوژی فرآورده های لبنی غیر تخمیری
به سفارش دفتر آموزش و ترویج استاندارد

منابع و مآخذ:

- ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۱۰، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جستجوی سالمونلا در مواد غذایی
- ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۹۰، فرآورده های کشاورزی - نمونه برداری از فرآورده های بسته بندی شده که مصرف غذایی دارند.
- ۳- استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۳۴، شیر و فرآورده های آن - شمارش اشرشیاکلی - روش بیشترین تعداد احتمالی
- ۴- استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جستجو و شمارش اشرشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی
- ۵- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۴۸۶، شیر و فرآورده های آن - شمارش کلی فرمها قسمت اول - روش شمارش پرگنه ها در ۳۰ درجه سلسیوس (بدون تقویت سازی)
- ۶- استاندارد ملی ایران شماره ۲-۵۴۸۶، شیر و فرآورده های آن - شمارش کلیفرمها قسمت دوم - روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی ۳۰ درجه سلسیوس
- ۷- استاندارد ملی ایران شماره ۳-۶۸۰۶، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس های گواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس و سایر گونه ها) قسمت سوم جستجو شناسایی و شمارش به شیوه محتمل ترین تعداد (MPN) برای تعداد کم میکروارگانسیم
- ۸- استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۸۴، کره - شیرهای تخمیری و پنیر تازه - شمارش میکروارگانسیم - های آلوده کننده - روش شمارش کلی در ۳۰ درجه سلسیوس

- ۹- استاندارد ملی ایران شماره ۵-۸۹۲۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -آماده سازی آزمایشه، سوپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی - قسمت ۵ - مقررات ویژه برای آماده سازی شیر و فرآورده‌های
- ۱۰- استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۲، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش باکتری‌های احیاء کننده سولفیت در شرایط بی‌هوازی
- ۱۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴، شیر و فرآورده‌های آن-شمارش واحدهای تشکیل دهنده کلنی کپک و/یا مخمر -شمارش کلنی در پلیت در دمای ۲۵ درجه سلسیوس
- ۱۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -روش جامع برای شناسایی و شمارش کلیفرم‌ها
- ۱۳-استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، میکروبیولوژی زنجیره مواد غذایی -روش های نمونه برداری برای آزمون‌های میکرووب شناسی
- ۱۴-یگانه، مهرداد، استاندارد و استاندارد کردن، چاپ اول، موسسه دانش پارسیان، ۱۳۸۹

۱۰-D. SAMARŽIJA et al.: Psychrotrophic bacteria and milk quality, Mljekarstvo ۶۲ (۲), ۷۷-۹۵ (۲۰۱۲)

فهرست

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران
ج	پیشگفتار
د	محتوای دوره کارآموزی
ح	جزوه دوره کارآموزی فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری
ی	فهرست
ک	مقدمه
۱	هدف ۱
۱	استانداردهای ملی ایران ۲
۲	اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی ۳
۳۳	نمونه برداری ۴
۳۵	روش‌های آزمون میکروبیولوژی فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری ۵
۴۰	اصول آزمون ۱-۵
۴۱	محیط‌های کشت و رقیق‌کننده‌ها ۶
۴۴	روش اجرای آزمون ۷
۱۰۶	بیان نتایج ۸
۱۱۰	پیوست الف استانداردهای مرتبط با (GMP) فرآورده‌های لبنی
۱۱۳	پیوست ب- انواع استاندارد
۱۱۵	پیوست پ- مفاهیم مورد استفاده در کنترل کیفیت
۱۱۶	پیوست ت- (اطلاعاتی)
۱۲۰	پیوست ث- نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون‌های میکروبیولوژی فرآورده‌های لبنی طبق استاندارد ملی ایران

شماره ۲۴۰۶

مقدمه

شیر و فرآورده‌های آن

• شیر طعم دار

شیر طعم‌دار، فرآورده‌های است که، پس از افزودن مواد طعم دهنده طبیعی مانند: پوره و تکه‌های میوه و پایدار کننده‌ها، قوام دهنده‌ها و امولسیفایر بدست می‌آید.

• شیر خشک

شیر خشک فرآورده‌های است که از خشک کردن شیز تازه و سالم و پاستوریزه به‌یکی از روش‌های صنعتی معمول (غلطکی یا افشان) تهیه می‌شود شیر خشک ممکن است از شیر کامل، شیر کم چرب، بدون چربی و یا پودر پس آب کره تهیه شود.

• تراویده شیر حاصل از فرآیند اولترافیلتراسیون (فرا پالایش شیر)^۱

پریمیت، تراویده شیر به‌رنگ زرد روشن متمایل به‌سبز شفاف، بخشی از شیر است که در نتیجه حذف پروتئین‌ها و چربی‌ها (کامل، کم چرب و بدون چربی) توسط فیلتراسیون غشایی به‌دست می‌آید به عبارت دیگر شامل ترکیبات قابل عبور شیر از غشاهایی با نفوذ پذیری انتخابی مانند: لاکتوز و مواد معدنی شیر بخش کم پروتئین نوان تراویده شیر یا پریمیت (پودر حاصل از آب پنیر تولید شده از فرایند UF) تقسیم می‌شود پریمیت به‌عنوان ماده افزودنی کمکی و مغذی در صنایع مختلف غذایی مانند قنادی، نانوائی، صنایع پودری لبنی حائز اهمیت است .

• پودر آب پنیر

آب پنیر، آب جدا شده از شیر، پس از فرآیند تولید پنیر و یا پریمیت (پودر حاصل از آب پنیر تولید شده از فرایند UF) است. آب پنیر حاوی بیش از ۹۳٪ آب و دارای حدود نیمی از ارزش غذایی شیر است. ترکیبات آن شامل پروتئین‌های محلول در آب، لاکتوز، مواد معدنی و ویتامین‌ها می‌باشد. و هنگام تولید محصولات لبنی، خصوصاً در تولید پنیر مقادیر زیادی تولید می‌شود. آب پنیر حاوی مقدار کمی لاکتوز و مواد معدنی و پروتئین‌های غیرحساس به‌اسید قند، پروتئین است. پودر آب پنیر محصول فرآیند خشک کردن آب پنیر، تا رسیدن به رطوبت ۴٪ تا ۳٪ است. انواع آن شامل موارد زیر می‌باشد:

- پودر آب پنیر شیرین: پودر آب پنیر شیرین به‌نام پودر آب پنیر رنت هم شناخته شده است.

۱- permeate

-پودر آب پنیر اسیدی (ترش): آب پنیر ترش یا آب پنیر اسیدی، دارای pH برابر ۴/۳ تا ۴/۶ است. و سرشار از لاکتوز، پروتئین، و مواد معدنی است که در مقایسه با پودر حاصل از آب پنیر شیرین، دارای لسیترین کمتر ولی اسید لاکتیک، فسفر، کلسیم، روی، آهن و مس بیشتری است.

-پودر آب پنیر دمنرال: ۱: پودر آب پنیر دمنرال حاوی لاکتوز بالا، پروتئین‌های محلول در آب، ویتامین‌ها، آنزیم‌ها و اسیدهای آلی می‌باشد و علاوه بر خواص تغذیه‌ای آب بهبود یافته و شوری کاهش یافته است و جایگزین مناسبی برای شیر خشک در فرآورده‌های حجیم شده مانند: غلات، کیک، بیسکوئیت و فرآورده‌های گوشتی می‌باشد.

• کازئینات سدیم و کلسیم

کازئینات از خنثی کردن کازئین اسیدی توسط کلسیم هیدروکسید یا سدیم هیدروکسید به طوری که pH آن به ۶/۷ برسد، بدست می‌آید. کازئینات‌ها (سدیم، کلسیم و...) در واقع فرم بهینه شده‌ای از کازئین می‌باشند که در آنها قابلیت انحلال و خواص رئولوژیک بهبود یافته است. کازئینات منبع خوبی از پروتئین‌ها بوده و دارای نقش امولسیفایر، حجم دهنده و به عنوان یک منبع غذایی مناسب، کلیه اسیدهای آمینه ضروری بدن را تامین می‌کند و دارای مقادیر بالایی از آمینو اسید گلوتامین است که در بهبود سطح ایمنی بدن نقش موثری دارد. کازئین در شیر به صورت سوسپانسیونی از میسل‌های کازئین که به واسطه یون‌های کلسیم و تاثیرات متقابل هیدروفوبی در کنار هم نگه داشته شده‌اند، است و بر اساس شاخص‌های تغذیه‌ای و کیفی یکی از بهترین پروتئین‌ها محسوب شده و به عنوان یک جزء مهم در فرمولاسیون مکمل‌های غذایی کاربرد فراوانی یافته دارد.

• خامه ۲

خامه امولسیونی است که در نتیجه تغلیظ شدید گویچه‌های چربی شیر به وجود می‌آید و از طریق جداسازی فیزیکی به صورت لایه خامه در سطح شیر تشکیل می‌شود و به عنوان ماده اولیه در تولید کره و بعضی از انواع پنیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. عطر و طعم خامه، از مهمترین ویژگی‌های آن بوده، لیپولیز و اکسیداسیون تأثیر بسیار نامطلوبی بر کیفیت خامه می‌گذارد. کیفیت شیر مورد استفاده در تولید خامه از نظر اکسیداسیون و رنسدیتی دارای اهمیت زیادی است. برای تولید خامه، ابتدا شیر در دمای ۷۲ °C به مدت زمان ۱۵ sec پاستوریزه شده و سپس خامه گیری با سپراتور در دمای ۵۰ °C انجام می‌گیرد و تا دمای ۵ °C سرد می‌شود. به منظور کریستالیزاسیون چربی، خامه تولید شده برای مدت نسبتاً طولانی در دمای ۴ °C تا ۶ °C در تانک‌های چند جداره (ژاکت حرارتی) نگهداری می‌شود. در تولید خامه‌های استریلیزه و UHT، هموژنیزاسیون پس از فرآیند حرارتی صورت می‌گیرد تا از نواقص فیزیکی محصول در زمان نگهداری مانند: کلوخه شدن چربی و روغن انداختن جلوگیری شود. از آنجائی که انجام هموژنیزاسیون قبل از فرآیند حرارتی،

۱- Demineralize whey powder

۲- Cream

پایداری فرآورده را کاهش می‌دهد، برای دستیابی به خامه‌ای با ویسکوزیته بالا، باید هموژنیزاسیون در دمای پایین‌تر و در یک مرحله انجام شود.

• خامه طعم دار

خامه طعم‌دار با افزودن برخی طعم دهنده‌های مجاز مانند: شکر، شربت، کارامل، انواع کنسانتره میوه، پالپ و یا پوره میوه‌ها، خرما، عسل، عصاره مالت، شیره انگور، شیره خرما، زعفران، طعم دهنده‌های گیاهی مانند: دارچین و زنجبیل تولید می‌شود.

• کره

کره از خامه شیرین یا خامه ترش تهیه می‌شود. تبدیل خامه به کره شامل شکستن امولسیون روغن در آب و تبدیل آن مولسیون آب در روغن (پخش و پراکنده‌گی یکنواخت و هموژن قطرات کوچک آب در فاز روغن) است. کره از اسیدهای چرب مختلف با زنجیرهای کوتاه، متوسط و بلند تشکیل شده است و در اثر افزودن استارترهای تولید کننده اسیدلاکتیک به کره و حرارت دادن، مواد معطری مانند: دی استیل به وجود می‌آید. کره تقریباً دارای ۸۲٪ چربی، ۱۶٪ رطوبت، ۱/۵ تا ۲٪ و معمولاً کمتر از ۰/۵٪ پروتئین، ویتامین‌های (A و D)، کربوهیدرات‌ها، نمک، و املاح است.

- فساد کره

منشاء اصلی میکروارگانیسم‌های کره، ماده اولیه آن یعنی خامه شیرین یا ترش می‌باشد. انتظار می‌رود که فلور میکروبی خامه مانند شیر کامل باشد. فرآیند تبدیل خامه به کره تا اندازه‌ای تعداد میکروارگانیسم‌ها را کاهش می‌دهد.

(۱) عامل فساد کره و تولید طعم نامناسب به واسطه رشد *استریپتوکوکوس لاکتیس* واریته *مالتجنس*^۱ است.

(۲) تولید بوی نامناسب و ایجاد لکه‌های سیاه رنگ در کره اغلب توسط گونه‌های *پسودوموناس* ایجاد می‌شود.

باکتری‌ها سبب دو نوع فساد کلی در کره می‌شوند:

-**فساد سطحی کره**^۳ که به سبب رشد *پسودوموناس* در سطح کره اتفاق می‌افتد. فساد در دمای ۴۰°C تا ۷۰°C پس از ۷ تا ۱۰ روز ظاهر می‌شود. بوی بد ناشی از این فساد ظاهراً به برخی از اسیدهای آلی خصوصاً به اسید ایزووالریک مربوط است.

- تندی کره

تندی کره در اثر هیدرولیز کره و آزاد شدن اسیدهای چرب ($C_{10}-C_{12}$, $C_{11}-C_{12}$) ایجاد می‌شود. میکروارگانیسم اصلی هیدرولیز کره و ایجاد عامل تندی در آن گونه‌های *پسودوموناس* و گونه‌های

۱ - *Sterptococcus.lactis.var.Maltigenes*

۲ - *P. mephitica*, *P. nigrifaciens*, *P. fragi*, *P. fluorescens*

۳ - Surface taint

باسیلوس^۱ می‌باشد. قارچ‌ها عموماً در سطح محصول رشد کرده و بر حسب رنگ اسپوره‌هایشان موجب تغییر رنگ سطح خارجی کره می‌شوند. رنگ سیاه توسط گونه‌هایی از جنس رودوتورولا^۲ بوجود می‌آید. مهم‌ترین گونه‌های شناسایی شده کلادوسپوریوم^۳، آلترناریا^۴، آسپرژیلوس^۵، موکور^۶، ریزوپوس^۷ و پنیسیلیوم^۸ است. البته لپپاز غیر میکروبی هم قادر به تولید تندی کره می‌شود.

• بستنی و دسرها

بستنی نوعی دسر منجمدی از ترکیب اجزاء شیر، مواد پایدار کننده، امولسیفایر، شیرین‌کننده مجاز خوراکی، طعم‌دهنده مجاز خوراکی و دارای حداقل ۱۰٪ چربی شیر می‌باشد. مقدار این چربی می‌تواند از ۱۰٪ تا ۱۶٪ متغیر باشد. در ترکیب بستنی مواد دیگری مانند: تخم مرغ، رنگ و نشاسته هیدرولیز شده، نیز ممکن است، باشد. در تهیه بستنی از خامه استفاده می‌شود ساختمان بستنی شامل یک سیستم فیزیکی و شیمیایی پیچیده است که در این سیستم سه فاز جامد، مایع و گاز وجود دارد هوا و بلورهای یخ در یک فاز پیوسه مایع پخش شده است. فاز مایع حاوی چربی جامد، پروتئین‌های کلئیدی شیر، نمک‌های غیر محلول شیر، بلورهای لاکتوز، پایدار کننده‌های کلئیدی، قندها و نیز نمک‌های محلول می‌باشد. در صورت استفاده از میوه‌ها و شکولات، بستنی با طعم‌های متفاوت عرضه می‌شود.

میکروبیولوژی شیر و فرآورده‌های آن

میکروبیولوژی شیر و فرآورده‌های آن در ارتباط با دو بخش گاو داری و واحد تبدیلی می‌باشد که این دو بخش ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. شیر و محصولات لبنی از جمله خامه، کره و پنیر منبعی غنی از پروتئین، قند و املاح و ویتامین‌ها است و به‌علت ترکیبات شیمیایی خاص، همواره در معرض هجوم میکروب‌ها بوده و مهم‌ترین عامل مسمومیت انسان‌ها محسوب می‌شود شیر خام ممکن است دارای استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، لوکونوستک، لاکتوباسیلوس پروپیونی باکتریوم، میکروکوکوس، کلیفرم‌ها، پرتئوس و پسودوموناس باشد.

۱ - *Bacillus spp*

۲ - *Rhodotorula species*

۳ - *Cladosporium spp*

۴ - *Alternaria*

۵ - *Aspergillus*

۶ - *Mucor*

۷ - *Rhizopus*

۸ - *Penicillium*

منشاء وجود میکروارگانیسم‌ها در شیر

✓ ورود میکروارگانیسم‌ها به شیر از طریق بافت‌های بدن دام بیمار

الف: دام درگیر بیماری سیستمیک است. در این حالت میکروب در همه ترشحات بدن یافت می‌شود.

ب: دام مشکل عمومی ندارد، و تنها دچار ماستیتیس^۱ (تورم پستان) است.

تورم پستان یکی از شایعترین بیماری‌ها در بین گاوهای شیری است، مهمترین تغییراتی که در نتیجه ورم پستان در شیر ایجاد می‌شود شامل: تغییر رنگ، وجود لخته و پیدایش تعداد زیادی لوکو سیت، گلبول سفید با علائم تورم، گرمی، درد و سفت شدن غدد پستانی می‌باشد. ورم پستان به‌عنوان پرهزینه‌ترین بیماری گاو شیری در سراسر جهان مطرح است به طوری که سالیانه خسارات زیادی را به صنعت دام پروری در جهان وارد می‌سازد. خسارات اقتصادی آن ناشی از کاهش تولید و افت کیفیت شیر، هزینه‌های درمان، دامپزشک و حتی تلفات دامی می‌باشد هم چنین می‌تواند بر روی باروری حیوان نیز اثرات نامطلوبی برجای گذارند، باکتری‌های اصلی ایجادکننده ورم پستان را به دو دسته واگیردار (ستافیلوکوکوس اورئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیه، کورینه باکتریوم بویس و مایکوپلاسما بویس) و محیطی (شرشیاکلی، استرپتوکوکوس دیس گالاکتیه و استرپتوکوکوس یوبریس) تقسیم بندی می‌کنند. از سایر عوامل باکتریایی ورم پستان می‌توان به پسودوموناس آئروجینوزا، استافیلوکوکوس اپیدرمیس، بروسلا ملیتینسیس، کلبسیلا پنومونیه، کلبسیلا آکسیتوکا، انتروباکتر آئروجنز و گونه‌های پاستورلا، پروتئوس و مایکوپلاسما اشاره کرد

✓ ورود میکروارگانیسم‌ها به شیر حین مراحل شیردوشی و پس از آن

عوامل بی‌شماری از قبیل نوع تغذیه دام، بهداشت محیط نگهداری دام، بهداشت زمان شیر دوشی و وسایل شیر دوشی، استفاده از مواد ضد عفونی کننده یا عدم استفاده از آنها و سلامت یا بیماری دام در فلور میکروبی شیر خام تولیدی تاثیر مستقیمی دارد. میکروارگانیسم‌هایی که قادر به رشد در شیر خام هستند ارتباط مستقیمی با درجه حرارت نگهداری شیر خام دارند.

✓ ورود میکروارگانیسم‌ها به شیر از طریق انسان مبتلا

دو بیماری عمده تیفوئید و عفونت استافیلوکوکی حائز اهمیت است. تیفوئید که عامل مولد آن سالمونلا تیفی است و عفونت استافیلوکوکی (از طریق گونه‌های مختلف استافیلوکوک ایجاد می‌شود) از طریق افراد ناقل یا مبتلا، به شیر منتقل می‌شود این دو باکتری معمولاً حرارت پاستوریزاسیون را تحمل نمی‌کنند، اما سم تولیدی توسط استافیلوکوکی مقاومت حرارتی بالایی دارد. و باعث مبتلا شدن مصرف کنندگان شیر می‌شود.

۱- Mastitis


✓ ورود میکروارگانیسم‌ها به شیر و آلودگی شیر در واحد تبدیلی

در واحد تبدیلی معمولاً عمل پاستوریزاسیون شیر خام انجام می‌گیرد و قسمت عمده بار میکروبی از بین می‌رود و عواملی مانند: دمای فرایند، زمان فرایند، بهداشت تجهیزات مورد استفاده، محیط و کارگران و شرایط نگهداری پس از فرایند بر میزان بار میکروبی محصول نهایی تاثیرگذار است.

باکتری‌های عمده در شیر خام

• بروسلا^۱

باکتری‌های گرم منفی، هوازی و غیر متحرک، فاقد کپسول و اسپور می‌باشند. این باکتری‌ها انگل داخل سلولی هستند. رشد آنها کند است. عامل تب مالت است، در افرادی که با دام سر و کار دارند نیز می‌توانند. باعث انتقال این باکتری به شیر شوند. این میکروارگانیسم در مقابل حرارت پاستوریزاسیون مقاومت نمی‌کند و اهمیت آن بیشتر در فرآورده‌هایی است که از شیر خام تهیه می‌شود، است.



شکل ۱ - بروسلا

• کوکسیلا بورنتی^۲

عامل مولد تب Q، می‌تواند از طریق دام‌های مبتلا وارد ترشح شیر و از طریق شیر به انسان منتقل شود. امروزه مبنای عمل پاستوریزاسیون سریع (HTST) از بین رفتن باکتری کوکسیلا بورنتی است. اما چون کشت و تشخیص این میکروارگانیسم نیاز به زمان طولانی دارد، مبنای پاستوریزاسیون را از بین رفتن آنزیم فسفاتاز قلیایی در شیر که مقاومتی معادل کوکسیلا بورنتی دارد، قرار داده‌اند. همچنین به باکتری‌های عمده در شیر خام مانند: باکتری‌های، یرسینیا انتروکولیتیک، باسیلوس سرئوس، استرپتوکوکوس آگالاکتیا، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس بولگاریکوس، انتروباکتر، اشرشیا، کورینه باکتریوم گونه‌های استافیلوکوکوس، گونه‌های میکروکوکوس، لاکتوباسیلوس نیز می‌توان اشاره کرد.

۱-Brucella

۲- Coxiella burneti


همچنین ممکن است میکروارگانیسم‌های سرما دوست^۱ مانند: گونه‌های مختلف پseudomonas، گونه‌های مختلف فلاووباکتریوم و آئروموناس و اکثر باکتری‌های جنس باسیلوس مثل باسیلوس سیرکولانس، باسیلوس اسفاریکوس نیز در شیر خام دیده شوند.

تمام باکتری‌های ذکر شده به‌استثنای باسیلوس معمولاً درجه حرارت پاستوریزاسیون را تحمل نمی‌کنند. بنابر این اگر در شیر پاستوریزه دیده شوند یا نشان دهنده آلودگی پس از پاستوریزاسیون (آلودگی ثانویه) است یا به‌دلیل عدم کفایت حرارتی یا پاستوریزاسیون ناکافی است.

همچنین آلودگی ثانویه شیر پاستوریزه بیشتر توسط ظروف و تجهیزات آلوده، ایجاد می‌شود. اغلب آلودگی تجهیزات توسط باسیل‌های گرم منفی، میکروکوکوس‌های گرم مثبت اتفاق می‌افتد. باکتری‌های مذکور در دمای پائین توانایی رشد و تکثیر ندارند و به‌تعداد بسیار اندکی مشاهده می‌شوند.

• مایکوباکتریوم توبرکلوزیس^۲

عامل بیماری سل است و دام مبتلا به سل قادر به انتقال این باکتری به شیر می‌باشد. از آن جا که مقاومت حرارتی بالایی دارد در گذشته به‌عنوان شاخص پاستوریزاسیون شیر مورد استفاده قرار می‌گرفت، روش پاستوریزاسیون کند (LTLT) بر مبنای این رفتن همین میکروارگانیسم است.



شکل ۲- مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

• مایکوتوکسین عمده در شیر خام

آفلاتوکسین گروه مهمی از سموم قارچی است (مایکو توکسین) هستند که بیماری آفلاتوکسیکوزیس را در حیوان‌های اهلی و انسان ایجاد می‌کنند و از عوامل ایجادکننده ناهنجاری‌های مادرزادی و کارسینوژنی هستند. که به‌دنبال رشد برخی از گونه‌های اسپرژیلوس به‌خصوص اسپرژیلوس فلاووس و اسپرژیلوس پارازیتیکوس در محصولات کشاورزی تولید می‌شود. آفلاتوکسین B₁ که سمی‌ترین عضو خانواده آفلاتوکسین است بیش از دیگر آفلاتوکسین‌ها در مواد

۱- Psychrophiles

۲- *Mycobacterium tuberculosis*

غذایی و علوفه کپک زده یافت می‌شود آفلاتوکسین M₁ از مشتقات هیدروکسیله شده آفلاتوکسین B₁ است که در کبد دام تولید و قسمتی از آن وارد شیر می‌شود و به دلیل تاثیر ناچیز پاستوریزاسیون، استرلیزاسیون، و فرآوری شیر بر بقا و کاهش آن، سرانجام به فرآورده‌های مختلف شیر انتقال می‌یابد توسط آژانس بین المللی تحقیقات سرطان، آفلاتوکسین B₁ در گروه ۱ و آفلاتوکسین M₁ در گروه ۲ مواد کارسینوژن طبقه بندی می‌شوند. آفلاتوکسین M₁ متابولیت مونوهیدروکسیله شده آفلاتوکسین B₁ است که توسط آنزیم سیتوکروم P₄₅₀ در کبد متابولیزه می‌گردد و به این وسیله وارد شیر چهارپایانی که از رژیم غذایی آلوده به آفلاتوکسین B₁ استفاده کرده‌اند، می‌گردد. رابطه مستقیمی میان محتوای آفلاتوکسین B₁ در شیر و میزان آفلاتوکسین B₁ مصرف شده در جیره غذایی وجود دارد. دانشمندان برآورد کرده‌اند که حدود ۶٪ تا ۵٪ آفلاتوکسین B₁ موجود در غذای حیوانات، به آفلاتوکسین M₁ در شیر تبدیل می‌شود. سمیت آفلاتوکسین M₁ کمتر از ترکیب مولد آن یعنی آفلاتوکسین B₁ می‌باشد اما تاثیرات سیتوتوکسیک، ژنوتوکسیک و سرطانزایی آن به خوبی اثبات شده است. آفلاتوکسین M₁ باقیمانده در شیر در طول تولید، فرآیند کردن و نگهداری محصولات متنوع لبنی نسبتاً پایدار می‌باشد. این سم توسط فرآیندهای حرارتی استفاده شده در صنعت لبنیات مانند: پاستوریزاسیون و تیمار حرارتی با دمای بالا (UHT) غیرفعال نمی‌گردد.

جزوه دوره کارآموزی میکروبیولوژی فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری

۱ هدف

هدف از تدوین این جزوه آموزشی آشنایی با روش‌های میکروبیولوژی انواع فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۰۶ می‌باشد.

یادآوری ۱- توصیه می‌شود کارآموزان این دوره با الزامات آزمایشگاهی میکروبیولوژی و نیز استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۵۴۸۴، ۸۹۲۳-۵، ۸۹۲۳-۱، ۳۲۶، ۵۰۲۸-۱، ۵۴۸۶-۱، ۲۴۶۱-۲، ۲۴۶۱-۱، ۵۲۳۴، ۱۰۱۵۴، ۶۸۰۶-۳۱۹۶، ۱۹۱، ۱۸۱۰، ۲۶۲۹، ۹۴۳۲، ۸۲۴۸، ۱۶۰۳۳، ۲۴۰۶، ۲۹۴۶ و ۹۸۹۹ آشنایی داشته باشند.

یادآوری ۲- به منظور رعایت نکات ایمنی و سلامت کارکنان آزمایشگاه، توصیه می‌شود آزمون‌ها توسط افراد با تجربه، متخصص و آموزش دیده در خصوص روش‌های میکروبیولوژیکی انجام شود و داشتن مهارت‌های حرفه‌ای میکروبیولوژی در سطح مقدماتی الزامی است.

۲ استانداردهای ملی ایران

استانداردهای ملی ایران در ارتباط با آزمون میکروبیولوژی فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری به شرح جدول ۱ می‌باشند:

جدول ۱- استانداردهای فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری

شماره استاندارد	عنوان استاندارد	ردیف
۲۶۲۹	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - شمارش میکروارگانیسم های سرماگرا - روش آزمون	۱
۲۴۶۱-۱	میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای جستجوی، شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه - قسمت اول - جستجو، شناسایی و شمارش به شیوه محتمل ترین تعداد (MPN) یا پیش غنی سازی	۲
۲۴۶۱-۲	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جامع برای جستجو، شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه- قسمت دوم -روش شمارش کلنی	۳
۳۶۹۰	فرآورده های کشاورزی - نمونه برداری از فرآورده های بسته بندی شده که مصرف غذایی دارند	۴
۱۸۱۰	میکرو بیولوژی مواد غذایی . خوراک دام - روش جستجوی سالمونلا در مواد غذایی	۵
۵۰۲۸-۱	شیر- یاخته‌های پیکری- قسمت اول - روش میکروسکوپی (روش مرجع)	۶
۲۹۴۶	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جستجو و شمارش اشیریشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی	۷

ادامه جدول ۱-ادامه استانداردهای فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد
۸	شیر و فرآورده‌های آن-روش شمارش کلی پرگنه‌های میکروارگانیسم‌ها در ۳۰ درجه سلسیوس	۵۴۸۴
۹	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس‌های گوآگولاز مثبت (استافیلوکوکوس و سایر گونه‌ها) قسمت سوم جستجو شناسایی و شمارش به شیوه محتمل‌ترین تعداد (MPN) برای تعداد کم میکروارگانیسم	۸۶۰۶-۳
۱۰	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام و آب-آماد سازی، ساخت، ذخیره سازی و آزمون عملکرد محیط های کشت	۸۶۶۳
۱۱	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - آماده سازی آزمایش-سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی- قسمت اول -مقررات کلی برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری	۸۹۲۳-۱
۱۲	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -آماده سازی آزمایش، سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی- قسمت ۵ -مقررات ویژه برای آماده سازی شیر و فرآورده‌های آن	۸۹۲۳-۵
۱۳	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش باکتری‌های احیاء کننده سولفیت در شرایط بی هوازی	۹۴۳۲
۱۴	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -راهنمای الزامات کلی برای آزمون	۹۸۹۹
۱۵	شیر و فرآورده‌های آن-شمارش واحدهای تشکیل دهنده کلنی کپک و/یا مخمر -شمارش کلنی در پلیت در دمای ۲۵ درجه سلسیوس	۱۰۱۵۴
۱۶	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -روش جامع برای شناسایی و شمارش کلیفرم‌ها	۱۱۱۶۶

۳ اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی

با ورود به آزمایشگاه میکروبیولوژی و آغاز کار در این محیط لازم است یکسری اصول اولیه مورد توجه قرار گیرد. بخشی از این اصول و قواعد مربوط به ایمنی فرد آزمایش کننده بوده و برخی نیز به ایمنی محیط و ابزار آزمایشگاه مربوط می‌باشد.

۳-۱ فضای آزمایشگاه

آزمایشگاه باید دارای سه محل جداگانه برای نمونه‌ها، آزمون و فضای عمومی باشد.

۳-۱-۱ فضای مربوط به نمونه و آزمون

باتوجه به شرایط خوب آزمایشگاهی داشتن فضاهای جداگانه برای بخش‌های زیر لازم است:

- دریافت و انبارش نمونه‌ها
- آماده‌سازی نمونه‌ها خصوصاً برای مواد خام (مانند : فرآورده‌های پودری حاوی تعداد زیاد میکروارگانیزم‌ها)
- آزمون نمونه‌ها (ازسوسپانسیون اولیه) شامل گرمخانه‌گذاری میکروارگانیزم‌ها
- آزمون میکروارگانیزم‌های بیماری‌زای احتمالی
- نگهداری سویه مرجع و سایر سویه‌ها
- آماده‌سازی و سترون‌سازی محیط‌های کشت و وسایل
- انبارش محیط‌های کشت و واکنشگرها
- آزمون سترونی مواد غذایی
- آلودگی زدایی
- شستشو و تمیزکردن وسایل شیشه‌ای و سایر تجهیزات
- انبارش موادشیمیایی مخاطره آمیز، ترجیحاً نگهداری در کابینت‌ها، قفسه‌ها، اتاق‌ها

۳-۱-۲ فضای عمومی

فضاهای جداگانه برای موارد زیر توصیه می‌شود:

- ورودی، راهرو، راه پله و آسانسور
- فضای اداری (مانند دبیرخانه، دفترکار و اتاق مستندسازی)
- رختکن و سرویس‌های بهداشتی
- اتاق بایگانی
- انبار
- اتاق استراحت

۳-۲ بهداشت کارکنان

به‌منظور پیشگیری از آلودگی نمونه‌ها، محیط‌های کشت و خطر عفونت کارکنان اقدامات بهداشتی زیر باید انجام شود:

- استفاده از لباس و کفش مخصوص در محیط آزمایشگاه
- ناخن‌ها را تمیز و ترجیحاً کوتاه نگهداشتن
- هنگام کار در آزمایشگاه از صحبت کردن خودداری شود.
- از خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه خودداری شود.
- کشیدن پپیت با دهان ممنوع می‌باشد.

۳-۳ وسایل و تجهیزات

توصیه می شود مطابق با شرایط خوب آزمایشگاهی، کلیه وسایل و تجهیزات تمیز و در محل مناسب نگهداری شوند. پیش از استفاده بهتر است وسایل از نظر داشتن شرایط لازم برای کار تصدیق و در صورت لزوم در طی استفاده، عملکرد آن پایش شود. از وسایل معمول در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ و همچنین وسایل زیر استفاده شود:

جدول ۲- فهرست تجهیزات مورد نیاز برای آزمون میکروبیولوژی

ردیف	نام تجهیزات
۱	وسایل و ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی
۲	ترازوی آزمایشگاهی
۳	حمام مایع بادمای ثابت (بن ماری)
۴	میکروسکوپ
۵	pH متر
۶	انکوباتور
۷	فور دستگاه
۸	سیستم فیلتراسیون
۹	تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری تغییر یافته
۱۰	اتوکلاو

وسایل و ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی

شامل انواع پی‌پت، ارلن، ظروف شیشه‌ای در پیچدار، انواع لوله آزمایش، پتری‌دیش و غیره می‌باشد.



شکل ۳- وسایل شیشه‌ای

ترازوی آزمایشگاهی

دستگاهی است که برای توزین اجسام یا مایعات، با دقت بالا و حساسیت بالا در آزمایشگاه‌ها به کار می‌رود و با توجه به نیاز آزمایشگاه‌ها از ترازوهای با دقت $g, 0/1$ ، $g, 0/01$ ، $g, 0/001$ و $g, 0/0001$ استفاده می‌شود. ترازوهای آزمایشگاهی با دقت 1 mg و دقت بالاتر آن نیاز به محفظه دارند. چون به علت حساسیت بالای آن‌ها در توزین جریان هوا نیز روی توزین این ترازوها تاثیر می‌گذارد. تمام دستگاه‌های توزین (مانند: باسکول یا ترازو) باید به‌طور دوره‌ای کالیبره^۱ شوند. تا به‌درستی کار انجام دهند. گذشت زمان، فرسودگی، جابه‌جایی ترازو و حوادث غیرقابل پیش بینی، باعث می‌شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آن‌ها زیر سؤال رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. کالیبره کردن باید در مدت زمان‌های معینی انجام شود، گاهی لازم است چند بار در سال یا گاهی بر اساس ضرورت یک یا دو بار در ماه، انجام گیرد. برای کالیبره کردن ترازوی دیجیتال نیاز به یک سنگ کالیبره استاندارد وجود دارد که معمولاً بر اساس ظرفیت ترازو دیجیتال انتخاب می‌شود. نحوه کالیبره کردن در تمام ترازوهای دیجیتال یکسان است و فقط سنگ کالیبره متفاوت است کالیبراسیون باید طبق دستورالعمل سازنده با وزنه‌های استاندارد انجام گیرد با این روش ارزیابی‌های دقیق‌تر و قابل اطمینان هستند و درصد خطا بسیار کم است برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد.



شکل ۴- ترازوی آزمایشگاهی

حمام مایع^۲ (بن ماری^۳) بادمای ثابت

این وسیله برای انجام تست‌های سرولوژیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست‌های دارویی، در دمای تثبیت شده کار برد دارد. حرارت آب دستگاه به وسیله یک ترموستات قابل تنظیم است. بهتر است که برای جلوگیری از رسوب املاح بر روی المنت دستگاه از آب مقطر استفاده شود اگر چه در تعداد معدودی از آن‌ها از روغن نیز استفاده

۱ - کالیبره کردن یعنی تنظیم درست ترازو با جسمی تا به درست ترین شکل کار کند.

۲- Water bath

۳- Bain marie

می‌شود. داغ شدن بیش از حد المنت‌ها، به علت کم آبی بن ماری، موجب آسیب رساندن به دستگاه می‌شود، باید به حداقل حجم آب مورد نیاز جهت حفظ کارکرد مطلوب دستگاه توجه گردد. کاربرد اصلی این دستگاه در آزمایشگاه میکروبیولوژی به شرح زیر است:

الف- گرمخانه‌گذاری محیط کشت تلقیح شده در یک دمای ثابت؛

ب- نگهداری محیط کشت جامد سترون ذوب شده در طی آماده‌سازی محیط کشت؛

پ- تعدیل دمای محیط کشت جامد ذوب شده سترون برای استفاده در روش‌های خاص؛

ت- آماده‌سازی سوسپانسیون‌های اولیه یا محلول‌ها در یک دمای کنترل شده؛

ث- فرآیند حرارتی سوسپانسیون‌های اولیه در یک دمای کنترل شده (مانند پاستوریزاسیون)؛

همچنین به منظور گرم کردن معرف‌ها و ذوب کردن نمونه‌ها نیز استفاده می‌شود.



شکل ۵- انواع حمام مایع با دمای ثابت

میکروسکوپ^۱

میکروسکوپ یکی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه زیست‌شناسی است. از دو واژه یونانی میکرو به معنی کوچک و سکوپ، به معنی دیدن، گرفته شده است. اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپ‌ها بر اساس عبور نور با طول موج‌های متفاوت از چندین عدسی محدب می‌باشد که هرچقدر طول موج نور به کار رفته در میکروسکوپ مزبور کوتاه‌تر باشد قدرت تفکیک و یا جداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است. میکروسکوپ‌ها به‌طور کلی به دو دسته میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی تقسیم می‌شوند. میکروسکوپ‌های نوری به‌منظور سنجش و مشاهده سلول‌ها با بزرگنمایی نسبتاً کم و میکروسکوپ‌های الکترونی برای مشاهده سلول‌ها و ساختارهای سلولی با بزرگنمایی بسیار زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. سه تعریف مهم در کاربرد میکروسکوپ وجود دارد.

- **بزرگنمایی :** به نسبت اندازه تصویر نمونه، به اندازه واقعی آن گفته می‌شود. در همه میکروسکوپ‌ها از عدسی‌ها برای بزرگنمایی تصویر استفاده می‌شود.

- **قدرت تفکیک:** توانایی تشخیص بین دو شیء نزدیک به هم به صورت دو شیء متمایز و جدا را قدرت تفکیک می گویند. قدرت تفکیک به کیفیت عدسی ها و طول موج نور تابیده شده بستگی دارد. با کاهش طول موج، قدرت تفکیک افزایش می یابد.
- **کنتراست:** به تفاوت بین بخش های مختلف یک نمونه می گویند. مثلا یک اندامک تیره تر از اندامک دیگر دیده شود.

انواع مختلفی از میکروسکوپ ها شامل: استریو میکروسکوپ^۱، میکروسکوپ اینورت^۲، میکروسکوپ فلورسنت^۳، میکروسکوپ دوچشمی^۴ می باشند.



شکل ۶- میکروسکوپ نوری

فور^۵ یا آون

فور یا آون دستگاهی است که قابلیت تنظیم در دما 300°C را دارد و برای استریل یا خشک کردن وسایل شیشه ای و یا فلزی که در محیط های آزمایشگاهی کاربرد دارند. عمل استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده بر اساس استاندارد در دمای $170^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ از زمان رسیدن به دمای 170°C به وسیله حرارت خشک به مدت زمان حداقل ۱h انجام می شود. با بالا بردن تدریجی دمای داخل آون، رطوبت موجود در وسایل شیشه ای تبخیر و در نتیجه سبب حذف هر نوع فعالیت زیستی خواهد شد. پیش از سترون سازی، همه وسایل فلزی و شیشه ای را تمیز کرده، سپس در آون قرار دهید. توصیه می شود:

- ۱- دارای بزرگنمایی ۵۰ برابر و قابلیت نصب دوربین می باشد و در بررسی اجزا و موجوداتی که دارای بعد و حجم می باشند.
- ۲- این دستگاه دارای قابلیت فاز کنتراست و نصب دوربین عکاسی و فیلمبرداری می باشد و در بررسی نحوه حرکت، تولید مثل، شناسایی، شمارش زئو و فیتو پلانکتون ها و سایر میکروارگانیسم ها استفاده می گردد.
- ۳- جهت بررسی و مشاهده اجزا و اندامک هایی از سلول و میکروارگانیسم هایی که با رنگ فلورسنت رنگ آمیزی شده باشند، استفاده می گردد. این دستگاه دارای قابلیت عکس برداری از نمونه ها و ثبت اطلاعات نیز می باشد.
- ۴- این دستگاه میکروسکوپ دوچشمی نوری است دارای عدسی های ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۱۰۰ و قابلیت فاز کنتراست و نصب دوربین عکسبرداری می باشد که برای مشاهده معمولی و نمونه هایی که رنگ آمیزی نشده اند مورد استفاده قرار می گیرد.

۵ - Oven

- از قرار دادن مواد قابل اشتعال و آتش‌زا در داخل و اطراف آون دوری شود.
- در زمان کارکردن با آون وسایل حفاظت فردی نظیر دستکش عایق، عینک محافظ و انبرک (برای گذاشتن و برداشتن وسایل) به کار گرفته شوند.
- از قرار دادن محلول‌های اسیدی و یا ایجاد بخارات خورنده در درون آون جلوگیری شود. این کار سبب از بین رفتن سطح درونی آون خواهد شد.
- به دلیل عایق بودن دستگاه، چند ساعت طول می‌کشد تا اشیاء داخل دستگاه آون خنک شود، مگر آن که مجهز به فن باشد. پس از سترون‌سازی، به منظور پیشگیری از شکستن وسایل شیشه‌ای درب آون را باز نکنید تا اتاقک، ظروف و مواد داخل آن تا دمای حدود 60°C خنک شوند. اگر هوای سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممکن است ظروف شیشه‌ای ترک بخورند.
- کنترل کیفیت و عملکرد دستگاه آون الزامی است. و با آزمون شیمیایی و آزمون بیولوژیک انجام می‌شود. **آزمون شیمیایی:** استفاده از ویال شیشه‌ای Browne و مشاهده تغییر رنگ مناسب از قرمز به سبز. از این ویال در هر سری کاری استفاده می‌شود.
- **آزمون بیولوژیک:** استفاده از نوار کاغذی دارای اسپور باسیلوس سوبتیلیس^۱، واریته نایجر ۹۳۷۲ ATCC و یا اسپور باسیلوس آتروفئوس^۲ به‌طور هفتگی توصیه می‌شود.



شکل ۷- فور یا آون

pH متر^۳

وسيله‌ای الکترونیکی است که جهت سنجش میزان pH (میزان اسیدی یا بازی بودن ماده) به کار می‌رود. (اندازه گیری غلظت یون هیدروژن H^+ را با استفاده از الکتروود حساس به یون H^+) این ابزار دارای الکترودهای خاصی است که با قرار دادن در محلول، عدد pH را روی صفحه نمایشگر خود

۱- *Bacillus subtilis*

۲- *Bacillus atropheus*

۳- pH meter

نمایش می‌دهد. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر^۱ و اندازه‌گیر^۲ است. میله کاوشگر pH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه‌گیر آن را تحلیل و میزان pH را نمایش می‌دهد. انتهای کاوشگر از غشاء شیشه‌ای و حباب مانند است که نسبت به یون‌ها حساس می‌باشد و رأس الکتروود داخلی در داخل آن قرار دارد. بخش داخلی و بیرونی محفظه حاوی KCl و HCl یک دهم مولار (محلول رفرانس) است. قبل از شروع کار با pH متر ابتدا باید مطمئن شوید که میله کاوشگر در محلول نگهدارنده یا محلول با pH ۴ نگهداری شده است. در غیر این صورت ممکن است pH متر در تعیین pH محلول مورد مطالعه دچار خطا شود. لذا میله کاوشگر را به مدت زمان ۲h در آب مقطر نگهداری کنید و سپس آن را در محلول نگهدارنده قرار دهید. کاوشگر را به وسیله آب مقطر بشویید. برای تنظیم^۳ pH متر، الکتروود را در محلول pH ۷ رار داده، حداقل ۳۰ sec زمان بدهید تا عدد ثابتی را نشان دهد. سپس آن را روی عدد ۷ تنظیم کنید (pH متر عدد ۷ را نشان دهد). دوباره الکتروود را با آب مقطر بشویید و آن را در محلول pH ۷ قرار دهید. اجازه دهید اندازه‌گیر عدد ثابتی را نشان دهد. آن را روی عدد ۴ تنظیم کنید (pH متر عدد ۴ را نشان دهد). حالا pH متر شما تنظیم شده و آماده اندازه‌گیری pH محلول‌های مورد آزمایش است قبل از قرار دادن اندازه‌گیر در محلول مورد آزمایش آن را دوباره با آب مقطر بشویید.



شکل ۸- pH متر

انکوباتور

انکوباتور شامل اتاقک عایق بندی شده است که برای کشت و رشد دادن نمونه‌های زنده مانند: سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود. این دستگاه دارای قابلیت نگهداری دمایی ثابت و توزیعی یکنواخت دما با حداکثر خطای مجاز در مقدار نوسانات دمایی تعیین شده در روش‌های آزمون است. که درجه حرارت مناسب رشد،

۱- Probe

۲- Meter

۳ - Calibration

تکثیر و تشکیل کلنی را فراهم می‌کند. و در انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی (معمولی، شیکردار، یخچالدار، و مجهز به سیستم تزریق CO₂) در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی و بیولوژی سلولی کاربرد اساسی دارد.



شکل ۹- انکوباتور

سیستم فیلتراسیون

برای سترون‌سازی محلول‌هایی که ساختمان شیمیایی آنها به حرارت حساس هستند مانند: ویتامین‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها از فیلتر غشایی استفاده می‌شود. همچنین برای آزمون‌های میکروبیولوژی مایعات با حجم بالا مانند: آب، از صافی غشایی استفاده می‌شود. در آزمایشگاه میکروبیولوژی اغلب از فیلتر غشایی‌های از جنس پلاستیک یا سلولز با منافذ $0.45\mu\text{m}$ و $0.22\mu\text{m}$ استفاده می‌شود.



شکل ۱۰- سیستم فیلتراسیون

اتوکلاو^۱

اتوکلاو برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب کار برد دارد این دستگاه قادر است بخار آب اشباع شده با حرارت 121°C را ایجاد کند این درجه حرارت در شرایط بخار ایجاد شده می‌تواند موجب تخریب ساختمان میکروب‌ها و اسپور آنها شده و تقریباً باعث نابودی تمام میکروارگانیسم‌های شناخته شده شود. بر اساس استاندارد در دمای 121°C ابزارآلات باید حداقل به مدت زمان ۱۵min، تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار گیرند کل مدت زمان کار دستگاه اتوکلاو از فشار دادن دکمه

۱ - Autoclave

(شروع کار)^۱ تا پایان کار سیستم، مجموع سه زمان (زمان اولیه)^۲، (زمان استریلیزاسیون)^۳ و (زمان خشک شدن)^۴ است. کنترل کیفیت و عملکرد دستگاه اتوکلاو الزامی است.



شکل ۱۱- اتوکلاو

بررسی دما و زمان اتوکلاو با اندیکاتورهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی انجام می‌شود. اندیکاتورهای شیمیایی: به صورت نوارهای اتوکلاو (چسب اتوکلاو) TST^۵ که سه عامل زمان، بخار و دما را کنترل می‌کند. یا بسته های پزشکی هستند که وقتی به دمای معینی رسیدند تغییر رنگ می‌دهند. اندیکاتور بیولوژی: شامل اسپور باکتری‌های مقاوم به حرارت، مانند ژئوباسیلوس استئاروتروموفیلوس^۶ است. اندیکاتور فیزیکی: از آلیاژهایی تشکیل شده‌اند که در دمای مورد نظر ذوب می‌شوند.



شکل ۱۲- تعدادی از اندیکاتورهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی

تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری تغییر یافته

تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری تغییر یافته ممکن است یک جار غیر قابل نفوذ یا هر وسیله مناسب دیگری باشد که قادر به ایجاد و حفظ شرایط اتمسفری تغییر یافته (مانند: شرایط بی‌هوایی) در طی مدت گرمخانه گذاری محیط کشت، باشد.

۱- Start

۲ - Preheating Time


۳- Sterilization Time

۴- Drying Time

۵- Time, Steam, Temperature

۶- *Geobacillus stearothermophilus*

ترکیب اتمسفر مورد نیاز می‌تواند به وسیله افزودن مخلوطی از گاز پس از تخلیه هوای جار به وسیله جایگزینی اتمسفر مورد نظر در یک اتاقک یا به وسیله هر روش مناسب دیگر مانند: (گاز پک‌های قابل دسترسی از بازار) انجام شود.



شکل ۱۳ - تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری تغییر یافته

۳-۴ استریلیزاسیون

استریلیزاسیون یا سترون‌سازی به معنای از بین بردن تمامی اشکال زنده در یا روی یک محیط آماده است. این اشکال مختلف شامل سلول‌های زنده باکتری‌ها و اسپور قارچ‌ها و... می‌باشد. روش‌های رایج سترون کردن عبارتند از:

✓ **روش حرارتی** : در آزمایشگاه میکروبیولوژی برای استریلیزاسیون محیط‌های کشت و وسایل مورد نیاز روش حرارتی به دو صورت خشک (با استفاده از فور) و مرطوب (با استفاده از اتوکلاو) از تاثیر گرما و فشار بخار آب برای کشتن میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود. برای تشخیص بین مواد سترون شده و سترون نشده می‌توان از نشانگرهای سترون‌سازی استفاده کرد. نشانگرهای بیولوژیک به صورت مختلف نواری، ویال یا آمپول کوچک موجود هستند. عملکرد سترون‌سازی را می‌توان با استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و اندیکاتورهای بیولوژیک ارزیابی کرد. در پایش بیولوژیک، از اسپورهای *Bacillus subtilis*^۱ و *Thermo bacillus* استئاروترموفیلوس استفاده می‌شود.

✓ **روش شیمیایی** : به وسیله مواد ضد عفونی کننده مانند آب اکسیژنه و انجام واکنش‌های شیمیایی (مانند: رادیکال‌های آزاد) برای سترون کردن استفاده می‌شود.

✓ **روش پرتودهی** : به وسیله تابش پرتوهای ایکس و گاما نیز می‌توان برای سترون کردن مواد بیولوژیک، داروها، گاز، باند، نخ‌های کات گوت و لوازم یک‌بار مصرف استفاده کرد.

✓ **روش فیلتراسیون** : معمولاً برای سترون‌سازی مایعات استفاده می‌شود و شامل عبور دادن مایع از فیلترهای مخصوص می‌باشد.

۱- *Bacillus subtilis*

۳-۵ محیط کشت

کشت و تکثیر باکتری‌ها در محیط‌های مصنوعی از مهمترین روش‌های تشخیصی در باکتری شناسی است. برای کشت موفق باید شرایط مناسب برای رشد باکتری فراهم گردد. از جمله این شرایط مواد غذایی و مغذی، حرارت، رطوبت کافی، مواد آلی و معدنی pH مناسب، حضور یا عدم حضور اکسیژن می‌باشد. محیط‌های کشت عمومی را با اضافه کردن اجزای مغذی، غنی می‌کنند. این مواد مغذی بطور سترون، به محیط اصلی استریل شده اضافه می‌شوند.

۳-۵-۱ اجزای تشکیل دهنده محیط کشت

محیط کشت فرمولاسیونی است از مواد، به صورت مایع، نیمه جامد یا جامد، که دارای اجزای تشکیل دهنده خاص بوده و به منظور تکثیر (همراه با بازدارندگی میکروارگانیسم‌های معین یا بدون بازدارندگی)، شناسایی یا حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. آگار به عنوان عامل سفت کننده در محیط کشت‌های جامد و نیمه جامد کاربرد دارد. آگار ترکیبی است پلی ساکاریدی که از دیواره سلولی برخی از گونه‌های جلبک^۱ قرمز (از جنس گراسیلاریا^۲ و جیلیدیوم^۳) استخراج می‌شود. آگار برای میکروارگانیسم‌ها ارزش غذایی ندارد و هیچ میکروارگانیسمی نمی‌تواند آنرا هضم کند. نقطه ذوب آن ۹۵ °C و با رسیدن دمای آن به حدود ۴۳ °C شبکه ای ایجاد می‌کند که سبب جامد شدن محیط می‌شود. محیط‌های کشت جامد معمولاً دارای ۱۵g/L تا ۱۳g آگار هستند.



شکل ۱۴- گونه‌های از جلبک دریایی
جلبک دریایی جنس جیلیدیوم

۳-۵-۱-۱ آب

آب قابل استفاده برای آماده‌سازی محیط‌های کشت باید آب مقطر و عاری از مواد تاثیر گذار بر رشد میکروارگانیسم‌ها، در شرایط آزمون مانند: اثر کلراید، اثر آمونیاک و اثر یون‌های فلزات، باشد. آب مقطر به روش جوشاندن و تقطیر کردن، عبور آب از روی رزین و تصفیه بوسیله فیلترهای اسمز معکوس و نانو فیلتر تولید می‌شود. آب مقطر دارای pH خنثی و در حدود ۷ می‌باشد. دمای جوش

۱- Algae

۲- Gracilari

۳- Gelidium

آن به دلیل خالص بودن پایین تر از آب‌های طبیعی بوده و خاصیت خوردگی ندارد و آب مقطر باید در ظروف در دار و ساخته شده از مواد بی اثر مانند: شیشه خنثی، پلی اتیلن و غیره نگهداری شود. و همچنین توصیه می‌شود، آب مقطر تولید شده هر چه زودتر استفاده شود.

۳-۵-۱-۲ ویژگی محیط کشت

- تمام محیط کشت‌ها باید دارای مواد غذایی ضروری برای رشد میکروب‌ها باشند.
- pH محیط کشت باید در حد معین قبل از استفاده برای کشت تنظیم شود.
- ظروف مورد استفاده برای تهیه محیط‌های کشت باید کاملاً تمیز و عاری از مواد خارجی باشند.
- آب مقطر مورد استفاده باید صحیح تهیه شود.
- درجه حرارت استریل کردن محیط کشت، باید متناسب با نوع مواد مغذی محیط کشت در نظر گرفته شود. درجه‌های بالا باعث از بین رفتن برخی از مواد شیمیایی موجود در محیط کشت می‌شوند.

محیط‌های کشت و معرف‌های مورد استفاده در آزمون باید مناسب برای اهداف آزمون‌های میکروبیولوژی و دارای کیفیت آزمایشگاهی بوده، همچنین باید عاری از مواد سمی یا مهارکننده میکروارگانیسم‌های آزمون باشند. برای بهبود تکثیرپذیری توصیه می‌شود محیط کشت‌های تجارتي مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه محیط‌های کشت به‌صورت آماده در بازار در دسترس باشند، آنها را مطابق با دستورالعمل سازنده تهیه کنید. برای هر محیط کشت و معرف، بهتر است یک محدودیت زمانی برای استفاده تعیین شود. برای کنترل عملکرد و تضمین کیفیت محیط‌های کشت به‌استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۶۳ مراجعه کنید.

۳-۵-۲ طبقه بندی محیط کشت

محیط کشت را از جنبه‌های مختلف طبقه بندی می‌کنند:

۳-۵-۲-۱ طبقه بندی محیط کشت بر اساس ترکیبات

۳-۵-۲-۲ طبقه بندی محیط کشت بر اساس قوام فیزیکی

۳-۵-۲-۲-۱ محیط کشت جامد^۱

محیط‌های جامد به‌علت دارا بودن آگار در ترکیب خود به‌صورت جامد بوده و متناسب با میکروارگانیسم‌ها و آزمایش‌های مورد نظر می‌توان آنها را در لوله، ظروف پتری (پلیت) و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد تشکیل کلنی، تولید پیگمانت، خصوصیات خاص هر کلنی، تشخیص انواع

باکتری‌ها، دیدن منطقه همولیز، دلیل به‌کارگیری محیط جامد است. کشت در پلیت جامد به‌سه صورت و برای اهداف خاص انجام می‌گیرد :



شکل ۱۵- محیط کشت آگار دار

الف کشت در داخل محیط جامد^۱

به‌لوله‌های آزمایش محتوی محیط کشت جامد پس از ذوب شدن که تا 45°C سرد شده است. باکتری مورد نظر را تلقیح کرده و لوله را بین دست‌ها تکان می‌دهند تا باکتری‌ها کاملاً با محیط کشت مخلوط شوند، سپس لوله آزمایش را به‌طور عمودی قرار می‌دهند تا محیط بسته شود.

کشت‌های عمقی^۲

با این روش می‌توان میکروارگانیسم را بطور عمودی توسط سوزن کشت (انس) در عمق محیط جامد کشت داد.

ب کشت شیب دار^۳

برای کشت میکروارگانیسم‌ها، سوزن کشت (انس) در عمق و سطح و/یا به‌وسیله فیلدوپلاتین حلقه‌ای (لوپ) در سطح شیب‌دار کشت می‌دهند.



شکل ۱۶- محیط کشت شیب‌دار

۳-۵-۲-۲-۲ محیط کشت نیمه جامد^۴

محیط‌های نیمه جامد. که میزان آگار آن نسبت به محیط‌های جامد کمتر است. 0.1% تا 0.5% . برای مشاهده حرکت باکتری‌ها استفاده می‌شود. مانند: "SIM" چنانچه این نوع محیط کشت هنگام جامد

-
- ۱- Shake Cultures
 - ۲- Stab Cultures
 - ۳- Slant media
 - ۴ - Semi Solid media

شدن، به حالت شیبدار جامد شوند "اسلنت" گفته می‌شود. و اگر محیط کشت در ته ظروف ریخته شود به آن "بات" گفته می‌شود.

۳-۲-۲-۵-۳ محیط کشت مایع یا آبگوشتی^۱

محیط‌های مایع به علت نداشتن آگار در ترکیب خود به صورت جامد در نیامده و متناسب با نوع میکروارگانیسم و آزمایش‌های مورد نظر می‌توان آنها را در لوله‌های آزمایش، ارلن مایر و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد.

یادآوری ۱- در بعضی موارد ذرات جامد به محیط کشت مایع اضافه می‌شود، مانند محیط کشت "کوکد میت"

یادآوری ۲- محیط کشت مایع در لوله‌ها، ارلن‌ها، یا بطری‌ها به طور معمول "براث" نامیده می‌شوند.

۳-۲-۵-۳ طبقه بندی محیط کشت بر اساس کاربرد آنها

۳-۲-۵-۳-۱ محیط کشت انتقالی^۲

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در ضمن به حداقل رساندن تغییر در شمارش در دوره زمانی بین جمع آوری نمونه و کار آزمایشگاهی بر روی آن، طراحی شده است. مانند: "محیط کشت استوارت یا آمیس"^۳

۳-۲-۵-۳-۲ محیط کشت نگهداری کننده^۴

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در یک دوره زمانی طولانی طراحی شده، تا از آنها در برابر اثرات نامطلوبی که ممکن است در طی ذخیره‌سازی طولانی مدت به وجود آید محافظت کرده و پس از این مدت، به آنها قدرت بازیابی دهد. مانند: "محیط کشت دورستاگ"^۵، اسلپ‌های "نوترینت آگار"^۶

۳-۲-۵-۳-۳ محیط کشت بازیابی^۷

محیط کشتی است که به میکروارگانیسم‌های آسیب دیده و تحت تنش امکان ترمیم و بازیابی می‌دهد تا رشد طبیعی را بدست آورند، ولی لزوما باعث تکثیر آنها نمی‌شوند. مانند "آب پپتونه بافری"^۸.

۱-Liquid or broth media

۲-Transport medium

۳-Stuart or amies transport medium

۴-Preservation medium

۵-Dorset agar medium

۶-Nutrient medium

۷-Resuscitation medium

۸-Buffered peptone water

یادآوری - محیط کشت بازیابی می تواند به عنوان یک محیط پیش غنی کننده نیز به کار رود برای مثال " آب پپتونه بافری " .

۳-۵-۲-۳-۴ محیط کشت پیش غنی کننده^۱ و غنی کننده^۲

بطور کلی محیط کشت مایع به دلیل ترکیبات تشکیل دهنده آن، شرایط مطلوب خاصی برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم را فراهم می کند. مانند: "تریپتون سوی برات" .

۳-۵-۲-۳-۴-۱ محیط کشت غنی کننده انتخابی^۳

محیط کشت غنی کننده ای است که به میکروارگانیسم های خاص امکان رشد می دهد و به واسطه یک ماده مهار کننده، رشد تمام میکروارگانیسم ها به جز میکروارگانیسم مورد نظر را کاملاً یا تا حدودی مهار می کنند. مانند: محیط کشت "پپتون سوی راپاپورت- واسیلادیس"^۴

۳-۵-۲-۳-۴-۲ محیط کشت غنی کننده غیر انتخابی^۵

این محیط به طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها امکان رشد. مانند: "برین هارت اینفیوژن برات" .

۳-۵-۲-۳-۴-۳ محیط کشت جداکننده^۶

محیط کشت جامد یا نیمه جامدی است که به میکروارگانیسم ها امکان رشد می دهد.

۳-۵-۲-۳-۴-۴ محیط کشت جداکننده انتخابی^۷

محیط کشتی که به میکروارگانیسم خاص و هدف امکان رشد می دهد و از رشد سایر میکروارگانیسم ها به طور کامل یا قسمتی جلوگیری می کند. مانند: "XLD آگار"

۳-۵-۲-۳-۴-۵ محیط کشت جداکننده غیر انتخابی^۸

محیط کشتی که در آن میکروارگانیسم به صورت انتخابی، مهار نمی شوند. مانند: "نوترینت آگار" .

۳-۵-۲-۳-۴-۶ محیط کشت انتخابی کروموژنیک^۹ / فلوروژنیک^{۱۰}

محیط کشت کروموژنیک / فلوروژنیک دارای ترکیبات انتخابی است که همه یا بخشی از فلور همراه با میکرو ارگانیسم های هدف در نمونه را مهار می کند و منجر به تقویت ردیابی دقیق می شود مانند: "TBX آگار"، "MUG/EC".

۱-Pre- enrichment medium

۲-Enrichment medium

۳-Selective enrichment medium

۴-Rappaport-Vassiliadis (RV)

۵-Non- selective enrichment medium

۶-Selective isolation medium

۷-Selective enrichment medium

۸- Non-selective isolation medium

۹- Chromogenic selective culture medium

۱۰- Fluorogenic selective culture medium

۳-۵-۲-۳-۴-۷ محیط کشت افتراقی^۱

محیط کشتی است که مشخصات و خصوصیت فیزیولوژیک یا بیوشیمیایی میکروارگانیسم‌ها را به منظور شناسایی فراهم می‌کند. مانند: "ترجیتول"^۷ و "TTC، TBX"

۳-۵-۲-۳-۴-۸ محیط کشت شناسایی^۲

محیط کشت با قدرت تشخیصی بالا برای ایجاد یک واکنش تشخیصی خاص که نیاز به استفاده از محیط کشت‌های تاییدی ندارد. مانند: "بایل اسکولین آزاید"^۳.

۳-۵-۲-۳-۴-۹ محیط کشت شمارش^۴

محیط کشت انتخابی یا غیر انتخابی که برای شمارش میکروارگانیسم‌ها به کار می‌رود. مانند: "برد پارکر"^۵ "یست اکسترکت آگار"^۶.

یادآوری-محیط کشت شمارش می‌تواند خصوصیات محیط کشت بازیابی و/یا محیط کشت غنی کننده را داشته باشد.

۳-۵-۲-۳-۴-۱۰ محیط کشت تاییدی^۷

محیط کشتی است که برای شناسایی یا تعیین هویت مشخصات میکروارگانیسم‌ها پس از یک مرحله بازیابی مقدماتی و/با غنی سازی و/با جداسازی، به کار گرفته می‌شود مانند: "کلینگر آبرون آگار"^۸.

۳-۵-۲-۳-۴-۱۱ محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده^۹

محیط کشت انتقالی، محیط کشت رقیق کننده یا محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده‌ای است که برای غیرفعال کردن عوامل در سطح و/یا ضد عفونی کننده یا سایر عوامل میکروکشی به کار می‌رود.

۳-۵-۲-۳-۴-۱۲ محیط کشت با موارد استفاده متعدد

محیط کشتی است که در دسته بندی‌های متعدد قرار می‌گیرد. مانند: "بلاد آگار"^{۱۰} که یک محیط بازیابی است، می‌تواند به عنوان محیط کشت جداکننده و همچنین محیط کشت افتراقی برای رد یابی همولیز به کار رود. و یا "بافر پیتون واتر"^{۱۱} که یک رقیق کننده است می‌تواند یک محیط کشت پیش غنی کننده نیز باشد.

۱- Differential medium

۲- Identification medium

۳- Bile Esculin Azide Agar (Enterococcus Selective Agar)

۴- Enumeration medium

۵- Baird-Parker Agar

۶- Yeast Extract Agar

۷- Confirmation medium

۸- Kligler Iron Agar (KIA)

۹- Medium containing neutralisers

۱۰- Blood agar

۳-۵-۲-۳-۴-۱۳ محیط کشت مرجع

محیط کشت غیر انتخابی مانند: "تریپتون سوی آگار"^۱ که برای ارزیابی مقایسه‌ای کنترل عملکرد محیط کشت به کار می‌رود.

۳-۵-۲-۴ طبقه بندی محیط کشت بر اساس آماده سازی

۳-۵-۲-۴-۱ محیط کشت آماده مصرف

محیط کشت مایع، جامد یا نیمه جامدی است که در پلیت‌ها، بطری‌ها، لوله‌ها، یا ظروف دیگر، به شکل آماده مصرف، یا به شکل آماده مصرف پس از ذوب کردن یا به شکل آماده مصرف پس از ذوب کردن مجدد و افزودن مکمل به کار می‌رود.

۳-۵-۲-۴-۲ محیط کشت کامل شده

محیط کشتی است که برای تلقیح آماده باشد.

۳-۵-۲-۴-۳ محیط کشت آماده مصرف بعد از ذوب مجدد

محیط کشت ذوب مجدد شده‌ای است که برای استفاده در روش کشت آمیخته یا برای ریختن در پلیت‌ها به کار می‌رود.

۳-۵-۲-۴-۴ محیط کشت آماده مصرف بعد از ذوب مجدد و افزودن مکمل

محیط کشتی است که باید قبل از استفاده (محیط کشت آماده مصرف کامل نشده) ذوب مجدد شده، مکمل افزوده و توزیع شود.

مانند "تریپتوز سولفیت سیکلو سرین (TSC) آگار"، "برد پارکر آگار" یا "رابیت پلاسما فیبرینوزن (RFP) آگار".

۳-۵-۲-۴-۵ محیط کشت آماده شده از فرمولاسیون‌های بدون آب تجارتي

محیط کشتی است که به صورت خشک موجود است، و لازم است قبل از مصرف، به آن آب افزوده شده و فرآوری گردد.

۳-۵-۲-۴-۶ محیط کشت آماده شده از اجزای مجزا

محیط کشتی است که به وسیله آزمایشگاه میکروبیولوژی کاملاً از ترکیبات مجزای خود تهیه می‌شود.

۳-۶ آماده سازی و استریلیزاسیون محیط‌های کشت در آزمایشگاه

۳-۶-۱ آماده سازی صحیح محیط کشت یکی از مراحل اصلی برای تضمین کیفیت نتایج آزمون میکروبیولوژی است که باید با دقت خاصی انجام شود.

با رعایت دستور العمل تولید کننده، و با توجه به نشانه گذاری آن، مقدار لازم از محیط کشت (پودر خشک) با دقت توزین می‌شود. و با آب خالص (مقطر)، آب بدون املاح یا آب یون زدایی شده با

۱- Tryptic Soy Agar(TSA)

استفاده از اسمز معکوس یا کیفیتی معادل آن، در داخل ارلن مخلوط کنید سپس در صورت لزوم همراه با گرم کردن، سریعاً یکنواخت کنید. و به حجم برسانید.

آلودگی میکروبی آب از 10^2 cfu/ml بیشتر نباشد و طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱ پیش شود. هدایت الکتریکی^۱ آب استفاده شده برای تهیه محیط کشت نباید بیشتر از ۲۵ میکروزیمنس^۲ باشد و طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۹۷ پیش شود.

۳-۶-۳ pH

pH محیط کشت را با استفاده از pH متر اندازه گیری کنید. در صورت لزوم، قبل از سترون سازی pH تنظیم شود، به این ترتیب که pH محیط کشت پس از سترون سازی و رسیدن دما به 25°C ، باید در محدوده مورد نظر ± 0.2 واحد اندازه گیری باشد، مگر اینکه مقادیر دیگری توصیه شده باشد. pH معمولاً با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید با غلظت تقریبی: 40g/L یا هیدروکلریک اسید انجام می شود. اگر تنظیم pH پس از سترون سازی انجام شود، باید از محلول های سترون استفاده شود.

۳-۶-۳ توزیع

محیط کشت را در ظروف مناسب توزیع کنید بطوری که مطمئن شوید فضای کافی مناسب برای جلوگیری از سر رفتن محیط در طی فرآیند سترون سازی وجود ندارد.

۳-۶-۴ سترون سازی

محیط های کشت تهیه شده را در روز آماده سازی سترون کنید. سترون سازی محیط های کشت و معرف ها معمولاً با استفاده از حرارت مرطوب با استفاده از اتوکلاو یا فیلتر سیون انجام می شود. بعضی از محیط های کشت به سترون سازی با اتوکلاو نیاز ندارند، ولی می توان آنها را با دمای جوش سترون نمود. برای مثال: محیط های کشت آنتروباکتریاسه ها که حاوی برلیانت گرین بوده و بخصوص به حرارت و نور حساس هستند و بهتر است به سرعت پس از جوشیدن سرد شده و در برابر نور شدید محافظت شوند. همچنین، بعضی از معرف ها را نیز می توان بدون سترون سازی مورد استفاده قرار داد. در همه موارد طبق دستورالعمل های تولید کننده یا استانداردهای مناسب انجام دهید. پس از سترون کردن، محیط ها را در شرایطی که از تغییر ترکیبات جلوگیری کند، نگهداری کنید برای مثال: از نور و خشک شدن محافظت کنید. اگر محیط کشت بلافاصله استفاده نشود یا شرایط دیگری در استاندارد خاصی مشخص نشده باشد، در یخچال در دمای $3^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

۱ - هدایت الکتریکی آب نشان دهنده میزان املاح هادی موجود در آب می باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند.

۲ - میکروزیمنس بر سانتیمتر واحد هدایت الکتریکی ویژه آب می باشد که در سیستم SI با $\mu\text{Siemens/cm}$ نشان داده می شود.

اگر محیط‌های کشت در یخچال نگهداری شود معمولاً توصیه می‌شود مدت زمان نگهداری برای پلیت‌ها از دو تا چهار هفته و برای بطری‌های بسته شده و لوله‌ها سه تا شش ماه بیشتر نشود. برای ذوب مجدد، محیط‌های کشت را به وسیله قرار دادن آن در حمام آب جوش و یا هر فرآیند دیگری که همان نتیجه را دهد، ذوب کنید (مانند: قرار دادن در بخار اتوکلاو) محیط کشت ذوب شده، در حمام آب گرم با دمای تنظیم شده، با دمای ۴۷°C تا ۵۰°C، خنک کنید.

۳-۶-۵ افزودن مکمل‌ها

مکمل‌هایی که حساس به حرارت هستند، باید بعد از اینکه دمای محیط به کمتر از ۵۰°C رسیده، به محیط اضافه شوند. مکمل سترون شده باید قبل از افزودن به محیط آگاردار به دمای اتاق برسد. افزودن مکمل‌های مایع سرد ممکن است سبب بسته شدن آگار یا تشکیل پرک‌های شفاف شود و از توزیع مناسب جلوگیری کند. مکمل‌ها را در محیط کشت به آرامی و کامل مخلوط کرده و سرعت در ظروف نهایی تقسیم کنید. در هر صورت طبق دستورالعمل تولیدکننده عمل کنید.

۳-۶-۶ آماده سازی محیط‌های کشت جامد در پلیت‌ها

محیط کشت آگاردار ذوب شده را در پتری دیش‌ها بریزید تا حداقل ضخامت آن ۳ mm گردد. برای مثال: در ظروف با قطر ۲۰mm، معمولاً ۱۸mL تا ۲۰mL محیط کشت آگاردار کافی است یا مقداری که در استانداردهای مربوطه بیان شده است. اگر پلیت‌ها باید نگهداری شوند، یا زمان گرمخانه‌گذاری آنها بیش از ۷۲ h به طول می‌انجامد، یا دمای گرمخانه‌گذاری بیش از ۴۰°C است، محیط کشت بیشتری ممکن است در پتری دیش‌ها ریخته شود. پلیت‌ها را به صورت در بسته روی یک سطح افقی و خنک قرار دهید تا آگار سرد شده و ببندد.

۳-۶-۷ نگهداری و مدت زمان نگه داری محیط کشت آماده شده

شرایط نگهداری، تاریخ انقضاء و توصیه‌های دیگر مربوط به محیط کشت و پلیت‌های آگاردار آماده شده تجارتي بهتر است طبق دستورالعمل تولیدکننده باشد.


۳-۷ آماده سازی نمونه

برای دستیابی به توزیع یکنواخت میکروارگانیسم‌ها، پیش از انجام آزمون، نمونه‌ها را با تکان دادن شدید کاملاً مخلوط کنید. و بسته به ماهیت نمونه و میزان آلودگی مورد انتظار، رقت‌های لازم را تهیه کنید. برای آزمون شمارش، رقت‌های دهدهی را با رعایت شرایط اسپتیک تهیه کنید. **یادآوری-** برای تهیه سوسپانسیون فرآورده‌های اسیدی، pH را نزدیک خنثی و برابر با 7.0 ± 0.5 تنظیم کنید. از آب پپتونه بافری و برای بیشتر فرآورده‌های با pH بیشتر یا برابر ۴/۵ استفاده کنید. برای فرآورده‌های اسیدی‌تر

(بیشتر یا برابر ۳/۵) می‌توان pH را با استفاده از آب پیتونه با غلظت دو برابر تنظیم کرد، چنانچه این فرآورده‌ها برای اولین بار آزمون می‌شوند بهتر است pH آنها بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که به دامنه مورد نظر رسیده‌اند. **یاد آوری ۱-** برای اطلاعات بیشتر در باره تهیه فرآورده‌های اسیدی قبل از آزمون برای گروه‌های خاص میکروارگانیسم‌هایی مانند اسید دوست‌ها، به استاندارد ملی ایران ۴-۸۹۲۳ مراجعه کنید.

برای رقت‌های ۱۰ برابر، ۹ mL یا ۹۰ mL از محلول‌های رقیق کننده را به ارلن یا لوله‌های سترون اضافه کنید با انتقال یک حجم نمونه به ۹ حجم محلول رقیق کننده، رقت‌های ۱۰ برابر را تهیه کنید. **یاد آوری ۲-** توصیه می‌شود، دمای محلول رقیق کننده‌ها تقریباً برابر با دمای محیط آزمایشگاه باشد.

سوسپانسیون اولیه را کاملاً مخلوط کنید. (۱۰ بار با حرکت دست به شعاع ۳۰۰ mm به مدت زمان حدود زمان ۷ sec بچرخانید) رقت بدست آمده 10^{-1} می‌باشد. **یاد آوری ۳-** برای شمارش اسپورها، بلافاصله پس از تهیه سوسپانسیون اولیه باید شوک حرارتی دهید، سپس به سرعت خنک کنید.



شکل ۱۷- سوسپانسیون اولیه و رقت‌ها اعشاری بعدی

برای تهیه رقت‌های دهمی بعدی، ۱ mL از سوسپانسیون اولیه را، با استفاده از پی‌پت سترون به ۹ mL محلول رقیق کننده سترون که دمای مناسبی دارند، منتقل کنید. و با استفاده از یک همزن مکانیکی به مدت زمان ۳ تا ۵ sec مخلوط کنید. رقت بدست آمده 10^{-2} می‌باشد. در صورت لزوم، به همین ترتیب و رقت‌های بعدی (10^{-3} ، 10^{-4} ، ...) را تهیه کنید - تا حدی که برای شمارش میکروارگانیسم‌ها مناسب باشند. مراقب باشید، پی‌پت را بیش از ۱ cm داخل سوسپانسیون اولیه فرو نکنید و از تماس پی‌پت حاوی سوسپانسیون اولیه با محلول رقیق کننده سترون جلوگیری کنید. هنگام آماده سازی رقیق کننده سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری بعدی، زمان بین پایان آماده سازی تا لحظه تماس ماده تلقیحی با محیط کشت یا آبگوشت غنی کننده نباید بیش از ۴۵ min باشد.


۳-۷-۱ روش‌های کشت در میکروبیولوژی

کشت در پلیت به سه روش قابل انجام است.

- کشت خطی^۱
- کشت سطحی^۲
- کشت آمیخته یا پور پلیت^۳

۳-۷-۱-۱ کشت خطی

در این روش از محیط پیش ریخته استفاده می‌شود. به این ترتیب که ابتدا به وسیله یک حلقه کشت سترون شده مقداری از کلنی باکتری را برداشته و آن را روی سطح محیط پیش ریخته بصورت خط‌های موازی و در چند جهت کشیده می‌شود. در کشت‌های خطی برای بدست آوردن کلنی‌های تک، پلیت را به ۴ قسمت تقسیم می‌شود و با نوک حلقه کشت که محتوی کلنی باکتری است، بصورت خط‌های موازی کشیده و بعد خطوط را در منطقه دوم از انتهای خط انتهایی منطقه اول در جهت دیگر ادامه داده و در منطقه سوم و چهارم هم به همین صورت عمل می‌شود. خصوصیت این روش این است که وقتی خطوط موازی را روی سطح محیط می‌کشید به ترتیب از تراکم باکتری‌ها کاسته می‌شود و در انتهای خط، تراکم باکتری بسیار کمتر خواهد بود تا جایی که در منطقه چهارم دسترسی به کلنی‌های تک وجود خواهد داشت. که کلنی خالص نامیده می‌شود.



شکل ۱۸ - کشت خطی

در مورد محیط‌های کشت باکتریایی که به صورت مایع می‌باشند برای انجام کشت خطی روی محیط پیش ریخته فقط یکبار حلقه کشت از سوسپانسیون میکروبی برداشته، روی محیط کشت از پیش ریخته قرار داده و به صورت خطوط موازی در چند جهت کشیده می‌شود.

۱- Streak plate

۲- Surface plate

۳- Pour plate

۳-۷-۱-۲ کشت سطحی

این روش کشت اغلب برای شمارش میکروارگانیسم‌های فرآورده‌های مورد مصرف انسان و خوراک دام، نمونه‌های محیطی و همچنین در مورد فرآورده‌هایی که دارای میکروارگانیسم‌های حساس به گرما^۱ هستند و احتمال دارد قسمت معنی داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: ارگانیسم‌های سرماگرا^۲) کار برد دارد.

همچنین در غذاهای خشک شده، غذاهای یخزده و منجمد، که ممکن است دارای میکروارگانیسم‌های حساس به گرما باشند یا فرآورده‌هایی که دارای باکتری‌های هوازی اجباری هستند که احتمال دارد قست معنی داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: گونه‌های پseudomonas^۳) و فرآورده‌هایی که دارای ذرات کوچکی هستند که تشخیص آنها از کلنی‌های تشکیل شده در کشت آمیخته به‌سختی انجام می‌شود، همچنین فرآورده‌هایی که رنگ شدید آنها باعث جلوگیری از تشخیص کلنی در کشت آمیخته می‌شود، فرآورده‌هایی که برای تشخیص بین انواع مختلف کلنی به‌عنوان قسمتی از ارزیابی کمیت غذا مورد نیاز است و بالاخره برای کشت میکروارگانیسم‌هایی است که قابلیت رشد و تشکیل کلنی در سطح محیط کشت جامد را دارند، به کار برده می‌شود. در این نوع کشت، از محیط پیش ریخته استفاده می‌شود. در روش سطحی، برای پلیتهائی با قطر ۹۰mm تا ۱۰۰mm، حجم نمونه و یا رقتی از آن باید بین ۰/۱mL تا ۰/۵mL باشد رقت را باید به‌گونه‌ای انتخاب کرد که در آن تعداد مورد انتظار کلنی‌های تشکیل شده بین ۱۰ تا ۱۵۰ کلنی تیپیک باشد. تعداد کل کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک روی پلیت باید کمتر از ۲۰۰ کلنی باشد.

یاد آوری - تعداد کل کلنی‌های قابل شمارش، به‌اندازه کلنی‌ها بستگی دارد و برای کلنی‌های بزرگتر تعداد کلنی‌ها ممکن است کاهش یابد.

پلیت‌های دارای حدود ۱۵mL محیط کشت را آماده و نشانه گذاری کنید و در صورت لزوم سطح محیط کشت پیش از استفاده خشک می‌شود. معمولاً ۰/۱mL از آزمایش (فرآورده‌های مایع) و یا ۰/۱mL از سوسپانسیون اولیه (سایر فرآورده‌ها) در سطح محیط جامد از پیش ریخته تلقیح شده و توسط میله پخش کننده یا وسایل مکانیکی سترون روی سطح پخش می‌شود. و بعد از جذب ماده تلقیحی، پلیت‌ها گرمخانه گذاری می‌شود. **یاد آوری**- توجه داشته باشید که هنگام انجام کشت سطحی باید سطح محیط خشک باشد.

۱- Heat-sensitive organisms

۲- Psychrotrophic

۳- Pseudomonas spp.



شکل ۱۹- کشت سطحی

هنگام تهیه محیط کشت به صورت پیش ریخته، ممکن است بخار آب روی درب پلیت و سطح محیط جمع شود برای خشک کردن پلیت‌ها توجه به نکات زیر مهم است.

الف- میزان رطوبت مهم است زیرا رشد بهینه باکتری‌ها به شرایط رطوبت درون و سطح محیط کشت بستگی دارد. از دست دادن رطوبت زیاد ممکن است منجر به افزایش غلظت مواد باز دارنده در محیط‌های کشت انتخابی و کاهش فعالیت آب در سطح محیط کشت شود.

ب- در مورد باکتری‌هایی که کلنی آنها به سرعت روی محیط کشت پخش نمی شود و سطح محیط کشت در پلیت‌ها خشک به نظر می رسد، خشک کردن سطح پلیت ضرورت ندارد. در این موارد می‌توانید خشک کردن سطح پلیت را حذف کنید. زیرا باعث افزایش احتمال آلودگی و از دست دادن بی مورد رطوبت می‌شود.

پ- درجه حرارت و زمان خشک شدن را به گونه‌ای انتخاب کنید که احتمال آلودگی تا حد ممکن پایین نگه داشته شود. و درجه حرارت اثر سوئی روی کیفیت محیط کشت نداشته باشد. زمان خشک شدن به میزان بخار آب سطح محیط کشت درون پلیت‌ها بستگی دارد.

ت- چنانچه برای خشک شدن کردن پلیت‌ها از اتاقک با جریان هوای لایه‌ای^۱ استفاده نمی‌کنید، برای پیشگیری از آلودگی پلیت‌ها، سطح محیط کشت را پایین قرار دهید.

ث- در عمل پلیت‌ها را با قرار دادن در دمای 25°C تا 50°C به گونه‌ای که سطح آگار پلیت‌ها به طرف پایین باشد و در پلیت نیمه باز باشد، خشک می‌شود.

خشک کردن پلیت را تا زمان ناپدید شدن قطرات در سطح آگار یا روی در پلیت ادامه دهید بیش از آن خشک کردن را ادامه ندهید همچنین می‌توانید پلیت‌ها را در اتاقک ایمنی با جریان هوای لایه‌ای در دمای محیط برای مدت 30 min تا 60 min ، یا به مدت یک شب به صورت در بسته در درجه حرارت محیط خشک کنید. همچنین می‌توانید پس از ریختن محیط کشت در پلیت در صورت تجمع حباب هوا، آنها را با شعله دادن سطح محیط حذف کنید. اینکار باعث سترون شدن سطح محیط کشت هم می‌شود.

۱- Laminsr-flow safety cabinet

۳-۷-۱-۳ کشت آمیخته یا پورپلیت

در روش کشت آمیخته، حجم نمونه و یا رقتی از نمونه بسته به اندازه پلیت و حجم محیط کشت مورد استفاده بین ۰/۱ mL تا ۵ mL است. رقت را باید به گونه‌ای انتخاب کرد که تعداد مورد انتظار کلنی‌های تیپیک تشکیل شده روی پلیت‌هایی با قطر ۹۰mm تا ۱۰۰mm بین ۱۰ تا ۱۵۰ کلنی باشد. تعداد کل کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک روی پلیت باید کمتر از ۳۰۰ کلنی باشد.

یادآوری - تعداد کل کلنی‌های قابل شمارش، به اندازه کلنی‌ها بستگی دارد و برای کلنی‌های بزرگتر تعداد کلنی‌ها ممکن است کاهش یابد.

محیط کشت مورد استفاده را در حمام آب جوش ذوب کنید از سایر فرآیندهای مناسب مانند: قرار دادن در جریان بخار آزاد اتوکلاو و یا ماکروویو و سایر فرآیندهای مناسب که ترکیب دما و زمان آن برای آماده سازی محیط کشت، صحه گذاری شده است نیز می‌توانید استفاده کنید از حرارت دادن زیاد محیط کشت خودداری کنید و آن را به محض ذوب شدن از حمام خارج کنید و محیط کشت ذوب شده را در حمام آب با دمای ۴۵ °C قرار داده تا دمای آن به ۴۵ °C برسد پس از تهیه و آماده سازی پلیت‌ها و دقت‌های لازم، نمونه را کاملا مخلوط و در پلیت‌ها تقسیم کنید.

یادآوری ۱- محیط‌های کشت را برای مدت زمان بیشتر از ۴ h به صورت ذوب شده نگه داری نکنید

یادآوری ۲- محیط‌های کشت آگاردار را بیشتر از یکبار ذوب نکنید.

ارلن دارای محیط کشت را از حمام آب خارج کنید پس از خشک کردن قسمت بیرونی آن، گردن ظرف را از روی شعله عبور دهید. محیط کشت را بدون تاخیر به پلیت‌ها به گونه‌ای بیافزایید که ایجاد شوک حرارتی به حداقل برسد.



شکل ۲۰- کشت پورپلیت

به طور کلی برای یک ۱mm تا ۲mm نمونه مقدار ۱۵mm تا ۲۰mm محیط کشت سترون که حرارت آن به حدود ۴۵°C رسیده، استفاده می‌شود. برای حجم‌های بیشتر نمونه، مقدار محیط کشت را بر همین اساس تنظیم کنید. سپس با حرکات دورانی به صورت "۸" کاملاً مخلوط می‌شود. و تا سرد

شدن، روی سطح افقی قرار گرفته و محیط جامد می‌شود. پس از جامد شدن آگار، پلیت‌ها بدون تاخیر در گرمخانه قرار می‌گیرد.

۳-۷-۱-۳ کشت‌های دو لایه

در کشت دو لایه، پس از تلقیح و کشت آمیخته یا پور پلیت در صورت لزوم سطح محیط کشت با باکتری، مجدداً با یک لایه نازکی از همان محیط کشت پوشانده می‌شود در این حالت به آن کشت دو لایه هم گفته می‌شود. پس از بسته شدن محیط ظرف‌های پتری را به‌طور واژگون در گرمخانه قرار می‌دهند تا از ریختن قطرات آب در سطح محیط جلوگیری گردد.

۳-۷-۱-۴ شمارش در محیط کشت مایع

اصول آزمون

آزمونه نمونه به محیط کشت مایع تلقیح می‌شود تا از رشد میکروارگانیسم‌های خاص یا گروهی از میکروارگانیسم‌ها اطمینان حاصل شود بیشترین تعداد احتمالی (MPN) میکروارگانیسم‌های موجود در نمونه اصلی و دقت تخمین، را می‌توان بر اساس تعداد آزمون‌های مثبت و منفی مشاهده شده پس از گرمخانه گذاری، با استفاده از روش‌های آماری تخمین زد.

۳-۷-۱-۴-۱ تخمین بیشترین تعداد احتمالی (MPN)

اساس روش MPN، در بیشتر موارد، تلقیح آزمون‌های متعدد از یک نمونه و یا رقت‌های آن به لوله‌های دارای محیط کشت مایع است. پس از گرمخانه گذاری لوله‌های تلقیح شده که دارای یک میکروارگانیسم یا بیشتر باشد، علائم رشد را نشان خواهد داد که با یا بدون تغییرات مشخص در محیط کشت مشاهده می‌شود بر اساس نتایج مثبت یا منفی در برخی از لوله‌ها، بیشترین تعداد احتمالی میکروارگانیسم در حجم معین از نمونه را می‌توان از تعداد و توزیع لوله‌هایی که واکنش مثبت داشته‌اند تخمین زد.

در میان ترکیب‌های مختلف MPN با توجه به تعداد مورد انتظار میکروارگانیسم‌ها در نمونه مورد آزمون، الزامات قانونی و دقت لازم است. دقت به‌عنوان آزمون مثبت مشاهده شده در روش تقریباً مشابه بستگی دارد همان‌طور که دقت شمارش کلنی‌ها به‌تعداد کلنی‌ها بستگی دارد. دقت به‌صورت تابعی از جذر تعداد لوله‌های استفاده شده افزایش می‌یابد برای دو برابر شدن دقت، تعداد لوله‌ها باید چهار برابر شود در روش‌هایی که فقط از تعداد کمی لوله‌های چند تایی استفاده می‌کنند، دقت کم است. از طرف دیگر، این روش‌ها در عمل، از حساسیت کافی (که به حجم کل نمونه آزمون شده بستگی دارد) برخوردار هستند. تفسیر ساده نتایج مثبت، مزیت مشخص و متمایز بیشتر روش‌های MPN است.

یادآوری ۱- افزودن آزمون نباید سبب تغییر محیط کشت شود و برای رشد میکروارگانیسم‌های مورد نظر مزاحمت ایجاد کند به‌طور معمول، آزمایش‌های کمتر از ۱ mL به مقدار ۵ برابر یا بیشتر از محیط کشت با غلظت معمولی اضافه می‌شود. به‌طور معمول آزمایش‌های بین ۱ mL تا ۱۰۰ mL به حجم‌های مساوی از محیط کشت با غلظت دو برابر اضافه می‌شود. اگر نمونه دارای مقادیر زیاد

نمک‌های معدنی، مواد سمی یا مغذی که روی رشد باکتری‌ها اثر می‌گذارد، نبا شد. روش‌های کشت مایع معمولاً مقادیر زیاد مواد جامد معلق را تحمل می‌کنند.

۳-۷-۱-۴-۲ انتخاب روش تلقیح

معمول‌ترین روش MPN که مورد استفاده قرار می‌گیرد استفاده از روش ۳ لوله‌ای یا ۵ لوله‌ای برای هر رقت است (به‌ویژه ۳ لوله‌ای) دقت کمی دارد. از کار برد روش سه لوله‌ای (به‌دلیل کم بودن دقت آن) برای غلظت‌های بالای میکروارگانیسم‌ها خودداری کنید برای افزایش دقت روش تو صیه می‌شود از روش ۵ لوله‌ای یا بیشتر استفاده کنید.

۳-۷-۱-۴-۳ تلقیح در محیط کشت مایع

با رعایت شرایط سترون، حجم معینی از نمونه یا رقتی از آن را با توجه به روش انتخاب شده به‌لوله یا ارلن تلقیح کنید.

۳-۷-۱-۴-۴ آزمون وجود یا عدم وجود میکروارگانیسم‌ها

پس از تلقیح و گرمخانه گذاری یک آزمون منفرد از نمونه در یک لوله دارای محیط کشت مایع و ایجاد علائم ظاهری رشد یک میکروارگانیسم مورد نظر در آن، تنها می‌توان به‌وجود و یا عدم وجود میکروارگانیسم مورد نظر در حجم نمونه آزمون، پی برد. در صورت نمونه برداری لحظه‌ای، نتیجه را به‌صورت "وجود" یا "عدم وجود میکروارگانیسم مورد نظر در میلی لیتر" بیان کنید. با این روش نمی‌توان: وجود" یا "عدم وجود" میکروارگانیسم در آزمون دیگر و غلظت میکروارگانیسم مورد نظر را تخمین زد و همچنین امکان شمارش و تعیین غلظت میکروارگانیسم‌ها وجود ندارد.

۳-۸-۱ رنگ آمیزی

۳-۸-۱-۱ رنگ آمیزی گرم

۳-۸-۱-۱-۱ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا توسط آنس استریل از کلنی میکروارگانیسم در سطح محیط کشت را برداشته مورد نظر، و در سرم فیزیولوژی ایزوتونیک موجود روی لام حل کنید. و یا توسط آنس حلقه‌ای، یک لوپ از سوسپانسیون میکروبی را بر روی لام قرارداده و آن را بر روی سطح لام پخش کنید. بهتر است سوسپانسیون باکتری به صورت ورقه نازک و یکنواخت روی لام پخش شود. جهت جلوگیری از شسته شدن باکتری طی مراحل رنگ آمیزی بایستی باکتری تا حدودی به سطح لام بچسبد و فیکس شود. فیکس کردن به روش‌های متعددی انجام می‌شود. از ساده‌ترین روش‌ها، عبور دادن لام دارای گسترش برای چندین مرتبه از روی شعله چراغ بونزن^۱ است. لام باید در حدی گرم شود که در صورت تماس با پشت دست آن را نسوزاند.

۱- Bunsen burner

۳-۱-۸-۲ رنگ آمیزی با کریستال ویوله:

در این مرحله مقداری از رنگ کریستال ویوله را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید و به مدت زمان ۱min، صبر کنید تا رنگ در دیواره سلولی میکروبها نفوذ کند.

۳-۱-۸-۳ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱min، رنگ اضافی روی لام را خالی کرده، در حالی که لام را به صورت مایل نگهداشته شده است با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو شود.

۳-۱-۸-۴ مرحله اضافه کردن محلول ید:

با چند قطره از محلول ید^۱ روی گسترش را پوشانیده و به مدت زمان ۱min، صبر کنید.

۳-۱-۸-۵ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱min، در حالیکه لام را به صورت مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۱-۸-۶ مرحله رنگ بری با استفاده از استن - الکل:

در حالیکه لام را با زاویه ۴۵ درجه نگهدارید بعد با استفاده از محلول رنگ بر الکل - استن با سرعت آن را بی‌رنگ کنید. دقت کنید مرحله بی‌رنگ سازی بیش از اندازه نباشد. بعد از آن لام را با سرعت بشوئید. این عمل، بی‌رنگ شدن را متوقف خواهد کرد.

۳-۱-۸-۷ رنگ آمیزی با محلول سافرانین:

در این مرحله سطح لام را با محلول سافرانین را با رنگ ثانویه یعنی سافرانین، به مدت زمان ۱۰ sec بپوشانید سپس رنگ اضافی را خالی کرده و با آب مقطر لام را شستشو دهید.


۳-۱-۸-۸ خشک کردن لام:

لام رنگ آمیزی شده را آهسته روی کاغذ خشک کن قرار دهید ولی کاغذ را روی گسترش نکشید.

۳-۱-۸-۹ مشاهده و تفسیر

در مشاهده لام زیر میکروسکوپ دارای عدسی روغنی با بزرگنمایی بالا، ظاهر باکتری‌ها در ۵ گروه تقسیم بندی می‌شوند:

۱- میله ای (باسیل) گرم مثبت ۲- میله ای گرم منفی ۳- کوکوس (گرد) گرم مثبت ۴- کوکوس گرم منفی ۵- باکتری‌های بدون واکنش به رنگ آمیزی گرم.



شکل ۲۱- مراحل روش رنگ آمیزی

یادآوری نکات مهم:

حرارت بیش از اندازه هنگام تثبیت گسترش باعث پاره شدن دیواره سلولی باکتری شده بنا بر این باکتری گرم مثبت رنگ اولیه (کریستال ویوله) را هنگام رنگ بری از دست می‌دهد و رنگ ثانویه را جذب می‌کند و در نتیجه باکتری گرم مثبت، بصورت گرم منفی دیده می‌شود. اگر گسترش ضعیف باشد هنگام مرحله بی رنگ شدن، ممکن است مانند یک گسترش معمولی رنگ نشود و این مسئله باعث خطا در تشخیص شما در گرم مثبت بودن باکتری خواهد شد. غلظت درست و تازه بودن رنگ‌ها هم در رنگ آمیزی موثر است. رنگ بری بیش از حد ممکن است باعث پاره شدن جدار باکتری‌های گرم مثبت شده در نتیجه این باکتری‌ها رنگ کریستال ویوله خود را از دست داده و رنگ ثانویه را جذب می‌کنند و به صورت گرم منفی دیده می‌شود. دقت شود هنگام تهیه گسترش روی لام از محیط کشت، سن کشت باکتری باید ۲۴ h یا کمتر باشد. بنابر این در محیط کشت‌هایی که از عمر آنها گذشته و کهنه شده‌اند، در قابلیت نفوذ دیواره سلولی باکتری‌ها تغییراتی حاصل می‌شود که خاصیت گرم مثبت بودن را از دست می‌دهد.

۳-۸-۲ رنگ آمیزی شفر- بولتون

رنگ آمیزی شفر- بولتون یک رنگ آمیزی افتراقی است که برای مشاهده آندوسپور و سلول رویشی ابداع شده است. با استفاده از این روش، اسپور رنگ می‌گیرد و اسپوره‌های آزاد به‌آسانی قابل روئیت خواهند بود. در این روش برای نفوذ رنگ اولیه (مالاشیت گرین) به داخل پوشش اسپور از حرارت استفاده می‌شود. همان خصوصیتی که رنگ آمیزی اسپور را مشکل می‌کند، رنگ را پس از نفوذ آن به داخل اسپور بخوبی حفظ می‌کند. مالاشیت گرین به‌آسانی از باکتری‌های مولد شسته می‌شود زیرا دیواره سلولی باکتری‌های بدون اسپور بر اثر حرارت آسیب دیده و پاره شده است بنا بر این سلول رویشی رنگ دوم، یعنی سافرانین را جذب می‌کند.

۳-۸-۲-۱ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه کنید و با حرارت ثابت کنید.

۳-۸-۲-۲ رنگ آمیزی با مالاشیت گرین

مقداری از رنگ مالاشیت گرین را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید. لام آغشته به رنگ را حرارت دهید تا رنگ بخار شود. این عمل را با وارونه کردن شعله گاز بر روی لام و عبور شعله به تناوب از روی رنگ انجام دهید. وقتی که رنگ شروع به بخار شدن کرد شعله را کنار ببرید همین که تبخیر متوقف شد دو بار کار را تکرار کنید و نگذارید رنگ بجوشد. مدت زمان ۳min، تا مدت زمان ۵min، به ترتیب ذکر شده عمل کنید و اگر مالاشیت گرین کاملاً از روی لام تبخیر شد دوباره مقداری رنگ به لام اضافه کنید. بگذارید لام سرد شود تا از شکستن آن جلوگیری شود. به موازات سرد شدن لام به اضافه کردن رنگ ادامه دهید زیرا رنگ هنوز در حال تبخیر است.

۳-۸-۲-۳ مرحله شستشو:

رنگ اضافی روی لام را خالی کرده در حالی که لام را به صورت مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت زمان ۳۰ sec سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۸-۲-۴ رنگ آمیزی با سافرانین:

سطح گسترش میکروبی را با رنگ سافرانین. به مدت زمان ۱min، بپوشانید.


۳-۸-۲-۵ مرحله شستشو:

رنگ اضافی روی لام را خالی کرده. در حالی که مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت زمان ۳۰ sec سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۸-۲-۶ مشاهده و تفسیر:

در مشاهده میکروسکوپی لام رنگ آمیزی شده، اسپورها گرد بیضی به رنگ سبز مشاهده می‌شوند. و سلول‌های رویشی، قرمز دیده می‌شوند. چون اسپور پوشش مقاومی است که در برابر نفوذ رنگ مقاومت می‌کند بنابراین در رنگ آمیزی معمولی می‌اسپورها را به صورت ناحیه رنگ نشده در داخل سلول رویشی (باکتری مولد) مشاهده نمود.

اگر تعداد اسپورها موجود کم باشد و یا اگر از داخل باکتری مولد خارج شده و در گستره به صورت پراکنده باشند، اغلب توسط رنگ آمیزی ساده و یا گرم قابل مشاهده نخواهند بود.



شکل ۲۲ - رنگ آمیزی اسپور

۳-۸-۳ رنگ آمیزی گرانول های ولوتین (دانه های متاکروماتیک) به روش آلبرت

رنگ آمیزی آلبرت یک رنگ آمیزی افتراقی است که برای مشاهده گرانول های ولوتین (دانه های متاکروماتیک) ابداع شده است. با استفاده از این روش، گرانول های ولوتین رنگ می گیرد و به آسانی قابل روئیت خواهند بود. اغلب برای تشخیص تشخیص باسیل کورینه باکتریوم (عامل بیماری دیفتری) و دیگر اعضا کورینه باکتریومها استفاده می شود.

ترتیب رنگ آمیزی گرانول های ولوتین (دانه های متاکروماتیک) به روش آلبرت به این شرح است:

۳-۸-۳-۱ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه کنید و با حرارت ثابت کنید.

۳-۸-۳-۲ رنگ آمیزی با آبی تولوئیدین / مالاشیت گرین^۱

مقداری از رنگ آبی تولوئیدین / مالاشیت گرین را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید. و به مدت زمان ۵min صبر کنید. و رنگ اضافی روی لام را بدون شستشو دور بریزید.

۳-۸-۳-۳ رنگ آمیزی با پتاسیم یدید / ید^۲:

سطح گسترش میکروبی را با رنگ یدور پتاسیم / ید به مدت زمان ۱min، بپوشانید.

۳-۸-۳-۴ مرحله شستشو:


رنگ اضافی روی لام را خالی کرده. در حالی که مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت زمان ۳۰ sec سطح روی گسترش را شستشو دهید. در هوا خشک کرده و توسط عدسی روغنی به مطالعه بپردازید.

۳-۸-۳-۵ مشاهده و تفسیر

در مشاهده میکروسکوپی لام رنگ آمیزی شده، گرانول های متاکروماتیک در دو سر باکتری به رنگ سبز تیره تا سیاه و پیکر باکتری به رنگ سبز روشن مشاهده می گردند.

۱ - آبی تولوئیدین ۰/۱۵g، سبز مالاشیت ۰/۰۲g، الکل اتیلیک (۹۵٪) ۲mL، آب مقطر ۱۰۰mL

۲ - پتاسیم یدید (KI) ۳g، ید ۲g، آب مقطر ۱۰۰ml



شکل ۲۳ - دانه‌های متاکروماتیک

۴ نمونه برداری

نمونه‌هایی که به آزمایشگاه ارسال می‌شود، باید نماینده واقعی کل کالا بوده و در طی حمل، جابجائی و نگه داری آن صدمه ندیده و یا تغییرات فیزیکی و شیمیایی در آن ایجاد نشده باشد. نمونه‌ها باید در شرایطی نگه داری شوند که امکان رشد میکروارگانیسم‌ها در آن وجود نداشته باشد. همچنین، در صورت عدم مطابقت نمونه با مندرجات نامه، نقص در بسته بندی، کافی نبودن مقدار نمونه، مشاهده آثار ظاهری رشد میکروبی، شرایط نامناسب حمل به آزمایشگاه، نامناسب بودن درجه حرارت نمونه‌ها، سپری شدن تاریخ مصرف، عدم وجود استاندارد میکروبی، قابلیت انجام آزمون میکروبیولوژی را دارا نبوده و به‌رسانال کننده عودت داده می‌شود. برای کسب آگاهی‌های بیشتر از شرایط کلی نمونه برداری و نگه‌داری نمونه، به‌منظور انجام آزمون‌های میکروبیولوژی، به‌استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، مراجعه کنید.

یاد آوری - اصول نمونه‌برداری، حمل و نقل و آماده‌سازی نمونه آزمایشگاهی فرآورده‌های خام، دو کلاسه و سه کلاسه می‌باشد.

۴-۱ نمونه برداری دو کلاسه:

در این روش نمونه‌برداری از سه فاکتور n ، c ، m استفاده می‌شود. در این روش معیار میکروبیولوژی، m می‌باشد در صورتی که هر ویژگی میکروبی ارزشی کمتر از m داشته باشد و تعداد واحدهای معیوب کمتر از c باشد، قابل قبول است.

۴-۲ نمونه برداری سه کلاسه:

در این روش نمونه برداری، علاوه بر از سه فاکتور n ، c ، m از فاکتور M نیز استفاده می‌شود. اساس این روش بر شمارش ما بین m و M است و ارزش‌های ما بین m و M در صورتی که c صفر نباشد قبول است و بالاتر از M غیر قابل قبول است.

n - عبارت است از تعداد واحد نمونه‌هایی که مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

c - بیشترین واحدهای معیوب (نقص‌دار) قابل اغماض می‌باشد در مورد میکروارگانیسم‌هایی که وجود آنها در ماده غذایی یا فرآورده، خطر آفرین است c برابر صفر می‌باشد (این فاکتور بسته به‌تعداد کل نمونه‌ها، نوع عیب و سطح کیفیت قابل پذیرش تعیین می‌گردد).

m - معیار میکروبیولوژی است که هر ویژگی با ارزش برابر یا کمتر از آن قابل قبول است. در مورد میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا m برابر صفر است.

M - معیار میکروبیولوژی است که حداکثر آستانه پذیرش هر ویژگی میکروبی را نشان می‌دهد و هر ارزش برابر یا بالاتر از M غیر قابل قبول است. این معیار در مورد میکروارگانیسم‌هایی که وجود تعداد کمی از آنها در مواد غذا برای سلامتی مخاطره آمیز نمی‌باشد به کار می‌رود و برای این میکروارگانیسم‌ها ارزش‌های ما بین M و m قابل قبول می‌باشد.

۵ روش‌های آزمون میکروبیولوژی انواع فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری

روش‌های آزمون میکروبیولوژی انواع فرآورده‌های لبنی غیر تخمیری در جدول‌های ۳ تا ۲۰ زیر آورده شده است:

جدول ۳- روش آزمون میکروبیولوژی شیر خام (ممتاز، درجه ۱، درجه ۲، درجه ۳)

ردیف	میکروارگانیزم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیزم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	تعداد یاخته‌های پیکری ^۱	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۰۲۸

- این ویژگی‌ها برای شیر خام گاو، گوسفند، بز و شتر نیز الزام گردیده است.
 - تصمیم‌گیری در خصوص شیر خام دارای شمارش کلی میکروارگانیزم‌های بالاتر از ۱۰^۶ بر عهده مرجع ذی صلاح و قانونی کشور است. در حال حاضر مرجع ذی صلاح و قانونی کشور سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد.
 ۱-Somatic cells

جدول ۴- شیر پاستوریزه^۱ با ماندگاری بالا

ردیف	میکروارگانیزم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیزم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	کلی فرم الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ و ۹۲۶۳
۳	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

۱- شامل ویژگی‌های میکروبی انواع شیر پاستوریزه با ماندگاری بالا، غنی شده و رژیمی مانند شیر کم لاکتوز و بدون لاکتوز می‌باشد.
 الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ روش مرجع می‌باشد

جدول ۵- شیر پاستوریزه و شیر (باز ساخته^۱ - باز ترکیبی^۲) پاستوریزه

ردیف	میکروارگانیزم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیزم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	کلی فرم الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۶ و ۹۲۶۳
۳	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

یاد آوری- ویژگی‌های میکروبی انواع شیر پاستوریزه غنی شده و رژیمی مانند شیر کم لاکتوز و بدون لاکتوز، مطابق شیر پاستوریزه تازه می‌باشد.
 ۱ - شیر باز ساخته حاصل افزودن آب به پودر شیر پس چرخ (SMP) یا پودر شیر کامل (WMP) می‌باشد.
 ۲ - شیر باز ترکیبی فرآورده‌ای است حاصل از اختلاط چربی شیر و مواد جامد بدون چربی شیر (MSNF) با افزودن آب به آن به نحوی که ترکیب فرآورده شیری مناسب با نوع کاربرد آن باشد.
 الف - در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ روش مرجع می‌باشد.

جدول ۶- شیر طعم دار پاستوریزه

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شعارش کلی میکروارگانیسمها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲-۱
۲	آنترو باکتریاسه ^{تف}	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۴۱
۳	اشریشیا کلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۴
۴	کیپک و مخمر	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴
الف- در این استاندارد، استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۴۱ روش مرجع می‌باشد.		

جدول ۷- انواع شیر پاستوریزه و فرآورده های تغلیظ شده / شیر تغلیظ شده شیرین^۱

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شعارش کلی میکروارگانیسمها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲-۱
۲	آنترو باکتریاسه ^{تف}	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲ و ۱-۲۴۴۱
۳	اشریشیا کلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۴
۴	کیپک و مخمر	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴
	مخمر اسعوفیلیک	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۹۶
الف- در این استاندارد، استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۴۱ روش مرجع می‌باشد. ۱-حد مجاز کمتر از ده مربوط به شعارش کیپک می‌باشد.		

جدول ۸- خامه پاستوریزه یا ماندگاری یا لا

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	گرمخانه گذاری در دمای 30°C - به مدت ۳ روز یا گرمخانه گذاری در دمای 37°C - به مدت ۲ روز	-
۲	شعارش کلی میکروارگانیسمها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۲-۱
۳	کلی فرم ^{تف}	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ و ۹۲۴۳
۴	اشریشیا کلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۴
۵	استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳-۶۸۰۶
الف- در این استاندارد، استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ روش مرجع می‌باشد. یاد آوری - چنانچه در طی دوران گرمخانه گذاری در نمونه باکتری و نشتی مشاهده شود، این نمونه غیر قابل قبول است و آزمون کشت میکروارگانیسمها بر روی آنها صورت نمی‌گیرد		

جدول ۹- انواع خامه طعم دار

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیسیم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	آنتروپاکتریاسه الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱ و ۲-۲۴۶۱
۳	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۴	استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶
۵	کپک و مخمر	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۶۱ روش مرجع می‌باشد.

جدول ۱۰- انواع خامه پاستوریزه^۱

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیسیم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	کلی فرم الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ و ۹۲۶۲
۳	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۴	استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶

۱- خامه پاستوریزه شامل انواعی است که در استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۱ ذکر شده است.
الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ روش مرجع می‌باشد.

جدول ۱۱- انواع کره^۱

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	کلی فرم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۲
۲	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۳	استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶
۴	میکروارگانیسیم‌های سرماگرا	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۵۱
۵	کپک و مخمر	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

۱- اجرای آماده سازی کره به استاندارد ملی ایران شماره ۵-۸۹۲۳ مراجعه کنید.

جدول ۱۲- انواع شیر، انواع خامه و دسرهای شیری فرادما (UHT)

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	گرمخانه گذاری در 30°C به مدت ۱۰ روز	-
۲	گرمخانه گذاری در 55°C به مدت ۷ روز	-
۳	شمارش کلی میکروارگانیسیم‌ها در 30°C از نمونه ردیف ۱	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۴	شمارش کلی میکروارگانیسیم‌ها در 55°C از نمونه ردیف ۲	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲

یادآوری- چنانچه در طی دوران گرمخانه‌گذاری در نمونه‌ها یادکردگی و نشستی و یا دو قاز شدن مشاهده شود، این نمونه‌ها غیرقابل قبول است و آزمون کشت میکروارگانیسیم‌ها بر روی آنها صورت نمی‌گیرد.

جدول ۱۳- انواع دسر پاستوریزه و پاستوریزه با ماندگاری طولانی و انواع بستنی^۱ دارای مغزهای خوراکی و میوه

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیسیم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	آنتروباکتریاسه الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۴۶۱ و ۲-۲۴۶۱
۳	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۴	استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶
۵	سالموتلا	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۱۰
۶	کپک و مخمر	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

۱- شمارش کلی میکروارگانیسیم‌ها در بستنی پروبیوتیک و تخمیری طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۸ انجام می‌شود.
الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۶۱ روش مرجع می‌باشد.

جدول ۱۴- خامه پاستوریزه طعم دار با ماندگاری بالا

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	گرمخانه گذاری در دمای °C ۲۵ به مدت ۴-۳ روز یا گرمخانه گذاری در دمای °C ۲۰ به مدت ۳-۲ روز	-
۲	شمارش کلی میکروارگانیسیم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۳	آنتروباکتریاسه الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۴۶۱ و ۲-۲۴۶۱
۴	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۵	استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶
۶	کپک و مخمر ب	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

یادآوری-چنانچه در طی دوران گرمخانه گذاری در نمونه‌ها یادکردگی و نشستی و یا دو قازشدن مشاهده شود، این نمونه‌ها غیر قابل قبول است و آزمون کشت میکروارگانیسیم‌ها بر روی آنها صورت نمی‌گیرد.
الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۶۱ روش مرجع می‌باشد.
ب- شمارش کپک و مخمر در خامه پاستوریزه طعم دار یا ماندگاری بالا در صورت وجود تکه‌های میوه و یا مغزهای خوراکی الزامی است.

جدول ۱۵- انواع شیرخشک

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیسیم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	کلی فرم‌ها الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ و ۲-۹۲۶۳
۳	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۴	استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶

الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ روش مرجع می‌باشد.

جدول ۱۶- انواع دسر پاستوریزه با ماندگاری بالا^۱

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	گرمخانه گذاری در دمای °C ۳۰ به مدت ۳ روز یا گرمخانه گذاری در دمای °C ۳۷ به مدت ۲ روز	-
۲	شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۳	آنتروباکتریاسه الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱و۲-۲۴۶۱
۴	کلی فرم β	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶و۹۲۶۲
۵	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۶	استافیلوکوکوس‌های کوآگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶
۷	کپک و مخمر β	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴

یادآوری-چنانچه در طی دوران گرمخانه گذاری در نمونه‌ها یادکردگی و نشستی و یا دو قازشدن مشاهده شود، این نمونه‌ها غیر قابل قبول است و آزمون کشت میکروارگانیسم‌ها بر روی آنها صورت نمی‌گیرد.
 الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۶۱ روش مرجع می‌باشد.
 ب- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ روش مرجع می‌باشد.
 پ- شمارش کپک و مخمر در انواع دسر یا ماندگاری بالا در صورت وجود تکه‌های میوه و یا مغزهای خوراکی الزامی است.

جدول ۱۷- انواع بستنی^۱

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	آنتروباکتریاسه الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱و۲-۲۴۶۱
۳	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۴	استافیلوکوکوس‌های کوآگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶
۵	سالموتلا	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۱۰

۱- شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها در بستنی پروبیوتیک و تخمیری طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۸ انجام می‌شود.
 الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۶۱ روش مرجع می‌باشد.

جدول ۱۸- شیر پاستوریزه طعم دار با ماندگاری بالا^۱

ردیف	میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	آنتروباکتریاسه الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱و۲-۲۴۶۱
۳	اشریشیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶

الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۶۱ روش مرجع می‌باشد.
 یادآوری- شمارش کپک و مخمر در خامه پاستوریزه طعم‌دار یا ماندگاری بالا و انواع دسر در صورت وجود تکه های میوه و یا مغزهای خوراکی الزامی است.

جدول ۱۹- روش آزمون میکروبیولوژی پودر خامه و شیرخشک فوری

ردیف	میکروارگانیزم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیزم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	کلی فرم ها الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ و ۹۲۶۳
۳	اشریتیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۴	استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶
الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶ روش مرجع می‌باشد.		

جدول ۲۰- روش آزمون میکروبیولوژی انواع پودر شیر کاکائو و شیر قهوه

ردیف	میکروارگانیزم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیزم‌ها	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	آنتروباکتریاسه الف	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱ و ۲-۲۴۶۱
۳	اشریتیاکلی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶
۴	استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲-۶۸۰۶
۵	سالموتلا	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۱۰
الف- در این استاندارد استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۶۱ روش مرجع می‌باشد.		

یاد آوری - نمونه ارسالی به آزمایشگاه در صورت عدم مطابقت نمونه با مندرجات نامه، نقص در بسته بندی، کافی نبودن مقدار نمونه، مشاهده آثار ظاهری رشد میکروبی، شرایط نامناسب حمل به آزمایشگاه، نامناسب بودن درجه حرارت نمونه‌ها، سپری شدن تاریخ مصرف، عدم وجود استاندارد میکروبی، قابلیت انجام آزمون میکروبیولوژی را دارا نبوده و به ارسال کننده عودت داده می‌شود.

۵-۱ اصول آزمون

الف- شمارش

برای ارزیابی کیفیت میکروبی و/ یا ایمنی فرآورده تنها شناخت میکروارگانیزم‌های موجود در آنها کافی نیست و در بیشتر موارد، کمیت میکروارگانیزم‌ها هم به همان اندازه حائز اهمیت است که باعث ضرورت شمارش میکروارگانیزم‌ها می‌شود. شمارش میکروارگانیزم‌ها به روش‌های مختلف انجام می‌شود. اگر چه در این فرآورده‌ها فقط روش شمارش با استفاده از محیط آگار غیرانتخابی و با استفاده از روش کشت آمیخته یا پورپلیت انجام می‌شود.

شمارش در محیط کشت جامد بر اساس توانایی برخی میکروارگانیسم‌ها در تشکیل کلنی روی محیط کشت جامد یا داخل آن می‌باشد که با چشم مسلح یا با کمک وسایل بزرگنمایی ساده قابل تشخیص است .

ب- روش جستجو (روش کیفی)

این روش وجود یا عدم وجود میکروارگانیسم‌های خاص را در مقدار معین از فرآورده تعیین می‌کند.

ب-۱ اساس روش جستجو

برای تسهیل در احیاء میکروارگانیسم‌های تحت تنش قرار گرفته در فرآورده، مراحل زیر انجام می‌گردد:

ب-۱-۱ اولین مرحله: نمونه‌ها معمولاً در یک محیط آبگوشت غنی‌کننده منتقل می‌شوند. به این ترتیب، تعداد میکروارگانیسم‌ها، بدون خطر ممانعت از رشد و تکثیر بوسیله ترکیبات انتخابی موجود در محیط کشت انتخابی / افتراقی افزایش می‌یابد.

ب-۱-۲ دومین مرحله : برای جداسازی روی محیط کشت جامد انتخابی / افتراقی کشت داده می‌شود. از کلنی‌های به دست آمده روی سطح محیط کشت جامد برای انجام آزمون‌های تاییدی مناسب برای شناسایی استفاده می‌شوند.

۶ محیط‌های کشت و رقیق‌کننده‌ها

دستورالعمل‌های کلی برای تهیه محلول‌های رقیق‌کننده و محیط‌های کشت در استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۱-۸۹۲۳، ۲-۸۹۲۳، ۳-۸۹۲۳، ۴-۸۹۲۳، ۵-۸۹۲۳ و ۹۸۹۹ تعیین شده است.

یادآوری - برای اطلاعات بیشتر از اصطلاحات و تعاریف به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۹۲۳ مراجعه کنید.

اطلاعات مربوط به اصطلاحات، برای استفاده در استانداردها در آدرس‌های زیر وجود دارد:

- IEC Electrtopedia قابل دسترسی در سایت <http://www.electrtopedia.org>

- پلت فرم جستجوگر آنلاین ISO قابل دسترسی در سایت <http://www.iso.org/obp/>

جدول ۲۱- لیست رقیق کننده‌ها

نام مواد	ردیف
<p>Saline peptone diluents Ringer's - solution Peptone solution Phosphate-buffered saline (PBS):KH_2PO_4 Buffered Peptone Water ^۱ Sodium citrate buffer ^۲ Dipotassium hydrogen phosphate ^۳: HK_2O_4P Dipotassium hydrogen phosphate + Antifoam^f (polyethylene glycol) Sodium tri polyphosphate^g Saline peptone diluents+α-amylase^e Ringer's_solution+α-amylase^e Peptone solution+α-amylase^e Phosphate-buffered saline+α-amylase^e Buffered Peptone Water + Bromo Cresol Purple^y Modified Newman-Lampert stain solution Ethidium bromide Potassium hydrogen phthalate peptone water ۰/۱٪</p>	<p>۱</p>
<p>۱-(Listeria including L. monocytogenes, Salmonella) ۲ - محلول سیترات سدیم برای پنیر و شیر خشک تولید شده به روش غلتکی و برخی از کازئینات استفاده می شود. ۳ - محلول هیدروژن دی پتاسیم فسفات (این محلول برای پنیر، شیر خشک تولید شده به روش غلتکی، شیر تخمیر شده و برخی از کازئینات‌ها و پودر آب پنیر اسیدی و خامه ترش استفاده می‌شود). ۴ - محلول هیدروژن دی پتاسیم فسفات همراه با عامل ضد کف (پلی اتیلن گلیکول) (این محلول برای کازئین اسیدی، کازئین لاکتیکی و کازئین رنتی) استفاده می‌شود. ۵ - محلول تری پلی فسفات (رقیق کننده جایگزین برای کازئین‌های آنزیمی که به سختی حل می‌شود) . ۶ - رقیق کننده‌های عمومی دارای محلول آلفا آمیلاز برای غذای کودک دارای نشاسته زیاد ۷ - آب پیتونه بافری با برموکروزول ارغوانی (برای آزمون فرآورده‌های اسیدی معین). یاد آوری - فرآورده‌های تخمیری دارای میکروارگانسیم‌های زنده • بالا بردن pH با NaOH نرمال • استفاده از ماده ضد قارچ (سیکلوهگزیماید یا نیستاتین ۵۰ mg/ kg یا آمفوتریسین) برای ممانعت از رشد فلور پایه برای جستجو و شمارش تعداد کم میکروارگانسیم در فرآورده‌هایی که دارای حد مجاز پایین هستند، می‌توان از حجم کمتری از محلول رقیق کننده استفاده کرد (۱ به ۲، ۱ به ۵) ((مشکل بازدارندگی رشد میکروبی))</p>	

جدول ۲۲ - لیست محیط های کشت

نام مواد	ردیف
Lampert stain solution Modified Newman Ethidium bromide Potassium hydrogen phethalate	۱
Plate Count Agar (PCA)	۲
Crystal violet neutral red bile lactose agar (VRBG) Nutrient agar Glucose agar Oxidas Reagent	۳
Lauryl Sulphate tryptose Broth Brilliant green lactose bile broth	۴
Lauryl Sulphate Broth Escherichia Coli Broth (EC) Lndole (Kovac,s Reagent)	۵
Yeast Extract Glucose Chloramphenicol agar(YGC)	۶
Potato Dextrose agar ۳% Glucose ۶۰% Sucrose (PDA-G-S) Osmophilic agar (MY۴۰G)	۷
Modified Giolitti and Cantoni broth Baird Parker agar Brain heart infusion broth Rabbit plasma	۸
Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment BrothRappaport-Vassiliadis- Soya (RVS) Muller-Kauffmann tetrathionate/novobiocin broth (MKTTn) Xylose lysine desoxycholate agar (XLD) Bismuth sulfite agar (BS) Brilliant Green agar (BG) Nutrient agar Triple sugar/iron agar (TSI) Urea agar (Christensen) L-Lysine decarboxylation medium O.N.P.G	۹

۷ روش اجرای آزمون

۷-۱ آماده سازی آزمایه

به طور کلی روش آماده سازی آزمایه بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره های ۱-۸۹۲۳، ۲-۸۹۲۳، ۳-۸۹۲۳، ۴-۸۹۲۳ و ۵-۸۹۲۳ می باشد.

برای جلوگیری از آلودگی میکروبی نمونه ها با منابع خارجی، تمام مراحل آماده سازی و دست کاری نمونه باید رعایت شرایط اسپتیک و تجهیزات سترون انجام شود. برای آماده سازی این فرآورده ها به زیر بند ۳-۷ این جزوه آموزشی مراجعه کنید.

یادآوری ۱- برای اطلاعات بیشتر در باره تهیه فرآورده های اسیدی قبل از آزمون برای گروه های خاص میکروارگانیسم هایی مانند اسید دوست ها، به استاندارد ملی ایران ۴-۸۹۲۳ مراجعه کنید.

یادآوری ۲- برای باز کردن در ظروفی که دارای در آسان باز شو^۱ هستند، از قسمت دیگر آن (غیر از قسمت آسان باز شو) استفاده کنید.

یادآوری ۳- برای تهیه آزمون حد اقل از دو بسته نمونه استفاده کنید.

یادآوری ۴- از عبور دادن ظروف باد کرده از روی شعله خودداری کنید.

یادآوری ۵- محتویات بطری در بسته را به وسیله تکان دادن و وارونه کردن آن به طور کامل مخلوط کنید.

۷-۱-۱ کشت میکروبی

تلقیح و کشت میکروبی را مطابق زیر بند ۳-۷-۱ این جزوه آموزشی انجام دهید.

۷-۱-۲ گرمخانه گذاری


بسته به نوع میکروارگانیسم مورد بررسی دمای گرمخانه و مدت زمان گرمخانه گذاری متفاوت است که در ادامه، برای هر یک از میکروارگانیسم ها که در این فرآورده آزمون می شوند، نوشته شده است.

یادآوری ۶- نمونه هایی که در طول مدت گرمخانه گذاری در محیط کشت های (از پیش) غنی شده غیر انتخابی اسیدی می شوند، برای مثال ماست های «لایو» و فرآورده های کشت داده شده مشابه، ممکن است pH محیط کشت را در حین گرمخانه گذاری کاهش دهند و بهتر است بررسی شود که pH بالای ۴/۵ باقی مانده است یا افزایش یافته است می توان غلظت بافر را افزایش داد اما (پیش) غنی سازی تغییر یافته چنین فرآورده هایی باید تصدیق شود تا اطمینان حاصل شود که شرایط برای رشد میکروارگانیسم های مورد نظر، مساعد است. برای اطلاعات بیشتر در باره تهیه فرآورده های اسیدی قبل از آزمون برای گروه های خاص میکروارگانیسم هایی مانند اسید دوست ها، به استاندارد ملی ایران ۴-۸۹۲۳ مراجعه کنید.

۲-۷ شمارش کلی میکروارگانیسم‌های هوازی

۱-۲-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲، میکروبیولوژی زنجیره غذایی - روش جامع برای شمارش میکروارگانیسم‌ها - قسمت ۱ - شمارش کلنی در ۳۰ درجه سانتی‌گراد با استفاده از روش کشت آمیخته

شمارش میکروارگانیسم‌های هوازی مزوفیل متداولترین روش جهت نشان دادن کیفیت میکروبی محصول است و مبنای قضاوت بهداشتی یک محصول تولید شده می‌باشد ولی ارزش تشخیصی آن محدود است. این روش در تعیین شرایط بهداشتی و کنترل تولید، شرایط حمل و نقل و نگهداری محصول، تعیین میزان آلودگی ماده اولیه یا تشخیص احتمالی آلودگی در ضمن تولید حائز اهمیت است.



۷-۳ شمارش میکروارگانیسم‌های سرماگرا

۷-۳-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲۶۲۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -

شمارش میکروارگانیسم‌های سرماگرا^۱

فساد به معنای تخریب بافت، رنگ، بو یا طعم مواد غذایی است که از نظر مصرف کننده نامطلوب است، فساد میکروبی غذا اغلب شامل تجزیه پروتئین‌ها، چربی‌ها توسط میکروارگانیسم‌ها یا آنزیم‌های آنها است. در شیر میکروارگانیسم‌هایی که عمدتاً در فساد نقش دارند، میکروارگانیسم‌های سایکروتروف یا میکروارگانیسم‌های سرماگرا هستند. به‌طور کلی میکروارگانیسم‌های عامل فساد از طریق مصرف مواد مغذی مورد نیاز، مانند: لاکتوز، پروتئین، چربی‌ها و سایر مواد، موجب ایجاد رنگ و طعم نامطلوب در فرآورده می‌شوند.

میکروارگانیسم‌های سرماگرا، شامل، طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها نظیر پseudomonas، اکروموباکتر، فلاوباکتريوم، آلكالی ژنز، کپک‌ها و مخمرها هستند، که در دمای زیر ۱۵°C به راحتی رشد می‌کنند و حتی در دمای ۴°C نیز قادر به رشدند.

دمای اپتیمم رشد میکروارگانیسم‌های سرماگرا ۲۰°C تا ۳۰°C است. این میکروارگانیسم‌ها از عمده‌ترین عوامل فساد گوشت و فرآورده‌های آن، شیر و فرآورده‌های آن و سبزی‌های نگهداری شده در دمای یخچال محسوب می‌شوند. اغلب آنها طی فرآیند پاستوریزاسیون از بین می‌روند، اما برخی از آنها مثل پseudomonas فلورسنس و پseudomonas فراجی آنزیم‌های لیپولیتیک و پروتئولیتیک مقاوم به حرارت تولید می‌کنند و عامل ایجاد عطر و طعم نامطلوب و تغییرات فیزیکی‌شیمیایی حتی در شیر استریل می‌شوند، به‌عنوان مثال: از طریق هیدرولیز پروتئین‌ها ایجاد طعم تلخی می‌کنند. جمعیت میکروبی دمای سرد را در درجه اول پseudomonas، اسینتوباکتر و موراکسلا تشکیل می‌دهند و از خانواده آنتروباکتریاسه: آنتروباکتر و کلبسیلا نیز به جمع میکروبی فوق اضافه می‌شود.

اغلب دمای یخچال بین ۴°C تا ۸°C است که در این محیط، رشد باکتری‌ها کند خواهد بود، اما برخی از باکتری‌های سرماگرا، مانند یرسینیا، لیستریا مونوسیتوژنز می‌تواند در دمای پایین و حتی در یخچال رشد کند.

این میکروارگانیسم‌ها تحت شرایط تعیین شده در این استاندارد، کلنی‌های قابل شمارش تشکیل می‌دهند.

۱- Psychrotroph

محیط کشت

- Plate Cont Agar (PCA)



آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت

برای پیشگیری از صدمه به میکروارگانیسم‌های سرماگرا و به‌علت کاربرد محیط کشت خیلی گرم، روش کشت سطحی توصیه شده است.

روش انجام آزمون

کشت سطحی از رقت‌های مناسب روی سطح پلیت‌های از پیش ریخته
Plate Cont Agar (PCA)

از هر یک از رقت‌های انتخابی ۰/۱ mL برای تلقیح در دو پلیت آگار جداگانه استفاده کنید. یادآوری - برای پخش کردن روی محیط کشت، می‌توان از یک پخش کننده برای پلیت‌های تلقیح شده با رقت‌های متوالی استفاده نمود، به شرطی که پخش کردن از رقت‌های بالاتر شروع شود.



گرمخانه گذاری

(۱۰ d / ۶/۵°C) یا (۲ d / ۲۱°C) یا (۳ d / ۱۸°C)



شمارش کلنی‌ها


تعداد کلنی در همه پلیت‌های دارای بیش از ۳۰ کلنی و کمتر از ۳۰۰ کلنی، شمارش شود. تعداد CFU باکتری را در هر گرم را طبق مقدار میانگین ریاضی وزن داده شده، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید.

۴-۷ جستجو، شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه

۱-۴-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۴۶۱، میکروبیولوژی زنجیره غذایی - روش جامع برای

جستجو، شناسایی و شمارش آنتروباکتریاسه - قسمت ۱: جستجوی آنتروباکتریاسه

این خانواده شامل باسیل و کوکوباسیل گرم منفی، متحرک و اکسیداز منفی است و به دلیل اینکه اکثر آنها ساکن مجاری گوارشی انسان و حیوان هستند به این گروه باسیل روده‌ای نیز گفته می‌شود. این باکتری‌ها بی‌هوازی اختیاری بوده و هم عمل تنفس و هم تخمیر را انجام می‌دهند. کربوهیدرات‌ها بویژه گلوکز را تخمیر کرده و اسید و گاهی گاز تولید می‌کنند. اما خصوصیت کلیدی در تشخیص آنها تخمیر لاکتوز است و براین اساس آنها را به دو دسته لاکتوز مثبت و لاکتوز منفی تقسیم می‌کنند. اکثر جنس‌های این خانواده بزرگ ساپروفیت هستند ولی جنس‌های بیماری‌زا نظیر سالمونلا^۱، شیگلا^۲، یرسینیا^۳ و اشیشیا^۴، پروتئوس^۵، انتروباکتر^۶، سراشیا^۷، سیتروباکتر^۸ و کلبسیلا^۹ در بین آنها دیده می‌شود. روش ارائه شده در استاندارد شماره ۱-۲۴۶۱ بر اساس مشاهده کلنی‌های شاخص روی محیط کشت جامد ویولت رد بایل گلوکز آگار^{۱۰} (VRBG) و آزمون‌های تاییدی اکسیداز و واکنش تخمیر می‌باشد.



شکل ۲۴- طبقه بندی آنتروباکتریاسه

۱- Salmonella

۲- Shigella

۳- Yersinia pestis

۴- Escherichia coli

۵- Proteus

۶- Enterobacter

۷- Serratia

۸- Citrobacter

۹- Klebsiella

۱۰- Violet Red Bile Glucose agar (VRBGA)

محیط کشت‌ها

- Violet neutral red bile lactose agar (VRBG)
- Buffered peptone water (BPW)
- Buffered brilliant green bile glucose broth (BGBG)
- Nutrient agar, Glucose agar. Oxidas Reagent

۱-روش آزمون جستجو و شناسایی

آماده سازی، تهیه آزمون و غنی سازی
انتقال (۱۰ g) آزمون به (۹۰ mL) BPW

گرمخانه گزاری
 $18h \pm 2h / 37^{\circ}C$

با استفاده از حلقه کشت از محیط غنی سازی شده به محیط کشت انتخابی کشت دهید.

کشت خطی در محیط از پیش ریخته VRBG

گرمخانه گزاری
 $24h \pm 2h / 37^{\circ}C$

• خصوصیات کلنی آنتر و باکتریاسه در محیط VRBG

- کلنی‌های صورتی، قرمز یا ارغوانی و به‌ندرت کلنی‌های بی‌رنگ
- احاطه شده با رسوب یا بدون رسوب

○ اگر بیش از یک کلنی مشخص از نظر ظاهری وجود داشته باشد یک کلنی از هر مرفولوژی را برای کشت مجدد انتخاب کنید. در صورت عدم مشاهده کلنی مشخص از کلنی‌های متمایل به سفید را برای تایید انتخاب کنید.

کشت در محیط مغذی
Nutrient agar

گرمخانه گذاری
 $24h \pm 2h / 37^{\circ}C$

آزمون تاییدی بیوشیمیایی

واکنش تخمیر

با استفاده از لوپ، قسمتی از همان کلنی (اکسیداز منفی) را برداشته و به صورت عمقی وارد لوله حاوی محیط کشت گلوکز آگار کنید. و در دمای $37^{\circ}C$ به مدت زمان $24h \pm 2h$ گرمخانه گذاری کنید. مشاهده گسترش رنگ زرد در لوله‌ها نتیجه واکنش مثبت است.

تفسیر: آنروباکتریاسه، تخمیر گلوکز مثبت است.

واکنش اکسیداز

با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی را مطابق شکل ۳۳ برداشته و بر روی یک کاغذ صافی (قطرات روی کاغذ صافی خشک شوند) در یک پلیت قرار داده آغشته به معرف اکسیداز قرار دهید و واکنش مثبت در مدت زمان ۱۰ sec به صورت ایجاد رنگ آبی تیره مشاهده می‌گردد.

تفسیر: آنروباکتریاسه، اکسیداز منفی است.

بیان نتایج

کلنی‌هایی که در آزمون اکسیداز و تخمیر گلوکز، نشان دهند ویژگی‌های آنروباکتریاسه می‌باشند را شناسایی و مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایند.

۲- روش آزمون شماش (MPN) (Most probable number method)

روش MPN وقتی مناسب است، که تعداد مورد انتظار باکتری بین 10 cfu/mL تا 100 cfu/mL یا 10 cfu/g تا 100 cfu/g از نمونه باشد.

آماده سازی، تهیه آزمون و پیش غنی سازی
انتقال 10 mL آزمون به 90 mL آب پپتون بافری (BPW)



شکل ۲۵ - سوسپانسیون اولیه (رقت اولیه)

یادآوری-در هر 10 mL از رقت 10^{-1} ، معادل 1 گرم نمونه وجود دارد.

تلقیح و گرمخانه گذاری

- مقدار $10 \text{ mL} \times 3$ از سوسپانسیون اولیه را به سه لوله آزمایش، انتقال دهید.
- مقدار $1 \text{ mL} \times 3$ از سوسپانسیون اولیه را به سه لوله دارای 9 mL آب پپتونه بافری بیفزایید. و رقت 10^2 را تهیه کنید.
- مقدار $1 \text{ mL} \times 3$ از رقت 10^2 بدست آمده را به سه لوله آزمایش دارای 9 mL آب پپتونه بافری بیفزایید و رقت 10^3 را تهیه کنید.




شکل ۲۸- تلقیح 10 mL از رقت اولیه به ۳ لوله آزمایش

شکل ۲۷- تلقیح 1 mL از رقت اولیه به 9 mL Buffered peptone water

شکل ۲۶- تلقیح 1 mL از رقت بعدی به 9 mL Buffered peptone water

- در صورت نیاز رقت‌های دهدهی را تهیه کنید.
- برای تهیه رقت‌های دهدهی، هر بار از یک پی پت سترون جدید استفاده کنید.
- به کمک مخلوط کن مناسب ماده کشت داده شده را با محیط به خوبی مخلوط کنید.



- خصوصیات کلنی آنترو باکتریاسه فرضی در محیط VRBG
کلنی‌های صورتی، قرمز یا ارغوانی و احاطه شده با رسوب یا بدون رسوب
به ندرت کلنی‌های بی‌رنگ
بعضی از آنترو باکتریاسه‌ها ممکن است بر روی محیط کشت، کلنی‌های بی‌رنگ داشته باشند، در صورت عدم مشاهده کلنی مشخص از کلنی‌های متمایل به سفید را برای تایید انتخاب کنید.



شکل ۲۹ - محیط کشت VRBC

شمارش و انتخاب کلنی‌ها برای تایید



کشت مجدد در محیط مغذی
Nutrient agar



گرمخانه گذاری
 $24h \pm 2h / 37^{\circ}C$



آزمون تاییدی بیوشیمیایی

واکنش تخمیر

با استفاده از لوپ، قسمتی از همان کلنی (اکسیداز منفی) را برداشته و به صورت عمقی وارد لوله حاوی محیط کشت گلوکز آگار کنید. و در دمای $37^{\circ}C$ به مدت زمان $24h \pm 2h$ گرمخانه گذاری کنید. گسترش رنگ زرد در لوله‌ها نتیجه واکنش تخمیر، است.

واکنش اکسیداز^۱

با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی را برداشته و بر روی یک کاغذ صافی (قطرات روی کاغذ صافی خشک شوند) در یک پلیت قرار داده آغشته به معرف اکسیداز قرار دهید. مشاهده رنگ آبی تیره در مدت زمان 10 sec ، نتیجه واکنش اکسیداز مثبت است.



شکل ۳۰- واکنش تخمیر

○ تفسیر واکنش اکسیداز :

○ آنتر و باکتریاسه، کسیداز منفی است.

○ تفسیر واکنش تخمیر :

○ آنتر و باکتریاسه، تخمیر گلوکز مثبت است.

با توجه به معیار تشخیص نتایج مثبت، تعداد نتایج مثبت به دست آمده از لوله‌ها را شمارش و ثبت کنید.

• تعیین مقادیر MPN:

مقادیر MPN، آنتر و باکتریاسه مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - الزامات کلی و راهنما برای آزمون‌های میکروبیولوژی تعیین می‌شود.

۷-۵ شمارش آنتر و باکتریاسه

۷-۵-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲۴۶۱، میکروبیولوژی زنجیر غذایی - روش جامع برای جستجو، شناسایی و شمارش آنتر و باکتریاسه - قسمت دوم - روش شمارش کلنی
 آنتر و باکتریاسه به میکروارگانیسم‌هایی گفته می‌شود که طبق روش ارائه شده در استاندارد شماره ۲-۲۴۶۱ کلنی‌های شاخص روی محیط کشت جامد ویولت رد بایل گلوکز آگار (VRBG) تولید کند و واکنش اکسیداز آنها منفی و قادر به تخمیر گلوکز باشند.

محیط کشت‌ها

- Violet neutral red bile lactose agar (VRBG)
- Buffered peptone water
- Nutrient agar
- Glucose agar , Oxidas Reagent

آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت
 انتقال آزمون (۱۰ mL) به ۹۰ mL آب پیتون بافری (BPW)



شکل ۳۱- سوسپانسیون اولیه (10^{-1})

یادآوری – در هر ۱۰ mL از سوسپانسیون اولیه (رقت 10^{-1})، معادل ۱ g یا ۱ mL نمونه وجود دارد.

روش انجام آزمون شمارش : پور پلیت

– با استفاده از پی‌پت سترون ۱ mL از آزمایش (فرآورده‌های مایع) و یا ۱ mL از سوسپانسیون اولیه (سایر فرآورده‌ها) را بطور جداگانه به دو پتری دیش سترون تلقیح کنید.

– در صورت لزوم رقت‌های بعدی را تهیه کرده و در پتری دیش‌های سترون تلقیح کنید.

محیط کشت VRBG

به منظور جلوگیری از گسترش رشد کلنی‌ها و ایجاد شرایط نیمه بی‌هوازی، بعد از اینکه محیط کشت کاملاً بسته شد مجدداً یک لایه از محیط کشت VRBG با دمای 44°C تا 47°C به پلیت‌ها اضافه کنید اجازه دهید تا محیط کشت جامد شود.


گرمخانه گذاری

$24\text{h} \pm 2\text{h} / 37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$

یادآوری– دمای گرمخانه گذاری 37°C یا 30°C ، برای غنی‌سازی و جداسازی / شمارش، روی محیط‌های کشت پلیت شده، معمولاً هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که جستجو و شناسایی و شمارش آنروباکتریاسه به‌عنوان یک شاخص بهداشتی مطرح است. هنگامی جستجو و شناسایی یا شمارش آنروباکتریاسه، برای اهداف فناوری انجام می‌شود و شامل شمارش آنروباکتریاسه‌های سرما‌گرا است، به‌طور جایگزین می‌توان دمای 30°C را انتخاب کرد. در این استاندارد، دمای گرمخانه گذاری 37°C است.

• خصوصیات کلنی آنتروباکتریاسه در محیط VRBG

- کلنی‌های صورتی، قرمز یا ارغوانی، احاطه شده با رسوب یا بدون رسوب
- بعضی از آنتروباکتریاسه‌ها ممکن است بر روی محیط کشت، کلنی‌های بی‌رنگ داشته باشند، در صورت عدم مشاهده کلنی مشخص از کلنی‌های متمایل به سفید را برای تایید انتخاب کنید .



شکل ۳۲- محیط کشت VRBC

شمارش و انتخاب کلنی‌ها برای تایید

پلیت‌های دارای کمتر از ۱۵۰ کلنی مشخص را انتخاب کنید و آنها را شمارش کنید سپس کمینه ۵ کلنی با خصوصیات آن‌ترو باکتریاسه را انتخاب کنید.

آزمون تاییدی

کشت در محیط مغذی
Nutrient agar


آزمون تاییدی بیوشیمیایی

واکنش تخمیر

با استفاده از لوپ، قسمتی از همان کلنی (اکسیداز منفی) را برداشته و به صورت عمقی در لوله‌های حاوی محیط کشت گلوکز OF آگار کشت دهید. سطح یکی از لوله‌ها را با حداقل ۱cm از روغن معدنی سترون بپوشانید.

واکنش اکسیداز

با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی را برداشته و بر روی یک کاغذ صافی (قطرات روی کاغذ صافی خشک شوند) در یک پلیت قرار داده آغشته به معرف اکسیداز قرار دهید واکنش مثبت در مدت زمان ۱۰ sec به صورت ایجاد رنگ آبی تیره مشاهده می‌گردد.



شکل ۳۳-آزمون اکسیداز

- تفسیر:
 - آنتروباکتریاسه، اکسیداز منفی است.
- تفسیر:
 - آنتروباکتریاسه، گلوکز تخمیر می‌کند. (مشاهده رنگ زرد در سرتا سر لوله، نشان‌دهنده واکنش مثبت است)
- مشاهده میکروسکوپی:
 - آنتروباکتریاسه‌ها معمولاً به‌اشکال میله‌ای $5-1 \mu\text{m}$ و گرم منفی هستند.



شکل ۳۴-آنتروباکتریاسه

شمارش کلنی‌ها


تعداد CFU باکتری را در هر گرم را طبق مقدار میانگین ریاضی وزن داده شده، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید.

۶-۷ شناسایی و شمارش کلیفرم‌ها

۶-۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شناسایی و شمارش کلیفرم‌ها - روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN)^۱

کلیفرم‌ها گروهی از باکتری‌های خانواده آنتروباکتریاسه هستند گرم منفی، باسیل، متحرک، هوازی، بی‌هوازی اختیاری که در دمای ۳۰°C یا ۳۷°C روی محیط کشت کریستال ویوله دارای قرمر خنثی، نمک‌های صفرآوی، لاکتوز و آگار (VRBL)، کلنی‌های مشخص تشکیل می‌دهند و در آزمون تاییدی با تخمیر لاکتوز تولید گاز می‌کنند. این روش ارائه شده بسیار دقیق‌تر از سایر روش‌های ارائه شده برای شمارش کلی فرم‌ها است و در مواردی که تعداد کلیفرم‌ها در نمونه زیاد است ارجح داده می‌شود. با کار برد این روش حدود ۹۰٪ از سویه‌های خاص سیتروباکتر، آنتروباکتر و کلبسیلا قابل افتراق است.

یادآوری ۱- شمارش با روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN) در محیط کشت مایع بعد از گرمخانه‌گذاری، در دمای ۳۰°C ± ۱°C یا ۳۷°C ± ۱°C انجام می‌شود. همچنین کار برد این استاندارد به‌متغیرهای زیادی بستگی دارد




۱- از آنجایی که این روش شمارش روشی آماری است که از قوانین احتمالات با توجه به نحوه توزیع نمونه در لوله‌های محیط کشت تبعیت می‌کند به آن روش MPN می‌گویند. این اصطلاح از حرف اول سه کلمه‌های Most Probable Number به معنای حداکثر تعداد احتمالی گرفته شده است. نحوه محاسبه تعداد میکرو ارگانیسم‌ها در هر mL ۱۰۰ نمونه مورد آزمایش به این صورت است که تعداد لوله‌های مثبت مرحله تأییدی و در صورتی که مرحله احتمالی انجام شود تعداد پلیت‌های مثبت مرحله تکمیلی ثبت می‌شود. سپس تعداد میکرو ارگانیسم‌ها را با پیدا کردن این عدد (کد) در جدولی موسوم به جدول MPN (و یا در برخی موارد با استفاده از فرمول‌هایی خاص که درمورد برخی روش‌های MPN در دسترس است) به دست می‌آورند. و واحد آن به صورت MPN Index/۱۰۰mL نوشته می‌شود.

- بسته به حد جستجوی مورد نیاز، مقدار $X\text{mL}$ از آزمایش را در مورد فرآورده‌های مایع، یا مقدار $X\text{mL}$ از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها، به داخل یک لوله دارای 10 mL از محیط کشت غنی کننده انتخابی منتقل کنید.

- اگر $1\text{ mL} < x < 10\text{ mL}$ باشد (مقدار متغیر باید بزرگتر از 1 و کوچکتر از 10 باشد.) از محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت دو برابر استفاده کنید.

- اگر $x \leq 1\text{ mL}$ باشد از محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت معمولی استفاده کنید.

• روش جستجو و شناسایی



مشاهده گاز در لوله دورهام



در صورت عدم مشاهده گاز یا کدورت، گرمخانه‌گذاری را در دمای 37°C به مدت زمان $24\text{h} \pm 2\text{h}$ ساعت دیگر در ادامه دهید.



شکل ۳۵- گاز در لوله دورهام

- تفسیر نتایج مثبت :
 - نمونه از نظر وجود کلی فرم، مثبت است.
- مشاهده میکروسکوپی:
 - کلیفرم‌ها، گرم منفی و به‌اشکال میله‌ای شکل دیده می‌شود.



شکل ۳۶- کلی فرم

- روش شمارش (MPN (Probable Number method):
این روش شمارش وقتی مناسب است، که تعداد مورد انتظار باکتری بین 10 cfu/ml تا 100 cfu/ml یا 10 cfu/g تا 100 cfu/g از نمونه باشد.

روش انجام آزمون شمارش

آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت




شکل ۳۷- سوسپانسیون اولیه

غنی سازی انتخابی

- سه لوله آزمایش بزرگ دارای ۱۰mL محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت دو برابر را انتخاب کنید به هر یک به وسیله پی پت سترون ۱۰mL از نمونه مورد آزمایش چنانچه مایع باشد، و یا ۱۰mL از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها اضافه کنید. این آزمون را برابر با یک گرم نمونه در هر لوله می باشد.

- سه لوله آزمایش دیگر دارای ۱۰ mL محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت معمولی را انتخاب کنید به هر یک به وسیله پی پت سترون ۱ mL از نمونه مورد آزمایش چنانچه مایع باشد و یا ۱mL از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها اضافه کنید.

- سه لوله آزمایش دیگر دارای ۱۰mL محیط کشت غنی کننده با غلظت معمولی را انتخاب کنید به هر یک به وسیله پی پت سترون ۱ mL از رقت‌های بعدی بدست آمده مانند: ۰/۰۱ ، ۰/۰۰۱ را اضافه کنید. ✓ به کمک مخلوط کن مناسب ماده کشت داده شده را با محیط به خوبی مخلوط کنید. برای تهیه رقت‌های دهمی، هر بار از یک پی پت سترون جدید استفاده کنید.




شکل ۳۸ - تلقیح از سوسپانسیون اولیه

گرمخانه گذاری لوله ها

$24h \pm 2h / 37^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$

در صورت عدم مشاهده گاز یا کدورت، گرمخانه گذاری را در دمای $37^{\circ}C$ به مدت 24 ± 2 ساعت دیگر در ادامه دهید. چنانچه فرآورده در ته لوله محیط کشت چسبیده باشد و پس از ۴۸ ساعت دوره گرمخانه گذاری، کدورت بدون گاز ایجاد شود، از آن به محیط EC تلقیح کنید.



شکل ۳۹ - Lauryl Sulfate tryptose broth

پس از گرمخانه گذاری

✓ در صورت عدم مشاهده گاز یا کدورت، گرمخانه گذاری را در دمای $37^{\circ}C$ به مدت زمان $24h \pm 2h$ دیگر ادامه دهید.

آزمون تاییدی

انتقال یک حلقه کشت از لوله‌های دارای کدورت یا گاز به لوله‌های دارای محیط
Brilliant green lactose bile broth



شکل ۴۰- Brilliant green lactose bile broth

گرمخانه گذاری

$24 \pm 2h / 30^{\circ}C \pm 1^{\circ}C$ یا $24 \pm 2h / 37 \pm 1^{\circ}C$

در صورت عدم مشاهده گاز یا کدورت، گرمخانه گذاری را در دمای $37^{\circ}C$ به مدت زمان $24h \pm 2h$ دیگر در ادامه دهید.

مشاهده گاز در لوله دورهام (مثبت)

• تفسیر نتایج

با توجه به معیار تشخیص نتایج مثبت، تعداد نتایج مثبت به دست آمده از لوله‌ها را شمارش و ثبت کنید.

• تعیین مقادیر MPN:

مقادیر MPN کلی فرم‌ها، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - الزامات کلی و راهنما برای آزمون‌های میکروبیولوژی تعیین می‌شود.
یادآوری - با استفاده از روش MPN مقادیر متفاوتی از نتایج ممکن است حاصل شود نتایج این روش، باید با احتیاط استفاده شود.

۷-۷ شمارش کلی فرمها

۷-۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع

برای شمارش کلیفرمها - روش شمارش کلنی

این روش در مواردی که انتظار می‌رود تعداد کلنی‌های مورد شمارش بیش از ۱۰۰cfu/mL یا ۱۰۰cfu/g از آزمایش باشد، توصیه می‌شود.

کلیفرمها گروهی از باکتری‌های خانواده آنتروباکتریاسه هستند گرم منفی، باسیل، متحرک، هوازی، بی‌هوازی اختیاری که در دمای ۳۰°C یا ۳۷°C روی محیط کشت کریستال ویوله دارای قرمر خنثی، نمک‌های صغراوی، لاکتوز و آگار (VRBL)، کلنی‌های مشخص تشکیل می‌دهند و در آزمون تاییدی با تخمیر لاکتوز تولید گاز می‌کنند.

این روش ارائه شده بسیار دقیق تر از سایر روش‌های ارائه شده برای شمارش کلی فرمها است و در مواردی که تعداد کلیفرمها در نمونه زیاد است ارجح داده می‌شود. با کار برد این روش حدود ۹۰٪ از سویه‌های خاص سیتروباکتر، انتروباکتر و کلبسیلا قابل جدا سازی است.

محیط کشت

- **Crystal Violet neutral Red Bile Lactose Agar (VRBL)**
- **Brilliant green lactose bile broth**

- روش انجام آزمون (شمارش)

آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت

کشت پور پلیت

کنترل سترونی محیط کشت را با یک پلیت شاهد که فقط دارای ۱۵ mL محیط کشت است، تهیه کنید.

- مدت زمان بین تهیه سوسپانسیون اولیه تا هنگام ریختن محیط کشت در پلیت‌ها نباید از مدت زمان ۱۵min، بیشتر شود.

- پس از بسته شدن کامل محیط کشت مجدداً حدود ۴ mL از محیط کشت VRBL با دمای ۴۴ °C تا ۴۷ °C را روی آن بریزید. سپس پلیت‌ها را روی سطح افقی و خنک قرار دهید تا بندد.

Crystal Violet neutral Red Bile Lactose Agar (VRBL)

گرمخانه گندازی هوازی
۳۰°C/۲۴h ± ۲h تا ۳۷°C

انتخاب کلنی و شمارش کلنی

- خصوصیات کلنی کلی فرم‌های شاخص
 - قرمز ارغوانی با قطر حداقل ۰/۵ mm گاهی با هاله مایل به قرمز ناشی از رسوب صفرا
- خصوصیات کلنی کلی فرم‌های غیر شاخص
 - اندازه کوچکتر
 - کلنی‌های شاخص نیاز به آزمون تاییدی ندارند و باید شمارش شوند.

کلنی‌های غیر شاخص (برای مثال با اندازه کوچکتر) و همه کلنی‌های به‌دست آمده از فرآورده‌های شیری دارای قند غیر از لاکتوز باید آزمون‌های تاییدی را طی کنند. تخمیر سایر قندها به‌غیر از قند لاکتوز ممکن است باعث ایجاد کلنی‌های با ظاهر مشابه کلی فرم‌های شاخص شود. پیدایش هاله مایل به قرمز ناشی از رسوب صفرا در اطراف کلنی به‌نوع کلیفرم و کیفیت محیط کشت بستگی دارد.

آزمون تاییدی

انتقال ۵ کلنی مشکوک به ۵ لوله محیط کشت
Brilliant green lactose bile broth



شکل ۴۱- Brilliant green lactose bile broth

گرمخانه گذاری لوله‌ها
 $37^{\circ}\text{C} / 24\text{h} \pm 2\text{h}$ یا $30^{\circ}\text{C} / 24\text{h} \pm 2\text{h}$

مشاهده حباب‌های گاز در لوله دورهام
Brilliant green lactose bile broth

شمارش کلنی‌ها

تعداد کلنی در پلیت‌های دارای بیش از ۱۰ کلنی و کمتر از ۱۵۰ کلنی، شمارش شود. همچنین کلنی‌های تایید شده نیز در شمارش منظور شوند. تعداد CFU باکتری‌ها در هر گرم و میلی لیتر، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایند.

۸-۷ اشیشیا کلی

۸-۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-


روش جستجو و شمارش اشیشیاکلی با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی

لاکتوز مثبت‌های اکسیداز منفی، مقاوم به حرارت، که علاوه بر بتا-دی-گالاکتوزیداز، بتا-دی-گلوکرونیداز هم تولید می‌کنند و یکی از اعضای کلیفرم‌های مقاوم به حرارت است که قادر است در دمای ۴۴/۵°C به واسطه آنزیم بتاگالاکتوزیداز از لاکتوز، اسید و گاز و به واسطه آنزیم تریپتوفاناز، از تریپتوفان، اندول تولید کند. زیستگاه طبیعی اشیشیاکلی روده بزرگ انسان و حیوانات خونگرم است.

اشیشیاکلی طبق روش توصیه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶ در محیط کشت انتخابی دارای نمک‌های صفراوی کلنی‌های اختصاصی تولید می‌کنند.

محیط کشت

- Salt Diluent/Peptone
- Lauryl Sulfate Tryptose Broth
- EC Broth
- Tryptophane Broth
- Kovac,s Reagent
- Oxidas Reagen



در صورت لزوم و عدم مشاهده کدورت گرمخانه گذاری را تا $24h \pm 2h$ دیگر در دمای $C \cdot$ ادامه دهید.

چنانچه در این مرحله هیچ گازی در محیط کشت EC ایجاد نشود، گرمخانه گذاری را تا مدت زمان $24h \pm 2h$ ادامه دهید. از لوله‌های گرم خانه گذاری شده که تشکیل گاز داده‌اند به وسیله حلقه کشت، در آب تریپتونه‌ای که قبلاً در حمام آب گرم تا $C \cdot 44$ گرم شده است، کشت دهید سپس ماده کشت داده شده را مخلوط کنید در هنگام مخلوط کردن هوا وارد لوله دورهام نشود.

بررسی در آب تریپتونه

انتقال
یک حلقه کشت از لوله‌های حاوی گاز
بـه

۱۰ mL آب تریپتونه (بدون اندول)
Tryptophane Broth

گرمخانه گذاری لوله‌ها
 $44^{\circ}\text{C}/24\text{h} \pm 2\text{h}$

در صورت لزوم در 37°C ادامه دهید. آب تریپتونه غنی از اسید آمینه تریپتوفان است و توسط بعضی از میکروارگانیسم‌های معین به‌عنوان منبع کربن و نیتروژن و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد. و ایندول تولید می‌شود. همه باکتری‌ها و حتی همه باکتری‌های روده‌ای گرم منفی قادر به مصرف تریپتوفان و تولید ایندول با این روش نیستند. بنابراین تولید ایندول می‌تواند یک روش تشخیصی است.

آزمایش تولید اندول

انتقال
۰/۵ mL معرف اندول به لوله‌های حاوی آب تریپتونه

ظهور رنگ قرمز در فاز الکلی نشانگر وجود اندول است.

شمارش تعداد لوله‌های مثبت، برای هر رقت

تفسیر نتایج

لوله‌هایی که تشکیل گاز داده‌اند و اندول مثبت هستند، از نظر وجود/شریشیا کلی احتمالی مثبت هستند.

۲- روش شمارش MPN (Most probable number method)

روش شمارش MPN، وقتی مناسب است که تعداد مورد انتظار باکتری بین 10 cfu/ml تا 100 cfu/ml یا 10 cfu/g تا 100 cfu/g از نمونه باشد.

آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت

- سه لوله آزمایش بزرگ دارای 10 mL محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت دو برابر را انتخاب کنید به هریک به وسیله پی پت سترون 10 mL از نمونه مورد آزمایش چنانچه مایع باشد و یا 10 mL از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها اضافه کنید. این آزمون برابر با 1 g نمونه در هر لوله می‌باشد.
- سه لوله آزمایش دیگر دارای 10 mL محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت معمولی را انتخاب کنید به هریک به وسیله پی پت سترون 1 mL از نمونه مورد آزمایش چنانچه مایع باشد و یا 1 mL از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها اضافه کنید.
- سه لوله آزمایش دیگر دارای 10 mL محیط کشت غنی کننده با غلظت معمولی را انتخاب کنید به هریک به وسیله پی پت سترون 1 mL از رقت‌های بعدی بدست آمده مانند: $0/001$ ، $0/01$ را اضافه کنید.

گرمخانه گذاری لوله ها

$24\text{h} \pm 2\text{h} / 37 \pm 1^\circ\text{C}$

✓ برای تهیه رقت‌های دهنده‌ی، هر بار از یک پی پت سترون جدید استفاده کنید.

✓ به کمک مخلوط کن مناسب ماده کشت داده شده را با محیط به‌خوبی مخلوط کنید.

در صورت عدم مشاهده گاز یا کدورت، گرمخانه گذاری را در دمای 37°C به مدت $24\text{h} \pm 2\text{h}$ دیگر ادامه دهید. چنانچه فرآورده در ته لوله محیط کشت چسبیده باشد و پس از 48h دوره گرمخانه گذاری، کدورت بدون گاز ایجاد شود، از آن به محیط EC تلقیح کنید.

آزمون تاییدی

از لوله‌های گرم خانه گذاری شده دارای گاز به‌وسیله حلقه کشت، در EC brath دومین محیط انتخابی که قبلاً در حمام آب گرم تا 44°C گرم شده است، کشت دهید سپس ماده کشت داده شده را مخلوط کنید در هنگام مخلوط کردن هوا وارد لوله دورهام نشود.

انتقال

یک حلقه کشت از لوله‌های حاوی گاز به
EC brath



گرمخانه گذاری لوله‌ها
 $44^{\circ}\text{C}/24\text{h} \pm 2\text{h}$

چنانچه در این مرحله هیچ گازی در محیط کشت EC ایجاد نشد، گرمخانه گذاری را تا مدت زمان $24\text{h} \pm 2\text{h}$ دیگر ادامه دهید.

آزمون تاییدی:

بررسی در دومین محیط انتخابی

از لوله‌های گرم خانه گذاری شده که تشکیل گاز داده‌اند به‌وسیله حلقه کشت، در آب پیتونه/تریپتونه‌ای که قبلاً در حمام آب گرم تا 44°C گرم شده است، کشت دهید سپس ماده کشت داده شده را مخلوط کنید در هنگام مخلوط کردن هوا وارد لوله دورهام نشود.

انتقال
یک حلقه کشت از لوله‌های حاوی گاز

آب پیتونه / تریپتونه



شکل ۴۲- محیط TW

گرمخانه گذاری لوله‌ها
 $44^{\circ}\text{C}/48\text{h} \pm 2\text{h}$

بررسی تولید اندول
انتقال 0.5 ml معرف اندول به لوله‌های حاوی آب پیتونه / تریپتونه

ظهور رنگ قرمز در فاز الکلی نشانگر وجود اندول است.



شکل ۴۳- واکنش اندول

تایید اشربشیا کلی (مثبت)

• تفسیر نتایج

لوله‌هایی که تشکیل گاز داده‌اند و اندول مثبت هستند، از نظر وجود/شریشیا کلی احتمالی مثبت هستند.

• مقادیر MPN:

مقادیر MPN/شریشیا کلی، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۴۶ تعیین می‌شود.



شکل ۴۴- اشیشیا کلی

۷-۹ آزمون جستجوی سالمونلا

۷-۹-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۱۰، میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جستجوی

سالمونلا در مواد غذایی

سالمونلا باسیل‌های گرم منفی بدون اسپور، هوازی و بی‌هوازی اختیاری، کاتالاز مثبت، اکسیداز منفی هستند. اکثر سالمونلاها در روی آگار مغذی بعد از ۲۴h پرگنه‌هایی به قطر ۲mm-۳mm و به رنگ سفید، خاکستری، مرطوب، کروی، مسطح، برجسته و صاف ایجاد می‌کنند. سالمونلاها از نظر بیوشیمیایی خواص عمومی خانواده آنتر و باکتریاسه را دارا هستند. pH پائین‌تر از ۴ باعث از بین رفتن میکروارگانیسم می‌شود. سالمونلاها از نظر آنتی ژنی دارای سه نوع آنتی ژن O (سوماتیک)، آنتی ژن H (فلاژل یا تاژک) و آنتی ژن Vi (کپسول) است. این باکتری اندوتوکسین^۱ ترشح می‌کند و دارای لیپو پروتئین ساکارید^۲ و لیپید A می‌باشد. سندرم‌های بالینی عفونت‌های سالمونلایی به چهار صورت بروز می‌کند: گاسترو انتریت (اسهال و استفراغ)، سپسمی سمی (آلودگی در خون)، تب تیفوئید (حصه با تب روده‌ای) و حاملان بدون علامت (حامل مزمن)

به‌منظور جستجوی گونه‌های سالمونلا احتمالی موجود در کشت‌های اسید لاکتیک و بیفیدوباکتریوم‌ها اغلب لازم است ترکیب آبگوشت پیش غنی کننده اصلاح گردد تا اطمینان حاصل شود که اسید آلی تولید شده به‌وسیله باکتری‌های آغازگر است و آلوده کننده pH را به‌اندازه‌ای پائین نمی‌آورد که گونه‌های سالمونلا را نا بود کند برای انواع مواد غذایی تا مقادیر 10^8 cfu/g باکتری‌های

۱- سمی که بواسطه تخریب دیواره سلولی باکتری گرم منفی ایجاد می‌شود.

۲- Lipopolysaccharides(LPS)

اسیدلاکتیک یا بیفیدوباکتریوم‌ها، آب پپتونه بافری با وانکومایسین^۱ (10 mg/l) به کار برید. اما این روش برای باکتری‌های اسیدلاکتیک مقاوم به وانکومایسین و بیفیدوباکتریوم‌ها مناسب نیست.

✓ برای مواد غذایی مختلف که حاوی مقادیر تا 10^{11} cfu/g باکتری‌های اسیدلاکتیک یا بیفیدوباکتریوم‌ها هستند:

✓ آب پپتونه بافری با غلظت مضاعف با وانکومایسین (10 mg/l)، مالاشیت گرین (40 mg/l) و شیر (10 mg/l) به کار می‌رود.

✓ به جای استفاده از آب پپتونه بافری با غلظت مضاعف، می‌توان از آب پپتونه بافری که فقط غلظت بافر فسفات مضاعف شده استفاده کرد.

✓ برای مواد غذایی حاوی بیش از 10^{11} cfu/g ، آب پپتونه بافری مضاعف شده همراه با وانکومایسین (10 mg/l)، مالاشیت گرین (40 mg/l) و شیر (10 mg/l) به کار برید. (به یادآوری توجه کنید).

✓ جهت تضمین این که حداکثر سطح باکتری‌های اسیدلاکتیک و بیفیدوباکتریوم‌ها در آب پپتونه فوراً پس از افزودن نمونه به آب پپتونه، از 10^{10} cfu/g تجاوز نمی‌کند، یک رقت بالاتر به کار برید.

یاد آوری - افزودن شیر تنها برای ترکیباتی که فاقد آن هستند ضروری است که به منظور کاهش خواص سمی مالاشیت گرین در برابر سالمونلا است.

محیط کشت‌ها، واکنشگرها و معرف‌ها

- **Buffered Peptone Water (BPW)**
- **Rappaport-Vassiliadis- Soya (RVS)**
- **Muller-Kauffmann tetrathionate/novobiocin broth (MKTTn)**
- **Xylose lysine desoxycholate agar (XLD)**
- **Bismuth sulfite agar (BS)**
- **Brilliant Green agar (BG)**
- **Nutrient agar**
- **Triple sugar/iron agar (TSI)**
- **Urea agar (Christensen)**
- **L-Lysine decarboxylation medium**
- **β -galactosidase. Voges-Proskauer. Oxidas, Catalase & Kovac,s Reagent**
- **Mono Valnt or Polyvalent Anti-O-Sera**

- ✓ سالمونلا ممکن است به تعداد کم و اغلب همراه با تعداد قابل ملاحظه‌ای از سایر میکروارگانیسم‌های خانواده آن‌ترو باکتریاسه یا خانواده‌های دیگر، موجود می‌باشد، لذا، انجام مرحله پیش غنی سازی برای جستجوی سالمونلاهای آسیب دیده و تعداد کم ضروری است.
- ✓ برای آماده‌سازی سوسپانسیون اولیه فرآورده‌های اسیدی باید اطمینان داشته باشید که، میزان pH در طی پیش غنی سازی پایین‌تر از ۴/۵ نباشد. pH مواد غذایی اسیدی، در صورت استفاده از پپتون بافره با غلظت دو برابر حالت پایداری بیشتری خواهد داشت. برای پخش شدن کامل فرآورده‌های تخمیری مانند شیر تخمیری، ماست، کاستارد و دسر، گلوله‌های کوچک شیشه استریل را به‌ارلن مایر حاوی آزمون منتقل کنید و تا پخش شدن کامل آن را تکان دهید.

روش آزمون



آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت



شکل ۴۵- آماده سازی، تهیه آزمون

پیش غنی سازی

۲۵ mL نمونه + ۲۲۵mL محیط پیش غنی کننده غیر انتخابی
(Buffered peptone water)



گرمخانه گذاری

۴۴ ° C / ۲۴h ± ۲h

غنی سازی انتخابی



تلقیح

۱ mL از سوسپانسیون پیش غنی کننده
به ۱۰ mL محیط RVS broth

تلقیح

۱ mL از سوسپانسیون پیش غنی کننده
به ۱۰ mL محیط MKTT n broth



شکل ۴۷- محیط کشت RVS broth



شکل ۴۶- محیط MKTT n broth


گرمخانه گذاری
 $(41/5 \pm 1) ^\circ C / 24h \pm 3h$

گرمخانه گذاری
 $(37 \pm 1) ^\circ C / 24h \pm 3h$


کشت روی محیط جامد انتخابی

✓ هرگز محلول‌ها را با پیپت از راه دهان نکشید .


پس از گرمخانه گذاری به مدت زمان $24h \pm 3h$ ، یک حلقه از کشت به دست آمده از RVS مایع را بر روی سطح محیط کشت‌های جامد از پیش ریخته انتخابی (XLD agar) که سطح آنها خشک شده است به گونه‌ای کشت دهید که کلنی‌های مجزا در سطح آگار تشکیل شود. همچنین یک حلقه از کشت به دست آمده از RVS مایع را بر روی سطح یکی از محیط کشت‌های جامد پیش ریخته انتخابی (انتخاب به عهده آزمایشگاه است) که سطح آنها خشک شده است به گونه‌ای کشت دهید که کلنی‌های مجزا در سطح آگار تشکیل شود.



پس از گرمخانه گذاری به مدت زمان $24h \pm 3h$ ، یک حلقه از کشت به دست آمده از MKTTn مایع را بر روی سطح محیط کشت های جامد از پیش ریخته انتخابی (XLD agar) که سطح آنها خشک شده است به گونه ای کشت دهید که کلنی های مجزا در سطح آگار تشکیل شود. همچنین یک حلقه از کشت به دست آمده از MKTTn مایع را بر روی سطح یکی از محیط کشت های جامد از پیش ریخته انتخابی (انتخاب به عهده آزمایشگاه است) که سطح آنها خشک شده است به گونه ای کشت دهید که کلنی های مجزا در سطح آگار تشکیل شود.



یادآوری - هرگز محلول ها را با پیپت از راه دهان نکشید .



محیط کشت XLD

شکل ۴۷- محیط کشت BGA

- خصوصیات کلنی سالمونلا در محیط XLD کلنی‌های با مرکز سیاه و ناحیه شفاف مایل به قرمز که به وسیله اندیکاتور تغییر رنگ می‌دهد.

- خصوصیات کلنی سالمونلا در محیط BGA کلنی‌های صورتی با هاله قرمز روشن


- خصوصیات کلنی سالمونلا در دومین محیط انتخابی کلنی‌هایی که خصوصیات سالمونلای احتمالی را نشان می‌دهد را بررسی کنید.

یادآوری ۱- گونه‌های H₂S منفی سالمونلا (سالمونلا پاراتیفی) بر روی محیط کشت XLD آگار، کلنی‌های صورتی با مرکز صورتی پر رنگ ایجاد می‌کنند. سالمونلاهای لاکتوز مثبت بر روی محیط کشت XLD آگار کلنی‌های زرد رنگ و بدون مرکز سیاه ایجاد می‌کنند.

یادآوری ۱- کلنی‌های زرد-سبز که توسط هاله ای سبز-زرد احاطه شده (باکتری‌های لاکتوز یا ساکارز مثبت مثل پروتئوس، سیتروباکتر، کلبسیلا)

یادآوری ۲- کلنی‌های زرد، توسط هاله‌های زرد احاطه شده، شفاف با مرکز سیاه (پروتئوس)

برای تایید کلنی‌های مشخص از هر یک از پتری‌های دارای محیط کشت انتخابی کشت داده شده، حداقل یک کلنی مشخص یا مشکوک انتخاب کنید.



- محیط آگار دار سه قندی دارای آهن (TSI)

تلقیح باکتری در عمق محیط (TSI) به صورت مستقیم (Stab) تا عمق ۵ میلی متری (دوسوم فاصله تا انتهای لوله)، و کشت خطی سطح شیبدار محیط کشت و گرمخانه گذاری در دمای 37°C به مدت زمان ۱۸ h

• واکنش مثبت :

عمق لوله کشت TSI:

{گلوکز مثبت}	-زرد
{گلوکز منفی}	-قرمز
{سولفید هیدرژن مثبت (H_2S)}	-سیاه
{تولید گاز از گلوکز}	-حباب یا ترک

سطح شیبدار لوله کشت TSI :

{لاکتوز یا ساکارز مثبت (استفاده از لاکتوز یا ساکارز)}	-زرد
{لاکتوز و ساکارز منفی (عدم استفاده از لاکتوز یا ساکارز)}	-قرمز یا بدون تغییر



شکل ۴۸ - واکنش در محیط (TSI)

-L- لیزین - دکربوکسیلاز:

کشت زیر سطح مایع و گرمخانه گذاری در دمای $37\text{h} \pm 1\text{h}$ به مدت زمان ۲۴ h

• واکنش مثبت: {مشاهده کدورت و رنگ ارغوانی}

بیشتر سالمونلاها از نظر این واکنش مثبت هستند.



شکل ۴۹ - واکنش لیزین - دکربوکسیلاز

۱- Triple sugar/iron agar (TSI agar)

۲- L-Lysine decarboxylation medium

اوره آگار (کریستنسن)^۱

- واکنش مثبت: {تغییر رنگ معرف از قرمز فتل به صورتی قرمز و در نهایت قرمز روشن حاصل از تجزیه اوره}
- بیشتر سالمونلاها از نظر این واکنش منفی هستند.




شکل ۵۰- واکنش اوره آگار (کریستنسن)

-واکنش وژس پرسکوئر^۲

- یک حلقه کامل از کلنی مشکوک را در بهلوله ۳ mL محلول VP، تلقیح کرده و در دمای $37h \pm 1h$ به مدت زمان ۲۴h گرمخانه گذاری کنید.
- سپس دو قطره محلول کراتین و سه قطره محلول اتانویک ۱- نفتول و دو قطره محلول پتاسیم هیدرو کسید را بیافزایید.

- واکنش مثبت {مشاهده رنگ صورتی روشن بعد از مدت زمان ۱۵min، ۱}

بیشتر سالمونلاها از نظر این واکنش منفی هستند.



شکل ۵۱- واکنش وژس پرسکوئر

۱- Urea agar (Christensen)

۲- Voges-Proskauer (VP)

-واکنش بتا- گالاکتوزیداز (ONPG)

تلقیح یک حلقه کامل در لوله حاوی ۰/۲ mL محلول سرم فیزیولوژی و یک قطره تولوئن و قراتر دادن در حمام آب با دمای $37h \pm 1h$ به مدت سپس افزودن ۰/۲۵ mL معرف شناسایی بتا-گالاکتوزیداز و گرمخانه گذاری در دمای $37h \pm 1h$ به مدت زمان ۲۴h

• واکنش مثبت: {مشاهده رنگ زرد بعد از مدت زمان ۲۰min،}

بیشتر سالمونلاها از نظر این واکنش منفی هستند.



شکل ۵۲- واکنش بتا - گالاکتوزیداز

-واکنش اندول^۲

یک حلقه کامل از کلنی مشکوک تلقیح در لوله حاوی ۵ mL محلول تریپتون - تریپتوفان تلقیح کرده و در دمای $37h \pm 1h$ به مدت زمان ۲۴h گرمخانه گذاری کنید سپس ۱ mL از معرف کواکس به آن بیافزایید

• واکنش مثبت: {مشاهده حلقه قرمز رنگ آلبالویی}

بیشتر سالمونلاها از نظر این واکنش منفی هستند.



شکل ۵۳- واکنش اندول

۱- β -galactosidase

۲- Eundol

جدول ۲۳ - واکنش‌های بیوشیمیایی سالمونلا

واکنش‌های بیوشیمیایی										
TSI			H ₂ S	Citrate	LAI	Eundol	Urea	MIO (Motility, Ornithine)	VP	ONPG
S	L	G	+	P	P	N	N	P	N	N
-	-	+								

آزمون تایید سالمونلا / سرولوژیکی و سروتایپی

تشخیص وجود آنتی ژن‌های O-، VI-، H سالمونلا، با مشاهده آگلو تیناسیون^۱ بر روی لام هنگامی که از کلنی‌های خالص و آنتی سرم‌های مناسب استفاده شود. این آزمون پس از حذف سویه‌های خود آگلوتینه شونده صورت می‌گیرد. در واکنش آگلوتینه شدن آنتی ژن‌ها (میکروارگانسیم‌ها) و بعضی از کلاس‌های آنتی بادی ایجاد شده علیه آنها به هم می‌چسبند. به این آنتی بادی‌ها «آگلوتینین» و به این خاصیت «آگلوتیناسیون» گفته می‌شود.
آنتی سرم‌ها:

چندین نوع آنتی سرم (شامل آنتی بادی برای یک یا چند آنتی ژن O^۲)، که هنگام آزمون مثبت، انعقاد ایجاد می‌کنند و به صورت تجارتي در دسترس می‌باشد برای مثال: آنتی سرم حاوی یک یا چند تپ از گروه "O" (آنتی سرم یک ظرفیتی یا چند ظرفیتی O) هم چنین آنتی سرم Vi و آنتی سرم شامل آنتی بادی برای یک یا چند ین فاکتور H^۳)، (آنتی سرم یک ظرفیتی یا چند ظرفیتی H)

حذف سویه‌های خود آگلوتینه شونده:

یک قطره از محلول سرم فیزیولوژی بر روی لام تمیز قرار دهید و کلنی مورد آزمون را در این قطره حل کنید تا سوسپانسیون یکنواخت شود.

مشاهده باکتری به صورت توده‌های کم و بیش مجزا آگلوتینه شونده:

نشان دهنده سویه خود آگلوتینه شونده است و شنا سایی آنتی ژن مقدور نیست. نباید در ادامه آزمون مورد استفاده قرار گیرد.


عدم مشاهده باکتری به صورت توده‌های کم و بیش مجزا غیر خود آگلوتینه شونده:

۱- Agglutination

۲- Mono Valnt or Polyvalent Anti –O- Sera

۳- Mono Valnt or Polyvalent Anti –H- Sera

نشان دهنده سویه غیر خود آگلوتینه شونده است و شناسایی آنتی ژن مقدور است. باید در ادامه آزمون تاییدی سرولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد و شناسایی انجام گیرد. در صورت عدم مشاهده باکتری به صورت توده‌های کم و بیش مجزا غیر خود آگلوتینه شونده آزمون تاییدی سرو لوژیکی ردیابی و شناسایی انجام می‌گیرد.



شکل ۵۵- کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی



شکل ۵۴- واکنش منفی واکنش مثبت

ادامه آزمون تاییدی سرو لوژیکی

سویه غیر خود آگلوتینه شونده

آزمون آنتی ژن H

کشت از کلنی خالص غیر خود آگلوتینه شونده در لوله محتوی نوترینت آگار نیمه جامد و گرمخانه گذاری در دمای 37°C به مدت زمان 24 h

آزمون آنتی ژن VI

تهیه سوسپانسیون کلنی خالص با یک قطره آنتی سرم VI واکنش سرولوژیکی: مثبت تفسیر: آگلوتینه شدن

آزمون آنتی ژن O


تهیه سوسپانسیون کلنی خالص با یک قطره آنتی- سرم O واکنش سرواوژیکی: مثبت تفسیر: آگلوتینه شدن

ادامه آزمون آنتی ژن H

تهیه سوسپانسیون از کلنی‌های لوله نوترینت آگار نیمه جامد با یک قطره آنتی ژن H واکنش سرولوژیکی: مثبت تفسیر: آگلوتینه شدن

استفاده از آنتی سرم‌های یک ظرفیتی و چند ظرفیتی یکی پس از دیگری

تفسیر واکنش‌های بیوشیمیایی و سرو لوژیکی




۷-۱۰-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۳-۶۸۰۶، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جامع برای شمارش استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت (استافیلوکوکوس اورئوس و سایر گونه‌ها) قسمت سوم- جستجو، شناسایی و شمارش به شیوه محتمل ترین تعداد (MPN) برای تعداد کم میکروارگانیسم استافیلوکوکوس های کواگولاز مثبت، باکتری کروی گرم مثبت، بدون اسپور، غیرمتحرک، هوازی اختیاری و گاهی اوقات دارای کپسول بوده با کلنی های صاف که معمولاً رنگدانه زرد دارند شبیه به خوشه های انگور تجمع می کنند. ویژگی های اصلی استافیلوکوکوس اورئوس برای شناسایی، رشد روی محیط انتخابی خاص، کاتالاز مثبت و کواگولاز مثبت می باشد. استافیلوکوکوس اورئوس یک باکتری فرصت طلب و بیماری زا برای انسان است که روی پوست افراد سالم بدون ایجاد بیماری می تواند وجود داشته باشد. وجود استافیلوکوکوس در محصول معمولاً نشان دهنده آلودگی بوسیله پوست، دهان یا بینی افرادی است که با محصول سروکار دارند ممکن است مستقیماً در خط تولید بوسیله کارگرانی که دارای زخم های استافیلوکوکوس در روی دست و بازوها هستند و یا در نتیجه سرفه و عطسه که معمولاً در عفونت های دستگاه تنفسی ایجاد می گردد، وارد محصول شود.

محیط کشت ها

- **Modified Giolitti and Cantoni broth**
- **Tryptic Soy Agar (TSA)**
- **Baird-Parker agar (BP)**
- **Brain – heart infusion broth**
- **Rabbit Plasma Fibrinogen agar**

- جستجوی استافیلوکوک های کواگولاز مثبت

روش انجام آزمون (جستجو)




در صورت لزوم گرمخانه گذاری را تا (24 ± 2) h دیگر در دمای 37°C ادامه دهید.

- خصوصیات کلنی *استافیلوکوکوس اورئوس* کواگولاز مثبت
کلنی‌های سیاه یا خاکستری براق، محدب احاطه شده با هاله شفاف




شکل ۵۶- کلنی *استافیلوکوکوس اورئوس* کواگولاز مثبت



تشکیل لخته و انعقاد پلاسما



کواگولاز: مثبت



شکل ۵۷- آزمون کواگولاز

- مشاهده میکروسکوپی استافیلوکوکوس اورئوس کواگولاز مثبت



شکل ۵۸- استافیلوکوکوس اورئوس

تفسیر نتایج

نتایج آزمون را بر اساس وجود استافیلوکوکوس کواگولاز مثبت، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ بر حسب گرم یا میلی لیتر در فرآورده به صورت "منفی" یا "مثبت" گزارش کنید.

شمارش استافیلوکوک‌های کوآگولاز مثبت

روش انجام آزمون شمارش



MPN
(Most probable number method)

روش MPN وقتی مناسب است، که تعداد مورد انتظار باکتری بین 10 cfu/ml تا 100 cfu/ml یا 10 cfu/g تا 100 cfu/g از نمونه باشد.

تهیه آزمون، سوسپانسیون اولیه و رقت‌ها

- سه لوله آزمایش بزرگ دارای 10 mL محیط کشت غنی کننده با غلظت دو برابر را انتخاب کنید به‌هریک به‌وسیله پی پت سترون 10 mL از نمونه مورد آزمایش چنانچه مایع باشد و یا 10 mL از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها اضافه کنید. این آزمون برابر با 1 g نمونه در هر لوله می‌باشد.
- سه لوله آزمایش دیگر دارای 10 mL محیط کشت غنی کننده با غلظت معمولی را انتخاب کنید به‌هریک به‌وسیله پی پت سترون 1 mL از نمونه مورد آزمایش چنانچه مایع باشد و یا 1 mL از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها اضافه کنید. این آزمون برابر با 0.1 g نمونه در هر لوله می‌باشد.
- سه لوله آزمایش دیگر دارای 10 mL محیط کشت غنی کننده با غلظت معمولی را انتخاب کنید به‌هریک به‌وسیله پی پت سترون 1 mL از رقت‌های بعدی بدست آمده مانند: 0.01 ، 0.001 را اضافه کنید.
 - ✓ برای تهیه رقت‌های دهمی، هر بار از یک پی پت سترون جدید استفاده کنید.
 - ✓ به کمک مخلوط کن مناسب ماده کشت داده شده را با محیط به‌خوبی مخلوط کنید.

گرمخانه گذاری بی‌هوای لوله‌ها

$37\text{ °C}/24\text{ h} \pm 2\text{ h}$

از لوله‌های دارای رسوب سیاه یا به‌طور کلی هر گونه سیاهی در لوله‌های کشت، روی محیط کشت انتخابی کشت سطحی دهید.

کشت سطحی در پلیت‌های از پیش ریخته

Baird-Parker agar (BP)

- از رقت انتخابی ۰/۱ mL برای تلقیح در سطح یک پلیت آگار استفاده کنید. چنانچه احتمال حضور باکتری کم است حدود شمارش را با ضریب ده افزایش دهید به ترتیب که:
 - از رقت انتخابی ۱ mL برای تلقیح در سطح سه پلیت کوچک (۹۰mm) استفاده کنید.
 - از رقت انتخابی ۱ mL برای تلقیح در سطح یک پلیت بزرگ (۱۴۰mm) استفاده کنید.
- یادآوری - در هر دو حالت بصورت دو تایی آزمون شود.
- یادآوری - برای پخش کردن روی محیط کشت، می‌توان از یک پخش کننده برای پلیت‌های تلقیح شده با رقت‌های متوالی استفاده نمود، به شرطی که پخش کردن از رقت‌های بالاتر شروع شود.

گرمخانه گذاری بی‌هوازی پلیت‌ها


۳۷ °C / ۲۴h ± ۲ h

- خصوصیات کلنی *استافیلوکوکوس اورئوس* / *کواگولاز* مثبت در محیط انتخابی بردپارکر آگار: کلنی‌های سیاه یا خاکستری براق، محدب احاطه شده با هاله شفاف

آزمون تائیدی

آزمون کواگولاز

انتقال یک کلنی به محیط
Brain-heart infusion broth



• تفسیر نتایج:

با توجه به معیار تشخیص نتایج مثبت، تعداد نتایج مثبت به دست آمده از لوله‌ها را شمارش و ثبت کنید.

• تعیین مقادیر MPN:

مقادیر MPN/ستافیلوکوکوس/رئوس، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - الزامات کلی و راهنما برای آزمون‌های میکروبیولوژی تعیین می‌شود.

۱۱-۷ میکروارگانیسم‌های قابل شمارش مانند باکترهای غیرلاکتیکی، مخمرها و کپک‌ها

۱-۱۱-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۸، کره - شیرهای تخمیری و پنیر تازه - شمارش میکروارگانیسم‌های آلوده کننده - روش شمارش کلی در ۳۰ درجه سلسیوس

محیط کشت اختصاصی

(پپتون از کازئین، پپتون از ژلاتین، کلرید سدیم، آگار و آب مقطر)

یادآوری ۱- تمامی اجزای محیط کشت باید عاری از کربوهیدرات باشد.

یادآوری ۲- فقدان کربوهیدرات‌ها در محیط کشت مورد استفاده برای آزمون شمارش میکروارگانیسم‌های آلوده کننده شیرهای تخمیری و پنیر تازه الزامی است.

یادآوری ۳- pH محیط کشت را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که پس از سترون سازی برابر 7.5 ± 0.1 در دمای 25°C باشد

یادآوری ۴- برای شیرهای تخمیری pH را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که پس از سترون سازی برابر 8 ± 0.1 در دمای 25°C باشد

آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت

روش انجام آزمون

کشت سطحی در پلیت‌های از پیش ریخته

- از رقت انتخابی ۰/۱ mL برای تلقیح در سطح یک پلیت آگار استفاده کنید. چنانچه احتمال حضور باکتری کم است حدود شمارش را با ضریب ده افزایش دهید به ترتیب که:
- از رقت انتخابی ۱ mL برای تلقیح در سطح سه پلیت کوچک (۹۰mm) استفاده کنید.
- از رقت انتخابی ۱ mL برای تلقیح در سطح یک پلیت بزرگ (۱۴۰mm) استفاده کنید.

یادآوری- در هر دو حالت بصورت دو تایی آزمون شود.

یادآوری- برای پخش کردن روی محیط کشت، می‌توان از یک پخش کننده برای پلیت‌های تلقیح شده با رقت‌های متوالی استفاده نمود، به شرطی که پخش کردن از رقت‌های بالاتر شروع شود.

گرمخانه گذاری

$72h \pm 2h / 30^{\circ}C$

شمارش کلنی‌ها

با استفاده از دستگاه کلنی شمار، پلیت‌هایی را شمارش کنید که تعداد کلنی میکروارگانیزم‌های آلوده کننده بیشتر از ۱۵۰ کلنی نباشد و کلنی‌های سر سوزنی یا خیلی ریز که از لحاظ خصوصیات ظاهری شبیه میکروارگانیزم‌های آلوده کننده نیستند، شمارش نمی‌شوند
یاد آوری ۱- در صورت لزوم آزمون میکروسکوپی و تاییدی کاتالاز انجام شود. باکترهای لاکتیکی کاتالاز منفی هستند.

یاد آوری ۲- آزمون میکروسکوپی کلنی‌های به دست آمده، ممکن است اطلاعاتی در مورد منبع آلودگی به دست دهد لذا ثبت نوع کلنی‌های موجود (خالص، مخلوط، مخمر و کپک، گونه‌های باسیلوس) دارای اهمیت است.

تعداد CFU میکروارگانیزم‌ها در هر گرم نمونه را طبق مقدار میانگین ریاضی وزن داده شده، مطابق استاندارد ۹۸۹۹ محاسبه نمایید.

۱۲-۷ قارچ‌ها^۱

قارچ‌ها یوکاریوت، هتروتروف، غیر فتوسنتتیک بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی و کربن نیاز دارند قارچ‌ها هوازی و یا بی‌هوازی اختیاری هستند. ساختار اغلب قارچ‌ها از رشته‌ها و یا ریشه‌های نخی شکل به نام هیف تشکیل شده است. در قارچ‌های پست، ریشه‌ها یا هیف‌ها فاقد دیواره عرضی هستند. انشعابات هیف‌ها یا ریشه‌ها شبکه‌ای به نام میسیلیوم را به وجود می‌آورند. شبکه میسیلیوم را می‌توان به صورت کپک بر روی مواد آلی مختلف مشاهده کرد. آنزیم‌هایی که توسط قارچ‌های مختلف به وجود می‌آیند می‌توانند انواع مواد آلی را تجزیه کرده و به مواد ساده‌تری تبدیل کنند. قارچ‌ها از لحاظ ساختار یاخته‌ای جزء یوکاریوت‌ها هستند، در اطراف هسته و دیگر اجزای یاخته غشای دو لایه وجود دارد. در اطراف یاخته، دیواره‌های یاخته‌ای حاوی کیتین قرار می‌گیرند.

قارچ‌ها به کپک‌ها، مخمرها تقسیم می‌شوند. قارچ‌ها به کپک‌ها، مخمرها تقسیم می‌شوند. میزان رشد قارچ^۱، سطح کلنی^۲، رنگ کلنی^۳ وجود رنگدانه، مشاهده میکروسکوپی^۴ دارای ارزش تشخیصی است.

۷-۱۲-۱ کپک‌ها^۵

کپک‌ها، قارچ‌های رشته‌ای، هوازی، غیر فتوسنتتیک، چند سلولی، هتروتروف، هستند. کپک‌ها تولید واحدهای میکروسکوپی بنام تال^۶ می‌کنند که با تجمع آنها، جرم رشته‌ای تشکیل می‌گردد که به آن میسیلیوم گفته می‌شود. معمولاً به صورت کلنی^۷ پروپاگول^۸ یا جوانه^۹ صاف یا کرکدار، اغلب با ساختار اسپورزایی یا تولید مثل رنگی در سطح محیط‌های کشت قارچی رشد می‌کنند. بهترین رشد کپک‌ها در محیط اسیدی با غلظت بالای قند می‌باشد. تشکیل اسپور جنسی استوار است. وقتی شرایط برای فعالیت آنها نامساعد شود فوراً ایجاد اسپور می‌کنند، اسپورها در برابر خشکی و سرما مقاوم می‌باشند و در فضا پراکنده می‌شوند و با مساعد شدن شرایط به سرعت تبدیل به شکل فعال می‌گردند کپک‌ها با تجزیه مواد غذایی موجب فساد مواد غذایی می‌شوند. مهمترین کپک‌های مواد غذایی از دسته پنی‌سیلیوم^{۱۰}، موکور^{۱۱}، رایزوپوس^{۱۲}، فوزاریوم^{۱۳} و اسپرژیلوس^{۱۴} می‌باشند. گروهی از کپک‌ها دارای اگزوتوکسین^{۱۵} هستند ترشح اگزوتوکسین کپک‌ها غالباً در حرارت بالاتر از ۱۰ °C صورت می‌گیرد.

۱ - مسطح، برجسته، منظم یا غیر منظم

۲ - صورت پودری باشد و یا به صورت شبه مخمری، دانه‌ای، پنبه‌ای، پشمی، پرزی و مویی باشد.

۳ - ممکن است در مورد یک قارچ رنگ‌های مختلفی دیده شود بنابر این شناخت قارچ‌ها از روی کلنی آنها بسیار مشکل است. در قارچ‌های بیماری‌زا تنوع رنگ کمتر است و معمولاً سفیدند. تنوع رنگ مربوط به ساپروفیت‌ها است.

۴ - مشاهده میکروسکوپی قارچ‌ها، مانند: وجود میسیلیوم یا عدم وجود آن و این که میسیلیوم دیواره عرضی دارد یا خیر، دارای ارزش تشخیصی است.

۵- Mold

۶- Hypha(Tall)

۷- Propagule به اجتماع قابل مشاهده و متمرکز توده میکروبی ناشی از یک ذره زنده رشد یافته در سطح یا داخل محیط کشت مغذی گفته می‌شود.

۸- به موجودات زنده مانند سلول رویشی، گروه سلول‌ها، اسپور، خوشه‌های اسپور یا قطعه‌ای از یک میسیلیوم قارچی گفته می‌شود که قادر به رشد در محیط کشت مغذی می‌باشد .

۹- Germ

۱۰- Penicillium

۱۱- Mucor

۱۲- Rhizopus


۱۳- Fusarium

۱۴- Aspergillus

۱۵ - اسپرژیلوس فلاووس و اسپرژیلوس پارازیتیکوس سم آفاتوکسین ترشح می‌کند این سم علاوه بر آن که سرطان‌زا است و موجب هموآگلوتیناسیون نیز می‌شود.

۷-۱۲-۲ مخمرها^۱


مخمرها یکی از گروه‌های قارچ‌های فاقد رشته هستند به همین دلیل تک سلولی می‌باشند و بو سیله جوانه زدن تکثیر پیدا می‌کنند مخمرها پروتئولیتیک نیستند در کارخانجات تخمیر صنعتی، نانوائی، کارخانجات تقطیر بکار می‌روند این میکروارگانیسم‌ها تحت شرایط بی‌هوازی، قند را متابولیزه می‌کند و تولید الکل و به میزان کمی تولید سلول جدید می‌کند در شرایط هوازی تولید سلول بیشتری می‌کند و الکل تولید نمی‌شود کلنی‌های مخمرها خامه‌ای با قوام بسیار نرم است غالباً تک یاخته هستند و ایجاد میسلیم‌های کاذب می‌کنند. تولید مثل غیرجنسی آن‌ها اغلب بصورت جوانه زدن و در برخی بصورت تقسیم دوتایی می‌باشد. بیشتر گونه‌های آن تخمیرکننده و غیر بیماری‌زا هستند.



شکل ۵۹- هیف و میسلیم

۷-۱۲-۳ شمارش کپک و مخمر

۷-۱۲-۳-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۵۴، شیر و فرآورده‌های آن-شمارش واحدهای تشکیل دهنده کلنی کپک و یا مخمر-شمارش کلنی در پلیت در دمای ۲۵ °C



Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar (YGC)

یا

Yeast Extract Dextrose/oxytetracyclin/ agar/ medium (YGOD)



گرمخانه گزاردی هوازی

۳d تا ۵d / ۲۵ °C ± ۰/۵ °C


به منظور افزایش رطوبت داخل انکوباتور، یک بشر آب مقطر داخل آن قرار دهید. گرمخانه گذاری بیشتر از ۵ d بستگی به دما و میزان رشد دارد.

• خصوصیات کلنی مخمر

گرد مات یا درخشان، معمولا دارای پیرامون منظم و با تحدب کم یا زیاد



شکل ۶۱- کلنی‌های مخمرها



شکل ۶۰- کلنی‌های تپک‌ها



شمارش کلنی‌ها

تعداد کلنی در همه پلیت‌های دارای بیش از ۳۰ کلنی و کمتر از ۳۰۰ کلنی، شمارش شود. تعداد CFU قارچ‌ها را در هر گرم نمونه را طبق مقدار میانگین ریاضی وزن داده شده، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید.

۷-۱۳ مخمرهای اسمو فیلیک

۷-۱۳-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۳۱۹۶، میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - مخمرهای اسمو فیلیک - روش شمارش

مخمرهای اسمو فیلیک میکروازگانیسم‌های هستند که قادر به رشد در غلظت‌های زیاد قند (با درجه بریکس ۶۷ تا ۷۰) می‌باشند. بیشترین مخمرهای اسمو فیلیک به گونه‌های زیگو ساکارومیسس تعلق دارد و اغلب به‌عنوان عامل فساد عسل، آبنبات‌های شکلاتی با مغز نرم، مرباها، ملاس، شربت ذرت، آب میوه تغلیظ شده و فرآورده‌های مشابه می‌باشند. این میکروازگانیسم‌ها در محیط انتخابی، پس از گرمخانه گذاری در دمای $25^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ به مدت ۵ d الی ۷ d در شرایط هوای سلول‌های مخمری دارای جوانه به‌رنگ کرم و مات به‌اشکال نامنظم و دارای ابعاد مختلف تولید کنند. برای شناسایی دقیق مخمرها خصوصیات مورفولوژی^۱، میکرومورفولوژی^۲، قابلیت تولید آنزیم اوره، قابلیت رشد در محدوده دمایی 40°C تا 50°C ، قابلیت رشد در pHهای مختلف، قابلیت تولید ترکیبات آمیلوئید خارج سلولی، قابلیت رشد در حضور تراکم‌های متفاوت نمک کلرید سدیم (۱٪ تا ۱۶٪، قابلیت تحمل فشار اسمزی بالا در حضور تراکم‌های ۵۰٪ و ۶۰٪ گلوکز و مقاومت در برابر تراکم‌های ۰/۱٪ و ۰/۰۱٪ سیکلوهگزیمید^۳ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محیط کشت

Potato Dextrose agar ۲% Glucose ۶۰% Sucrose (PDA-G-S)

Osmonhilic Agar (MY۴۰G)

تهیه محیط کشت:

- **Potato Dextrose agar ۲% Glucose ۶۰% Sucrose (PDA-G-S)**

مقدار ۳۹ گار دارای دکستروز - سیب زمینی را در ۴۰۰ mL آب مقطر حل کنید در حالی که هنوز گرم است، ۲۰ g گلوکز ۶۰ g ساکاروز را به آن بیافزایید تا کاملاً حل شود سپس حجم مخلوط را با آب مقطر به حجم ۱L برسانید. a_w این محیط کشت پس از سترون شدن، برابر ۰/۹۲ است

۱ - در بررسی مورفولوژیک ویژگی‌هایی چون رنگ و شکل کلنی، بافت، حاشیه و تغییرات طیف رنگی آن در واحد زمانی مشخص ثبت و گزارش می‌گردد

۲ - در بررسی میکرومورفولوژی اندازه و شکل سلول، تولید جوانه و آرایش آن ثبت و گزارش می‌گردد.

تهیه محیط کشت:

- **Osmophilic Agar (MY40Gs)**

مقدار ۱۲ g پودر عصاره مالت، ۳ g عصاره مخمر و ۱۲ g آگار را در ۵۵۰ mL آب مقطر حل کنید سپس با آب مقطر به حجم برسانید در حالیک هنوز گرم است، ۴۰۰ g گلوکز را یکباره به آن افزوده و تکان دهید تا از تشکیل لخته ممانعت شود محیط را به مدت ۳۰ min در حمام بخار با دمای ۱۰۰ °C قرار دهید این محیط لیل پایین بودن a_w نیاز به اتوکلاو کردن ندارد a_w نهایی این محیط پس از سترون شدن، حدود ۵/۵ در دمای ۲۵ °C است. محیط کشت را در مقادیر ۱۵ mL در پتری دیش توزیع کنید. این محیط کشت به مدت ۲ هفته در دمای $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ قابل نگه داری است.

برای شمارش مخمرهای اسموفیلیک رقیق کننده‌هایی با فعالیت آبی کم مورد نیاز است در صورت استفاده از رقیق کننده هیپوتونیک^۱، مخمرهای اسموفیلیک از بین خواهند رفت. برای کاهش فعالیت آبی محلول رقیق کننده عمومً از ۴۰٪ تا ۵۰٪ (وزنی/وزنی) قندهای شش کربنه مانند: گلوکز و یا / قند اینورت باید استفاده کرد. توصیه می‌شود از محلول رقیق کننده فسفات بافری استفاده کنید .

تهیه محلول رقیق کننده فسفات بافری:

مقدار ۴۲/۵ فسفات دی هیدرژن پتاسیم (KH_2PO_4) را در ۱۰۰۰ mL آب مقطر حل کنید. pH را به گونه ای تنظیم کنید که پس از سترون سازی برابر 7.2 ± 0.2 در دمای ۲۵ °C باشد. پس از تقسیم در حجم‌های مناسب، به مدت زمان ۱۵ min در دمای ۱۲۱ °C سترون کنید .



آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت‌ها

۱- Hypotonic

روش انجام آزمون
کشت پور پلیت

Potato Dextrose agar ۲% Glucose ۶۰%
Sucrose (PDA-G-S)

یا

Osmophilic Agar
(MY۴۰G)

گرمخانه گزاری هوازی
۳۰ °C ± ۰/۵ تا ۵d

به منظور افزایش رطوبت داخل انکوباتور، یک بشر آب مقطر داخل آن قرار دهید.
گرمخانه گذاری بیشتر از ۵ روز بستگی به دما و میزان رشد دارد.

شمارش کلنی ها
تعداد CFU مخمرها در هر میلی لیتر نمونه را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید.

۱۴-۷ شمارش مستقیم میکروسکوپی

۱-۱۴-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۰۲۸، شیر - یاخته های پیکری - قسمت اول -
روش میکروسکوپی (روش مرجع)

ماستیتیس (ورم پستان) یک بیماری التهابی غده پستان است که به وسیله عوامل عفونی زیادی ایجاد می شود. عامل کلیدی التهاب و هجوم گلبول های سفید می باشد. و سبب افزایش تعداد سلول های سوماتیک در شیر می شود. این بیماری معمولاً بر اپیتلیوم تاثیر گذاشته در نتیجه ترکیبات شیر تغییر می کند. اکتینومیسس پیوژنز عامل ورم پستان در گاو است. که اغلب با دو باکتری پیتوکوکوس

ایندولیکوس و استریپتوکوکوس دیس آگالاکتیه^۱ همراه می‌باشد که البته نقش پتوکوکوس در بیماری زایی مشخص نشده است. علت شیوع بیماری در فصل تابستان فعالیت حشرات ناقل اکتینومیسس است. استریپتوکوکوس آگالاکتیه^۲ و استریپتوکوکوس یوبریس^۳ از عوامل مهم ایجاد بیماری هستند. تشخیص ورم پستان تحت بالینی به دلیل عدم علائم خاص بیماری در پستان و نیز به دلیل عدم تغییرات ظاهری در شیر دام مبتلا، از طریق شمارش سلول‌های سوماتیک شیر خام صورت می‌گیرد. و به دو روش مختلف، کیفی (مانند: آزمون کالیفرنیا^۴ و یا آزمون میشیگانی ورم پستان^۵) و کمی (مانند: شمارش سلول‌های سوماتیک یا پیکری^۶) تشخیص داده می‌شود. سپس نسبت به کشت میکروبی اقدام گردیده و با آنتی بیوگرام، آنتی بیوتیک خاص تعیین می‌گردد. شمارش سلول‌های سوماتیک، شمارش گلبول‌های سفید و سلول‌های پوششی مرده در کیسه‌های تولید شیر در هر میلی لیتر شیر خام است. و به عنوان شاخصی جهت شناسایی این بیماری و نیز یکی از فاکتورهای تعیین کننده است. اساس این روش، ثابت کردن یک لایه نازک از آزمون شیر بر روی لام میکروسکوپی خشک و رنگ آمیزی با رنگ نیومن یا متیلن بلو، بررسی و شمارش میکروسکوپی یاخته‌ها است که با ضرب تعداد یاخته‌های شمارش شده از یک ناحیه لام، در ضریب کاری، تعداد یاخته‌ها در میلی لیتر به دست می‌آید. این رنگ آمیزی به منظور شمارش سول‌های پیکری در شیر کاربرد فراوانی دارد در مشاهده میکروسکوپی شیرهای آلوده دام مبتلا به عفونت‌های مختلف مانند التهاب پستان گاو و بروسلوز، علاوه بر سلول‌های باکتریایی، سلول‌های پیکری مانند: سلول‌های پوششی، ماکروفاژها و گلبول‌های سفید رنگ آمیزی می‌شوند.

یادآوری - وجود سلول‌های بدنی با تعدادی کمتر از 100000 cells/mL شیر امری طبیعی بوده و مربوط به سلول‌های پوششی مجاری و آلوتول‌های پستانی است. چنانچه SCC بیش از 100000 cells/mL باشد، به احتمال زیاد آن کارتیبه عفونی شده است.

نگه داری و آماده سازی آزمایش

نگه داری آزمایش:

آزمایه‌ها باید در مدت زمان ۶ h پس از نمونه برداری آزمایش شوند در غیر این صورت و در صورت نگاهداری آزمایش به مدت طولانی‌تر، لازم است نگهدارنده‌های شیمیایی مانند: اسید بوریک، برونوپول یا

۱- Streptococcus dysgalactiae

۲- Streptococcus agalactiae

۳- Streptococcus uberis

۴- California mastitis test (CMT)

۵- Michigan mastitis test (MMT)

۶- Somatic cell count (SCC)

دیگرومات پتاسیم به شیر اضافه شود. بیشینه مجاز به‌زای هر ۱۰۰ mL آزمایش در جدول ۲۴ نوشته شده است .

جدول ۲۴- بیشینه مجاز نگه دارنده

نگه دارنده	غلظت نهایی بیشینه مجاز به‌زای هر ۱۰۰ mL
اسید بوریک	۰/۶ g
برونوپول	۰/۰۵g
دی‌کرومات پتاسیم	۰/۱ g
- آزمایش‌های دارای مواد نگه دارنده، حداکثر تا ۶ روز در دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$ قابل نگهداری است. - به‌دلایل زیست محیطی توصیه می‌شود برای نگه داری طولانی‌تر فقط از دی‌کرومات پتاسیم استفاده کنید.	

آماده سازی آزمایش

آزمایه‌ها را در حمام آب‌گرم با دمای $20^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$ ، گرم کرده و با احتیاط مخلوط کنید، سپس تا دمای کالیبره شدن میکرو سرنگ (20°C) خنک کنید.

با استفاده از فرمول شماره ۱ آزمایش‌های دارای یاخته‌های پیکری با تعداد تخمینی بیشتر از 10^6 را با محلول بافر فسفات به نحوی رقیق کنید تا به‌شمارش حدود 5×10^5 یاخته پیکری در هر میلی لیتر آزمایش دسترسی پیدا کنید. برای آماده‌سازی آزمایش به‌استاندارد ملی ایران شماره ۲-۵۰۲۸ بند ۹ مراجعه کنید .

$$d = \frac{V_s}{(V_s \times V_b)}$$

که در آن :


d ضریب رقت برای بدست آوردن شمارش حدود 5×10^5 یاخته پیکری در هر میلی لیتر آزمایش
 V_s حجم آزمایش بر حسب میلی لیتر
 V_b حجم بافر فسفات به کار رفته برای رقیق کردن آزمایش بر حسب میلی لیتر، می‌باشد
 مقدار ضریب رقت، حجم آزمایش و حجم بافر به کار رفته برای به‌دست آوردن رقت مورد نیاز را ثبت کنید.

روش اجرای آزمون

آماده سازی گستره و رنگ آمیزی

برای هر آزمایش دو گستره تهیه و رنگ آمیزی کنید و بهترین آن شمارش کنید لامها را پیش از استفاده در اتانل ۹۵٪ فرو برده و اجازه دهید الکل آن تبخیر شود.
یاد آوری- برای انجام این آزمونها از میکروسرنگ استفاده شود.

• آماده سازی گستره و رنگ آمیزی با محلول نیومان - لامپرت



• آماده سازی گستره و رنگ آمیزی با محلول رنگ اتیدیوم بروماید

۱ ml آزمایه آماده سازی شده و ۱ ml اتیدیوم بروماید را به لوله آزمایش منتقل کنید.
(مخلوط را از تابش نور محافظت کنید).

↓
مخلوط (آزمایه آماده سازی شده و اتیدیوم بروماید) را در بن ماری C° ۵۰ به مدت زمان ۳ min گرمخانه گذاری کنید.

مخلوط را خنک کنید و با میکروسرنگ را چندین بار شستشوی دهید.

↓
۱ ml ۰/۰ از مخلوط را با استفاده از میکروسرنگ در وسط سطح لام تمیز (دارای محدوده 1cm^2) پخش و یکنواخت کنید.

↓
آزمایه را در تمامی سطح محدوده گسترده کنید.

↓
گستره را در دمای اتاق خشک کنید.

شمارش هسته یاخته‌ها با استفاده از میکروسکوپ با بزرگنمایی (از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر) ارزش یاخته‌ها :


- یاخته دارای هسته، رنگی و معمولا $8\ \mu\text{m}$ یا بلندتر (دارای ارزش)
- یاخته با اندازه های کمتر از $4\ \mu\text{m}$ (بدون ارزش)
- یاخته متلاشی که ۵۰٪ مواد هسته‌ای قابل رویت باشد (دارای ارزش)
- یاخته‌های به هم چسبیده (ارزش یک یاخته)
- یاخته‌های به هم چسبیده دارای هسته واضح و مجزا (دارای ارزش)

یاخته چند هسته‌ای^۱: در ورم پستان حاد تا ۹۰٪ و در ورم مزمن تا ۶۰٪ دیده می‌شود نسبت سیتو پلاسم به هسته کم بوده، فاگوسیتوز^۲ است این یاخته‌ها اولین رده دفاعی در بیماری ورم پستان است.


یاخته پوششی^۳: اندازه $10\ \mu\text{m}$ - $14\ \mu\text{m}$ دارای هسته گرد و ستو پلاسم رنگ پذیری ضعیف دارد.

لمفوسیت^۴: اندازه $5\ \mu\text{m}$ - $10\ \mu\text{m}$ نسبت سیتو پلاسم به هسته کم است. هسته‌ها شدیداً رنگ آمیزی می‌شوند. به دو دسته T و B تقسیم می‌شوند.


ماکروفاژ^۵: اندازه $5\ \mu\text{m}$ - $10\ \mu\text{m}$ نسبت سیتوپلاسم به هسته کم و فاگوسیتوز است.




شکل ۶۵- سلول‌های چند هسته‌ای



شکل ۶۴- سلول‌های پوششی



شکل ۶۳- سلول‌های لمفوسیت



شکل ۶۲- سلول‌های ماکروفاژ

محاسبه و بیان نتایج

محاسبه و بیان نتایج طبق بند ۱۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۰۲۸ شیر و فرآورده‌های آن - شمارش مستقیم میکروسکوپی انجام دهید.

۸ بیان نتیجه آزمون

۸-۱ شمارش

تعداد N میکروارگانیسم‌های موجود در نمونه S را با استفاده از پارامترهای زیر محاسبه کنید:
 m میانگین حسابی به دست آمده از دو پلیت در فرمول ۱ است،

۱- Polymorphy nuclea (PMN)

۲- phagocytosis

۳- Epithelial cell

۴- Lymphocyte

۵- Macrophage

c تعداد کلنی های شمارش شده یک پلیت در فرمول ۲ است،
 \bar{x}_c میانگین ارزیابی شده شمارش به دست آمده از دو رقت متوالی در فرمول ۳ است،

مطابق فرمول های ۱، ۲، و ۳ تعداد میکروارگانیزم های موجود در نمونه را محاسبه کنید:

$$N = \frac{m}{(V \times d)} \quad (1)$$

$$N = \frac{c}{(V \times d)} \quad (2)$$

$$N = \frac{\bar{x}_c}{(V \times d)} \quad (3)$$

که در این فرمول ها،

m میانگین حسابی به دست آمده از دو پلیت ،

V حجم ماده تلقیحی به هر پلیت، به میلی لیتر ،

d ضریب رقت مربوط به رقت آماده شده برای تهیه سوسپانسیون اولیه یا برای اولین رقت مورد استفاده برای شمارش ،

c تعداد کلنی های شمارش شده روی یک پلیت ،

\bar{x}_c میانگین ارزیابی شده شمارش کلنی ها، از دو رقت متوالی می باشد و با استفاده از فرمول (۴) محاسبه

می شود :

$$\bar{x}_c = \frac{\sum c}{n_1 + 0.1n_2} \quad (4)$$

که در آن :

$\sum c$ مجموع کلنی های شمارش شده از تمام پلیت های حاصل از دو رقت متوالی می باشد،

n_1 تعداد پلیت های شمارش شده برای سوسپانسیون اولیه (یا اولین رقت شمارش شده) می باشد،

n_2 تعداد پلیت های شمارش شده برای رقت ۱ به ۱۰ از سوسپانسیون اولیه (یا دومین رقت شمارش شده) می باشد.

نتیجه را تا دو رقم معنی دار گرد کنید.

۲-۸ جستجو

اگر در شناسایی کلنی‌ها، وجود باکتری‌ها تایید شد، نتیجه را به صورت زیر بیان کنید:
وجود باکتری در نمونه S (مثبت).
چنانچه از روش‌های غنی سازی استفاده شود و پس از غنی‌سازی رشدی مشاهده نشد و یا چنانچه شناسایی کلنی‌ها وجود این گونه را تایید نکند، نتیجه را به صورت زیر بیان کنید:
عدم وجود باکتری در نمونه S (منفی).

۸-۳ صحه‌گذاری

۸-۳-۱ صحه‌گذاری شمارش

در صورتی که شمارش پلیت صحه‌گذاری حداقل ۵۰٪ شمارش پلیت شاهد باشد، محلول رقیق‌کننده و روش مورد استفاده (کشت آمیخته یا کشت سطحی یا صافی غشایی) صحه‌گذاری شده است.

۸-۳-۲ صحه‌گذاری جستجو

چنانچه در پلیت صحه‌گذاری، باکتری رشد کند و در پلیت شاهد رشد مشاهده نشود روش خنثی‌سازی و جستجو صحه‌گذاری شده است.

چنانچه در پلیت شاهد رشد مشاهده شود، روش خنثی‌سازی و جستجو در صورتی صحه‌گذاری می‌شود باکتری از پلیت صحه‌گذاری شده، بازیافت شود.

عدم رشد روی پلیت‌های صحه‌گذاری نشان دهنده این است که فعالیت ضد میکروبی هنوز وجود دارد و تغییر شرایط آزمون بوسیله افزایش مقدار محیط کشت مایع مغذی با مقدار ثابت فرآورده و یا افزودن مقدار کافی ماده خنثی‌کننده در محیط کشت مایع غنی‌کننده، یا با ترکیب مناسبی از این تغییرات به گونه‌ای که اجازه رشد به باکتری بدهد، لازم است.

چنانچه علیرغم افزودن مقدار کافی ماده خنثی‌کننده و افزایش قابل توجه در حجم محیط کشت مایع، همچنان امکان بازیافت کشت‌های زنده به شرح فوق وجود نداشت، نشان دهنده این است که احتمال آلودگی فرآورده با باکتری مورد نظر وجود ندارد.

۸-۴ تعیین مقادیر MPN

۸-۴-۱ اساس روش

سه روش اصلی برای تعیین مقادیر MPN وجود دارد:

۸-۴-۱-۱ فرمول ریاضی

برای تخمین میکروارگانیسم‌ها در ۱۰۰ mL نمونه و یا به عبارت دیگر برای تعیین بیشترین تعداد احتمالی MPN در ۱۰۰ mL، می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد:

$$MPN/100ml = \frac{n_{pos} \times V_s}{\sqrt{V_{neg}} \times V_{tot}}$$

n_{pos} تعداد لوله‌های دارای واکنش مثبت.

V_s حجم نمونه مرجع در نمونه اصلی به میلی‌لیتر (معمولاً در 100mL).

V_{neg} حجم کل در تمام لوله‌های دارای واکنش منفی به mL.

V_{tot} حجم کل نمونه در تمام لوله‌ها به mL.

۸-۴-۱-۲ جدول MPN

برای تخمین میکروارگانیسم‌ها در نمونه و یا به عبارت دیگر برای تعیین بیشترین تعداد احتمالی MPN در نمونه به استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، مراجعه کنید.

۸-۴-۱-۳ برنامه کامپیوتری

در روش MPN که در آن محیط کشت با غلظت مضاعف یا چند برابر یا محیط کشت حل شده در نمونه استفاده می‌شود ممکن است مقدار مواد ممانعت کننده بیشتر باشد. صافی غشایی که میکروارگانیسم‌ها را از نمونه جدا می‌کند ممکن است به دلیل این که مواد ممانعت کننده روی صافی باقی نمی‌ماند این مشکل را نداشته باشد. همچنین اجزای بیولوژیکی مانند فلور میکروبی همراه ممکن است از طریق رقابت بیولوژیکی با رشد میکروارگانیسم‌های مورد جستجو تداخل داشته باشد این اثر به ویژه در محیط کشت مایع اتفاق می‌افتد در سایر روش‌های آزمون که میکروارگانیسم کلنی‌های جداگانه ایجاد می‌کند این رقابت بیولوژیکی به علت عدم گسترش و یا رشد زیاد کلنی‌ها روی پلیت، محدود می‌شود.

توزیع تصادفی میکروارگانیسم در نمونه باعث عدم دقت در نتایج می‌شود این مشکل را می‌توان با کار برد روش تلقیح مناسب کاهش داد.

در روش MPN دقت، با افزایش تعداد لوله‌های تلقیح شده چند تایی در هر سری حجم آزمایش می‌یابد.

دقت نسبی به‌الگوی نتایج مثبت بدست آمده بستگی دارد.

در روش شمارش کلنی، دقت به تعداد کل کلنی‌ها بستگی دارد و نتیجه با افزایش تعداد پلیت‌های کشت داده شده، افزایش می‌یابد و دقت همچنین با افزایش تعداد کلنی‌ها تا حداکثر حدود ۱۵۰ کلنی (تیپیک) در هر پلیت برای روش شمارش افزایش می‌یابد.

پیوست الف

استانداردهای مرتبط با (GMP) فرآورده های لبنی

الف ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، راهنمای کلی برای آزمون های میکروبیولوژی

این استاندارد به حصول اطمینان از یکسان بودن روش های کلی برای انجام آزمون های میکروبیولوژی در آزمایشگاههایی که استاندارد ها را پذیرفته اند کمک می کند. کاربرد این استاندارد، دستیابی به نتایج هماهنگ در آزمایشگاههای مختلف را تسهیل کرده و با پیشگیری از خطر عفونت، باعث حفظ سلامت کارکنان آزمایشگاه می شود. هنگام انجام آزمون های میکروبیولوژی مواد غذایی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

- فقط میکروارگانیسم های موجود در نمونه جداسازی یا شمارش شوند؛
- میکروارگانیسم های فوق باعث آلودگی محیط نشوند.

به منظور دستیابی به موارد فوق باید تا حد امکان به بهداشت فردی توجه شود و روش هایی که از آلودگی های خارجی پیشگیری می کند به کار رود.

در این استاندارد برای اقدامات احتیاطی در طول آزمون، مثال های کمی ارائه می شود. بنابراین داشتن اطلاعات کلی در زمینه روش های میکروبیولوژی و میکروارگانیسم ها ضروری است. همچنین انجام آزمون ها و شمارش میکروارگانیسم ها به طریقی صحیح حائز اهمیت است.

با توجه به دستکاری نمونه ها هنگام آزمون ممکن است به طور ناخواسته سبب آلودگی متقاطع شود، آزمون کننده باید صحت نتایج روش های خود را تصدیق کند. انجام اقدامات احتیاطی خاص نه تنها به دلایل بهداشتی بلکه برای حصول اطمینان از تجدیدی پذیری خوب نتایج ضروری است. تعیین اقدامات احتیاطی در همه شرایط امکان پذیر نیست، ولی این استاندارد حداقل اقدامات اصلی را که باید هنگام آماده سازی، سترون سازی و انبارش محیط های کشت و تجهیزات در نظر گرفته شود، تعیین می کند.

الف ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۴۶۲۹، آئین کار بهداشتی کارخانجات شیر و فرآورده های آن و استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۴۰، آئین کار شستشو و ضد عفونی دستگاه های پنیرسازی و پنیر بعمل آمده و بسته بندی آن

این استانداردها راهنمایی است که با در نظر گرفتن نیازهای خاص صنعت لبنی تهیه شده و رهنمودهای مربوط به راهکارهای خوب ساخت (GMP) را برای فرآورده های لبنی ارائه می دهند. این راهنما توصیه های سازمانی و عملی در زمینه مدیریت عوامل فنی، اجرایی و

کارکنان تاثیرگذار بر کیفیت فرآورده را ارائه می‌دهد و پیگیری فرآورده را از دریافت تا بارگیری و حمل، امکان پذیر می‌سازند.

هدف از تدوین این استانداردها تعیین راهنمای تولید، کنترل، نگهداری، بارگیری و حمل فرآورده ی لبنی می‌باشد و راهنمای تعیین فعالیت‌هایی است که دستیابی به فرآورده‌ای منطبق با ویژگی‌های خاص را امکان پذیر می‌سازد.


الف ۳ - استانداردهای مرتبط با فرآورده‌های لبنی

- استاندارد ملی ایران شماره ۹۳، شیر پاستوریزه -ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۴، ویژگی‌های شیر خام
- استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۵، ماست -ویژگی و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۲۷، شیرطعم دار-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۲۸، شیر و فرآورده های آن -شیر فرادما تجاری (UHT)-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۵۰، بستنی -ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۵۲، کشک مایع -ویژگی‌ها
- استاندارد ملی ایران شماره ۴۰۴۶، شیر و فرآورده‌های آن -انواع ماست طعم‌دار-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۴۴۹۴، بسته بندی -شیر و فرآورده‌های شیری
- استاندارد ملی ایران شماره ۵۴۸۵، واحدهای تولیدی شیر و فرآورده‌های آن -شرایط بهداشتی -بازرسی و نمونه برداری
- استاندارد ملی ایران شماره ۵۸۷۷، شیر و فرآورده‌های آن -پودر پنیر -ویژگی‌ها
- استاندارد ملی ایران شماره ۶۱۲۷، کشک مایع صنعتی -ویژگی‌ها
- استاندارد ملی ایران شماره ۶۹۵۹، پنیر و فرآورده‌های آن -پودر پنیر-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۸۶، پودر خامه- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۷۱، کره پاستوریزه - راهنمای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل عوامل خطرزا و نقاط کنترل بحرانی (HACCP)
- استاندارد ملی ایران شماره ۹۰۱۱، پنیر پارمسان-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۹۰۱۲، پنیر کاجیوتا- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۹۰۱۳، پنیر گودا- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۹۰۱۴، پنیر بوتر کیزه- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

- استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۶۹۶، پنیر پروسس آنالوگ-ویژگی‌ها
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۳۲۴، دوغ پروبیوتیک- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۳۲۵، ماست پروبیوتیک - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۸۳۲، پنیر چدار- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۳۹، پودر خامه‌ای کننده لبنی و غیر لبنی- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۳، پنیر سامسو- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۲۵۷، پودر بستنی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۸۳۳، پنیر آدام- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۳۲۸، پنیر کولومیرز- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۵۲۶، شیر و فرآورده‌های آن- پنیر پیتزای پروسس- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۹۹، پنیر دانبو- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۰۲، پنیر بری- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۰۱، پنیر امنتال- ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۶۸۱، شیر و فرآورده‌های آن -دسرهای شیری - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۶۹۷، دسر نوشیدنی بر پایه لبنی - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۸۸۱، شیر و فرآورده‌های آن -نوشیدنی شیری میوه‌ای - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، میکروبیولوژی زنجیره مواد غذایی -روش‌های نمونه برداری برای آزمون‌های میکروب شناسی

پیوست ب انواع استاندارد

ب-۱ استانداردها با موضوعات مختلف در زمینه‌ها و سطوح متفاوت تهیه می‌شوند. ارتباط بین جنبه، رشته و سطح استاندارد در نمودار زیر نمایش داده شده است.



ب-۲ سطح استاندارد

استانداردها دارای سه سطح کلی می‌باشند که می‌توان آن‌ها را به صورت زیر تقسیم بندی کرد:

الف- استانداردهای کارخانه ای، این گونه استانداردها توسط کارخانجات و به منظور استفاده در همان واحد تدوین می‌شود. در تدوین استاندارد کارخانه ای ضمن بررسی شرایط داخلی کارخانه باید شرایط و عوامل خارجی از قبیل مواد اولیه و منابع تهیه آن، چگونگی تهیه تجهیزات، بازاریابی و رقابت، نیاز مشتری و امثال آن باید مورد توجه قرار گیرد

ب- استانداردهای ملی (مانند ISIRI, BS, BIS ASTM, و ...)، این گونه استانداردها به وسیله سازمان استاندارد در یک کشور که به عنوان مقام ذی صلاحی برای این کار شناخته شده است، تهیه می شود. در تدوین این استانداردها تمامی افراد ذی نفع از قبیل تولید کنندگان، مصرف کنندگان، اعضای مراکز علمی و فنی، مراکز تجاری کارشناسان مرتبط از سازمانها یا مراکز دولتیو امثال آن شرکت دارند.

پ- استانداردهای منطقه ای (مانند استانداردهای اتحادیه اروپا CEN)، عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، سیاست، شکل تولید و مصرف و امثال آن برخی از کشورها را بر آن داشته تا مشترکا مبادرت به تدوین استانداردهای منطقه ای نمایند.

ت- استانداردهای بین المللی (ISO)، هدف از تدوین استانداردهای بین المللی حفظ و نگهداری پیشرفت های فنی در یک سطح معین در تمام دنیا و طرح و ارائه تکنولوژی های پیشرفته در این استانداردها و انتقال آن به استانداردهای ملی با توجه به نیاز و موقعیت زمانی کشورها از نظر توسعه فنی و صنعتی باشد.

ب-۳- جنبه استاندارد

در راستای رشد و تکامل دانش بشری جنبه های مختلف استاندارد نیز گسترش یافته و می تواند موضوعات مختلفی را شامل شود.

الف- استانداردهای ویژگی

ب- استاندارد های روش آزمون

پ- استانداردهای آیین کار

ت- استانداردهای ایمنی

ث- واژه نامه

ت- سایر استانداردها (شامل طبقه بندی، بازرسی و نمونه برداری، بسته بندی، حمل و نگهداری، راهنما و ...)

ب-۴- اجرای استاندارد

استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

الف- استانداردهای اجباری، شامل استانداردهایی می باشد که در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت، محیط زیست و یا تجارت خارجی (صادرات و واردات) بوده و به صورت قانونی از نظر اجرا اجباری اعلام می شوند.

ب- استانداردهای تشویقی، شامل استانداردهایی است که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید و هم چنین علاقمندی و موافقت خود، داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد

متن کامل استانداردهای ملی ایران از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس زیر و لینک "استانداردهای ملی" در دسترس می باشد.

www.isiri.gov.ir

پیوست پ

مفاهیم مورد استفاده در کنترل کیفیت

- پ-۱- نمونه (**Sample**)
یک یا چندین قلم، قطعه یا واحد که از یک جامعه یا مجموعه یا محموله انتخاب می شوند را نمونه گویند.
- پ-۲- حجم نمونه (**Sample Size**)
مقدار مواد یا تعداد اقلام یا واحدهای تشکیل دهنده یک نمونه را، حجم نمونه گویند.
- پ-۳- نمونه برداری (**Sampling**)
رویه ای است که بر طبق آن از جامعه یا محموله مورد بررسی بخش یا بخش های کوچکی انتخاب می شود تا بر اساس نتایج حاصل از بازرسی آن ها بتوان در مورد کل جامعه یا محموله قضاوت کرد.
- پ-۴- بازرسی (**Inspection**)
مجموع بررسی ها، اندازه گیری و آزمون هایی است که جهت مقایسه مشخصات مواد محصولات نیمه ساخته و محصولات تمام شده با مشخصات فنی یا استانداردها انجام می گیرد.
- پ-۵- درستی (**Accuracy**)
نزدیکی نتیجه اندازه گیری یک کمیت با مقدار واقعی آن کمیت است.
- پ-۶- دقت (**Precision**)
نزدیکی بین جواب های تکراری حاصل از چند آزمایش بر روی یک نمونه است.
- پ-۷- تجدید پذیری (**Reproducibility**)
نزدیکی میزان مقادیر بدست آمده از آزمون ها بر روی یک نمونه است در شرایطی که روش، آزمایش کننده، تجهیزات، محل و شرایط و زمان متفاوت باشد.
- پ-۸- تکرار پذیری (**Repeatability**)
نزدیکی مقدار نتایج اصل از یک آزمایش در شرایطی است که شرایط اندازه گیری، تجهیزات، آزمایش کننده و محل همگی یکسان باشد.
- پ-۹- رواداری (**Tolerance**)
حداکثر میزان انحراف قابل قبول برای یک کالا از اندازه خود (حداکثر خطای قابل قبول در یک اندازه گیری)

پیوست ت (اطلاعاتی)

ت-۱ مدیر کنترل کیفیت و آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی

مدیر کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی فردی است که صلاحیت وی طبق آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید سازمان ملی استاندارد و یا اداره کل استاندارد استان، پروانه تایید صلاحیت دریافت می نماید.

مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی طبق آیین نامه مذکور، علاوه بر انجام وظایف خود از جمله حضور تمام وقت در یک نوبت کاری و بازرسی، کنترل و نظارت کامل بر مواد اولیه، شرایط فرآورده حین ساخت، محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید و یا خدمت و سایر وظایف و موارد ذکر شده، موظف است نتایج آزمون نمونه‌های تولید شده در کارخانه را روزانه ثبت نموده و به صورت کتبی ماهیانه (حداکثر تا پایان هفته اول ماه بعد) به اداره کل استاندارد استان (با امضاء مدیر کنترل کیفیت و مدیر عامل کارخانه) ارسال نماید.

عدم انجام هر یک از وظایف مدیر کنترل کیفیت و تخطی شغلی و قانونی او طبق آیین نامه ذکر شده می تواند منجر به اعمال تنبیهاتی به ترتیب شامل: تذکر شفاهی به عنوان کمترین و **ابطال دایم پروانه** به عنوان بیشترین، برای مدیر کنترل کیفی اجرا شود.

یادآوری می گردد در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت واحد مربوطه، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و اداره کل نیز موظف است نسبت به احراز شرایط فرد معرفی شده و تأیید صلاحیت وی اقدام نماید.

برای اطلاع از وظایف، قوانین، تخلفات، تنبیهات و سایر موارد مهم، به آخرین و جدیدترین "آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت" موجود در سایت سازمان ملی استاندارد www.isiri.gov.ir، مراجعه شود.

ت-۲ خلاصه ای از دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

ت-۲-۱ درجه بندی نواقص موجود در کالاهای تولیدی

بر اساس دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵۰/۱۱۹/د)، نواقص موجود در کالاهای تولید شده به سه دسته به شرح زیر تقسیم می‌گردند:

ت-۲-۱-۱ نقص بحرانی:

نقص موجود در یک محصول است که برای افرادی که از آن استفاده یا نگهداری می‌کنند، خطرناک بوده و یا وضعیت ناامنی را به وجود آورد.

ت-۲-۱-۲ نقص عمده:

نقصی است متفاوت با نقص بحرانی که فقدان آن را به وجود آورده یا به نحو قابل ملاحظه ای امکان استفاده از کالای مورد نظر را برای منظور خاص، کاهش می‌دهد.

ت-۲-۱-۳ نقص جزئی:

نقصی است جدا از نقایص بحرانی و عمده که امکان استفاده از محصول مورد نظر را برای منظور خاص کاهش نمی‌دهد یا آنکه اختلاف آن با مشخصات فنی به میزانی است که کارایی آن کالا را چندان کاهش نمی‌دهد. نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون‌ها به پیوست می‌باشد.

ت-۳ نحوه برخورد کالاهای تولید شده نامنطبق با استاندارد مربوطه

در صورتی که در نتایج آزمون فرآورده نمونه برداری شده، هریک از نواقص فوق مشاهده شوند، امتیاز منفی به شرح فهرست زیر (جدول ۱) به واحد تولیدی تعلق گرفته و ادارات کل استاندارد استان بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره (از هنگام صدور و یا تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد برای هر محصول و هر واحد تولیدی مورد نظر در مدت اعتبار تعیین شده) تصمیماتی را به شرح مندرج در جدول ۲ اتخاذ می‌نمایند.

جدول ۱- امتیازات منفی نواقص موجود در فرآورده

نوع نقص	امتیاز منفی
بحرانی	۳۰
عمده	۱۵
جزئی	۵

جدول ۲- اقدامات اجرایی بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره

جمع امتیاز منفی	اقدام اجرایی
۱۵	تذکر کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص
۳۰	اخطار کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص
۶۰	مطابق بند ۱-۲
۹۰	مطابق بند ۲-۲
۱۲۰	مطابق بند ۳-۲

ت-۳-۱ در صورتیکه جمع امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۶۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط به واحد بصورت کتبی اخطار داده و در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علایم آنها ارجاع می دهد.

ت-۳-۲ در صورتیکه جمع امتیاز منفی گزارش نتیجه یک آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۹۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون دو نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علائم برای تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی اقدام می کند. در صورت تعلیق یا ابطال پروانه، آن اداره کل واحد مربوط را ملزم به عدم تولید (در ارتباط با استانداردهای اجباری) و یا عدم عرضه کالا با علامت استاندارد ایران (در ارتباط با استانداردهای تشویقی) نموده و مراتب را به ادارات کل استاندارد سایر استانها منعکس می کند.

ت-۳-۳ در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری، در صورتیکه امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون و یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۱۲۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون سه نمونه برداری مختلف بوده و

حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علایم برای ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اقدام نموده و در صورت ابطال پروانه، موضوع را از طریق روابط عمومی به اطلاع عموم می‌رساند.

یادآوری ۱- رفع تعلیق و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، در صورت رفع کلیه نقایص و انطباق با موازین استاندارد ملی مربوط و احراز کلیه شرایط مندرج در دستورالعمل‌های مرتبط صورت می‌گیرد.

یادآوری ۲- انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در جدول ۲، نافی و مانع یکدیگر نمی‌باشد و تنها ملاک هر یک از اقدامات رسیدن به حد نصاب امتیاز منفی ذکر شده در بندهای مذکور است.

منبع: دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵/۱۱۹/۵۰)

پیوست ث

نقایص بحرانی ، عمده و جزئی آزمون‌های میکروبیولوژی فرآورده های لبنی غیر تخمیری

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۰۶

ردیف	شرح آزمون	درجه اهمیت
۱	شمارش کلی میکروارگانیسم‌های هوازی	عمده
۲	تعداد یاخته‌های پیکری	عمده
۳	آنتروباکتریاسه	عمده
۴	کلیفرم‌ها	بحرانی
۵	اشریشیا کلی	بحرانی
۶	استافیلوکوکوس‌های کواگولاز مثبت	بحرانی
۷	میکروارگانیسم‌های سرماگرا	عمده
۸	اسپورکلستریدیوم‌های احیاکننده سولفیت	بحرانی
۹	سالمونلا	بحرانی
۱۰	کپک و مخمر	عمده