




ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران



جزوه دوره کارآموزی

میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی



شماره مدرک : ۶۲۲/۳۴ ج

تاریخ تصویب : ۱۳۹۸

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

این جزوه آموزشی صرفاً برای اهداف آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شده است و تکثیر و انتشار آن بدون اجازه سازمان ملی استاندارد ایران غیر مجاز می باشد

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) و سایل سنچس، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی و سایل سنچس، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

۱- International Organization for Standardization

۲- International Electrotechnical Commission

۳- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

۴-Contact point

۵- Codex Alimentarius Commission

پیشگفتار

یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، آموزش های اصولی و مدون در زمینه محصولات (کالا / خدمات) مشمول استاندارد اجباری از طریق برگزاری دوره های آموزشی می باشد. بخشی از این آموزش ها شامل کارآموزی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه های همکار سازمان می باشد که برگزاری این دوره ها از طریق استان ها، آزمایشگاه های همکار و پژوهشگاه استاندارد انجام می شود. برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در نحوه برگزاری این دوره ها در مراکز مختلف به منظور ارتقاء کیفیت آموزش مخاطبین مورد نظر، دفتر آموزش و ترویج استاندارد با همکاری پژوهشگاه استاندارد، در راستای استاندارد سازی فرآیند کارآموزی، اقدام به تدوین برنامه مدونی برای انجام فرآیند کارآموزی در زمینه محصولات مشمول استاندارد اجباری نموده است.

در این راستا، جزوه حاضر جهت یک پارچه نمودن فرآیند کارآموزی و به منظور یکسان سازی محتوای آموزشی دوره های کارآموزی در کل کشور تهیه و در اختیار کارآموزان قرار داده شده است.

از مدرسین گرامی و فراگیران محترم تقاضا می گردد، در صورت وجود نقطه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی مربوطه با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۸۷۹۴۶۹ تماس حاصل نموده و یا از طریق پست الکترونیکی isiri.amozesh.qc@gmail.com و آدرس تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ اقدام فرمایید. از بذل عنایتی که می فرمایید سپاسگزاریم.

محتوای دوره کارآموزی میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی

عنوان دوره کارآموزی:

میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی

گروه مخاطب:

کارشناسان ادارات کل استاندارد استان، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار

هدف از برگزاری دوره کارآموزی: هدف از برگزاری این دوره کارآموزی آشنایی با آزمون‌های میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی بر اساس استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۳۲۷۰، ۳۵۴۵ و ۹۸۹۹ و موارد زیر را در برمی‌گیرد:

- ۱- اطلاع رسانی روش‌های بهینه و جدید آزمایشگاهی گلاب و عرقیات گیاهی
- ۲- یکسان‌سازی رویه آزمایشگاه میکروبیولوژی
- ۳- اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه‌ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه‌ها
- ۴- ارتقا سطح آگاهی و ایجاد مهارت در زمینه انجام آزمون‌های میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹

توانایی های کارآموزان پس از طی دوره:

- روش تهیه و سترون‌سازی محیط کشت های مورد نیاز
- روش آماده‌سازی و سترون‌سازی وسایل مورد نیاز
- روش آلودگی زدایی مواد مصرفی و وسایل
- نحوه استفاده صحیح از تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه
- روش بکارگیری از استانداردهای مرتبط
- روش اجرای آزمون طبق استاندارد
- شناسایی و تعیین هویت باکتری‌ها

پیش نیاز:

ندارد

رئوس مطالب آموزشی:

منبع / استانداردها	اجراکننده		مدت آموزش (ساعت)		محتوای آموزشی	رئوس مطالب	ردیف
	مدرس	کارآموز	عملی	تئوری			
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹	*		-	۰/۵	آشنایی با وسایل مورد نیاز آشنایی با اصول آزمایشگاهی آشنایی با قسمت‌های مختلف آزمایشگاه میکروبیولوژی	آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی	۱
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹	*		-	۰/۵	آشنایی با وسایل مورد نیاز آشنایی با اصول آزمایشگاهی آشنایی با قسمت‌های مختلف آزمایشگاه میکروبیولوژی	آشنایی با روش تهیه محیط کشت های مورد نیاز و روش سترون سازی	۲
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹	*	*	۰/۵	۰/۵	روش تهیه محیط کشت مرتبط با گلاب و عرقیات گیاهی	آماده سازی وسایل مورد نیاز و روش سترون سازی وسایل	۳
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹	*	*	۰/۵	۰/۵	روش آماده سازی وسایل مورد نیاز و سترون سازی وسایل	آشنایی با استاندارد روش آزمون	۴
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره های: ۳۲۷۰ و ۳۵۴۵	*		۰/۵	۰/۵	هدف و دامنه کاربرد، مواد و دستگاه‌های مورد نیاز جهت انجام آزمون	آشنایی با شاخص‌های میکروبی و حدود مجاز آنها در گلاب و عرقیات گیاهی	۵
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره های: ۳۲۷۰ و ۳۵۴۵			۱	۱	آشنایی با میکرو ارگانیسم‌های گلاب و عرقیات گیاهی	روش آماده سازی نمونه در آزمایشگاه	۶
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره های: ۳۲۷۰ و ۳۵۴۵	*	*	۰/۵	۰/۵	نمونه برداری از آزمايه، توزین نمونه و تهیه سوسپانسیون اولیه و سایر رقت‌ها با استفاده از رقیق کننده مناسب	روش شمارش و جستجوی باکتری‌ها	۷

منبع / استانداردها	اجراکننده		مدت آموزش (ساعت)		محتوای آموزشی	رئوس مطالب	ردیف
	کارآموز	مدرس	عملی	تئوری			
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره‌های: ۳۲۷۰ و ۳۵۴۵	*	*	۱	۱	استفاده از سوسپانسیون اولیه و یا رقت‌های مورد نیاز در پلیت، برای شمارش استفاده از سوسپانسیون اولیه و یا رقت‌های مورد نیاز در لوله‌های حاوی محیط کشت مناسب برای جستجو	گرمخانه‌گذاری	۸
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره‌های: ۳۲۷۰ و ۳۵۴۵	*	*	۱	۱	بررسی و نحوه شمارش و محاسبه کلنی‌ها پس از گرمخانه‌گذاری -تعیین وجود یا عدم وجود باکتری‌ها	جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره -های: ۳۲۷۰ و ۳۵۴۵	۹
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹	*	*	۰/۵	۰/۵	نحوه گزارش نتایج بررسی شده	جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹	۱۰
مدت دوره کارآموزی: دو روز							

سایر استانداردها و منابع:

استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۸۰، عرقیات گیاهی - آیین کار تولید استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، میکروبیولوژی زنجیره مواد غذایی - روش های نمونه برداری برای آزمون های میکروب شناسی

نحوه برگزاری آزمون:

تئوری	عملی
*	*

جزوه دوره کارآموزی میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی

تهیه کننده / تهیه کنندگان:

شهپر مقدمی

گروه پژوهشی / آزمایشگاه:

گروه پژوهشی میکروبیولوژی / آزمایشگاه گلاب و عرقیات

گیاهی

به سفارش دفتر آموزش و ترویج استاندارد

منابع و مآخذ:

- ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۷۰، میکروبیولوژی گلاب - ویژگی‌ها
- ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۴۵، میکروبیولوژی عرقیات گیاهی - ویژگی‌ها
- ۳- استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۹۰، فرآورده های کشاورزی - نمونه برداری از فرآورده های بسته بندی شده که مصرف غذایی دارند.
- ۴- استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱-۱، میکروبیولوژی زنجیره غذایی - روش جامع برای شمارش میکروارگانیسیم‌ها - قسمت ۱ - شمارش کلنی در ۳۰ درجه سلسیوس با استفاده از روش کشت آمیخته
- ۵ - استاندارد ملی شماره ۵۳۵۳، آب - جستجو و شمارش اسپورکسترییدیوم‌های احیاکننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی
- ۶ - استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۲۴-۲، کیفیت آب - جستجو و شمارش انتروکوک‌های روده‌ای - قسمت دوم - روش صافی غشایی
- ۷ - استاندارد ملی شماره ۷۷۲۵-۱، کیفیت آب - جستجو و شناسایی اشریشیاکلی و کلی فرم‌ها قسمت اول - روش صافی غشایی
- ۸ - استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۶۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام و آب - آماد سازی، ساخت، ذخیره سازی و آزمون عملکرد محیط‌های کشت
- ۹ - استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹، کیفیت آب - شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی

۱۰ - استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۹۲۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - آماده سازی آزمایشه- سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی- قسمت اول- مقررات کلی برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری.

۱۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۴-۸۹۲۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-آماده سازی آزمایشه، سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون میکروبی- قسمت ۴- مقررات ویژه برای آماده سازی فرآورده ها به جز شیر، گوشت، ماهی و فرآورده های آنها

۱۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -راهنمای الزامات کلی برای آزمون

۱۳ - استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش شمارش کپک‌ها و مخمرها - قسمت اول : روش شمارش کپک‌ها و مخمرها - روش شمارش کلنی در فرآورده‌های با فعالیت آبی (aw) مساوی یا بیشتر از ۰/۹۵

۱۴ - یگانه، مهرداد. استاندارد و استاندارد کردن، چاپ اول، موسسه دانش پارسیان، ۱۳۸۹

فهرست


صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	پیشگفتار
د	محتوای دوره کار آموزی
ی	جزوه دوره کار آموزی میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی
م	مقدمه
۱	هدف ۱
۱	۲ استانداردهای ملی ایران
۲	۳ اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
۳۰	۴ نمونه برداری
۳۱	۵ روش‌های آزمون
۳۲	۶ محیط‌های کشت و رقیق‌کننده‌ها
۳۳	۷ روش اجرای آزمون
۵۶	۸ بیان نتایج
۵۹	پیوست الف- استانداردهای مرتبط با (GMP)
۶۱	پیوست ب - انواع استاندارد
۶۳	پیوست پ - مفاهیم مورد استفاده در کنترل
۶۴	پیوست ت - (اطلاعاتی)
۶۷	پیوست ث - نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون‌های میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی طبق استاندارد ملی ایران شماره‌های ۳۲۷۰ و ۳۵۴۵

مقدمه:

تولید صنعتی گلاب و سایر عرقیات گیاهی به روش تقطیر

فرایند تقطیر نوعی روش استخراج است که قدمت طولانی داشته و در آن، مایع به ترکیباتی که نقطه جوش متفاوت دارند تقسیم می شود. تکنولوژی تقطیر نسبتاً ساده می باشد. تقطیر با آب قدیمی ترین و ارزان ترین روش تقطیر است که طراحی و ساخت آن ساده و کم هزینه می باشد. این روش به طور عمومی برای استخراج اسانس از مواد خشک یا پودر شده گیاهی (مانند: ادویه های پودر شده) مواد چوبی پودر شده (مانند: پوست درخت دارچین) گل ها (مانند: گل محمدی) و اندام هایی که بسیار سخت و محکم هستند (مانند: ریشه ها، چوب ها و میوه ها) استفاده می شود. به عمل تبخیر و میعان متوالی تقطیر گویند. یعنی در این فرآیند مایعات ابتدا به بخار تبدیل شده و پس از فرایندی بخار سرد و به مایع تبدیل می گردد. طی این فرآیند بخارات حاصل از گرما تحت تاثیر سرما تبدیل به قطرات مایع می گردد و با جمع آوری این قطرات که از میعانات پشت سر هم حاصل می گردد؛ موادی خالص و مقطر به دست می آید. معمولاً با عمل تقطیر می توان ترکیب مختلف معطر را بدون تغییر از گیاه خارج کرد.

به طور کلی یک سیستم تقطیر ساده از چهار بخش: مشعل (به عنوان منبع گرما)، مخزن تقطیر، مبرد و قسمت جداکننده اسانس^۱ تشکیل شده می شود.



شکل ۱ - مراحل تولید عرقیات

۱ - اسانس گیاهی، معمولاً شامل مجموعه ای از روغن های فرار و معطر که به یکی از روش های تقطیر با آب، تقطیر با بخار آب، جداسازی به روش مکانیکی بدون استفاده از حرارت و همچنین استخراج با حلال، از بخش های مختلف گیاهان استحصال می شوند. و معمولاً از فاز آبی، به وسیله یک روش فیزیکی مناسب جدا می شود. ساختمان شیمیایی اسانس ها شامل استرها، آلدئیدها، الکل ها، فنل ها، کتن ها، و ترپن ها می باشند. و بسته به ساختار شیمیایی دارای عطر و طعم و ویژگی های متفاوتی می باشند و معمولاً در آب نامحلول و در حلال های آلی و الکل محلول می باشند.

جزوه دوره کارآموزی میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی

۱ هدف

هدف از تدوین این جزوه کارآموزی آشنایی با روش‌های میکروبیولوژی انواع گلاب و عرقیات گیاهی بر اساس استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۳۲۷۰ و ۳۵۴۵ می‌باشد.

یادآوری ۱- توصیه می‌شود کارآموزان این دوره با الزامات آزمایشگاهی میکروبیولوژی و نیز استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۴۲۰۷، ۵۲۷۲-۱، ۵۳۵۳، ۷۷۲۴-۲، ۷۷۲۵-۱، ۷۷۲۵-۱، ۸۶۶۳، ۸۸۶۹، ۸۹۲۳-۱، ۱۰۸۹۹-۱ و ۹۸۹۹ آشنایی داشته باشند.

یادآوری ۲- به منظور رعایت نکات ایمنی و سلامت کارکنان آزمایشگاه، توصیه می‌شود آزمون‌ها توسط افراد با تجربه، متخصص و آموزش دیده در خصوص روش‌های میکروبیولوژیکی انجام شود و داشتن مهارت‌های حرفه‌ای میکروبیولوژی در سطح مقدماتی الزامی است.

۲ استانداردهای ملی ایران

استانداردهای ملی ایران مرتبط با آزمون میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی به شرح جدول ۱ می‌باشند.

جدول ۱- لیست استانداردهای گلاب و عرقیات گیاهی

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد
۱	میکروبیولوژی گلاب- ویژگی‌ها	۳۲۷۰
۲	میکروبیولوژی عرقیات گیاهی- ویژگی‌ها	۳۵۴۵
۳	میکروبیولوژی زنجیره غذایی- روش جامع برای شمارش میکروارگانیسم‌ها- قسمت ۱- شمارش کلنی در ۳۰ درجه سلسیوس با استفاده از روش کشت آمیخته	۵۲۷۲-۱
۴	کیفیت آب- جستجو و شمارش باسیور کلستریدیوم‌های احیاء کننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی	۵۳۵۳
۵	کیفیت آب- جستجو و شمارش انتروکوک‌های روده ای - قسمت دوم: روش صافی غشایی	۷۷۲۴-۲
۶	کیفیت آب- جستجو و شناسایی اشیریشیا کلی و کلی فرم‌ها قسمت اول: روش صافی غشایی	۷۷۲۵-۱
۷	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام و آب- آماد سازی، ساخت، ذخیره سازی و آزمون عملکرد محیط‌های کشت	۸۶۶۳
۸	کیفیت آب - شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به روش صاف کردن غشایی	۸۸۶۹

ادامه جدول ۱- لیست استانداردهای گلاب و عرقیات گیاهی

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد
۹	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - آماده سازی آزمایش-سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی- قسمت اول- مقررات کلی برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری.	۸۹۲۳-۱
۱۰	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-آماده سازی آزمایش، سوسپانسیون اولیه و رقت- های اعشاری برای آزمون میکروبی- قسمت ۴- مقررات ویژه برای آماده سازی فرآورده‌ها به جز شیر، گوشت، ماهی و فرآورده‌های آنها	۸۹۲۳-۴
۱۱	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -راهنمای الزامات کلی برای آزمون	۹۸۹۹
۱۲	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش شمارش کپک‌ها و مخمرها - قسمت اول: روش شمارش کپک‌ها و مخمرها - روش شمارش کلنی در فرآورده‌های با فعالیت آبی (aw) مساوی یا بیشتر از ۰/۹۵	۱۰۸۹۹-۱

۳ اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی

با ورود به آزمایشگاه میکروبیولوژی و آغاز کار در این محیط لازم است یکسری اصول اولیه مورد توجه قرار گیرد. بخشی از این اصول و قواعد مربوط به ایمنی فرد آزمایش کننده بوده و برخی نیز به ایمنی محیط و ابزار آزمایشگاه مربوط می‌باشد.

۳-۱ فضای آزمایشگاه

آزمایشگاه باید دارای سه محل جداگانه برای نمونه‌ها، آزمون و فضای عمومی باشد.

۳-۱-۱ فضای مربوط به نمونه و آزمون

با توجه به شرایط خوب آزمایشگاهی داشتن فضاهای جداگانه برای بخش‌های زیر لازم است:

- دریافت و انبارش نمونه‌ها؛
- آماده‌سازی نمونه‌ها خصوصاً برای مواد خام (مانند : فرآورده‌های پودری حاوی تعداد زیاد میکروارگانیسم‌ها)
- آزمون نمونه‌ها (از سوسپانسیون اولیه) شامل گرمخانه‌گذاری میکروارگانیسم‌ها؛
- آزمون میکروارگانیسم‌های بیماری‌زای احتمالی؛
- نگهداری سویه مرجع و سایر سویه‌ها؛
- آماده‌سازی و سترون‌سازی محیط‌های کشت و وسایل؛

- انبارش محیط‌های کشت و واکنشگرها؛
- آزمون سترونی مواد غذایی؛
- آلودگی زدایی؛
- شستشو و تمیز کردن وسایل شیشه‌ای و سایر تجهیزات؛
- انبارش مواد شیمیایی مخاطره آمیز، ترجیحاً نگهداری در کابینت‌ها، قفسه‌ها، اتاق‌ها؛

۲-۱-۳ فضای عمومی

فضاهای جداگانه برای موارد زیر توصیه می‌شود:

- ورودی، راهرو، راه پله و آسانسور؛
- فضای اداری (مانند دبیرخانه، دفتر کار و اتاق مستندسازی)؛
- رختکن و سرویس‌های بهداشتی؛
- اتاق بایگانی؛
- انبار؛
- اتاق استراحت؛

۲-۳ بهداشت کارکنان

به منظور پیشگیری از آلودگی نمونه‌ها، محیط‌های کشت و خطر عفونت کارکنان اقدامات بهداشتی زیر باید انجام شود:

- استفاده از لباس و کفش مخصوص در محیط آزمایشگاه؛
- ناخن‌ها را تمیز و ترجیحاً کوتاه نگه داشتن؛
- هنگام کار در آزمایشگاه از صحبت کردن خودداری شود.
- از خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه خودداری شود.
- کشیدن پی‌پت با دهان ممنوع می‌باشد.

۳-۳ وسایل و تجهیزات

توصیه می‌شود مطابق با شرایط خوب آزمایشگاهی، کلیه وسایل و تجهیزات تمیز و در محل مناسب نگهداری شوند.

پیش از استفاده بهتر است وسایل از نظر داشتن شرایط لازم برای کار تصدیق و در صورت لزوم در طی استفاده، عملکرد آن پایش شود.

از وسایل معمول در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ و همچنین وسایل مندرج در جدول ۲ استفاده شود:

جدول ۲- فهرست تجهیزات مورد نیاز برای آزمون میکروبیولوژی

ردیف	نام تجهیزات
۱	وسایل و ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی
۲	حمام مایع بادمای ثابت (بن ماری)
۳	میکروسکوپ
۴	شمارشگر کلنی
۵	ترازوی آزمایشگاهی
۶	اتوکلاو
۷	انکوباتور
۸	فور
۹	pH متر
۱۰	تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری تغییر یافته
۱۱	سیستم فیلتراسیون

وسایل و ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی

شامل انواع پی‌پت، ارلن، ظروف شیشه‌ای در پیچ‌دار، انواع لوله آزمایش، پتری‌دیش و غیره می‌باشد.



شکل ۲ - وسایل شیشه‌ای

حمام مایع^۱ (بن ماری)^۲ بادمای ثابت

این وسیله برای انجام تست‌های سرولوژیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست‌های دارویی، در دمای تثبیت شده کاربرد دارد. حرارت آب دستگاه به وسیله یک ترموستات قابل تنظیم است. بهتر است که برای جلوگیری از رسوب املاح بر روی المنت دستگاه از آب مقطر استفاده شود اگر چه در تعداد معدودی از آن‌ها از روغن نیز استفاده می‌شود. داغ شدن بیش از حد المنت‌ها، به علت کم آبی بن‌ماری موجب آسیب رساندن به دستگاه می‌شود، باید به حداقل حجم آب مورد نیاز جهت حفظ کارکرد مطلوب دستگاه توجه گردد. کاربرد اصلی این دستگاه در آزمایشگاه میکروبیولوژی به شرح زیر است:

الف- گرمخانه‌گذاری محیط کشت تلقیح شده در یک دمای ثابت؛

۱- Water bath

۲- Bain marie

- ب- نگهداری محیط کشت جامد سترون ذوب شده در طی آماده‌سازی محیط کشت؛
- پ- تعدیل دمای محیط کشت جامد ذوب شده سترون برای استفاده در روش‌های خاص؛
- ت- آماده‌سازی سوسپانسیون‌های اولیه یا محلول‌ها در یک دمای کنترل شده؛
- ث- فرآیند حرارتی سوسپانسیون‌های اولیه در یک دمای کنترل شده (مانند پاستوریزاسیون)؛
- همچنین به‌منظور گرم کردن معرف‌ها و ذوب کردن نمونه‌ها نیز استفاده می‌شود.



شکل ۳- حمام مایع با دمای ثابت

میکروسکوپ^۱

میکروسکوپ یکی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه زیست‌شناسی است. از دو واژه یونانی میکرو به معنی کوچک و سکوپ، به معنی دیدن، گرفته شده است. اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپ‌ها بر اساس عبور نور با طول موج‌های متفاوت از چندین عدسی محدب می‌باشد که هرچقدر طول موج نور به کار رفته در میکروسکوپ مزبور کوتاه‌تر باشد قدرت تفکیک و یا جداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است. میکروسکوپ‌ها به طور کلی به دو دسته میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی تقسیم می‌شوند. میکروسکوپ‌های نوری به‌منظور سنجش و مشاهده سلول‌ها با بزرگنمایی نسبتاً کم و میکروسکوپ‌های الکترونی برای مشاهده سلول‌ها و ساختارهای سلولی با بزرگنمایی بسیار زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. سه تعریف مهم در کاربرد میکروسکوپ وجود دارد.

- **بزرگنمایی** : به اندازه تصویر نمونه، به اندازه واقعی آن گفته می‌شود. در همه میکروسکوپ‌ها از عدسی‌ها برای بزرگنمایی تصویر استفاده می‌شود.
- **قدرت تفکیک** : توانایی تشخیص بین دو شیء نزدیک به هم به صورت دو شیء متمایز و جدا را قدرت تفکیک می‌گویند. قدرت تفکیک به کیفیت عدسی‌ها و طول موج نور تابیده شده بستگی دارد. با کاهش طول موج، قدرت تفکیک افزایش می‌یابد.

۱- Microscopes

- **کنتراست** : به تفاوت بین بخش‌های مختلف یک نمونه می‌گویند. مثلاً یک اندامک تیره‌تر از اندامک دیگر دیده شود. انواع مختلفی از میکروسکوپ‌ها شامل: استریو میکروسکوپ^۱، میکروسکوپ اینورت^۲، میکروسکوپ فلورسنت^۳، میکروسکوپ دوچشمی^۴ می‌باشند.



شکل ۴- میکروسکوپ نوری

شمارشگر کلنی^۵

این دستگاه برای شمارش کلنی باکتری‌ها، به صورت دیجیتال کاربرد دارد. معمولاً دارای صفحه مدرج برای سهولت در شمارش، عدسی با قدرت بزرگنمایی ۸ برابر و ثبت در حافظه در هنگام قطع برق می‌باشد.



شکل ۵- شمارشگر

ترازوی آزمایشگاهی

دستگاهی است که برای توزین اجسام یا مایعات، با دقت بالا و حساسیت بالا به کار می‌رود. آزمایشگاه‌ها با توجه به نیازشان از ترازوهایی با دقت 0.1 g ، 0.01 g ، 0.001 g و 0.0001 g استفاده می‌کنند. ترازوهای آزمایشگاهی دقت 1 mg و دقت بالاتر آن نیاز به محفظه دارند چون به علت حساسیت بالای آن‌ها در توزین جریان هوا نیز روی توزین این ترازوها تاثیر می‌گذارد. تمام دستگاه‌های توزین (مانند: باسکول یا ترازو) باید به‌طور دوره‌ای کالیبره^۶ شوند. کالیبره کردن باید

- ۱- دارای بزرگنمایی ۵۰ برابر و قابلیت نصب دوربین می‌باشد و در بررسی اجزا و موجوداتی که دارای بعد و حجم می‌باشند.
- ۲- این دستگاه دارای قابلیت فاز کنتراست و نصب دوربین عکاسی و فیلمبرداری می‌باشد و در بررسی نحوه حرکت، تولید مثل، شناسایی، شمارش زئو و فیتو پلانکتون‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌گردد.
- ۳- جهت بررسی و مشاهده اجزا و اندامک‌هایی از سلول و میکروارگانیسم‌هایی که با رنگ فلورسنت رنگ آمیزی شده باشند، استفاده می‌گردد. این دستگاه دارای قابلیت عکس برداری از نمونه‌ها و ثبت اطلاعات نیز می‌باشد.
- ۴- این دستگاه میکروسکوپ دوچشمی نوری است دارای عدسی‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۱۰۰ و قابلیت فاز کنتراست و نصب دوربین عکسبرداری می‌باشد که برای مشاهده معمولی و نمونه‌هایی که رنگ آمیزی نشده‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۵- Colony counter

- ۶- کالیبره کردن یعنی تنظیم درست ترازو با جسمی تا به‌درست‌ترین شکل کار کند.

در مدت زمان‌های معینی با سنگ کالیبره استاندارد انجام شود، گاهی لازم است چند بار در سال یا گاهی بر اساس ضرورت یک یا دو بار در ماه، انجام گیرد. برای کالیبره کردن ترازوی دیجیتال نیاز به یک سنگ کالیبره استاندارد وجود دارد که معمولاً بر اساس ظرفیت ترازو دیجیتال انتخاب می‌شود. نحوه کالیبره کردن در تمام ترازوهای دیجیتالی یکسان است و فقط سنگ کالیبره متفاوت است کالیبراسیون باید طبق دستورالعمل سازنده با وزنه‌های استاندارد انجام گیرد با این روش ارزیابی‌ها دقیق‌تر و قابل اطمینان هستند و درصد خطا بسیار کم است برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد.



شکل ۶- ترازوی آزمایشگاهی

اتوکلاو^۱

اتوکلاو برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب کار برد دارد این دستگاه قادر است بخار آب اشباع شده با حرارت 121°C را ایجاد کند این درجه حرارت در شرایط بخار ایجاد شده می‌تواند موجب تخریب ساختمان میکروب‌ها و اسپور آنها می‌شود. بر اساس استاندارد در دمای 121°C ابزارآلات باید حداقل به مدت 15 min ، تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار گیرند کل مدت زمان کار دستگاه اتوکلاو از فشار دادن دکمه (شروع کار)^۲ تا پایان کار سیستم، مجموع سه زمان (زمان اولیه)^۳، (زمان استریلیزاسیون)^۴ و (زمان خشک شدن)^۵ است.

۱- Autoclave

۲- Start

۳- Preheating Time

۴- Sterilization Time

۵- Drying Time



شکل ۷- اتوکلاو

بررسی دما و زمان اتوکلاو با اندیکاتورهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی انجام می‌شود. اندیکاتورهای شیمیایی: به صورت نوارهای اتوکلاو (چسب اتوکلاو) TST^۱ که سه عامل زمان، بخار و دما را کنترل می‌کند. یا بسته های پزشکی هستند که وقتی به دمای معینی رسیدند تغییر رنگ می‌دهند.

اندیکاتور بیولوژی: شامل اسپور باکتری‌های مقاوم به حرارت، مانند ژئوباسیلیوس استئاروترموفیلوس^۲ است.

اندیکاتور فیزیکی: از آلیاژهایی تشکیل شده‌اند که در دمای مورد نظر ذوب می‌شوند.

انکوباتور^۳ (اتو)

انکوباتور شامل اتاقک عایق بندی شده است که برای کشت و رشد دادن نمونه‌های زنده مانند: سلول‌ها یا میکروب‌ها به کار می‌رود. این دستگاه دارای قابلیت نگهداری دمایی ثابت و توزیعی یکنواخت دما با حداکثر خطای مجاز در مقدار نوسانات دمایی تعیین شده در روش‌های آزمون است. که درجه حرارت مناسب رشد، تکثیر و تشکیل کلنی را فراهم می‌کند. و در انواع انکوباتور-های آزمایشگاهی (معمولی، شیکردار، یخچالدار، و مجهز به سیستم تزریق CO₂) در آزمایشگاه‌های میکروبیولوژی و بیولوژی سلولی کاربرد اساسی دارد.

۱- Time, Steam, Temperature

۲- *Geobacillus stearothermophilus*

۳- Incubator



شکل ۸- انواع انکوباتور

فوراً یا آون

فوراً یا آون دستگاهی است که قابلیت تنظیم در دما 300°C را دارد و برای استریل یا خشک کردن وسایل شیشه‌ای و یا فلزی که در محیط‌های آزمایشگاهی کاربرد دارند. عمل استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده. بر اساس استاندارد در دمای $(170 \pm 10)^{\circ}\text{C}$ (از زمان رسیدن به دمای 170°C) به وسیلهٔ حرارت خشک به مدت زمان حداقل ۱h انجام می‌شود. با بالا بردن تدریجی دمای داخل آون، رطوبت موجود در وسایل شیشه‌ای تبخیر و در نتیجه سبب حذف هر نوع فعالیت زیستی خواهد شد. پیش از سترون‌سازی، همه وسایل فلزی و شیشه‌ای را تمیز کرده، سپس در آون قرار دهید. پس از سترون‌سازی، به منظور پیشگیری از شکستن وسایل شیشه‌ای بهتر است پیش از خارج کردن از آون، آن‌ها را خنک کنید. توصیه می‌شود: از قرار دادن مواد قابل اشتعال و آتش‌زا در داخل و اطراف آون دوری شود.

- در زمان کارکردن با آون وسایل حفاظت فردی نظیر دستکش عایق، عینک محافظ و انبرک (برای گذاشتن و برداشتن وسایل) به کار گرفته شوند.
- از قرار دادن محلول‌های اسیدی و یا ایجاد بخارات خورنده در درون آون جلوگیری شود. این کار سبب از بین رفتن سطح درونی آون خواهد شد.
- به دلیل عایق بودن دستگاه، چند ساعت طول می‌کشد تا اشیاء داخل دستگاه آون خنک شود، مگر آن که مجهز به فن باشد. پس از سترون‌سازی، به منظور پیشگیری از شکستن وسایل شیشه‌ای درب آون را باز نکنید تا اتاقک، ظروف و مواد داخل آن تا دمای حدود 60°C خنک شوند. اگر هوای سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممکن است ظروف شیشه‌ای ترک بخورند.



شکل ۹- فور یا آون

pH متر^۱

وسيله‌ای الکترونیکی است که جهت سنجش میزان pH (میزان اسیدی یا بازی بودن ماده) به کار می‌رود. (اندازه‌گیری غلظت یون هیدروژن H⁺ با استفاده از الکتروود حساس به یون H⁺) این ابزار دارای الکترودهای خاصی است که با قرار دادن در محلول، عدد pH را روی صفحه نمایشگر خود نمایش می‌دهد. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر^۲ و اندازه‌گیر^۳ است. میله کاوشگر pH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه‌گیر آن را تحلیل و میزان pH را نمایش می‌دهد. انتهای کاوشگر از غشاء شیشه‌ای و حباب مانند است که نسبت به یون‌ها حساس می‌باشد و رأس الکتروود داخلی در داخل آن قرار دارد. بخش داخلی و بیرونی محفظه حاوی KCl و HCl ۰/۱ مولار (محلول رفرانس) است. قبل از شروع کار با pH متر ابتدا باید مطمئن شوید که میله کاوشگر در محلول نگهدارنده یا محلول با pH=۴ نگهداری شده است. در غیر این صورت ممکن است pH متر در تعیین pH محلول مورد مطالعه دچار خطا شود. لذا میله کاوشگر را به مدت زمان ۲ h در آب مقطر نگهداری کنید و سپس آن را در محلول نگهدارنده قرار دهید. کاوشگر را به وسیله آب مقطر بشویید. برای تنظیم pH متر، الکتروود را در محلول pH ۷ قرار داده، حداقل ۳۰ sec زمان بدهید تا عدد ثابتی را نشان دهد. سپس آن را روی عدد ۷ تنظیم کنید (pH متر عدد ۷ را نشان دهد). دوباره الکتروود را با آب مقطر بشویید و آن را در محلول pH ۷ قرار دهید. اجازه دهید اندازه‌گیر عدد ثابتی را نشان دهد. آن را روی عدد ۴ تنظیم کنید (pH متر عدد ۴ را نشان دهد). حالا pH متر شما تنظیم شده و آماده اندازه‌گیری pH محلول‌های مورد آزمون است قبل از قرار دادن اندازه‌گیر در محلول مورد آزمایش آن را دوباره با آب مقطر بشویید.

۱- pH meter

۲- probe

۳- meter



شکل ۱۰- pH متر

سیستم فیلتراسیون

برای سترون سازی محلول هایی که ساختمان شیمیایی آنها به حرارت حساس هستند مانند: ویتامین ها، آنتی بیوتیک ها از فیلتر غشایی استفاده می شود. همچنین برای آزمون های میکروبیولوژی مایعات با حجم بالا مانند: آب، از صافی غشایی استفاده می شود. در آزمایشگاه میکروبیولوژی اغلب از فیلتر غشایی های از جنس پلاستیک یا سلولز با منافذ $0.45\mu\text{m}$ و $0.22\mu\text{m}$ استفاده می شود.



شکل ۱۱- سیستم فیلتراسیون

تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری تغییر یافته

این تجهیزات کشت ممکن است یک جار غیر قابل نفوذ یا هر وسیله مناسب دیگری باشد که قادر به ایجاد و حفظ شرایط اتمسفری تغییر یافته (مانند: شرایط بی هوازی) در طی مدت گرمخانه گذاری محیط کشت، باشد. ترکیب اتمسفر مورد نیاز می تواند به وسیله افزودن مخلوطی از گاز پس از تخلیه هوای جار به وسیله جایگزینی اتمسفر مورد نظر در یک اتاقک یا به وسیله هر روش مناسب دیگر مانند: (گاز پک های قابل دسترسی از بازار) انجام شود.



شکل ۱۲- تجهیزات کشت در شرایط اتمسفری تغییر یافته

۳-۴ استریلیزاسیون

استریلیزاسیون یا سترون‌سازی به معنای از بین بردن تمامی اشکال زنده در یا روی یک محیط آماده است. این اشکال مختلف شامل سلول‌های زنده باکتری‌ها و اسپور قارچ‌ها و... می‌باشد. روش‌های رایج سترون کردن عبارتند از:

- ✓ **روش حرارتی** : در آزمایشگاه میکروبیولوژی برای استریلیزاسیون محیط‌های کشت و وسایل مورد نیاز روش حرارتی به دو صورت خشک (با استفاده از فور) و مرطوب (با استفاده از اتوکلاو) از تاثیر گرما و فشار بخار آب برای کشتن میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود. برای تشخیص بین مواد سترون شده و سترون نشده می‌توان از نشانگرهای سترون‌سازی استفاده کرد. نشانگرهای بیولوژیک به صورت مختلف نواری، ویال یا آمپول کوچک موجود هستند. عملکرد سترون‌سازی را می‌توان با استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و اندیکاتورهای بیولوژیک ارزیابی کرد. در پایش بیولوژیک، از اسپورهای *باسیلوس سوبتیلیس*^۱ و *باسیلوس استئروترموفیلوس*^۲ استفاده می‌شود.
- ✓ **روش شیمیایی** : به وسیله مواد ضد عفونی کننده مانند: آب اکسیژنه و انجام واکنش‌های شیمیایی (مانند: رادیکال‌های آزاد) برای سترون کردن استفاده می‌شود.
- ✓ **روش پرتودهی** : به وسیله تابش پرتوهای ایکس و گاما نیز می‌توان برای سترون کردن مواد بیولوژیک، داروها، گاز، باند، نخ‌های کات گوت و لوازم یکبار مصرف استفاده کرد.
- ✓ **روش فیلتراسیون** : معمولاً برای سترون‌سازی مایعات استفاده می‌شود و شامل عبور دادن مایع از فیلترهای مخصوص می‌باشد.

۳-۵ محیط کشت

کشت و تکثیر باکتری‌ها در محیط‌های مصنوعی از مهمترین روش‌های تشخیصی در باکتری شناسی است. برای کشت موفق باید شرایط مناسب برای رشد باکتری فراهم گردد. از جمله این شرایط مواد غذایی و مغذی، حرارت، رطوبت کافی، مواد آلی و معدنی pH مناسب، حضور یا عدم

۱- *Bacillus subtilis*

۲- *Bacillus. Stearotherophilus*

حضور اکسیژن می‌باشد. بیشتر محیط‌های کشت که در پلیت مصرف می‌شوند، محیط‌های کشت عمومی هستند که برای تهیه مواد غذایی لازم جهت رشد میکروارگانیسم ساخته شده‌اند. محیط‌های کشت عمومی را با اضافه کردن اجزای مغذی که موجب افزایش سریع رشد ارگانیسم‌های سخت رشد می‌شوند، غنی می‌کنند. این مواد مغذی به‌طور سترون، به محیط اصلی استریل شده اضافه می‌شوند. نمونه‌هایی از این مواد مغذی عبارتند از: شیر بدون چربی، خون گوسفند، زرده تخم مرغ و ...

۳-۵-۱ اجزای تشکیل دهنده محیط کشت

محیط کشت فرمولاسیونی است از مواد، به صورت مایع، نیمه جامد یا جامد، که دارای اجزای تشکیل دهنده خاص بوده و به منظور تکثیر (همراه با بازدارندگی میکروارگانیسم‌های معین یا بدون باز دارندگی)، شناسایی یا حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آگار به‌عنوان عامل سفت کننده در محیط کشت‌های جامد و نیمه جامد کاربرد دارد. آگار ترکیبی است پلی ساکاریدی که از دیواره سلولی برخی از گونه‌های جلبک^۱ قرمز (از جنس گراسیلاریا^۲ و جیلیدیوم^۳) استخراج می‌شود. آگار برای میکروارگانیسم‌ها ارزش غذایی ندارد و هیچ میکروارگانیسمی نمی‌تواند آنرا هضم کند نقطه ذوب آن ۹۵ °C و با رسیدن دمای آن به حدود ۴۳ °C شبکه‌ای ایجاد می‌کند که سبب جامد شدن محیط می‌شود. محیط‌های کشت جامد معمولاً دارای ۱۵g/L تا ۱۳ g/L آگار هستند.

۳-۵-۲ آب

آب قابل استفاده برای آماده‌سازی محیط‌های کشت باید آب مقطر و عاری از مواد تاثیرگذار بر رشد میکروارگانیسم‌ها، در شرایط آزمون مانند: اثر کلراید، اثر آمونیاک و اثر یون‌های فلزات، باشد. آب مقطر به‌روش جوشاندن و تقطیر کردن، عبور آب از روی رزین و تصفیه به‌وسیله فیلترهای اسمز معکوس و نانو فیلتر تولید می‌شود. آب مقطر دارای pH خنثی و در حدود ۷ می‌باشد. دمای جوش آن به دلیل خالص بودن پایین‌تر از آب‌های طبیعی بوده و خاصیت خوردندگی ندارد و آب مقطر باید در ظروف دردار و ساخته شده از مواد بی‌اثر مانند: شیشه خنثی، پلی‌اتیلن و غیره نگهداری شود و همچنین توصیه می‌شود، آب مقطر تولید شده هر چه زودتر استفاده شود.

۳-۵-۳ ویژگی محیط کشت

- تمام محیط کشت‌ها باید دارای مواد غذایی ضروری برای رشد میکروب‌ها باشند .
- pH محیط کشت باید در حد معین قبل از استفاده برای کشت تنظیم شود.
- ظروف مورد استفاده برای تهیه محیط‌های کشت باید کاملاً تمیز و عاری از مواد خارجی باشند
- آب مقطر مورد استفاده باید صحیح تهیه شود .

۱- Algae

۲- Gracilari

۳- Gelidium

• درجه حرارت استریل کردن محیط کشت، باید متناسب با نوع مواد مغذی محیط کشت در نظر گرفته شود. درجه‌های بالا باعث از بین رفتن برخی از مواد شیمیایی موجود در محیط کشت می‌شوند.

محیط‌های کشت و معرف‌های مورد استفاده در آزمون باید مناسب برای اهداف آزمون‌های میکروبیولوژی و دارای کیفیت آزمایشگاهی بوده، همچنین باید عاری از مواد سمی یا مهارکننده میکروارگانیسم‌های آزمون باشند. چنانچه محیط‌های کشت به‌صورت آماده در بازار در دسترس باشند، آنها را مطابق با دستورالعمل سازنده تهیه کنید. برای هر محیط کشت و معرف، بهتر است یک محدودیت زمانی برای استفاده تعیین شود. برای کنترل عمل‌کرد و تضمین کیفیت محیط‌های کشت به‌استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۶۳ مراجعه کنید.

۳-۵-۴ طبقه بندی محیط کشت

محیط کشت را از جنبه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌کنند:

۳-۵-۴-۱ طبقه بندی محیط کشت بر اساس ترکیبات

۳-۵-۴-۲ طبقه بندی محیط کشت بر اساس قوام فیزیکی

۳-۵-۴-۲-۱ محیط کشت جامد^۱

محیط‌های جامد به‌علت دارا بودن آگار در ترکیب خود به‌صورت جامد بوده و در لوله، پتری دیش (پلیت) و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشکیل کلنی، تولید پیگمانت، خصوصیات خاص هر کلنی، تشخیص انواع باکتری‌ها، دیدن منطقه همولیز، دلیل به‌کارگیری محیط جامد است. کشت در محیط جامد به‌سه صورت و برای اهداف خاص انجام می‌گیرد:



شکل ۱۳- محیط کشت آگاردار

الف کشت در داخل محیط جامد^۲

به‌لوله‌های آزمایش محتوی محیط کشت آگاردار جامد با دمای ۴۵ °C، باکتری مورد نظر را تلقیح کرده و لوله را بین دست‌ها تکان می‌دهند تا باکتری‌ها کاملاً با محیط کشت مخلوط شوند، سپس لوله آزمایش را به‌طور عمودی قرار می‌دهند تا محیط بسته شود.

ب کشت‌های عمقی^۳

۱- Solid media

۲- Shake Cultures

۳- Stab Cultures

با این روش می‌توان میکروارگانیسم را بطور عمودی توسط سوزن کشت (آنس) در عمق محیط جامد کشت داد.

پ کشت شیب دار^۱

برای کشت میکروارگانیسم‌ها، سوزن کشت (آنس) در عمق و سطح و/یا به‌وسیله فیلدوپلاتین حلقه‌ای (لوپ) در سطح شیب‌دار کشت می‌دهند.



شکل ۱۴- محیط کشت شیب‌دار

۳-۵-۴-۲- محیط کشت نیمه جامد^۲

محیط‌های نیمه جامد که میزان آگار آن نسبت به محیط‌های جامد کمتر است (%۰/۲ تا ۰/۵). برای مشاهده حرکت باکتری‌ها استفاده می‌شود. مانند: "SIM" چنانچه این نوع محیط کشت هنگام آماده شدن، به‌حالت شیب‌دار جامد شوند "اسلنت" گفته می‌شود. و اگر محیط کشت در ته ظروف ریخته شود به آن "بات" گفته می‌شود.



شکل ۱۵- محیط کشت نیمه جامد

۳-۵-۴-۲- محیط کشت مایع یا آبگوشتی^۳

محیط‌های مایع به‌علت نداشتن آگار در ترکیب خود به‌صورت جامد در نیامده و متناسب با نوع میکروارگانیسم و آزمایش‌های مورد نظر می‌توان آنها را در لوله‌های آزمایش، ارلن مایر و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد.

یادآوری ۱- در بعضی موارد ذرات جامد به محیط کشت مایع اضافه می‌شود، مانند محیط کشت "کوکد میت"
یادآوری ۲- محیط کشت مایع در لوله‌ها، ارلن‌ها، یا بطری‌ها به‌طور معمول "براث" نامیده می‌شوند.

۱- Slant media

۲- Semi Solid media

۳- Liquid or broth media

۳-۴-۵-۳ طبقه بندی محیط کشت بر اساس کاربرد آنها

۱-۳-۴-۵-۳ محیط کشت انتقالی^۱

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در ضمن به حداقل رساندن تغییر در شمارش در دوره زمانی بین جمع‌آوری نمونه و کار آزمایشگاهی بر روی آن، طراحی شده است. مانند: "محیط کشت استوارت یا آمیس"^۲

۲-۳-۴-۵-۳ محیط کشت نگهداری کننده^۳

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در یک دوره زمانی طولانی طراحی شده، تا از آنها در برابر اثرات نامطلوبی که ممکن است در طی ذخیره‌سازی طولانی مدت به وجود آید محافظت کرده و پس از این مدت، به آنها قدرت بازیابی دهد.

مانند: "محیط کشت دورستاگ"^۴، اسلپ‌های "نوترینت آگار"^۵

۳-۳-۴-۵-۳ محیط کشت بازیابی^۶

محیط کشتی است که به میکروارگانیسم‌های آسیب دیده و تحت تنش امکان ترمیم و بازیابی می‌دهد تا رشد طبیعی را به دست آورند، ولی لزوماً باعث تکثیر آنها نمی‌شوند.

مانند "آب پپتونه بافری"^۷

یادآوری - محیط کشت بازیابی می‌تواند به عنوان یک محیط پیش غنی کننده نیز به کار رود برای مثال "آب پپتونه بافری"

۴-۳-۴-۵-۳ محیط کشت پیش غنی کننده^۸ و غنی کننده^۹

به طور کلی محیط کشت مایع به دلیل ترکیبات تشکیل دهنده آن، شرایط مطلوب خاصی برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم را فراهم می‌کند. مانند: "تریپتون سوی براث"

۱-۴-۳-۴-۵-۳ محیط کشت غنی کننده انتخابی^{۱۰}

محیط کشت غنی کننده‌ای است که به میکروارگانیسم‌های خاص امکان رشد می‌دهد و به واسطه یک ماده مهار کننده، رشد تمام میکروارگانیسم‌ها به جز میکروارگانیسم مورد نظر را کاملاً یا تا حدودی مهار می‌کنند.

مانند: محیط کشت "پپتون سوی راپاپورت- واسیلادیس"^{۱۱}

۱- Transport medium

۲- Stuart or amies transport medium

۳- Preservation medium

۴- Dorset agar medium

۵- Nutrient medium

۶- Resuscitation medium

۷- Buffered peptone water

۸- Pre- enrichment medium

۹- Enrichment medium

۱۰- Selective enrichment medium

۱۱- Rappaport-Vassiliadis (RV)

۳-۵-۴-۳-۴-۲ محیط کشت غنی کننده غیر انتخابی^۱

این محیط به طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها امکان رشد می‌دهد. مانند: "برین هارت اینفیوژن پراث"

۳-۵-۴-۳-۴-۳ محیط کشت جداکننده^۲

محیط کشت جامد یا نیمه جامدی است که به میکروارگانیسم‌ها امکان رشد می‌دهد.

۳-۵-۴-۳-۴-۴ محیط کشت جداکننده انتخابی^۳

محیط کشتی که به میکروارگانیسم خاص و هدف امکان رشد می‌دهد و از رشد سایر میکروارگانیسم‌ها بطور کامل یا قسمتی جلوگیری می‌کند مانند: "آگار XLD"

۳-۵-۴-۳-۴-۵ محیط کشت جداکننده غیر انتخابی^۴

محیط کشتی که در آن میکروارگانیسم به صورت انتخابی، مهار نمی‌شوند. مانند: "نوترینت آگار"

۳-۵-۴-۳-۴-۶ محیط کشت انتخابی کروموژنیک^۵ / فلوروژنیک^۶

محیط کشت کروموژنیک / فلوروژنیک دارای ترکیبات انتخابی است که همه یا بخشی از فلور همراه با میکروارگانیسم‌های هدف در نمونه را مهار می‌کند و منجر به تقویت و رد یابی دقیق می‌شود مانند:

"TBX آگار"، "MUG/EC"

۳-۵-۴-۳-۴-۷ محیط کشت افتراقی^۷

محیط کشتی است که مشخصات و خصوصیت فیزیولوژیک یا بیوشیمیایی میکروارگانیسم‌ها را به منظور شناسایی فراهم می‌کند. مانند: "ترجیتول^۷" و "TTC، TBX"

۳-۵-۴-۳-۴-۸ محیط کشت شناسایی^۸

محیط کشت با قدرت تشخیصی بالا برای ایجاد یک واکنش تشخیصی خاص که نیاز به استفاده از محیط کشت‌های تاییدی ندارد. مانند: "بایل اسکولین آزاید^۹"

۳-۵-۴-۳-۴-۹ محیط کشت شمارش^{۱۰}

۱- Non- selective enrichment medium

۲- Selective isolation medium

۳- Selective isolation medium

۴- Non-selective isolation medium

۵- Chromogenic selective culture medium

۶- Fluorogenic selective culture medium

۷- Differential medium

۸- Identification medium

۹- Bile Esculin Azide Agar (Enterococcus Selective Agar)

۱۰- Enumeration medium

محیط کشت انتخابی یا غیر انتخابی که برای شمارش میکروارگانیسم‌ها به کار می‌رود. مانند: "بردپارکر"^۱ "ایست اکسترکت آگار"^۲

یادآوری-محیط کشت شمارش می‌تواند خصوصیات محیط کشت بازیابی و/یا محیط کشت غنی کننده را داشته باشد.

۳-۵-۴-۳-۴-۱۰ محیط کشت تاییدی^۳

محیط کشتی است که برای شناسایی یا تعیین هویت مشخصات میکروارگانیسم‌ها پس از یک مرحله بازیابی مقدماتی و/یا غنی سازی و/یا جداسازی، به کار گرفته می‌شود مانند: "کلینگر آبیرون آگار"^۴

۳-۵-۴-۳-۴-۱۱ محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده^۵

محیط کشت انتقالی، محیط کشت رقیق کننده یا محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده‌ای است که برای غیرفعال کردن عوامل در سطح و/یا ضد عفونی کننده یا سایر عوامل میکروکشی به کار می‌رود.

۳-۵-۴-۳-۴-۱۲ محیط کشت با موارد استفاده متعدد

محیط کشتی است که در دسته بندی‌های متعدد قرار می‌گیرد. مانند: "بلاد آگار"^۶ که یک محیط بازیابی است، می‌تواند به عنوان محیط کشت جداکننده و همچنین محیط کشت افتراقی برای ردیابی همولیز به کار رود و یا "بافر پیتون واتر"^۷ که یک رقیق کننده است می‌تواند یک محیط کشت پیش غنی کننده نیز باشد.

۳-۵-۴-۳-۴-۱۳ محیط کشت مرجع

محیط کشت غیر انتخابی مانند: "تریپتون سوی آگار"^۷ که برای ارزیابی مقایسه‌ای کنترل عملکرد محیط کشت بکار می‌رود.

۳-۵-۴-۴-۴-۱ محیط کشت بر اساس آماده سازی

۳-۵-۴-۴-۱-۱ محیط کشت آماده مصرف

محیط کشت مایع، جامد یا نیمه جامدی است که در پلیت‌ها، بطری‌ها، لوله‌ها، یا ظروف دیگر، به شکل آماده مصرف، یا به شکل آماده مصرف پس از ذوب کردن یا به شکل آماده مصرف پس از ذوب کردن مجدد و افزودن مکمل به کار می‌رود.

۳-۵-۴-۴-۲-۲ محیط کشت کامل شده

محیط کشتی است که برای تلقیح آماده باشد.

۱- Baird-Parker Agar

۲- Yeast Extract Agar

۳- Confirmation medium

۴- Kligler Iron Agar (KIA)

۵- Medium containing neutralisers

۶- Blood agar

۷- Tryptic Soy Agar(TSA)

۳-۴-۴-۵-۳ محیط کشت آماده مصرف بعد از ذوب مجدد

محیط کشت ذوب مجدد شده‌ای است که برای استفاده در روش کشت آمیخته یا برای ریختن در پلیت‌ها به کار می‌رود.

۴-۴-۴-۵-۳ محیط کشت آماده مصرف بعد از ذوب مجدد و افزودن مکمل

محیط کشتی است که باید قبل از استفاده (محیط کشت آماده مصرف کامل نشده) ذوب مجدد شده، مکمل افزوده و توزیع شود.

مانند "تریپتوز سولفیت سیکلو سرین (TSC) آگار"، "برد پارکر آگار" یا "رابیت پلاسما فیبرینوزن (RFP) آگار"

۵-۴-۴-۵-۳ محیط کشت آماده شده از فرمولاسیون‌های بدون آب تجارتي

محیط کشتی است که به صورت خشک موجود است، و لازم است قبل از مصرف، به آن آب افزوده شده و فرآوری گردد.

۶-۴-۴-۵-۳ محیط کشت آماده شده از اجزای مجزا

محیط کشتی است که به وسیله آزمایشگاه میکروبیولوژی کاملاً از ترکیبات مجزای خود تهیه می‌شود.

۶-۳ آماده سازی و استریلیزاسیون محیط‌های کشت در آزمایشگاه

۱-۶-۳ آماده سازی صحیح محیط کشت یکی از مراحل اصلی برای تضمین کیفیت نتایج آزمون میکروبیولوژی است که باید با دقت خاصی انجام شود.

با رعایت دستور العمل تولید کننده، و با توجه به نشانه گذاری آن، مقدار لازم از محیط کشت (پودر خشک) با دقت توزین می‌شود. و با آب خالص (مقطر)، آب بدون املاح یا آب یون زدایی شده با استفاده از اسمز معکوس یا کیفیتی معادل آن، در داخل ارلن مخلوط کنید سپس در صورت لزوم همراه با گرم کردن، سریعاً یکنواخت کنید. و به حجم برسانید.

آلودگی میکروبی از $10^2 cfu/ml$ بیشتر نباشد و طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱ پایش شود.

هدایت الکتریکی^۱ آب استفاده شده برای تهیه محیط کشت نباید بیشتر از ۲۵ میکروزیمنس^۲ باشد و طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۹۷ پایش شود.

۲-۶-۳ pH

pH محیط کشت را با استفاده از pH متر اندازه گیری کنید. در صورت لزوم، قبل از سترون سازی pH تنظیم شود، به این ترتیب که pH محیط کشت پس از سترون سازی و رسیدن دما به ۲۵ C، باید در محدوده مورد نظر ± 0.2 واحد اندازه گیری باشد، مگر اینکه مقادیر دیگری توصیه شده باشد. pH معمولاً با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید با غلظت تقریبی: ۴۰ g/L یا هیدروکلریک

۱ - هدایت الکتریکی آب نشان دهنده میزان املاح هادی موجود در آب می‌باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می‌دهند.

۲ - میکروزیمنس بر سانتیمتر واحد هدایت الکتریکی ویژه آب می‌باشد که در سیستم SI با $\mu\text{Siemens/cm}$ نشان داده می‌شود.

اسید انجام می‌شود. اگر تنظیم pH پس از سترون‌سازی انجام شود، باید از محلول‌های سترون استفاده شود.

۳-۶-۳ توزیع

محیط کشت را در ظروف مناسب توزیع کنید بطوری که مطمئن شوید فضای کافی مناسب برای جلوگیری از سر رفتن محیط در طی فرآیند سترون‌سازی وجود ندارد.

۳-۶-۴ سترون‌سازی

محیط‌های کشت تهیه شده را در روز آماده‌سازی سترون کنید. سترون‌سازی محیط‌های کشت و معرف‌ها معمولاً با استفاده از حرارت مرطوب با استفاده از اتوکلاو یا فیلتراسیون انجام می‌شود. بعضی از محیط‌های کشت به سترون‌سازی با اتوکلاو نیاز ندارند، ولی می‌توان آنها را با دمای جوش سترون نمود. برای مثال: محیط‌های کشت آنتروباکتریاسه‌ها که حاوی برلیانت گرین بوده و بخصوص به حرارت و نور حساس هستند و بهتر است به سرعت پس از جو شیدن سرد شده و در برابر نور شدید محافظت شوند. همچنین، بعضی از معرف‌ها را نیز می‌توان بدون سترون‌سازی مورد استفاده قرار داد. در همه موارد طبق دستورالعمل‌های تولیدکننده یا استانداردهای مناسب انجام دهید. پس از سترون کردن، محیط‌ها را در شرایطی که از تغییر ترکیبات جلوگیری کند، نگهداری کنید برای مثال: از نور و خشک شدن محافظت کنید. اگر محیط کشت بلافاصله استفاده نشده در یخچال در دمای $3^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ یا در شرایطی که در استاندارد خاصی مشخص شده باشد، نگهداری کنید. معمولاً توصیه می‌شود مدت زمان نگهداری برای پلیت‌ها از دو تا چهار هفته و برای بطری‌های بسته شده و لوله‌ها سه تا شش ماه بیشتر نشود.

برای ذوب مجدد، محیط‌های کشت را به وسیله قرار دادن آن در حمام آب جوش و یا هر فرآیند دیگری که همان نتیجه را دهد، ذوب کنید (مانند: قرار دادن در بخار اتوکلاو) محیط کشت ذوب شده، در حمام آب گرم با دمای تنظیم شده، با دمای 47°C تا 50°C ، خنک کنید.

۳-۶-۵ افزودن مکمل‌ها

مکمل‌هایی که حساس به حرارت هستند، باید بعد از اینکه دمای محیط به کمتر از 50°C رسید، به محیط اضافه شوند. مکمل سترون شده باید قبل از افزودن به محیط آگاردار به دمای اتاق برسد. افزودن مکمل‌های مایع سرد ممکن است سبب بسته شدن آگار یا تشکیل پرک‌های شفاف شود و از توزیع مناسب جلوگیری کند. مکمل‌ها را در محیط کشت به آرامی و کامل مخلوط کرده و به سرعت در ظروف نهایی تقسیم کنید. در هر صورت طبق دستورالعمل تولیدکننده عمل کنید.

۳-۶-۶ آماده‌سازی محیط‌های کشت جامد در پلیت‌ها

محیط کشت آگاردار ذوب شده را در پلیت‌ها بریزید تا حداقل ضخامت آن ۳mm گردد. برای مثال: در ظروف با قطر ۲۰mm، معمولاً ۱۸mL تا ۲۰mL محیط کشت آگاردار کافی است یا مقداری که در استانداردهای مربوطه


بیان شده است. اگر پلیت‌ها باید نگهداری شوند، یا زمان گرمخانه‌گذاری آنها بیش از ۷۲ h به طول می‌انجامد، یا دمای گرمخانه‌گذاری بیش از ۴۰ °C است، محیط کشت بیشتری ممکن است در پلیت‌ها ریخته شود. پلیت‌ها را به صورت در بسته روی یک سطح افقی و خنک قرار دهید تا آگار سرد شده و ببندد.

۷-۶-۳ نگهداری و مدت زمان نگه داری محیط کشت آماده شده

شرایط نگهداری، تاریخ انقضاء و توصیه‌های دیگر مربوط به محیط کشت و پلیت‌های آگاردار آماده شده تجارتي بهتر است طبق دستورالعمل تولیدکننده باشد.

۷-۳ آماده سازی نمونه

برای دستیابی به توزیع یکنواخت میکروارگانیسم‌ها، پیش از انجام آزمون، نمونه‌ها را با تکان دادن شدید کاملاً مخلوط کنید. و بسته به ماهیت نمونه و میزان آلودگی مورد انتظار، رقت‌های لازم را تهیه کنید. برای آزمون شمارش، رقت‌های دهدهی را با رعایت شرایط اسپتیک تهیه کنید. برای رقت‌های ۱۰ برابر، ۹mL یا ۹۰mL از محلول‌های رقیق کننده را به ارلن یا لوله‌های سترون اضافه کنید با انتقال یک حجم نمونه به ۹ حجم محلول رقیق کننده، رقت‌های ۱۰ برابر را تهیه کنید. یادآوری ۳- توصیه می‌شود، دمای محلول رقیق کننده‌ها تقریباً برابر با دمای محیط آزمایشگاه باشد. یادآوری ۳- برای شمارش اسپورها، بلافاصله پس از تهیه سوسپانسیون اولیه باید شوک حرارتی دهید، سپس به سرعت خنک کنید.



شکل ۱۶- سوسپانسیون اولیه و رقت‌ها اعشاری بعدی

برای تهیه رقت‌های دهدهی بعدی، ۱mL از سوسپانسیون اولیه را، با استفاده از پی‌پت سترون به ۹mL محلول رقیق کننده سترون که دمای مناسبی دارند، منتقل کنید و با استفاده از یک همزن مکانیکی به مدت زمان ۵ sec تا ۳ sec مخلوط کنید. رقت بدست آمده ۱۰^{-۲} می‌باشد. در صورت لزوم، به همین ترتیب و رقت‌های بعدی (۱۰^{-۳}، ...) را تهیه کنید تا حدی که برای شمارش میکروارگانیسم‌ها مناسب باشند. مراقب باشید، پی‌پت را بیش از ۱cm داخل سوسپانسیون اولیه فرو نکنید و از تماس پی‌پت حاوی سوسپانسیون اولیه با محلول رقیق کننده سترون جلوگیری کنید. هنگام آماده سازی رقیق کننده سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری بعدی، زمان بین پایان

آماده سازی تا لحظه تماس ماده تلقیحی با محیط کشت یا آبگوشت غنی کننده نباید بیش از 45 min باشد.

۳-۷-۱ روش‌های کشت در میکروبیولوژی

کشت در پلیت به سه روش قابل انجام است.

- کشت خطی^۱
- کشت سطحی^۲
- کشت آمیخته یا پور پلیت^۳

۳-۷-۱-۱ کشت خطی

در این روش از محیط پیش ریخته استفاده می‌شود. به این ترتیب که ابتدا به وسیله یک حلقه کشت سترون شده مقداری از کلنی باکتری را برداشته و آن را روی سطح محیط پیش ریخته بصورت خط‌های موازی و در چند جهت کشیده می‌شود. در کشت‌های خطی برای بدست آوردن کلنی‌های تک، پلیت را به ۴ قسمت تقسیم می‌شود و با نوک حلقه کشت که محتوی کلنی باکتری است، به صورت خط‌های موازی کشیده و بعد خطوط را در منطقه دوم از انتهای خط انتهایی منطقه اول در جهت دیگر ادامه داده و در منطقه سوم و چهارم هم به همین صورت عمل می‌شود. خصوصیت این روش این است که وقتی خطوط موازی را روی سطح محیط می‌کشید به ترتیب از تراکم باکتری‌ها کاسته می‌شود و در انتهای خط، تراکم باکتری بسیار کمتر خواهد بود تا جایی که در منطقه چهارم دسترسی به کلنی‌های تک وجود خواهد داشت. که کلنی خالص نامیده می‌شود.



شکل ۱۷ - کشت خطی

در مورد محیط‌های کشت باکتریایی که بصورت مایع می‌باشند برای انجام کشت خطی روی محیط پیش ریخته فقط یکبار حلقه کشت از سوسپانسیون میکروبی برداشته، روی محیط کشت از پیش ریخته قرار داده و به صورت خطوط موازی در چند جهت کشیده می‌شود.

۳-۷-۱-۲ کشت سطحی

این روش کشت اغلب برای شمارش میکروارگانیسم‌های فرآورده‌های مورد مصرف انسان و خوراک دام، نمونه های محیطی و همچنین در مورد فرآورده‌هایی که دارای میکروارگانیسم‌های حساس به گرما^۴ هستند و احتمال دارد قسمت معنی داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: ارگانیسم‌های سرماگرا^۵) کاربرد دارد.

۱- Streak plate

۲- Surface plate

۳- Pour plate

۴- Heat-sensitive organisms

۵- Psychrotrophic

همچنین در غذاهای خشک شده، غذاهای یخزده و منجمد، که ممکن است دارای میکروارگانیسم‌های حساس به گرما باشند یا فرآورده‌هایی که دارای باکتری‌های هوازی اجباری هستند که احتمال دارد قست معنی داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: گونه‌های پseudomonas^۱) و فرآورده‌هایی که دارای ذرات کوچکی هستند که تشخیص آنها از کلنی‌های تشکیل شده در کشت آمیخته به سختی انجام می‌شود، همچنین فرآورده‌هایی که رنگ شدید آنها باعث جلوگیری از تشخیص کلنی در کشت آمیخته می‌شود، فرآورده‌هایی که برای تشخیص بین انواع مختلف کلنی به‌عنوان قسمتی از ارزیابی کمیت غذا مورد نیاز است و بالاخره برای کشت میکروارگانیسم‌هایی است که قابلیت رشد و تشکیل کلنی در سطح محیط کشت جامد را دارند، به‌کار برده می‌شود. در این نوع کشت، از محیط پیش ریخته استفاده می‌شود. در روش سطحی، برای پلیتهائی با قطر ۹۰mm تا ۱۰۰mm، حجم آزمونه و یا رقتی از آن باید بین ۰/۱ mL تا ۰/۵ mL باشد. رقت را باید به‌گونه‌ای انتخاب کرد که در آن تعداد مورد انتظار کلنی‌های تشکیل شده بین ۱۰ تا ۱۵۰ کلنی تیپیک باشد. تعداد کل کلنی‌های تیپیک و غیرتیپیک روی پلیت باید کمتر از ۲۰۰ کلنی باشد.

یادآوری - تعداد کل کلنی‌های قابل شمارش، به‌اندازه کلنی‌ها بستگی دارد و برای کلنی‌های بزرگتر تعداد کلنی‌ها ممکن است کاهش یابد.

پلیت‌های دارای حدود ۱۵ mL محیط کشت را آماده و نشانه گذاری کنید و در صورت لزوم سطح محیط کشت پیش از استفاده خشک می‌شود. معمولاً ۰/۱ mL از آزمایه (فرآورده‌های مایع) و یا ۰/۱ mL از سوپانسیون اولیه (سایر فرآورده‌ها) در سطح محیط جامد از پیش ریخته تلقیح شده و توسط میله پخش کننده یا وسایل مکانیکی سترون روی سطح پخش می‌شود. و بعد از جذب ماده تلقیحی، پلیت‌ها گرمخانه‌گذاری می‌شود.

یادآوری - توجه داشته باشید که هنگام انجام کشت سطحی باید سطح محیط خشک باشد.

هنگام تهیه محیط کشت به صورت پیش ریخته، ممکن است بخار آب روی درب پلیت و سطح محیط جمع شود برای خشک کردن پلیت‌ها توجه به نکات زیر مهم است.

الف - میزان رطوبت مهم است زیرا رشد بهینه باکتری‌ها به شرایط رطوبت درون و سطح محیط کشت بستگی دارد. از دست دادن رطوبت زیاد ممکن است منجر به افزایش غلظت مواد باز دارنده در محیط‌های کشت انتخابی و کاهش فعالیت آب در سطح محیط کشت شود.

ب - در مورد باکتری‌هایی که کلنی آنها به سرعت روی محیط کشت پخش نمی‌شود و سطح محیط کشت در پلیت‌ها خشک به نظر می‌رسد، خشک کردن سطح پلیت ضرورت ندارد. در این موارد می‌توانید خشک کردن سطح پلیت را حذف کنید. زیرا باعث افزایش احتمال آلودگی و از دست دادن بی‌مورد رطوبت می‌شود.

پ - درجه حرارت و زمان خشک شدن را به‌گونه‌ای انتخاب کنید که احتمال آلودگی تا حد ممکن پایین نگه داشته شود و درجه حرارت اثر سوئی روی کیفیت محیط کشت نداشته باشد. زمان خشک شدن به‌میزان بخار آب سطح محیط کشت درون پلیت‌ها بستگی دارد.

۱- Pseudomonas spp.

ت- چنانچه برای خشک شدن کردن پلیت‌ها از اتاقک با جریان هوای لایه‌ای^۱ استفاده نمی‌کنید، برای پیشگیری از آلودگی پلیت‌ها، سطح محیط کشت را پایین قرار دهید.

ث- در عمل پلیت‌ها را با قرار دادن در دمای 25°C تا 50°C به‌گونه‌ای که سطح آگار پلیت‌ها به طرف پایین باشد و در پلیت نیمه باز باشد، خشک می‌شود.

خشک کردن پلیت را تا زمان ناپدید شدن قطرات در سطح آگار یا روی در پلیت ادامه دهید بیش از آن خشک کردن را ادامه ندهید همچنین می‌توانید پلیت‌ها را در اتاقک ایمنی با جریان هوای لایه‌ای در دمای محیط برای مدت 30 min تا 60 min ، یا به مدت یک شب به صورت در بسته در درجه حرارت محیط خشک کنید. همچنین می‌توانید پس از ریختن محیط کشت در پلیت در صورت تجمع حباب هوا، آنها را با شعله دادن سطح محیط حذف کنید. اینکار باعث سترون شدن سطح محیط کشت هم می‌شود.



شکل ۱۸- کشت سطحی

۳-۷-۱-۳ کشت آمیخته یا پورپلیت

در روش کشت آمیخته، حجم آزمون و یا رقتی از نمونه بسته به اندازه پلیت و حجم محیط کشت مورد استفاده بین 0.1 mL تا 5 mL است. رقت را باید به‌گونه‌ای انتخاب کرد که تعداد مورد انتظار کلنی‌های تیپیک تشکیل شده روی پلیت‌هایی با قطر 90 mm تا 100 mm بین 10 تا 150 کلنی باشد. تعداد کل کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک روی پلیت باید کمتر از 300 کلنی باشد.

یادآوری - تعداد کل کلنی‌های قابل شمارش، به اندازه کلنی‌ها بستگی دارد و برای کلنی‌های بزرگتر تعداد کلنی‌ها ممکن است کاهش یابد.

محیط کشت مورد استفاده را در حمام آب جوش ذوب کنید از سایر فرآیندهای مناسب مانند: قرار دادن در جریان بخار آزاد اتوکلاو و یا ماکروویو و سایر فرآیندهای مناسب که ترکیب دما و زمان آن برای آماده سازی محیط کشت، صحت‌گذاری شده است نیز می‌توانید استفاده کنید از حرارت دادن زیاد محیط کشت خودداری کنید و آن را به محض ذوب شدن از حمام خارج کنید و محیط کشت ذوب شده را در حمام آب با دمای 45°C قرار داده تا دمای آن به 45°C برسد پس از تهیه و آماده سازی پلیت‌ها و دقت‌های لازم، آزمون را کاملاً مخلوط و در پلیت‌ها تقسیم کنید.

یادآوری ۱- محیط‌های کشت را برای مدت زمان بیشتر از 4 h به صورت ذوب شده نگهداری نکنید.


یادآوری ۲- محیط‌های کشت آگاردار را بیشتر از یک بار ذوب نکنید.

۱-Laminsr-flow safety cabinet

ارلن دارای محیط کشت را از حمام آب خارج کنید پس از خشک کردن قسمت بیرونی آن، گردن ظرف را از روی شعله عبور دهید. محیط کشت را بدون تاخیر به پلیت‌ها به گونه‌ای بیافزایید که ایجاد شوک حرارتی به حداقل برسد. برای ۱mm تا ۲mm نمونه مقدار ۱۵mm تا ۲۰mm محیط کشت سترون که حرارت آن به حدود ۴۵°C رسیده، استفاده می‌شود. برای حجم‌های بیشتر نمونه، مقدار محیط کشت را بر همین اساس تنظیم کنید. سپس با حرکات دورانی به صورت ۸ کاملاً مخلوط می‌شود. و تا سرد شدن، روی سطح افقی قرار گرفته و محیط جامد می‌شود. پس از جامد شدن آگار، پلیت‌ها بدون تاخیر در گرمخانه قرار می‌گیرد.

۳-۷-۱-۳-۱ کشت‌های دو لایه

در کشت دو لایه، پس از تلقیح و کشت آمیخته یا پور پلیت در صورت لزوم سطح محیط کشت با باکتری، مجدداً با یک لایه نازکی از همان محیط کشت پوشانده می‌شود در این حالت به آن کشت دو لایه هم گفته می‌شود. پس از بسته شدن محیط ظرف‌های پتری را به‌طور واژگون در گرمخانه قرار می‌دهند تا از ریختن قطرات آب در سطح محیط جلوگیری گردد.



شکل ۱۹- کشت پور پلیت

۳-۷-۱-۴ صافی غشایی

در این روش نمونه از صافی غشایی عبور داده می‌شود و میکروارگانیسم‌های مورد جستجو روی سطح صافی باقی می‌مانند سپس صافی روی محیط کشت آگار یا پد جاذب اشباع شده از محیط کشت قرار داده می‌شوند پس از گرمخانه‌گذاری، کلنی‌ها روی سطح صافی تشکیل می‌شوند. همچنین برای میکروارگانیسم‌های خاص مانند باکتری‌های بی‌هوازی، صافی را می‌توان به گونه‌ای در پلیت قرار داد که سطح آن به طرف پایین باشد و با لایه دیگری از محیط کشت آگاردار پوشانده شود.

یادآوری ۱- انتخاب اندازه منافذ فیلتر غشایی بستگی به میزان کدورت نمونه دارد .

یادآوری ۲- فیلترهای غشایی باید بدون خصوصیات مهارکنندگی یا تحریک رشد باکتری باشند و مرکب مورد استفاده در چاپ خطوط شطرنجی نباید بر رشد باکتری‌ها اثر بگذارد. هر بهر فیلتر غشایی باید مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ۷۹۹۳ آزمون شود، بویژه وقتی که استفاده از برندهای مختلف فیلتر غشایی باعث نتیجه متفاوت در بازیافت و ایجاد رنگ شود.


۳-۷-۱-۴-۱ صاف کردن

دستگاه‌های صافی سترون را به منبع خلاء وصل کنید. روی صفحه متخلخل پایه صافی یک صافی غشایی سترون را که سطح چهارخانه آن به طرف بالا باشد، قرار دهید. قسمت بیرونی صافی غشایی را با استفاده از گیره سر پهن محکم کنید. قیف سترون را روی پایه صافی قرار دهید. درحالی‌که پمپ خلاء خاموش است یکی از نمونه‌های زیر را درون قیف بریزید.

الف- حجم مشخصی از نمونه و یا رقتی از آن که کاملاً مخلوط شده باشد (حداقل ۱۰mL)
 ب- محتوای ظرف حاوی آزمون و مقدار کافی محلول رقیق کننده برای رساندن حجم کل به حداقل ۱۰mL
 پ- چنانچه آزمون با پی پت اندازه گرفته می شود حداقل ۱۰mL محلول رقیق کننده را مستقیماً به آن بیافزایید و با پی پت مخلوط کنید.

پمپ خلاء را روشن کنید تا خلاء برقرار شود. (حدود ۷۰ kPa^۱) نمونه را از صافی عبور دهید. به محض صاف شدن نمونه، پمپ خلاء را خاموش کنید. بهتر است دیواره های قیف را در حالی که صافی هنوز در جای خود قرار دارد، با استفاده از ۱۰ تا ۳۰ mL محلول رقیق کننده سترون، شستشو دهید.

یادآوری- برای آزمون اسپورباکتری ها مانند اسپور کلسترییدیوم های احیا کننده سولفیت، از صافی غشایی با اندازه روزنه ۰/۲۲ μm استفاده کنید.



شکل ۲۰- مراحل فیتراسیون با صافی غشایی

۳-۷-۱-۴-۲ انتقال صافی

پس از اطمینان از خاموش بودن پمپ خلاء، قیف را بردارید و صافی را با گیره سترون به یکی از موارد زیر انتقال دهید.

الف- به پلیت حاوی محیط کشت آگاردار (از پیش ریخته)
 ب- به پد جاذب که از پیش با محیط کشت مایع اشباع شده است و یا پد جاذب دارای محیط کشت بدون آب که آب مقطر به آن اضافه می شود، برای پیشگیری از تداخل کلنی، پیش از قرار دادن صافی روی پد جاذب، محیط کشت اضافی آن بیرون ریخته شود.

۱ - پاسکال با علامت اختصاری (Pa) در فیزیک، واحد فشار است و برابر است با فشار یک نیوتن بر متر مربع. یکی از مهم ترین ویژگی های فشار مایعات این می باشد که اگر مقداری مایع را درون ظرفی محصور تحت فشار قرار دهیم یا به عبارتی دیگر به آن فشار وارد کنیم فشار وارده از سوی ما بدون هیچگونه ضعیف شدن یا کم و کاستی به تمام نقاط آن می رسد و حتی به دیواره های ظرف هم منتقل می شود که به آن اصل پاسکال گفته می شود. و به این شکل تعریف می شود $P=F/A$

P فشار مساوی است با F نیروی وارد بر سطح و A مساحت سطحی است که F بر آن تأثیر می کند. بدیهی است که با در نظر گرفتن یکای نیوتن برای نیرو و متر مربع برای مساحت، یکای فشار به صورت نیوتن بر متر مربع تعریف خواهد شد. این یکا جهت احترام به دانشمند فیزیکدان فرانسوی، به نام پاسکال نامگذاری شد.

پ- به پللیت دارای مقدار کمی محیط آگاردار و سپس افزودن لایه دیگر از محیط کشت با دمای $45^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ روی صافی غشایی هنگام انتقال صافی‌ها، از نبودن حباب هوا بین صافی و محیط کشت اطمینان یابید.

یادآوری- برای حجم‌های مختلف یک نمونه، در صورتی که کمترین و رقیق‌ترین نمونه را ابتدا صاف کنید، می‌توانید قیف را بدون گندزدایی، برای رقت‌های پایین‌تر همان نمونه استفاده کنید برای صاف کردن نمونه دیگر از وسایل سترون جدید استفاده کنید.

یادآوری- انتخاب روش به عوامل مختلف بستگی دارد. این عوامل شامل ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی، ماهیت میکروارگانیسم‌های مورد جستجو، غلظت احتمالی آنها، باز یافت موثر میکروارگانیسم‌های آسیب دیده و تحت تنش، دقت آزمون و حساسیت لازم می‌باشد.

۳-۷-۲ گرمخانه‌گذاری

پللیت‌های تلقیح شده را وارونه کنید و آنها را در گرمخانه و یا حمام آب (پس از قرار دادن در شرایط و ظروف غیر قابل نفوذ به آب) قرار دهید. در صورت لزوم پللیت‌ها را برای پیشگیری از خشک شدن در یک کیسه پلاستیکی قرار دهید. مانند مواردی که از گرمخانه دارای تهویه استفاده می‌کنید. پللیت‌هایی که دارای صافی روی پد جاذب هستند را برای پیشگیری از خشک شدن در ظروف مقاوم به نفوذ هوا و آب در گرمخانه روی هم قرار دهید. بیش از ۶ پللیت را در گرمخانه روی هم قرار ندهید. زمان و درجه حرارت گرمخانه‌گذاری را با استفاده از استانداردهای خاص مربوط به میکروارگانیسم‌های خاص انتخاب کنید گرمخانه‌گذاری می‌تواند در دو مرحله به شرح زیر انجام شود. برای احیا میکروارگانیسم‌های تحت تنش می‌توانید پللیت‌ها را در زمان‌های مختلف برای مثال ۲h تا ۴h در درجه حرارت کمتر مانند 25°C تا 40°C و متعاقب آن برای مدت زمان بیشتر در درجه حرارت معمول برای میکروارگانیسم مورد جستجو، پیش گرمخانه‌گذاری کنید.

تغییرات دما ممکن است با انتقال به گرمخانه و یا حمام آب دیگر و یا با استفاده از دستگاه‌هایی که درجه حرارت آنها به‌طور خودکار پس از زمان معین تغییر می‌یابد، تحت تاثیر قرار گیرد بهتر است تمام پللیت‌ها را به‌طور معمول هم زمان در گرمخانه یا حمام آب قرار دهید.

همچنین می‌توانید صافی‌ها را برای مدت کوتاهی (مانند ۲h تا ۴h) در محیط کشتی که سبب احیاء میکروارگانیسم‌ها می‌شود قرار دهید و سپس برای گرمخانه‌گذاری بیشتر به محیط دیگر (معمولاً محیط انتخابی) منتقل کنید.

۳-۷-۳ روش شمارش

پللیت‌های صافی‌ها را بلافاصله پس از پایان گرمخانه‌گذاری بررسی کنید. در مواردی که این کار امکان ندارد می‌توانید آن را برای مدت کوتاهی (برای مثال چند روز) در دمای 5°C تا 3°C در صورت نداشتن اثرات سوء بر تعداد و ظاهر میکروارگانیسم‌ها و همچنین آزمون‌های تاییدی قرار دهید. در صورتی که پللیت‌ها یا صافی‌ها را نگهداری می‌کنید، مدت زمان قابل قبول را با توجه به نوع نمونه و روش آزمون، صحت‌گذاری کنید.

۳-۷-۴ شمارش و تایید کلنی

برای شمارش روی محیط غیر انتخابی، تمام کلنی‌ها را شمارش کنید. در محیط‌های انتخابی و افتراقی، فقط کلنی‌هایی را که ظاهر مختص میکروارگانیسم مورد جستجو را نشان می‌دهند شمارش کنید. برای تعیین ویژگی‌های دقیق‌تر، آزمون‌های تاییدی باید انجام شود اگر چه هنگامی که تعداد کلنی‌ها زیاد است، تایید مشخصات همه آنها عملی نیست. در چنین مواردی تمام کلنی‌های تیپیک از قسمت‌های حاشیه پلیت با صافی را مورد بررسی قرار دهید.

۳-۸-۳ رنگ آمیزی

۳-۸-۱-۱ رنگ آمیزی گرم

۳-۸-۱-۱-۱ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه شود.

۳-۸-۱-۲ رنگ آمیزی با کریستال ویوله:

در این مرحله مقداری از رنگ کریستال ویوله را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید و به مدت زمان ۱ min صبر کنید تا رنگ در دیواره سلولی میکروب‌ها نفوذ کند.

۳-۸-۱-۳ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱ min، رنگ اضافی روی لام را خالی کرده، در حالی که لام را به صورت مایل نگهداشته شده است با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو شود.

۳-۸-۱-۴ مرحله اضافه کردن محلول ید:

با چند قطره از محلول ید^۱ روی گسترش را پوشانیده و به مدت زمان ۱ min صبر کنید.

۳-۸-۱-۵ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱ min، رنگ اضافی روی لام را خالی کرده، در حالی که لام را به صورت مایل نگهداشته شده است با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو شود.

۳-۸-۱-۶ مرحله رنگ بری با استفاده از استن - الکل:

در حالی که لام را با زاویه ۴۵ درجه نگهدارید بعد با استفاده از محلول رنگ بر الکل - استن به سرعت آن را بی‌رنگ کنید. دقت کنید مرحله بی‌رنگ‌سازی بیش از اندازه نباشد. بعد از آن لام را بسرعة بشوئید. این عمل، بی‌رنگ شدن را متوقف خواهد کرد.

۱- Iodine

۸-۳-۱-۷ رنگ آمیزی با محلول سافرانین:

در این مرحله سطح لام را با رنگ ثانویه یعنی سافرانین، به مدت زمان ۱۰ sec (بپوشانید سپس رنگ اضافی را خالی کرده و با آب مقطر لام را شستشو دهید).


۸-۳-۱-۸ خشک کردن لام:

لام رنگ آمیزی شده را آهسته روی کاغذ خشک کن قرار دهید ولی کاغذ را روی گسترش نکشید.

۸-۳-۱-۹ مشاهده و تفسیر

در مشاهده لام زیر میکروسکوپ دارای عدسی روغنی با بزرگنمایی بالا، ظاهر باکتری‌ها در ۵ گروه تقسیم بندی می‌شوند:

۱- میله ای (باسیل) گرم مثبت ۲- میله ای گرم منفی ۳- کوکوس (گرد) گرم مثبت ۴- کوکوس گرم منفی ۵- باکتری‌های بدون واکنش به رنگ آمیزی گرم.



شکل ۲۱- مراحل روش رنگ آمیزی

یادآوری نکات مهم:

- حرارت بیش از اندازه هنگام تثبیت گسترش باعث پاره شدن دیواره سلولی باکتری شده بنابراین باکتری گرم مثبت رنگ اولیه (کریستال ویوله) را هنگام رنگ‌بری از دست می‌دهد و رنگ ثانویه را جذب می‌کند و در نتیجه باکتری گرم مثبت، به صورت گرم منفی دیده می‌شود.
- اگر گسترش ضخیم باشد هنگام مرحله بی‌رنگ شدن، ممکن است مانند یک گسترش معمولی رنگ نشود و این مسئله باعث خطا در تشخیص شما در گرم منفی یا مثبت بودن باکتری خواهد شد.
- غلظت درست و تازه بودن رنگ‌ها هم در رنگ‌آمیزی موثر است.

- رنگ‌بری بیش از حد ممکن است باعث پاره شدن جدار باکتری‌های گرم مثبت شده در نتیجه این باکتری‌ها رنگ کریستال ویوله خود را از دست داده و رنگ ثانویه را جذب می‌کنند و به‌صورت گرم منفی دیده می‌شود.
- دقت شود هنگام تهیه گسترش روی لام از محیط کشت، سن کشت باکتری باید h ۲۴ یا کمتر باشد. بنابراین در محیط کشت‌هایی که از عمر آنها گذشته و کهنه شده‌اند، در قابلیت نفوذ دیواره سلولی باکتری‌ها تغییراتی حاصل می‌شود که خاصیت گرم مثبت بودن را از دست می‌دهد.

۳-۸-۲ رنگ آمیزی شفر- بولتون

رنگ آمیزی شفر-بولتون یک رنگ آمیزی افتراقی است که برای مشاهده آندوسپور و سلول رویشی ابداع شده است. با استفاده از این روش، اسپور رنگ می‌گیرد و اسپوره‌های آزاد به‌آسانی قابل مشاهده خواهند بود. در این روش برای نفوذ رنگ اولیه (مالاشیت گرین) به‌داخل پوشش هاگ از حرارت استفاده می‌شود. همان خصوصیتی که رنگ‌آمیزی اسپور را مشکل می‌کند، رنگ را پس از نفوذ آن به‌داخل هاگ بخوبی حفظ می‌کند. مالاشیت گرین به‌آسانی از باکتری‌های مولد شسته می‌شود زیرا دیواره سلولی باکتری‌های بدون هاگ بر اثر حرارت آسیب دیده و پاره شده است بنابراین سلول رویشی رنگ دوم، یعنی سافرانین را جذب می‌کند.

۳-۸-۲-۱ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه کنید و با حرارت ثابت کنید.

۳-۸-۲-۲ رنگ آمیزی با مالاشیت گرین

مقداری از رنگ مالاشیت گرین را با قطره چکان به‌روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید. لام آغشته به‌رنگ را حرارت دهید تا رنگ بخار شود. این عمل را با وارونه کردن شعله گاز بر روی لاک و عبور شعله به‌تناوب از روی رنگ انجام دهید. وقتی که رنگ شروع به بخار شدن کرد شعله را کنار ببرید همین که تبخیر متوقف شد دو بار کار را تکرار کنید و نگذارید رنگ بجوشد. مدت ۳min تا ۵min به‌ترتیب ذکر شده عمل کنید و اگر مالاشیت گرین کاملاً از روی لام تبخیر شد دوباره مقداری رنگ به‌لام اضافه کنید. بگذارید لام سرد شود تا از شکستن آن جلوگیری شود. به‌موازات سرد شدن لام، به اضافه کردن رنگ ادامه دهید زیرا رنگ هنوز در حال تبخیر است.

۳-۸-۲-۳ مرحله شستشو:


رنگ اضافی روی لام را خالی کرده در حالیکه لام را به‌صورت مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت ۳۰ sec سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۸-۲-۴ رنگ آمیزی با سافرانین:

سطح گسترش میکروبی را با رنگ سافرانین به مدت زمان ۱ min بیوشانید.

۳-۸-۲-۵ مرحله شستشو:

رنگ اضافی روی لام را خالی کرده. در حالی که مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت ۳۰ sec سطح روی گسترش را شستشو دهید.




شکل ۲۲- رنگ آمیزی اسپور

۳-۸-۲-۶ مشاهده و تفسیر:

در مشاهده میکروسکوپی لام رنگ آمیزی شده، اسپورها گرد بیضی به رنگ سبز مشاهده می‌شوند. و سلول‌های رویشی، قرمز دیده می‌شوند.

چون هاگ پوشش مقاومی است که در برابر نفوذ رنگ مقاومت می‌کند بنابراین در رنگ‌آمیزی معمولی می‌توان اسپورها را به صورت ناحیه رنگ نشده در داخل سلول رویشی (باکتری مولد) مشاهده نمود. اگر تعداد اسپورها موجود کم باشد و یا اگر از داخل باکتری مولد خارج شده و در گستره به صورت پراکنده باشند، اغلب توسط رنگ‌آمیزی ساده و یا گرم قابل مشاهده نخواهند بود.



شکل ۲۳- اسپور

۴ نمونه برداری

نمونه‌هایی که به‌آزمایه‌شگاه ارسال می‌شود، باید نماینده واقعی کل کالا بوده و در طی حمل، جابجائی و نگه‌داری آن صدمه ندیده و یا تغییرات فیزیکی و شیمیایی در آن ایجاد نشده باشد. نمونه‌ها باید در شرایطی نگه‌داری شوند که امکان رشد میکروارگانیسم‌ها در آن وجود نداشته باشد. همچنین، در صورت عدم مطابقت نمونه با مندرجات نامه، نقص در بسته‌بندی، کافی نبودن مقدار نمونه، مشاهده آثار ظاهری رشد میکروبی،

شرایط نامناسب حمل به آزمایشگاه، نامناسب بودن درجه حرارت نمونه‌ها، سپری شدن تاریخ مصرف، عدم وجود استاندارد میکروبی، قابلیت انجام آزمون میکروبیولوژی را دارا نبوده و به ارسال کننده عودت داده می‌شود. برای کسب آگاهی‌های بیش‌تر از شرایط کلی نمونه برداری و نگهداری نمونه، به منظور انجام آزمون‌های میکروبیولوژی، به استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، مراجعه کنید.

۵ روش‌های آزمون میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی

روش‌های آزمون میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی در جدول ۳ آورده شده است:

جدول ۳- روش آزمون میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی

ردیف	نوع میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	شمارش کلی میکروارگانیسم‌ها	استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۲
۲	کلیفرم	استاندارد ملی ایران شماره ۱-۷۷۲۵
۳	انتروکوک	استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۷۲۴
۴	کلستریدیوم‌های احیا کننده سولفیت	استاندارد ملی ایران شماره ۵۳۵۳
۵	سودوموناس آئروژینوزا	استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹
۶	کپک و مخمر	استاندارد ملی ایران شماره ۴۲۰۷

۵-۱ اصول آزمون

الف- شمارش

برای ارزیابی کیفیت میکروبی و/یا ایمنی فرآورده تنها شناخت میکروارگانیسم‌های موجود در آنها کافی نیست و در بیشتر موارد، کمیت میکروارگانیسم‌ها هم به همان اندازه حائز اهمیت است که باعث ضرورت شمارش میکروارگانیسم‌ها می‌شود. شمارش میکروارگانیسم‌ها به روش‌های مختلف انجام می‌شود. اگر چه در این فرآورده‌ها فقط روش شمارش با استفاده از محیط آگار غیرانتخابی و با استفاده از روش کشت آمیخته یا پورپلیت انجام می‌شود.

شمارش در محیط کشت جامد بر اساس توانایی برخی میکروارگانیسم‌ها در تشکیل کلنی روی محیط کشت جامد یا داخل آن می‌باشد که با چشم مسلح یا با کمک وسایل بزرگنمایی ساده قابل تشخیص است .

ب- روش جستجو (روش کیفی)

این روش وجود یا عدم وجود میکروارگانیسم‌های خاص را در مقدار معین از فرآورده تعیین می‌کند.

ب-۱ اساس روش جستجو

برای تسهیل در احیاء میکروارگانیسم‌های تحت تنش قرار گرفته در فرآورده، مراحل زیر انجام می‌گردد:

ب-۱-۱ اولین مرحله: نمونه‌ها معمولا در یک محیط آبگوشت غنی کننده منتقل می‌شوند. به این ترتیب، تعداد میکروارگانیسم‌ها، بدون خطر ممانعت از رشد و تکثیر بوسیله ترکیبات انتخابی موجود در محیط کشت انتخابی/ افتراقی افزایش می‌یابد.

ب-۱-۲ دومین مرحله: برای جداسازی روی محیط کشت جامد انتخابی/ افتراقی کشت داده می‌شود. از کلنی‌های به دست آمده روی سطح محیط کشت جامد برای انجام آزمون‌های تاییدی مناسب برای شناسایی استفاده می‌شوند.

۶ محیط‌های کشت و رقیق‌کننده‌ها

دستورالعمل‌های کلی برای تهیه محلول‌های رقیق‌کننده و محیط‌های کشت در استاندارد ملی ایران شماره‌های ۱-۸۹۲۳، ۴-۸۹۲۳ و ۹۸۹۹ تعیین شده است.

جدول ۴ - لیست محیط‌های کشت

نام مواد	ردیف
Plate Count Agar (PCA)	۱
Lactose TTC Agar with sodium heptadecylsulfate Triphenyl tetrazolium chloride (TTC) Sodium heptadecyl sulfate solution (Tergitol ۷) Tryptone soy agar (TSA) Tryptone Bile agar Tryptophane Broth Kovac,s Reagent Indole Reagent Nutrient agar	۲
Slanetz and Bartley medium (S & B) ^۱ Bile – aesculin azide agar	۳
Plate Count Agar (PCA) Pseudomonas(C.N. A) Cetyltrimethylammonium bromide Mpac Nutrient agar Acetamide brat	۴
Sulfite Iron agar Tryptise sulfite agar	۵

۱ - منظور از رقیق کننده مناسب، رقیق کننده برای اهداف خاص می‌باشد این رقیق کننده باید متناسب با ویژگی‌های فرآورده باشد و تنها برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدول ۴ - ۱ ادامه لیست محیط‌های کشت

نام مواد	ردیف
Dichloran-rose Bengal-Chloramphenicol agar(DRBC) Yeast Extract Glucose Chloramphenicol agar(YGC)	۶

ادامه جدول ۴ - ۲ لیست رقیق کننده‌ها و شناساگرها

نام مواد	ردیف
Saline peptone diluents Ringer's_solution Peptone solution Phosphate-buffered saline (PBS): KH_2PO_4 Triphenyl tetra zolium chloride (T. T. C) Formazan Aesculin Oxidas Reagent Nalidixic Acid Canamycin	۱

۷ روش اجرای آزمون

۱-۷ آماده سازی آزمایش

روش آماده سازی آزمایش بر اساس استانداردهای ملی ایران به شماره‌های ۱-۸۹۲۳ و ۴۲۰۷ می‌باشد. برای اطلاع از نمونه برداری و آماده سازی آب، به بند ۳-۷ این جزوه آموزشی مراجعه کنید. **یادآوری ۱-** محتویات بطری در بسته را به وسیله تکان دادن و وارونه کردن آن به طور کامل مخلوط کنید.


۱-۱-۷ کشت میکروبی

تلقیح و کشت میکروبی را مطابق بند ۳-۷-۱ این جزوه آموزشی انجام دهید.

۲-۱-۷ گرمخانه گذاری

بسته به نوع میکروارگانیسم مورد بررسی دمای گرمخانه و مدت زمان گرمخانه گذاری متفاوت است که در ادامه، برای هر یک از میکروارگانیسم‌ها که در این فرآورده آزمون می‌شوند، نوشته شده است.


۲-۷ شمارش کلی میکروارگانیسم‌های هوازی
۱-۲-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۵۲۷۱ میکروبیولوژی زنجیره غذایی - روش
جامع برای شمارش میکروارگانیسم‌ها - قسمت ۱ - شمارش کلنی در ۳۰ درجه
سلسیوس با استفاده از روش کشت آمیخته
شمارش میکروارگانیسم‌های هوازی مزوفیل متداول‌ترین روش جهت نشان دادن کیفیت میکروبی
محصول و مبنای قضاوت بهداشتی یک محصول تولید شده می‌باشد ولی ارزش تشخیصی آن
محدود است. این روش در تعیین شرایط بهداشتی و کنترل تولید، شرایط حمل و نقل و نگهداری
محصول، تعیین میزان آلودگی ماده اولیه یا تشخیص احتمالی آلودگی در ضمن تولید حائز اهمیت
است.



۷-۳ اشیریشیا کلی و کلیفرم

۷-۳-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۷۷۲۵-۱، کیفیت آب - جستجو و شناسایی اشیریشیا کلی و کلیفرم‌ها قسمت اول: روش صافی غشایی

اصطلاح کلیفرم به گروهی از باکتری‌های خانواده آنتروباکتریاسه گفته می‌شود که ساکن روده بزرگ انسان و حیوان هستند. باسیل‌های گرم منفی، بدون اسپور، هوازی و بی‌هوازی اختیاری هستند. این باکتری‌های لاکتوز مثبت قادرند در شرایط هوازی و در مجاورت املاح صفاوی تولید اسید و گاز کنند. باکتری‌های اشیریشیا کلی، سیتروباکتر، آنتروباکتر و کلبسیلا در این گروه قرار دارند. باکتری کلیفرم در محیط آبی، خاک و پوشش گیاهی پیدا می‌شوند. به تعداد زیادی در مدفوع جانوران خون‌گرم وجود دارند. به‌طور معمول خود کلی‌فرم‌ها بیماری جدی ایجاد نمی‌کنند، حضور آن‌ها شاخصی برای تعیین دیگر میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا است که ممکن است منشأ آن‌ها مدفوع باشد. کلیفرم‌هایی که علاوه بر آنزیم بتا-دی-گالاکتوزیداز، بتا-دی-گلوکونیداز هم تولید کنند، اشیریشیا کلی هستند. کلیفرم‌ها شاخص کیفیت بهداشتی در آب و برخی از مواد غذایی است شمارش و شناسایی اشیریشیا کلی و کلیفرم‌ها با استفاده از صافی غشایی به‌دو روش ((سریع)) و ((استاندارد)) انجام می‌گیرد.



شکل ۲۴ - کلیفرم‌ها

محیط کشت :

- Bile – Lactose TTC Agar
- Tryptone Bile Agar
- Tryptophane Broth
- Kovac,s Reagent , Oxidas Reagen

- لاکتوز تی تی سی آگار حاوی سدیم هیتادسیل سولفات^۱

- محیط کشت تریپتون صفرا آگار

محیط کشت تریپتون صفرا آگار را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. pH محیط را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که پس از سترون شدن، برابر $7/2 \pm 0/1$ شود. پس از سرد نمودن دمای محیط کشت تا $45 \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$ ، به‌ضخامت حداقل ۵mm، در پلیت‌های سترون تقسیم نمایید .

• لاکتوز تی تی سی آگار حاوی سدیم هپتادسیل سولفات^۱

- محیط کشت لاکتوز (پایه)

محیط کشت لاکتوز آگار را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید.

لاکتوز، پپتون، عصاره مخمر، عصاره گوشت، بروموتیمول آبی و آگار را در ۱L آب مقطر حل نموده، در اتوکلاو با دمای $121 \pm 1^\circ\text{C}$ به مدت ۱۵ min استرون نمایید. pH محیط را به گونه‌ای تنظیم کنید که پس از استرون شدن، برابر $7/2 \pm 0/1$ شود.

- محلول تری فنیل تترازولیوم کلراید^۱ / TTC:

TTC را در مقدار کمی آب مقطر حل نموده، سپس حجم آن را به ۱۰۰ mL برسانید. محلول فوق را با عبور دادن از صافی غشایی با اندازه روزه $0/2 \mu\text{m}$ استرون کنید.

- محلول سدیم هپتادسیل سولفات^۲ (ترجیتول ۷):

ترجیتول ۷ را در مقدار کمی آب مقطر حل نموده، حجم آن را به ۱۰۰ mL برسانید. سپس در اتوکلاو با دمای $121 \pm 1^\circ\text{C}$ به مدت ۱۵ min استرون کنید.

روش سریع

روش سریع بر اساس قرار دادن صافی غشایی بر روی محیط کشت حاوی کازئین و گرمخانه گذاری در دمای $3 \pm 3^\circ\text{C}$ به مدت زمان ۴h تا ۵h و تجدید کشت کلنی‌ها بر روی محیط کشت دارای کازئین و نمک‌های صفراوی و گرمخانه‌گذاری در دمای $44 \pm 0/5^\circ\text{C}$ به مدت ۲۰h تا ۱۹h می‌باشد. در این روش کلنی‌های تشکیل شده در سطح صافی غشایی، که قادر به تولید ایندول از تریپتوفان می‌باشند، به عنوان /شیریشیاکلی شمارش می‌شوند.

روش استاندارد

روش استاندارد بر اساس قرار دادن صافی غشایی بر روی محیط کشت انتخابی جامد لاکتوز دار و گرمخانه گذاری در دمای $3 \pm 3^\circ\text{C}$ به مدت زمان ۳h تا ۲۱ h می‌باشد. همه کلنی‌های تشکیل شده در سطح صافی غشایی، به عنوان باکتری‌های لاکتوز مثبت شمارش می‌شود. پس از انجام آزمون‌های تأییدی (ایندول و اکسیداز)، به عنوان کلی‌فرم و /شیریشیاکلی شمارش می‌شوند.

روش آزمون

آماده سازی و فیلتراسیون را مطابق زیر بند ۳-۷-۱-۴، روش صافی غشایی انجام دهید.

Tryptone soye agar

گرمخانه گذاری
 $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} / 5 \text{ h}$ تا 4 h

Tryptone Bile Agar

گرمخانه گذاری
 $44^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C} / 20 \text{ h}$ تا 19 h

انتقال صافی غشایی بر روی یک بالشتک جاذب
به معرف ایندول

قرار دادن صافی غشایی تحت تابش لامپ فراء بنفش با طول موج
 254 nm به مدت زمان 10 min تا 30 min

Tryptone Bile Agar

• کلنی های قرمز رنگ (شریشیاکلی) پس از تابش نور فراء بنفش با طول موج 254 nm

**Bile – Lactose TTC Agar
(Tergitol ۷)**

گرمخانه گذاری
 $36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} / 21 \text{ h} \pm 3 \text{ h}$


شمارش کلنی

خصوصیات کلنی کلیفرمها
در محیط

Bile – Lactose TTC Agar

کلیه کلنی های رشد کرده، باکتری های
لاکتوز مثبت می باشند.

-پرتو فراء بنفش به چشم‌ها و پوست آسیب می‌رساند، لذا توصیه می‌شود در هنگام کار کردن با این پرتو، از دستکش و عینک ایمنی استفاده کنید .
-از آنجایی که ممکن است توزیع نامناسب کلنی‌ها، یا وجود کلنی‌های مزاحم با نفوذ رنگ به کلنی‌های اطراف در عملیات افتراقی فوق تولید اشکال کند، به‌منظور پیشگیری از این تداخل می‌توانید از کشت دو لایه‌ای استفاده کنید.



• تفسیر: کلیفرم‌ها، اکسیداز منفی است.

یادآوری - آزمون اکسیداز را باید با باکتری‌های شناخته شده دارای واکنش مثبت مانند: (سودوموناس آئروژینوزا) و واکنش منفی مانند (شریشیا کلی) تکرار کنید.

بررسی در آب تریپتوفان



انتقال

با استفاده از لوپ، قسمتی از همان کلنی اکسیداز منفی را برداشته و به لوله حاوی ۱۰ ml آب تریپتونه (بدون اندول) منتقل کنید.



گرمخانه گذاری

$44 \pm 0.5 \text{ } ^\circ\text{C} / 21 \text{ h} \pm 3 \text{ h}$



آزمایش تولید اندول

ایندول توسط بعضی از میکروارگانیسم‌های معین در آب تریپتونه تولید می‌شود. آب تریپتونه غنی از اسید آمینه تریپتوفان است که توسط این باکتری‌ها به‌عنوان منبع کربن و نیتروژن و انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انتقال

۰/۲ ml معرف ایندول به لوله‌های حاوی آب تریپتونه



ظهور رنگ قرمز در فاز الکلی نشانگر وجود اندول است.

تفسیر: اشریشیاکلی، اندول مثبت است
مشاهده میکروسکوپی:

کلیفرم‌ها، گرم منفی و به‌اشکال میله‌ای شکل دیده می‌شود.

شمارش کلنی‌ها

تمام کلنی‌های مشخص تأیید شده در (کشت در روش استاندارد) و (کشت در روش سریع) را شمارش نموده و در هر کدام، طبق فرمول یک، تعداد باکتری‌های اشریشیاکلی و کلیفرم‌ها را در ۱۰۰ml نمونه بیان کنید.

$$C = \frac{A N V_s F}{B V_t}$$

فرمول یک

C = تعداد کلنی‌های تأیید شده در ۱۰۰mL نمونه

N = تعداد کلنی‌های مشخص بر روی صافی غشایی‌ها

B = تعداد کلنی‌هایی که برای انجام آزمون‌های تأییدی کشت داده شده است.

A = تعداد کلنی‌های B که تأیید شده است.

Vt = حجم نمونه آب صاف شده

Vs = حجم نمونه برای بیان نتایج برای مثال در ۱۰۰mL

F = ضریب رقت

۴-۷ جستجوی و شمارش انتروکوک‌ها

۴-۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۲-۷۷۲۴، شمارش جستجوی انتروکوک‌ها به روش صافی غشایی انتروکوکوس‌های روده‌ای^۱ باکتری‌های گرم مثبت، کاتالاز منفی، کوکوئیدی تا تخم مرغی شکل و اغلب به صورت جفت بصورت تکی، یا زنجیر کوتاه مشاهده می‌شوند مقاوم در شرایط تغییرات pH، توانایی رشد در محدوده وسیعی از دما را دارا هستند و حرارت ۶۰ °C را به مدت زمان ۰/۵ h تحمل می‌کنند. در حرارت پاستوریزاسیون و حتی حرارت بیشتر زنده می‌مانند و می‌توانند در نمک ۶/۵ درصد و بیشتر مقاومت نمایند. در محیط‌های قلیائی با pH = ۶/۹ رشد و تکثیر می‌کنند. هوازی اختیاری بوده و بر روی محیط کشت دارای خون گوسفند همولیز گاما تولید می‌کند. انتروکوکوس‌ها قادر به احیاء ترکیب ۲ و ۳ و ۵- تری فنیل تترازولیوم کلراید و تبدیل آن به فرمازان^۲ هستند و همچنین در دمای ۴۴ °C اسکولین موجود در محیط کشت‌های اسلنتر و بارتلی و صفرا- اسکولین آزاید آگار را هیدرولیز می‌کنند. انتروکوکوس فکالیس^۲ و انتروکوکوس فسیوم^۳ دو گونه کامنسال مشترک در روده انسان هستند.

برخی از سویه‌های انتروکوک فاسیوم به‌عنوان پروبیوتیک و خواص بهبود بخش آنها در تغذیه دام، در انواع خوراک دام (مواد افزودنی، پیش‌آمیخته‌ها و فرآورده‌های خوراک دام) کاربرد دارد.

محیط کشت:

- Slanetz and Bartley medium (S & B)
- Bile Esculin Azide Agar

• تهیه محیط کشت:

- محیط کشت محیط کشت اسلنتز و بارتلی^۱

محیط کشت پایه (تریپتوز، عصاره مخمر، گلوکز، هیدروژن فسفات دی پتاسیم، سدیم آزاید) را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. مواد فوق را با جوشاندن در آب مقطر حل نموده و برای مدت زمان ۵ min اضافی دیگر تا حل شدن کامل، آن را در حمام آب جوش قرار دهید. سپس محیط را تا دمای ۵۰°C تا ۶۰°C سرد کنید.

- محلول TTC

معرف فوق را در آب مقطر ریخته، با تکان دادن حل کنید. سپس آن را توسط صافی غشایی با اندازه روزنه ۰/۲۲ میکرون سترون نمایید.

- محیط کامل

محلول تی تی سی را به محیط کشت پایه که تا دمای ۵۰°C تا ۶۰°C سرد شده است، اضافه کنید. سپس به ضخامت ۳mm تا ۵ در پلیت‌های سترون شده ریخته، در سطحی صاف قرار دهید تا بصورت جامد درآید. پلیت‌های تهیه شده را می‌توانید حداکثر دو هفته در دمای ۳±۵°C و تاریکی نگهداری کنید. pH نهایی محیط باید در دمای ۲۵°C برابر ۷/۲±۰/۱ باشد. برای تنظیم pH محیط کشت از محلول‌های کربنات سدیم ۱۰۰ g/L یا هیدروکسید سدیم ۴۰ g/L یا اسید هیدروکلریک ۳۶/۵ g/L استفاده کنید.

• تهیه محیط کشت:

- محیط کشت صفرا - اسکولین آزاید آگار

محیط کشت محیط کشت صفرا - اسکولین آزاید آگار را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. نیمه عمر محیط‌های کشت حاوی سدیم آزاید کوتاه بوده و با گذشت زمان تجزیه می‌شوند، لذا ضروری است تاریخ انقضای محیط‌های کشت فوق مورد توجه قرار گیرد.

روش آزمون


آماده سازی و فیلتراسیون را مطابق بند ۳-۷-۲-۱، روش صافی غشایی انجام دهید.

با استفاده از گیره سر صاف سترون، صافی تهیه شده را به گونه‌ای بر روی محیط کشت قرار دهید تا حباب هوا در زیر آن تشکیل نشود.

Slanetz and Bartley medium (S & B)

گرمخانه گذاری
($36^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C} / 44\text{h} \pm 4\text{h}$)

- خصوصیات کلنی در محیط کشت **Slanetz and Bartley**
- کلنی‌های برجسته بر روی صافی غشایی به رنگ قرمز، صورتی و آلبالویی (در مرکز و یا تمام آن‌ها)
- مدور
- محدب، گنبدی شکل سفید و دارای سطح مات یا براق با هاله‌ای قهوه‌ای تیره تا سیاه ناشی از هیدرولیز اسکولین



شکل ۲۵- کلنی های انتروکوکوس

- تفسیر
- انتروکوک‌های روده‌ای با احیاء ۲ و ۳ و ۵- تری فنیل تترازولیوم کلراید و تبدیل آن به فرمازان، به- رنگ قرمز، آلبالویی یا صورتی دیده می‌شوند .

آزمون تأییدی

با استفاده از گیره سر صاف سترون صافی غشایی را به گونه‌ای که سطح چهارخانه آن به طرف بالا باشد، بر روی محیط کشت از پیش ریخته قرار دهید.

Bile – aesculin azide agar



گرمخانه گذاری
 $44^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C} / 2\text{h}$

- خصوصیات مرفولوژی انتروکوک‌ها

کرم و مات

مدور

محدب گنبدی شکل

سفید و دارای سطح مات یا براق با هاله‌ای قهوه‌ای تیره تا سیاه



شکل ۲۶ - کلنی های انتروکوکوس در محیط بایل آسکولین آزاید

- تفسیر:

انتروکوک‌های روده‌ای اسکولین را در مدت ۲ h هیدرولیز نموده، تولید ترکیب ۶ و ۷-دی هیدروکسی کومارین می‌کنند، که با یون آهن سه ظرفیتی ترکیب شده و ایجاد رنگ قهوه‌ای روشن تا سیاه می‌کند.

بیان نتایج

برای محاسبه نتایج، با توجه به اینکه هر کلنی از یک میکروارگانیزم منشا گرفته است، نتایج را به صورت تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی در حجم معین نمونه با استفاده از فرمول یک محاسبه کنید
فرمول یک:

$$C_s = \frac{N}{(n_1 v_1 f_1) + (n_2 v_2 f_2) + \dots}$$

C_s تعداد واحدهای تشکیل دهنده کلنی در حجم اولیه Vs

N تمام کلنی‌های شمارش شده بر روی صافی‌ها و یا پلیت‌ها در رقت‌های مختلف

n_1 و n_2 تعداد پلیت‌های شمارش شده به ترتیب برای رقت‌های f_1 و f_2

v_1 و v_2 حجم نمونه مورد آزمون ترتیب برای رقت‌های f_1 و f_2

f_1 و f_2 رقت‌های مورد استفاده به ترتیب برای حجم‌های v_1 و v_2 و در مورد نمونه رقیق نشده، ۱
f می باشد .

Vs حجم اولیه برای بیان تعداد میکروارگانیزم‌ها در نمونه

۷-۵ سودوموناس آئروژینوزا

۷-۵-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۸۸۶۹، کیفیت آب- شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا به

روش صاف کردن غشایی

سودوموناس آئروژینوزا گونه‌ای مهم از باکتری‌های هوازی، گرم منفی، میله‌ای شکل، کاتالاز مثبت و اکسیداز مثبت است. دمای بهینه برای رشد آن 37°C تا 42°C می‌باشد ولی در درجه حرارت یخچال رشد نمی‌کند. در pH $5/8$ تا ۸ بخوبی رشد می‌کند. باکتری بیماری‌زای فرصت‌طلب است که به‌طور گسترده‌ای در همه جا وجود دارد. این میکروارگانیزم تولید پیگمان‌های پیوسین^۱، فلورسین^۲، پیو ملانین^۳ و پیوروبین^۴ می‌کند. روی محیط کشت انتخابی حاوی ستریماید^۵ رشد کرده و غالباً با تولید پیوسیانین، ایجاد فلورسنس^۶ زیر پرتوی فرابنفش می‌کند. همچنین بوده و

۱- pyocin

۲- fluorescein

۳- pyomelanin

۴- Pyorubin

۵- Cetrinide

۶- Fluorescence

قادر به تولید گاز آمونیاک از استامید است. سودوموناس آئروژینوزا روی محیط کشت انتخابی حاوی ستریماید رشد کرده و غالباً با تولید پیوسیانین، زیر پرتوی فرابنفش ایجاد فلورسنس می-کند.

محیط کشت‌ها

- **Pseudomonas(C.N. A)**
- **Cetyltrimethylammonium bromide**
- **Mpac**
- **Nutrient agar**
- **Nalidixic Acid**
- **Nanamycin**
- **Acetamide brath**
- **Oxidas Reagen**

تهیه محیط کشت آگار دار از پیش ریخته

- **محیط کشت *Cetyltrimethylammonium bromide***

محیط کشت را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید.

- **محیط کشت *Neutrient agar***

محیط کشت را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید.

- **محیط کشت *Pseudomonas(C.N. A)***

محیط کشت (C.N. A) آگار را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید.

مکمل محیط کشت (C.N. A)

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید (ستریماید) و نالیدیکسیک اسید را با استفاده از صافی سترون کنید. و به محیط پایه اضافه کنید. و پس از مخلوط کردن در پلیت‌های سترون تقسیم کنید عمق محیط کشت در هر پلیت حداقل ۵mm است. پلیت‌های از پیش ریخته خشک تا یک ماه در یخچال قابل نگهداری هستند. در صورت نگهداری در یخچال، دمای پلیت‌ها ۳۰ min پیش از استفاده، به دمای اتاق برسانید. برای تهیه مکمل، ۸mg کانامایسین و ۰/۳۷g نالیدیکسیک اسید را به ۱۰ml آب مقطر سترون با دمای ۳۷ C اضافه کنید و به مدت ۳۰ min تکان دهید. محلول را به ۹۹۰ml محیط کشت ذوب شده و نگهداری شده در دمای حدود ۴۵ C، پیش از ریختن در پلیت و خشک کردن، اضافه کنید.

• محیط کشت (Mpac)

محیط کشت پایه Mpac را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. و با کانامایسین و نالیدیکسیک اسید را قبل از ریختن در پلیت‌های سترون، به محیط پایه اضافه کنید. پلیت‌های از پیش ریخته خشک تا دو هفته در یخچال قابل نگهداری هستند. در صورت نگهداری در یخچال، دمای پلیت‌ها را ۳۰ min پیش از استفاده، به دمای اتاق برسانید.

آماده سازی و فیلتراسیون را مطابق بند ۳-۷-۲-۱، روش صافی غشایی انجام دهید.

پس از صاف نمودن، صافی غشایی را توسط انبرک سترون بردارید. به طوری که طرف چهار خانه آن را به طرف بالا باشد، روی پلیت از پیش ریخته قرار دهید و دقت نمائید تا حباب هوا در ته صافی تشکیل نگردد.

فیلتر را روی سطح یکی از پلیت‌های از پیش ریخته قرار دهید.

**Pseudomonas
(C.N. A)**

گرمخانه گذاری
۳۶°C ± ۲°C / ۴۴h ± ۴h

Etyltrimethylammonium bromide

گرمخانه گذاری
۲۴h ± ۴۸h / ۴°C و ۲۴h ± ۴۸h / ۴۲°C ± ۲°C

Mpac

- بررسی رشد در دماهای ۴۲°C و ۴°C
- سودوموناس آئروژینوزا در دمای ۴۲°C رشد می کند.
- سودوموناس آئروژینوزا در دمای ۴°C رشد نمی کند.

- بررسی صافی‌ها

پس از پایان زمان گرمخانه‌گذاری، پلیت‌ها را زیر پرتوی فرابنفش بررسی کنید. کلنی‌های مشخص سودوموناس آئروژینوزا با قطر $0.8 \mu\text{m}$ تا $2.2 \mu\text{m}$ هر یک از محیط‌های کشت دارای خصوصیات تشخیصی خاص، هستند.

- خصوصیات کلنی سودوموناس آئروژینوزا در محیط کشت‌های:


-Pseudomonas(C.N. A)

-Cetyltrimethylammonium bromide

مشاهده کلنی‌های سبز/آبی ایجاد کننده فلورسنس زیر پرتو فرا بنفش (سودوموناس آئروژینوزای تایید شده)

مشاهده کلنی‌های غیر سبز / آبی ایجاد کننده فلورسنس زیر پرتو فرا بنفش (سودوموناس آئروژینوزای فرضی)

مشاهده کلنی‌های قهوه‌ای مایل به قرمز ایجاد کننده فلورسنس زیر پرتو فرا بنفش (سودوموناس آئروژینوزای فرضی)




شکل ۲۷ - کلنی‌های سودوموناس زیر پرتو فرابنفش

یادآوری - کلنی‌های سبز - زرد فلورسنس سودوموناس زیر پرتو فرا بنفش به واسطه پیگمان پیووردین است.

- خصوصیات کلنی سودوموناس آئروژینوزا در محیط کشت:

-(Mpac)

مشاهده کلنی‌های قهوه‌ای با مرکز سیاه مایل به سبز و هاله روشن در اطراف (سودوموناس آئروژینوزای فرضی)



شکل ۲۸ - کلنی‌های سودوموناس

یادآوری - رنگ سبز - آبی کلنی سودوموناس برای شناسایی گونه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آزمون‌های تاییدی

کلنی‌های انتخاب شده برای انجام آزمون‌های تاییدی بیوشیمیایی را بر روی محیط کشت آگار مغذی کشت خطی دهید.

Nutrient agar

گرمخانه گذاری هوازی
 $37^{\circ}\text{C} \pm 2/5^{\circ}\text{C} / 24\text{h} \pm 2\text{h}$

آزمون تاییدی بیوشیمیایی

واکنش اکسیداز

- اکسیدازها آنزیم‌هایی هستند که واکنش‌های اکسیداسیون را کاتالیز (تسهیل) می‌کنند. در زیست‌شیمی یک اکسیدورداکتاز آنزیمی است که انتقال الکترون را از یک مولکول (احیاکننده) به مولکول دیگر (اکسیدان) کاتالیز می‌کند $A- + B \rightarrow A + B-$

- باکتری‌ها اصولاً به دو روش تخمیر یا اکسیداسیون مواد آلی انرژی تولید می‌کنند. باکتری‌هایی که با اکسیداسیون مواد آلی انرژی تولید می‌کنند، آنزیم اکسیداز دارند و اصطلاحاً اکسیداز مثبت هستند. اگر باکتری دارای آنزیم سیتوکروم اکسیداز باشد (مانند: سودوموناس یا گونوکوک) در صورت مجاورت با رنگ‌های احیا شونده مانند تترامتیل-پی فنیلین دی‌آمین آنرا احیا نموده به رنگ بنفش تغییر رنگ می‌دهد و اگر اکسیداز منفی باشد (مانند: آسینتوباکتر) تغییر رنگ مشاهده نمی‌شود.

- برای انجام آزمون اکسیداز، با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی را برداشته و بر روی یک کاغذ صافی آغشته به معرف اکسیداز قرار دهید واکنش مثبت در مدت ۱۰ sec به صورت ایجاد رنگ آبی تیره مشاهده می گردد




شکل ۲۹ - آزمون اکسیداز

واکنش استامید

- برای انجام این آزمون استامید، از محیط افتراقی استامید آگار استفاده می شود. این محیط دارای استامید به عنوان تنها منبع کربن و معرف برموتیمول بلو (BTB) است این معرف در pH خنثی به رنگ سبز و در pH قلیایی به رنگ آبی دیده می شود. با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی را برداشته و به لوله حاوی محیط کشت استامید آگار (شیبدار) منتقل کنید.

انتقال یک کلنی به محیط
Acetamide

گرمخانه گذاری
۳۷ °C / ۲۴h ± ۳۶h



شکل ۳۰ - آزمون استامید

هشدار – استامید ماده ای سرطانزا و تحریک کننده است. بنابراین هنگام وزن کردن، آماده سازی و دفع محیط کشت باید دقت لازم به عمل آید.

• **تفسیر:**

سودوموناس آئروژینوزا، استامید مثبت است و تولید آمونیاک می کند. تولید گاز آمونیاک با ایجاد رنگ آبی پررنگ مشخص می شود.

• **مشاهده میکروسکوپی:** به اشکال میله ای



شکل ۳۱- سودوموناس

شمارش کلنی ها

تعداد CFU باکتری را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید .

۶-۷ کلستریدیوم های احیا کننده سولفیت

۶-۷-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۵۳۵۳، آب - جستجو و شمارش اسپور کلستریدیوم های احیا کننده

سولفیت با استفاده از صافی غشایی

این باکتری ها گروهی ناهمگون از نظر تاکسونومی هستند به این معنا که در انواع اشکال و اندازه در بین اعضای این گروه دیده می شوند. برخی از این باکتری ها کوکسی و برخی باسیل اند. برخی توانایی تولید اندوسپور دارند در حالی که بسیاری چنین توانایی را ندارند. در واقع هر باکتری که بتواند فرآیند احیای گوگرد اکسید شده به انواع احیا شده را انجام دهد بدون در نظر گرفتن قرابت تاکسونومیک (یعنی اینکه به چه خانواده یا جنس باکتریایی تعلق دارد) در این گروه بررسی می شود. این باکتری ها به اشکال خمیده، بیضی، کروی، رشته ای با $1 \mu\text{m}$ تا $5 \mu\text{m}$ عرض $0.5 \mu\text{m}$ تا $2 \mu\text{m}$ بوده و اغلب دارای تاژه و متحرک هستند. اکسیژن برای این باکتری ها مضر است، اگرچه آنها را از بین نمی برد اما غیر فعال می کند. فرق بین انواع آنها (دی سولفو و بیرویو، کلستریدیوم و توماکولم) مربوط به چگونگی احیاء مواد آلی است. اسپور این میکروارگانیسم ها به طور وسیعی در محیط پراکنده هستند و نسبت به مواد شیمیایی و عوامل فیزیکی مقاوم بوده و به مدت طولانی به خصوص در آب باقی می ماند، این میکروارگانیسم ها به عنوان شاخص آلودگی متناوب آب معرفی می شوند و حضور آنها در آب تصفیه شده، نشانه وجود نقص در فرآیند تصفیه آب در تصفیه خانه ها محسوب شوند.

محیط کشت

- Iron Sulphite Agar (ISA)
- Tryptise sulfite Agar
- Nutrient Agare
- Tryptose Sulfite Cycloserine Agar (TSC)


روش آزمون

شوک حرارتی در بن ماری C (5 ± 75) به مدت 15min

قبل از انجام آزمایش، نمونه بایستی در بن ماری C (5 ± 75) به مدت زمان 15 min حرارت داده شود. برای کنترل درجه حرارت مقداری آب معمولی را به یک ظرف مشابه اضافه نموده، و یک دماسنج را در آن قرار داده، و ظرف را در مجاورت نمونه مورد آزمون در بن ماری بگذارید. از زمانی که دماسنج حرارت C 75 را نشان می‌دهد، زمان را یادداشت نموده، و بعد از زمان 15 min نمونه مورد آزمون را از بن ماری خارج کنید.

آماده سازی و فیلتراسیون را مطابق بند ۳-۷-۲-۱، روش صافی غشایی انجام دهید.

یادآوری- برای آزمون اسپورکلیترییدیوم‌های احیاکننده سولفیت، از صافی غشایی با اندازه روزنه $0.22 \mu\text{m}$ استفاده کنید. نمونه را طوری رقیق کنید تا پرگنه‌های سیاه به‌طور مجزا تشکیل شوند و به‌آسانی قابل شمارش باشند. پس از صاف نمودن، صافی غشایی را توسط انبرک سترون بردارید. به‌طوری که طرف چهار خانه آن را به طرف بالا باشد، روی پلیت از پیش ریخته قرار دهید و دقت نمائید تا حباب هوا در ته صافی تشکیل نگردد.



پس از قرار دادن فیلتر در سطح یکی از پلیت‌های از پیش ریخته، ۱۸mL از محیط کشت کامل و ذوب شده با درجه حرارت حدود ۵۰°C را بر روی صافی بریزید. صبر کنید تا محیط جامد شود.

• **خصوصیات کلنی:**

- کلنی‌های سیاه دارای هاله سیاه
- کلنی‌های سیاه که احتمالاً دارای هاله سیاه در محیط کشت هستند، نشان دهنده باکتری‌های بی‌هوازی احیاء کننده سولفیت می‌باشند.

کلوستریدیوم پرفرنزس^۱ باسیل ولشای گونه‌ای باکتری از جنس کلوستریدیوم است و شاخص ارزشی برای آلودگی مدفوعی شناخته شده است و حضور این باکتری در آب بیانگر آلودگی متناوب و جزئی است این باکتری میله‌ای شکل گرم مثبت بی‌هوازی، بدون حرکت و دارای یک هاگ بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به انتها است که باعث تورم سلول نمی‌شود و بر اساس توکسین به ۵ تیپ تقسیم می‌شود. عامل اصلی بیماری گاز گانگرن است. چنانچه از این استاندارد برای شمارش کلوستریدیوم پرفرنزس استفاده می‌شود لازم است بعد از به دست آوردن کلنی‌های شاخص، تعداد ۵ کلنی شاخص از هر کدام از پلیت‌ها را انتخاب و آزمون‌های تاییدی برای شناسایی جنس کلوستریدیوم پرفرنزس انجام گیرد. کلوستریدیوم پرفرنزس پس از گرمخانه‌گذاری بی‌هوازی در دمای ۳۷°C±۱°C به مدت زمان ۲۴h تا ۴۸h، کلنی‌های سیاه یا خاکستری تا زرد متمایل به قهوه‌ای را روی محیط کشت تریپتوز سولفیت سیکلو سرین آگار، حتی کم رنگ ایجاد می‌کند. این کلنی‌ها دارای آنزیم فسفاتاز اسیدی هستند. کلنی‌های روی صافی غشایی بر خلاف کلنی‌های توسعه یافته در محیط کشت آگار، سیاهی واضحی ندارد بنابر این کلنی‌های کم‌رنگ نیز باید شمارش شوند.

یادآوری - محیط دارای سیکلو سرین، به‌عنوان عامل انتخابی برای جلوگیری از رشد گونه‌های باسیلوس است .

یادآوری ۱- برای غیر فعال کردن فرم رویشی باکتری، نمونه در دمای ۶۰°C±۲°C توسط شوک حرارتی تیمار شود.

یادآوری ۲- گرمخانه‌گذاری در دمای ۴۴°C قابلیت انتخابی آزمون را برای کلوستریدیوم پرفرنزس افزایش می‌دهد.

۱- *Clostridium perfringens*


برای اطلاعات بیشتر به استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۲۶۵، کیفیت آب - شمارش کلستریدیوم پرفرنترنس - با استفاده از روش صافی غشایی مراجعه کنید.

• مشاهده میکروسکوپی:


معمولا به اشکال میله‌ای با اندو اسپور انتهایی



شکل ۳۳ - مشاهده میکروسکوپی



شکل ۳۲ - کلنی کلستریدیوم



۷-۷ کپک و مخمر در فرآورده‌های با فعالیت آبی (aw)^۱ بیشتر از ۰/۹۵
۱-۷-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -
روش جامع برای شمارش کپک‌ها و مخمرها - قسمت اول: روش شمارش کلنی در فرآورده‌های
با فعالیت آبی (aw) بیشتر از ۰/۹۵

محیط کشت

- Dichloran-rose Bengal-Chloramphenicol-Agar (DRBC)

تهیه محیط کشت:

• دی کلران رز بنگال کلرام فنیکل آگار

محیط کشت دی کلران رز بنگال کلرام فنیکل آگار را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. pH محیط را به گونه‌ای تنظیم کنید که پس از سترون شدن، برابر $5/6 \pm 0/2$ شود. ۱۰ mL از محلول ۱٪ کلرامفنیکل در اتانل را به محیط پایه اضافه کنید و مخلوط کنید. محیط کشت را در اتوکلاو با دمای $121 \pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$ به مدت ۱۵ min سترون نمایید و در مقادیر ۱۵ mL در پتری دیش توزیع کنید. به منظور پیشگیری از رشد بیش از حد کپک‌های خانواده ماکوراسه روی سطح پلیت‌ها، افزودن ترجیتول به مقدار ۱ mL به ازاء هر ۱ L محیط کشت توصیه می‌شود.

۱-Water activity (aw)

تهیه محیط کشت:

• دی کلران رزبنگال کلرامفنیکل آگار

کپک‌ها برای نمایش خصوصیات کامل ریخت شناسی به‌ویژه رنگدانه‌های خود نیاز به عناصر کمیاب دارند که ممکن است در محیط DRBC موجود نباشد. در صورت لزوم می‌توان برای شناسایی کپک‌ها و مخمرها در این محیط کشت، محلول $\text{SO}_4\text{Zn}, 7\text{H}_2\text{O}$ ۱٪ و $\text{SO}_4\text{Cu}, 5\text{H}_2\text{O}$ ۰.۵٪ را به مقدار ۱ mL به ازاء هر ۱ L محیط کشت، پیش از سترون کردن افزود.

همچنین برای جلوگیری از رشد بیش از حد باکتری‌ها، افزودن کلرامفنیکل و کلروتتراسیکلین توصیه می‌شود. محیط پایه را با ۵۰ mg/L تهیه کنید و در حجم‌های ۱۰۰ mL توزیع و سترون کنید. محلول ۰/۱٪ کلروتتراسیکلین هیدروکلراید در آب مقطر را به‌تازگی تهیه کنید و توسط صافی غشایی سترون کنید. بلافاصله پیش از استفاده، ۵ mL از این محلول را در شرایط سترون به ۱۰۰ mL محیط کشت پایه اضافه کنید و در پتری دیش‌ها توزیع کنید. استفاده از جنتامایسین توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است که سبب ممانعت از رشد برخی از مخمرها شود.

آزمون عملکرد برای تضمین کیفیت محیط کشت

قابلیت رشد و انتخابی بودن محیط کشت، طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۶۳ انجام گیرد.

- ✓ به‌دلیل رسوب سریع اسپورها در پی‌پت، پس از پر کردن پی‌پت‌ها با سوسپانسیون اولیه یا رقت‌ها، آن را به‌صورت افقی نگه دارید. برای جلوگیری از رسوب ذرات دارای میکروارگانیسم، سوسپانسیون اولیه و رقت‌ها را به‌هم بزنید.
- ✓ با استفاده از گیره سر صاف سترون، صافی تهیه شده را به‌گونه‌ای بر روی محیط کشت قرار دهید تا حباب هوا در زیر آن تشکیل نشود.

Dichloran-rose Bengal-Chloramphenicol-Agar(DRBC)


- ✓ پلیت‌ها را به‌صورت هوازی، با درپوش بالا و ایستاده در انکوباتور قرار دهید.
- ✓ اگر احتمال حضور زیرومایسیزبیسپوروس^۱ وجود داشته باشد، پلیت‌ها را به‌مدت زمان ۱۰ d گرمخانه گذاری کنید.

۱- Xeromyces bisporus


گرمخانه گذاری

۵ d تا ۳ d / ۲۵ °C


- ✓ توصیه می‌شود که پلیت‌ها، در یک کیسه پلاستیکی در باز قرار داده شوند تا از انتشار کپک‌ها از داخل پلیت‌ها سبب آلودگی انکوباتور نشود.
- ✓ اسپورهای کپک‌ها به راحتی در هوا پخش می‌شوند لذا، پلیت‌ها را با احتیاط جابه‌جا کنید تا از پیدایش کلنی‌های اقماری جلوگیری شود در غیر این صورت شمارش، غیر واقعی و بالا خواهد بود.
- ✓ کلنی‌های مخمرها و کلنی‌ها یا پروپاگول‌های کپک‌ها را در صورت نیاز، جدا گانه شمارش کنید.
- ✓ به منظور افزایش رطوبت داخل انکوباتور، یک بشر آب مقطر داخل آن قرار دهید.
- ✓ گرمخانه گذاری بیشتر از ۵ d بستگی به دما و میزان رشد دارد.
- ✓ در صورتی که انتظار دارید تعداد زیادی باکتری مورد شمارش قرار گیرند می‌توانید رقت‌های لازم برای دستیابی به شمارش کلنی‌ها را کشت دهید.



شکل ۳۵- کلنی‌های مخمرها



شکل ۳۴- کلنی‌های کپک‌ها



خصوصیات کلنی مخمر

- گرد
- مات یا درخشان، معمولا دارای پیرامون منظم و با تحدب کم یا زیاد

شمارش کلنی‌ها

تعداد CFU کپک و مخمر را در هر گرم نمونه را طبق مقدار میانگین ریاضی وزن داده شده، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید .

۸ بیان نتیجه آزمون

۸-۱ شمارش

تعداد N میکروارگانیسم های موجود در نمونه S را با استفاده از پارامترهای زیر محاسبه کنید:

m میانگین حسابی به دست آمده از دو پلیت در فرمول ۱ است،

l تعداد کلنی های شمارش شده یک پلیت در فرمول ۲ است،

\bar{x}_c میانگین ارزیابی شده شمارش به دست آمده از دو رقت متوالی در فرمول ۳ است،

مطابق فرمول های ۱، ۲ و ۳ تعداد میکروارگانیسم های موجود در نمونه را محاسبه کنید:

$$N = \frac{m}{(V \times d)} \quad (1)$$

$$N = \frac{c}{(V \times d)} \quad (2)$$

$$N = \frac{\bar{x}_c}{(V \times d)} \quad (3)$$

که در این فرمول ها،

m میانگین حسابی به دست آمده از دو پلیت،

V حجم ماده تلقیحی به هر پلیت، به میلی لیتر،

d ضریب رقت مربوط به رقت آماده شده برای تهیه سوسپانسیون اولیه یا برای اولین رقت مورد استفاده

برای شمارش،

C تعداد کلنی های شمارش شده روی یک پلیت،

\bar{x}_c میانگین ارزیابی شده شمارش کلنی ها، از دو رقت متوالی می باشد و با استفاده از فرمول (۴) محاسبه

می شود :

$$\bar{x}_c = \frac{\sum c}{n_1 + 0.1n_2} \quad (4)$$

که در آن :

$\sum c$ مجموع کلنی های شمارش شده از تمام پلیت های حاصل از دو رقت متوالی می باشد،

n_1 تعداد پلیت های شمارش شده برای سوسپانسیون اولیه (یا اولین رقت شمارش شده) می باشد،

n_2 تعداد پلیت های شمارش شده برای رقت ۱ به ۱۰ از سوسپانسیون اولیه (یا دومین رقت شمارش شده)

می باشد.

نتیجه را تا دو رقم معنی دار گرد کنید.

۸-۲ جستجو

اگر در شناسایی کلنی ها، وجود باکتری ها تایید شد، نتیجه را به صورت زیر بیان کنید:

وجود باکتری در نمونه S (مثبت).

چنانچه از روش‌های غنی‌سازی استفاده شود و پس از غنی‌سازی رشدی مشاهده نشد و یا چنانچه شناسایی کلنی‌ها وجود این گونه را تایید نکند، نتیجه را به صورت زیر بیان کنید:
عدم وجود باکتری در نمونه S (منفی).

۸-۳ صحه‌گذاری

۸-۳-۱ صحه‌گذاری شمارش

در صورتی که شمارش پلیت صحه‌گذاری حداقل ۵۰٪ شمارش پلیت شاهد باشد، محلول رقیق‌کننده و روش مورد استفاده (کشت آمیخته یا کشت سطحی یا صافی غشایی) صحه‌گذاری شده است.

۸-۳-۲ صحه‌گذاری جستجو

چنانچه در پلیت صحه‌گذاری، باکتری رشد کند و در پلیت شاهد رشد مشاهده نشود روش خنثی‌سازی و جستجو صحه‌گذاری شده است.

چنانچه در پلیت شاهد رشد مشاهده شود (فرآورده آلوده)، روش خنثی‌سازی و جستجو در صورتی صحه‌گذاری می‌شود باکتری از پلیت صحه‌گذاری شده، بازیافت شود.

عدم رشد روی پلیت‌های صحه‌گذاری نشان دهنده این است که فعالیت ضد میکروبی هنوز وجود دارد و تغییر شرایط آزمون بوسیله افزایش مقدار محیط کشت مایع مغذی با مقدار ثابت فرآورده و یا افزودن مقدار کافی ماده خنثی‌کننده در محیط کشت مایع غنی‌کننده، یا با ترکیب مناسبی از این تغییرات به گونه‌ای که اجازه رشد به باکتری بدهد، لازم است.

چنانچه علیرغم افزودن مقدار کافی ماده خنثی‌کننده و افزایش قابل توجه در حجم محیط کشت مایع، همچنان امکان بازیافت کشت‌های زنده به شرح فوق وجود نداشت، نشان دهنده این است که احتمال آلودگی فرآورده با باکتری مورد نظر وجود ندارد.

پیوست الف

استانداردهای مرتبط با (GMP)

الف ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، راهنمای کلی برای آزمون‌های میکروبیولوژی

این استاندارد به حصول اطمینان از یکسان بودن روش‌های کلی برای انجام آزمون‌های میکروبیولوژی در آزمایشگاه‌هایی که استانداردها را پذیرفته‌اند کمک می‌کند. کاربرد این استاندارد، دستیابی به نتایج هماهنگ در آزمایشگاه‌های مختلف را تسهیل کرده و با پیشگیری از خطر عفونت، باعث حفظ سلامت کارکنان آزمایشگاه می‌شود. هنگام انجام آزمون‌های میکروبیولوژی مواد غذایی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

- فقط میکروارگانیسم‌های موجود در نمونه جداسازی یا شمارش شوند؛

- میکروارگانیسم‌های فوق باعث آلودگی محیط نشوند.

به منظور دستیابی به موارد فوق باید تا حد امکان به بهداشت فردی توجه شود و روش‌هایی که از آلودگی‌های خارجی پیشگیری می‌کند به کار رود.

در این استاندارد برای اقدامات احتیاطی در طول آزمون، مثال‌های کمی ارائه می‌شود. بنابراین داشتن اطلاعات کلی در زمینه روش‌های میکروبیولوژی و میکروارگانیسم‌ها ضروری است. همچنین انجام آزمون‌ها و شمارش میکروارگانیسم‌ها به روش صحیح دارای اهمیت است.

از آنجایی که دستکاری نمونه‌ها هنگام آزمون، ممکن است به‌طور ناخواسته سبب آلودگی متقاطع شود، آزمون‌کننده باید صحت نتایج روش‌های خود را تصدیق کند. انجام اقدامات احتیاطی خاص نه تنها به دلایل بهداشتی بلکه برای حصول اطمینان از تجدیدی پذیری خوب نتایج ضروری است. تعیین اقدامات احتیاطی در همه شرایط امکان پذیر نیست، ولی این استاندارد حداقل اقدامات اصلی را که باید هنگام آماده سازی، سترون سازی و انبارش محیط‌های کشت و تجهیزات در نظر گرفته شود، تعیین می‌کند.

الف ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۷۰، آیین کار تولید گلاب و عرقیات گیاهی

این استاندارد با در نظر گرفتن نیازهای خاص صنعت تقطیر و تولید گلاب و عرقیات گیاهی تهیه شده و رهنمودهای مربوط به راهکارهای خوب ساخت (GMP) را برای فرآورده‌های فوق را می‌دهد. این راهنما توصیه‌های سازمانی و عملی در زمینه مدیریت عوامل فنی، اجرایی و کارکنان تاثیرگذار بر کیفیت فرآورده را ارائه می‌دهد و پیگیری فرآورده را از دریافت تا بارگیری و حمل، امکان پذیر می‌سازد. همچنین در استاندارد فوق راهکارهای تولید، کنترل، نگهداری، بارگیری و حمل فرآورده عرقیات گیاهی نوشته شده است و دستیابی به فرآورده‌ای منطبق با ویژگی‌های خاص را امکان پذیر می‌سازد.

الف ۳ - استانداردهای مرتبط با گلاب و عرقیات گیاهی

استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۰۷۷، عرقیات گیاهی - ویژگی‌ها

استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۰۷۱، نوشیدنی عرقیات گیاهی بدون گاز-ویژگی‌ها و روش‌های
آزمون


استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۱۳، نوشیدنی عرقیات گیاهی گازدار-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۹۶۷، عرقیات گیاهی - روش‌های آزمون

استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۸۰، عرقیات گیاهی - آیین کار تولید

پیوست ب انواع استاندارد

ب-۱ استانداردها با موضوعات مختلف در زمینه ها و سطوح متفاوت تهیه می شوند. ارتباط بین جنبه، رشته و سطح استاندارد در نمودار زیر نمایش داده شده است.



ب-۲ سطح استاندارد

استانداردها دارای سه سطح کلی می باشند که می توان آن ها را به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
الف- استانداردهای کارخانه ای، این گونه استانداردها توسط کارخانجات و به منظور استفاده در همان واحد تدوین می شود. در تدوین استاندارد کارخانه ای ضمن بررسی شرایط داخلی کارخانه باید شرایط و عوامل خارجی از قبیل مواد اولیه و منابع تهیه آن، چگونگی تهیه تجهیزات، بازاریابی و رقابت، نیاز مشتری و امثال آن باید مورد توجه قرار گیرد.

ب- استانداردهای ملی (مانند ISIRI, BS, BIS ASTM و ...)، این گونه استانداردها به وسیله سازمان استاندارد در یک کشور که به عنوان مقام ذی صلاحی برای این کار شناخته شده است، تهیه می شود. در تدوین این

استانداردها تمامی افراد ذی نفع از قبیل تولید کنندگان، مصرف کنندگان، اعضای مراکز علمی و فنی، مراکز تجاری کارشناسان مرتبط از سازمان‌ها یا مراکز دولتی و امثال آن شرکت دارند.

پ- استانداردهای منطقه ای (مانند استانداردهای اتحادیه اروپا CEN)، عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، سیاست، شکل تولید و مصرف و امثال آن برخی از کشورها را بر آن داشته تا مشترکا مبادرت به تدوین استانداردهای منطقه‌ای نمایند.

ت- استانداردهای بین المللی (ISO)، هدف از تدوین استانداردهای بین المللی حفظ و نگهداری پیشرفت های فنی در یک سطح معین در تمام دنیا و طرح و ارائه تکنولوژی های پیشرفته در این استانداردها و انتقال آن به استانداردهای ملی با توجه به نیاز و موقعیت زمانی کشورها از نظر توسعه فنی و صنعتی می باشد.

ب-۳- جنبه استاندارد

در راستای رشد و تکامل دانش بشری جنبه‌های مختلف استاندارد نیز گسترش یافته و می‌تواند موضوعات مختلفی را شامل شود.

الف- استانداردهای ویژگی

ب- استانداردهای روش آزمون

پ- استانداردهای آیین کار

ت- استانداردهای ایمنی

ث- واژه نامه

ت- سایر استانداردها (شامل طبقه‌بندی، بازرسی و نمونه‌برداری، بسته‌بندی، حمل و نگهداری، راهنما و ...)

ب-۴- اجرای استاندارد

استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته زیر تقسیم بندی می‌شوند:

الف- استانداردهای اجباری، شامل استانداردهایی می‌باشد که در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت، محیط زیست و یا تجارت خارجی (صادرات و واردات) بوده و به صورت قانونی از نظر اجرا اجباری اعلام می‌شوند.

ب- استانداردهای تشویقی، شامل استانداردهایی است که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید و هم چنین علاقمندی و موافقت خود، داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد.

متن کامل استانداردهای ملی ایران از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس زیر و لینک «استانداردهای ملی» در دسترس می‌باشد.

www.isiri.gov.ir

پیوست پ

مفاهیم مورد استفاده در کنترل کیفیت

پ-۱- نمونه (Sample)

یک یا چندین قلم، قطعه یا واحد که از یک جامعه یا مجموعه یا محموله انتخاب می شوند را نمونه گویند.

پ-۲- حجم نمونه (Sample Size)

مقدار مواد یا تعداد اقلام یا واحدهای تشکیل دهنده یک نمونه را، حجم نمونه گویند.

پ-۳- نمونه برداری (Sampling)

رویه‌ای است که بر طبق آن از جامعه یا محموله مورد بررسی بخش یا بخش‌های کوچکی انتخاب می‌شود تا بر اساس نتایج حاصل از بازرسی آن‌ها بتوان در مورد کل جامعه یا محموله قضاوت کرد.

پ-۴- بازرسی (Inspection)

مجموع بررسی‌ها، اندازه‌گیری و آزمون‌هایی است که جهت مقایسه مشخصات مواد محصولات نیمه ساخته و محصولات تمام شده با مشخصات فنی یا استانداردها انجام می‌گیرد.

پ-۵- درستی (Accuracy)

نزدیکی نتیجه اندازه‌گیری یک کمیت با مقدار واقعی آن کمیت است.

پ-۶- دقت (Precision)

نزدیکی بین جواب‌های تکراری حاصل از چند آزمایش بر روی یک نمونه است.

پ-۷- تجدید پذیری (Reproducibility)

نزدیکی میزان مقادیر بدست آمده از آزمون‌ها بر روی یک نمونه است در شرایطی که روش، آزمایش کننده، تجهیزات، محل و شرایط و زمان متفاوت باشد.

پ-۸- تکرار پذیری (Repeatability)

نزدیکی مقدار نتایج اصل از یک آزمایش در شرایطی است که شرایط اندازه‌گیری، تجهیزات، آزمایش کننده و محل همگی یکسان باشد.

پ-۹- رواداری (Tolerance)

حداکثر میزان انحراف قابل قبول برای یک کالا از اندازه خود (حداکثر خطای قابل قبول در یک اندازه‌گیری)

پیوست ت (اطلاعاتی)

ت-۱ مدیر کنترل کیفیت و آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی

مدیر کنترل کیفیت در واحد های تولیدی فردی است که صلاحیت وی طبق آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید سازمان ملی استاندارد و یا اداره کل استاندارد استان ، پروانه تایید صلاحیت دریافت می نماید.

مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی طبق آیین نامه مذکور، علاوه بر انجام وظایف خود از جمله حضور تمام وقت در یک نوبت کاری و بازرسی، کنترل و نظارت کامل بر مواد اولیه، شرایط فرآورده حین ساخت ، محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید و یا خدمت و سایر وظایف و موارد ذکر شده، موظف است نتایج آزمون نمونه های تولید شده در کارخانه را روزانه ثبت نموده و به صورت کتبی ماهیانه (حداکثر تا پایان هفته اول ماه بعد) به اداره کل استاندارد استان (با امضاء مدیر کنترل کیفیت و مدیر عامل کارخانه) ارسال نماید. عدم انجام هر یک از وظایف مدیر کنترل کیفیت و تخطی شغلی و قانونی او طبق آیین نامه ذکر شده می تواند منجر به اعمال تنبیهاتی به ترتیب شامل: تذکر شفاهی به عنوان کمترین و **ابطال دایم پروانه** به عنوان بیشترین، برای مدیر کنترل کیفی اجرا شود.

یادآوری می گردد در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت واحد مربوطه ، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و اداره کل نیز موظف است نسبت به احراز شرایط فرد معرفی شده و تایید صلاحیت وی اقدام نماید.

برای اطلاع از وظایف، قوانین، تخلفات، تنبیهات و سایر موارد مهم، به آخرین و جدیدترین "آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت" موجود در سایت سازمان ملی استاندارد www.isiri.gov.ir مراجعه شود.

ت-۲ خلاصه ای از دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

ت-۱-۲ درجه بندی نواقص موجود در کالاهای تولیدی

بر اساس دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵۰/۱۱۹/د)، نواقص موجود در کالاهای تولید شده به سه دسته به شرح زیر تقسیم می گردند:

ت-۲-۱-۱-۱-۱ نقص بحرانی:

نقص موجود در یک محصول است که برای افرادی که از آن استفاده یا نگهداری می‌کنند، خطرناک بوده و یا وضعیت ناامنی را به وجود آورد.

ت-۲-۱-۲-۱-۲ نقص عمده:

نقصی است متفاوت با نقص بحرانی که فقدان را به وجود آورده یا به نحو قابل ملاحظه ای امکان استفاده از کالای مورد نظر را برای منظور خاص، کاهش می‌دهد.

ت-۲-۱-۳-۱-۳ نقص جزئی:

نقصی است جدا از نقایص بحرانی و عمده که امکان استفاده از محصول مورد نظر را برای منظور خاص کاهش نمی‌دهد یا آنکه اختلاف آن با مشخصات فنی به‌میزانی است که کارایی آن کالا را چندان کاهش نمی‌دهد. نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون‌ها به پیوست می‌باشد.

ت-۳ نحوه برخورد کالاهای تولید شده نامنطبق با استاندارد مربوطه

در صورتی که در نتایج آزمون فرآورده نمونه برداری شده، هریک از نواقص فوق مشاهده شوند، امتیاز منفی به شرح جدول زیر (جدول ۱) به واحد تولیدی تعلق گرفته و ادارات کل استاندارد استان بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره (از هنگام صدور و یا تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد برای هر محصول و هر واحد تولیدی مورد نظر در مدت اعتبار تعیین شده) تصمیماتی را به شرح مندرج در جدول ۲ اتخاذ می‌نمایند.

جدول ۱- امتیازات منفی نواقص موجود در فرآورده

نوع نقص	امتیاز منفی
بحرانی	۳۰
عمده	۱۵
جزئی	۵

جدول ۲- اقدامات اجرایی بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره

جمع امتیاز منفی	اقدام اجرایی
۱۵	تذکر کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص
۳۰	اخطار کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص
۶۰	مطابق بند ۲-۱
۹۰	مطابق بند ۲-۲
۱۲۰	مطابق بند ۲-۳

ت-۳-۱ در صورتیکه جمع امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۶۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط به واحد بصورت کتبی اخطار داده و در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علایم آنها ارجاع می دهد.

ت-۳-۲ در صورتیکه جمع امتیاز منفی گزارش نتیجه یک آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۹۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون دو نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علائم برای تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی اقدام می کند. در صورت تعلیق یا ابطال پروانه، آن اداره کل واحد مربوط را ملزم به عدم تولید (در ارتباط با استانداردهای اجباری) و یا عدم عرضه کالا با علامت استاندارد ایران (در ارتباط با استانداردهای تشویقی) نموده و مراتب را به ادارات کل استاندارد سایر استانها منعکس می کند.

ت-۳-۳ در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری، در صورتیکه امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون و یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۱۲۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون سه نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علایم برای ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اقدام نموده و در صورت ابطال پروانه، موضوع را از طریق روابط عمومی به اطلاع عموم می رساند.

یادآوری ۱- رفع تعلیق و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، در صورت رفع کلیه نقایص و انطباق با موازین استاندارد ملی مربوط و احراز کلیه شرایط مندرج در دستورالعملهای مرتبط صورت می گیرد.

یادآوری ۲- انجام هریک از اقدامات ذکر شده در جدول ۲، نافی و مانع یکدیگر نمی باشد و تنها ملاک هر یک از اقدامات رسیدن به حد نصاب امتیاز منفی ذکر شده در بندهای مذکور است.

منبع: دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵۰/۱۱۹/د)

پیوست ث

نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون‌های میکروبیولوژی گلاب و عرقیات گیاهی

طبق استاندارد ملی ایران شماره‌های ۳۲۷۰ و ۳۵۴۵

درجه اهمیت	شرح آزمون	ردیف
عمده	شمارش کلی میکروارگانیسم‌های هوازی	۱
بحرانی	کلی‌فرم‌ها	۲
بحرانی	انتروکوک‌ها	۳
بحرانی	سودوموناس آئروژینوزا	۴
بحرانی	اسپورکلستریدیوم‌های احیاکننده سولفیت	۵
عمده	کپک و مخمر	۶