



ریاست جمهوری
سازمان ملی استاندارد ایران



جزوه دوره کارآموزی
میکروبیولوژی نوشیدنی‌ها- آب میوه، آب سبزی
و فرآورده‌ها



شماره مدرک : ۶۲۲/۳۳/ج

تاریخ تصویب : ۱۳۹۸

شماره تجدید نظر:

تاریخ تجدید نظر:

این جزوه آموزشی صرفاً برای اهداف آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران تهیه شده است و تکثیر و انتشار آن بدون اجازه سازمان ملی استاندارد ایران غیر مجاز می باشد

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوطه ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوطه که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استانداردهای کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) و سایل سنچس، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی و سایل سنچس، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

۱- International Organization for Standardization

۲- International Electrotechnical Commission

۳- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

۴-Contact point

۵- Codex Alimentarius Commission

پیشگفتار

یکی از مهمترین وظایف سازمان ملی استاندارد ایران، آموزش های اصولی و مدون در زمینه محصولات (کالا / خدمات) مشمول استاندارد اجباری از طریق برگزاری دوره های آموزشی می باشد. بخشی از این آموزش ها شامل کارآموزی مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان آزمایشگاه های همکار سازمان می باشد که برگزاری این دوره ها از طریق استان ها، آزمایشگاه های همکار و پژوهشگاه استاندارد انجام می شود. برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در نحوه برگزاری این دوره ها در مراکز مختلف به منظور ارتقاء کیفیت آموزش مخاطبین مورد نظر، دفتر آموزش و ترویج استاندارد با همکاری پژوهشگاه استاندارد، در راستای استاندارد سازی فرآیند کارآموزی، اقدام به تدوین برنامه مدونی برای انجام فرآیند کارآموزی در زمینه محصولات مشمول استاندارد اجباری نموده است.

در این راستا، جزوه حاضر جهت یک پارچه نمودن فرآیند کارآموزی و به منظور یکسان سازی محتوای آموزشی دوره های کارآموزی در کل کشور تهیه و در اختیار کارآموزان قرار داده شده است.

از مدرسین گرامی و فراگیران محترم تقاضا می گردد، در صورت وجود نقطه نظرات و پیشنهادات در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی مربوطه با شماره تلفن ۰۲۱-۸۸۸۷۹۴۶۹ تماس حاصل نموده و یا از طریق پست الکترونیکی isiri.amozesh.qc@gmail.com و آدرس تهران، ضلع جنوب غربی میدان ونک شماره ۲۵۹۲ صندوق پستی ۶۱۳۹-۱۴۱۵۵ اقدام فرمایید. از بذل عنایتی که می فرمایید سپاسگزاریم.

محتوای دوره کارآموزی

میکروبیولوژی نوشیدنی‌ها - آب میوه، آب سبزی و فراورده‌ها

عنوان دوره کارآموزی:

میکروبیولوژی نوشیدنی‌ها - آب میوه، آب سبزی و فراورده‌ها

گروه مخاطب:

کارشناسان ادارات کل استاندارد استان، مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان آزمایشگاه‌های همکار

هدف از برگزاری دوره کارآموزی:

هدف از برگزاری این دوره کارآموزی آشنایی با آزمون‌های میکروبیولوژی آب میوه‌ها، آب سبزی و فراورده‌های آنها بر اساس استانداردهای ملی ایران شماره ۳۴۱۴ می‌باشد و موارد زیر را در برمی‌گیرد:

- ۱- اطلاع رسانی روش‌های بهینه و جدید آزمایشگاهی
- ۲- یکسان سازی رویه آزمایشگاه میکروبیولوژی آب میوه‌ها، آب سبزی و فراورده‌ها
- ۳- اطمینان از عملکرد صحیح آزمایشگاه‌ها و اعتماد به نتایج حاصله از آزمون در آزمایشگاه‌ها
- ۴- ارتقا سطح آگاهی و ایجاد مهارت در زمینه انجام آزمون‌های میکروبیولوژی آب میوه‌ها، آب سبزی و فراورده‌ها
- ۵- آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی بر اساس استاندارد ملی ایران ۹۸۹۹

توانایی‌های کارآموزان پس از طی دوره:

- روش تهیه و سترون‌سازی محیط کشت‌های مورد نیاز
- روش آماده‌سازی و سترون‌سازی وسایل مورد نیاز
- روش آلودگی‌زدایی مواد مصرفی و وسایل
- نحوه استفاده صحیح از تجهیزات مورد نیاز در آزمایشگاه
- روش بکارگیری از استانداردهای مرتبط
- روش اجرای آزمون طبق استاندارد
- شناسایی و تعیین هویت باکتری‌ها

پیش نیاز:

ندارد.

رئوس مطالب آموزشی :

ردیف	رئوس مطالب	محتوای آموزشی	مدت آموزش (ساعت)		اجراکننده		منبع / استانداردها
			تئوری	عملی	مدرس	کارآموز	
۱	آشنایی با الزامات فنی آزمایشگاه میکروبیولوژی	آشنایی با وسایل مورد نیاز آشنایی با اصول آزمایشگاهی آشنایی با قسمت‌های مختلف آزمایشگاه میکروبیولوژی	۰/۵	۰/۵	*		جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹
۲	آشنایی با روش تهیه محیط کشت‌های مورد نیاز و روش سترون‌سازی	روش تهیه محیط کشت مرتبط با میکروبیولوژی نوشیدنی‌ها - آب میوه و فراورده‌های آنها	۰/۵	۰/۵	*	*	جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹
۳	آماده‌سازی وسایل مورد نیاز و روش سترون‌سازی وسایل	روش آماده‌سازی وسایل مورد نیاز و سترون‌سازی وسایل	۰/۵	۰/۵	*	*	جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹
۴	آشنایی با استاندارد روش آزمون	هدف و دامنه کاربرد، مواد و دستگاه‌های مورد نیاز جهت انجام آزمون	۰/۵	۰/۵	*		جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴
۵	آشنایی با شاخص‌های میکروبی و حدود مجاز آنها در نوشیدنی‌ها - آب میوه و فراورده‌های آنها	آشنایی با میکرو ارگانیزم‌های نوشیدنی‌ها - آب میوه، آب سبزی و فراورده‌ها	۱	۱			جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴
۶	روش آماده‌سازی نمونه در آزمایشگاه	نمونه برداری از آزمایشه، توزین نمونه و تهیه سوسپانسیون اولیه و سایر رقت‌ها با استفاده از رقیق‌کننده مناسب	۰/۵	۰/۵	*	*	جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴
۷	روش شمارش و جستجوی باکتری‌ها	استفاده از سوسپانسیون اولیه و یا رقت‌های مورد نیاز در پلیت، برای شمارش استفاده از سوسپانسیون اولیه و یا رقت‌های مورد نیاز در لوله‌های حاوی محیط کشت مناسب برای جستجو	۱	۱	*	*	جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴

منبع / استانداردها	اجراکننده		مدت آموزش (ساعت)		محتوای آموزشی	رئوس مطالب کارآموز	ردیف مدرس
	مدرس	کارآموز	عملی	تئوری			
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴	*			۰/۵	گرمخانه‌گذاری در دما و زمان مناسب بر حسب باکتری‌های مورد نظر	گرمخانه‌گذاری	۸
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴	*	*	۰/۵	۱	بررسی و نحوه شمارش و محاسبه کلنی‌ها پس از گرمخانه‌گذاری تعیین وجود یا عدم وجود باکتری‌ها	تشخیص، شمارش کلنی‌ها و آزمون تاییدی	۹
جزوه آموزشی و استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹	*	*	۰/۵	۰/۵	نحوه گزارش نتایج بررسی شده	ارائه گزارش آزمون	۱۰
مدت دوره کارآموزی: دو روز							

سایر استانداردها و منابع:

- ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۳۷، نوشیدنی‌های میوه‌ای (بدون گاز) - ویژگی‌ها
- ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۳۶۸۷، آبمیوه مخلوط - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- ۳- استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۲۱، شمارش باکتری‌های اسید لاکتیک مزوفیل به روش شمارش پرگنه در دمای ۳۰ درجه سلسیوس در مواد غذائی
- ۴- استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۰۰، نوشیدنی‌ها - کاهش و پیشگیری از آلودگی پاتولین در آب سیب و فراورده‌های آن - آئین کار
- ۵- استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - راهنمای الزامات کلی برای آزمون.
- ۶- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۳۴۵، آب میوه‌ها - نکتارهای میوه و نوشیدنی‌های میوه‌ای گازدار - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون
- ۷- استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۳۴۵، آب میوه‌ها - نکتارهای میوه و نوشیدنی‌های میوه‌ای گازدار - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

۸- استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، میکروبیولوژی زنجیره مواد غذایی - روش‌های نمونه برداری برای آزمون های میکروب شناسی

نحوه برگزاری آزمون:

تئوری	عملی
*	*

جزوه دوره کارآموزی میکروبیولوژی نوشیدنی‌ها-آب میوه‌ها آب سبزی و فراورده‌ها

تهیه کننده / تهیه کنندگان:

شهپر مقدمی

گروه پژوهشی / آزمایشگاه:

گروه پژوهشی میکروبیولوژی/آزمایشگاه نوشیدنی‌ها-آب میوه آب سبزی و

فراورده‌ها

به سفارش دفتر آموزش و ترویج استاندارد

منابع و مأخذ:

- ۱- استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴، نوشیدنی‌ها -آب میوه ، آب سبزی و فراورده‌های آنها - ویژگی‌ها و روش- های آزمون میکروبیولوژی
 - ۲- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۸۹۲۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام -آماده سازی آزمایش- سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی-قسمت اول -مقررات کلی برای آماده سازی سوسپانسیون اولیه و رقت های اعشاری
 - ۳- استاندارد ملی ایران شماره ۴-۸۹۲۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-آماده سازی آزمایش ، سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون میکروبی - قسمت ۴- مقررات ویژه برای آماده سازی فراورده ها به جز شیر ، گوشت، ماهی و فراورده های آنها
 - ۴- استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- راهنمای الزامات کلی برای آزمون
 - ۵- استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۶۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - راهنمای آماده سازی و ساخت محیط‌های کشت - قسمت اول - راهنمای عمومی تضمین کیفیت برای آماده سازی محیط های کشت در آزمایشگاه
 - ۶- استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش کپک‌ها و مخمرها - قسمت اول - روش شمارش کلنی در فرآورده های با فعالیت آبی بیشتر از ۰/۹۵
 - ۷- استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، میکروبیولوژی زنجیره مواد غذایی -روش های نمونه برداری برای آزمون های میکروب شناسی
 - ۸- یگانه، مهرداد. استاندارد و استاندارد کردن، چاپ اول، موسسه دانش پارسیان، ۱۳۸۹.
- ۹-Brackett R.E., Splittstoesser D.F, *Fruit and Vegetables in compendium of methods for the microbiological examination of foods*, third edition ., USA : APHA, ۲۰۰۵, p۵۱۵ - ۵۱۸

فهرست

صفحه	عنوان
ب	آشنایی با سازمان ملی استاندارد
ج	پیشگفتار
د	محتوای دوره کار آموزی
ح	جزوه دوره کار آموزی
ی	مقدمه
۱	۱ هدف
۱	۲ استانداردهای ملی ایران
۲	۳ اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی
۲۸	۴ نمونه برداری
۲۹	۵ روش‌های آزمون میکروبیولوژی
۲۹	۶ اصول آزمون
۳۰	۷ محیط‌های کشت و رقیق کننده‌ها
۳۰	۸ روش اجرای آزمون
۵۷	۹ بیان نتایج
۵۹	پیوست الف- انواع استاندارد
۶۰	پیوست ب - انواع استاندارد
۶۲	پیوست پ- مفاهیم مورد استفاده در کنترل
۶۳	پیوست ت - (اطلاعاتی)
۶۶	پیوست ث - نقایص بحرانی ، عمده و جزئی آزمون‌های میکروبیولوژی انواع آب‌میوه و آب‌سبزی تغلیظ شده (کنسانتره)، پوره، پالپ و تکه‌های میوه و سبزیجات در بسته‌بندی‌های آسپتیک و غیر آسپتیک طبق استاندارد ملی ایران شماره‌های ۶۳۳۲ و ۱۹۳۳۶

مقدمه:

آب میوه‌ها و آب سبزی‌ها یک منبع غنی از مواد مغذی مختلف و ترکیبات زیست فعال مانند فیبر، قندها، اسیدهای ارگانیک، فسفات، ویتامین‌ها، و همچنین رنگ‌ها، طعم‌دهنده‌ها و آنتی‌اکسیدان‌ها، مواد معدنی چون روی، سلنیوم، انواع ویتامین‌های B₄, B₆, C, E, A و بتاکاروتن و آب فراوان می‌باشند آب‌میوه و آب سبزی‌ها از فشردن میوه و سبزی‌ها و یا خیساندن آن بدون استفاده از حرارت و یا حلال تهیه می‌شود. در تولید آب میوه برای افزایش قوام و نیز خواص تغذیه‌ای و بهبود احساس دهانی و طعم از استابیلایزهایی مانند: پکتین، CMC، زانتان، و سایر استابیلایزر استفاده می‌کنند. آب میوه‌ها به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی اسیدهای آلی مانند: اسید مالیک^۱ و اسید سیتریک^۲، دارای pH پایین هستند. pH آب میوه‌های مختلف از ۲/۴ تا ۴/۲ متفاوت است. پایین بودن pH این فراورده‌ها و بالابودن غلظت قندهای قابل تخمیر، باعث انتخابی شدن محیط آنها برای رشد گروه خاصی از میکروارگانیسم‌های مقاوم به اسید شده است.

مهمترین میکروارگانیسم‌های عامل فساد آب میوه‌ها، مخمرها مانند: کاندیدا^۳ و تورولاپسیس^۴ هستند. مخمرها با تجزیه اسیدهای آلی و تخمیر مواد قندی تولید استالدئید، الکل، دی‌اکسید کربن و مواد دیگری می‌کنند که باعث ایجاد طعم نامناسب در فراورده می‌شود.

رشد کپک‌ها به دلیل پایین بودن قابلیت اکسیداسیون و احیای این فراورده‌ها تا زمان سالم بودن بسته بندی محدود است. اگر چه اسپور برخی از این کپک‌های مقاوم به حرارت مانند: بایسوکلامیس فولوا^۵ پس از پاستوریزاسیون نیز در فراورده باقی می‌ماند.

از مهمترین باکتری‌های اسید لاکتیک، لاکتوباسیلوس‌ها^۶، استرپتوکوک لاکتیس^۷، لاکونوستوک‌ها^۸ می‌باشند. که به‌عنوان عامل فساد در آب میوه‌ها محسوب می‌شوند البته در صورت حفاظت شده می‌توانند فعالیت پروبیوتیکی داشته باشند.

باکتری‌های اسیدلاکتیک، شامل: جنس‌های استرپتوکوکوس لاکونوستک، پدیوکوکوس و لاکتوباسیلوس می‌باشند. گونه‌های هموفرمنتتیو^۹ مانند: لاکتوباسیلوس آرابینوزوز^{۱۰} و لیشمانی^{۱۱} و میکروباکتریوم^{۱۲} از قند موجود در محیط، اسید لاکتیک تولید می‌کنند.

۱- Malic

۲- Citric

۳- *Candida*

۴- *Torulopsis*

۵- *Byssochlamys fulva*

۶- *Lactobacillaceae*

۷- *Streptococcus lactis*

۸- *Leuconostoc SPP*

۹- *Homo fermentative*

۱۰- *Lactobacillus arabinosus*

۱۱- *leishmanii*

۱۲- *Microbacterium*

در حالی که انواع هترو فرمنتتیو^۱ مانند: لوکونوستوک مزنتروئیدس^۲، لاکتو باسیلوس برویس^۳، از قند موجود در محیط، علاوه بر اسید لاکتیک، اسید استیک، اتانل، گاز کربنیک و به مقدار ناچیز سایر ترکیبات را تولید می کنند.

باکتری های اسید لاکتیک (LAB)

باکتری های اسید لاکتیک LAB، باکتری های گرم مثبت، غیر متحرک، فاقد اسپور، کاتالاز منفی، سیتوکروم اکسیداز منفی و ایندول منفی هستند و ژلاتین را ذوب نمی کنند. باکتری های اسید لاکتیک متابولیسم تخمیری دارند و اساسا ساکارولیتیک هستند و اسید لاکتیک محصول نهایی حاصل از تخمیر کربوهیدرات است. با پیشرفت علم بیولوژی مولکولی، روش های ژنتیکی به طور روز افزونی برای مطالعه مشابهت های ژنتیکی موجود بین گروه های باکتری های مختلف استفاده می گردد. این تکنیک ها باعث ایجاد تغییرات مهمی در طبقه باکتری های اسید لاکتیک شده است. باکتری های اسید لاکتیک LAB به دو گروه، هتروفرمنتتیو و هموفرمنتتیو تقسیم می شوند.



شکل ۱- باکتری های اسید لاکتیک^۴

برخی از باکتری های اسید لاکتیک LAB می توانند در نوشابه های حاوی آب میوه رشد کنند. این باکتری ها نیز به اسید بنزوئیک^۴ و اسید سوربیک^۵ مقاوم هستند. بسته به گونه ها و شرایط رشد، کاتابولیسم قند می تواند منجر به تشکیل اسید لاکتیک، اتانول، استات، سوکسینات شود. اسید فسفریک به عنوان نشانگر فساد LAB در آب سیب معرفی شده است. متابولیت های LAB موجب از بین رفتن کربنات در نوشیدنی های گازدار می شود. بعضی از سویه ها دی استیل تولید می کنند و موجب تولید طعم و بوی کره ای می شوند. لاکتو باسیلوس مزانتریدیس^۶ و ویسلاکانفیوس^۷ قادر به تولید پلیمرهای خارج سلولی متشکل از فروکتوز یا گلوکز و تشکیل بیوفیلم در سطوح تکنولوژی هستند.

۱- Hetero Fermentative

۲- *Leuconostoc mesenteroides*

۳- *Lactobacillus brevis*

۴- benzoic acid


۵- Sorbic acid

۶- *Lactobacillus mesenteroides*

۷- *Weissella confusa* (*Lactobacillus confusa*)

استرپتوکوک‌های لاکتیک

باکتری‌های بیضی شکل می‌باشند که به صورت دوتایی با زنجیر کوتاه مشاهده می‌شوند. بهترین درجه حرارت رشد 30°C است و حداکثر تا 40°C حرارت رشد می‌کنند این باکتری‌ها گرم مثبت هوازی اختیاری یا میکرواُتروفیل هستند. کاتالاز و اکسیداز منفی هستند. که به شرایط اسیدی به-طور نسبی مقاوم هستند. کربوهیدرات‌ها را تخمیر و اسید تولید می‌کنند ولی گاز ایجاد نمی‌کنند. برخی از باکتری‌های اسیدلاکتیک قادر به توقف رشد باکتری‌های نامطلوب هستند و می‌توان از آنها به عنوان کشت حفاظتی در مقابله با آنتروباکتریاسه‌های سرماگرا، لیستریامونوسایتوزنز^۷ استفیلوکوکوس/اورئوس^۸، بروکوتریکس ترموسفاکتا^۹ و سالمونلا در برخی فراورده‌ها استفاده کرد. تولید اسیداستیک، اسیدلاکتیک، کاهش pH، رقابت در مصرف مواد غذایی، تولید هیدروژن پراکسید، تولید آنتی‌بیوتیک^{۱۰} از مکانیسم‌های ممانعت از رشد میکرو ارگانیسم‌های بیماری‌زای فوق است.



شکل ۲- استرپتوکوک‌های لاکتیک

لوکونوستوک‌ها

باکتری‌های گرم مثبت، بی‌حرکت بدون اسپور، کاتالاز منفی و بی‌هوازی اختیاری و شبیه لاکتوکوکسی‌ها هستند. معمولاً به صورت دوتایی و به شکل زنجیره‌ای کوتاه دیده می‌شوند، گاهی به شکل میله‌ای کوچک نیز دیده می‌شوند و از آنجایی که آنها می‌توانند در محیط کشت روگوزا آگار رشد کنند، گاهی در صورت حضورشان در نمونه، با لاکتوباسیل‌ها اشتباه گرفته می‌شود. برخلاف لاکتوکوکسی‌ها، لوکونوستوک‌ها از آرژنین آمونیاک تولید نمی‌کنند و اسید لاکتیک نوع D تولید می‌کنند. این باکتری‌ها نیز به اسید بنزوئیک و اسید سوربیک مقاوم هستند. گلوکز را تخمیر کرده و اسیدلاکتیک، گاز کربنیک و اتانول ایجاد می‌کنند. درجه حرارت مناسب رشد آنها 30°C تا 20°C است. کلنی‌های لوکونوستوک کمتر از ۱ mm قطر دارند، گرد و سفید خاکستری، صاف با قوام نرم می‌باشند. برخی از لوکونوستوک‌ها ممکن است کلنی‌های بزرگ لزج تشکیل دهند که از رشد سایر کلنی‌ها ممانعت کنند.



شکل ۳- لاکونوستوک

لاکتوکوکوس^۱


لاکتوکوکها، گروهی از باکتری‌های اسیدلاکتیک هستند که قبلاً در گروه N۱ از استرپتوکوکها (طبقه بندی لنسفیلد) قرار داشتند. آنها هوموفرمنتور (جور تخمیر) می‌باشند یعنی فقط یک محصول به نام اسیدلاکتیک به طور عمده یا خاص از تخمیر گلوکز تولید می‌کنند. با تغییر شرایط محیط کشت مانند pH، غلظت گلوکز و مواد غذایی می‌توان این ویژگی را تغییر داد. لاکتوکوکها، کوکسی‌های گرم مثبت، کاتالاز منفی و غیر متحرکی هستند، که به شکل تک، جفت یا زنجیره‌ای دیده می‌شوند. لاکتوکوکها گونه‌هایی دارند که می‌توانند در دمای ۷°C یا پایین‌تر رشد کنند. لاکتوکوک لاکتیس مهم‌ترین گونه است.



شکل ۴- لاکتوکوکوس

پدیوکوکوس

در بررسی میکروسکوپی فاز کنتراست، کروی با آرایش دوتایی یا چهارتایی می‌باشند. کاتالاز منفی، اندول منفی، بی‌هوازی اختیاری و از تخمیر گلوکز اسید تولید می‌کنند. مقاوم به ونکومايسين و در شرایط بی‌هوازی کلنی‌های گرد، محدب و غیر شفاف، به‌رنگ سفید دارای سطح براق با آرایش دوتایی و چهارتایی تشکیل می‌دهند.



شکل ۵- پدیوکوکوس

باکتری‌های اسپوردار مقاوم به حرارت و اسید (TAB)

باکتری‌های تشکیل دهنده اسپور از جنس باسیلوس^۱ و کلسترییدیوم^۲ معمولاً در نوشابه‌های اسیدی مهار می‌شوند. با این وجود، اسپور آنها می‌تواند زنده بماند. یکی دیگر از باکتری‌های اسپور سازنده، خانواده *آلیسایکلو باسیلوس*^۳ است که اغلب با موجب فساد آب میوه، لیموناد، آب‌ایزوتونیک، می‌شود. *آلیسایکلو باسیلوس اسیدو ترستریس*^۴، مختص آلودگی مواد اولیه است.

باکتری‌های اسید استیک^۵ (AAB)

باکتری‌های اسیداستیک گروهی از باکتری‌های گرم منفی، و از تخمیر، اسیداستیک تولید می‌کنند دارای ۱۰ جنس در خانواده *استوباکتریاسه* هستند باکتری‌های اسید استیک اسید (AAB) به شدت هوازی هستند و به حداقل اکسیژن برای رشد نیاز دارند. (AAB) باکتری‌های مقاوم به اسید و در pH (۸ تا ۳) رشد می‌کنند و استالیدی و یا کتون‌ها را تولید می‌کنند بسیاری از (AAB) به مواد نگهدارنده (بنزوات، سوربیت‌ها و دی‌متیل کربنات^۶) مقاوم هستند معمولاً در موارد نقص در بسته‌بندی فرآورده و افزایش اکسیژن محلول می‌توانند سبب فساد آب میوه‌ها شوند. رشد آنها در نوشیدنی‌ها می‌تواند موجب تغییرات طعم، تورم بسته، کدورت و یا تولید رسوب و بیوفیلم کند. باکتری‌های اسید لاکتیک نسبت به حرارت پاستوریزاسیون حساس هستند. آب میوه‌ها علاوه بر تخمیر الکلی، دستخوش دیگر تغییرات ناشی از میکروارگانیسم‌ها نیز می‌شوند. به عنوان مثال *لاکتوباسیلوس پاستورانیوم* اسیدمالیک را به اسیدهای لاکتیک^۸، اسیدسوکسینیک^۹، اسیدکوئینیک^{۱۰} تبدیل می‌کند و اسیدسیتریک^{۱۱} را به اسیدلاکتیک و اسیداستیک تبدیل می‌کند. تولید رسوب و کشدار شدن آب میوه‌ها، نیز معمولاً توسط: لوکونوستوک مزترئوئیدس، لاکتوباسیلوس برویس^{۱۲}، لاکتوباسیلوس پلانتراریوم^{۱۳} و استرپتوکوکوس^{۱۴} انجام می‌شود.

۲- *Bacillus*

۳- *Clostridium*

۴- *Alicyclobacillus*

۵- *A. acidoterrestris*

۱- Acetic acid bacteria (AAB)

۲- Acetobacteraceae

۳- Dimethyl carbonate

۴- Lactic

۵- Succinic

۶- Quinic

۷- Citric

۸- *Lactobacillus brevis*

۹- *Lactobacillus plantarum*

۱۰- Streptococci

جزوه دوره کارآموزی میکروبیولوژی نوشیدنی‌ها - آب میوه، آب سبزی و فراورده‌ها

۱ هدف

هدف از تدوین این جزوه آموزشی آشنایی با روش‌های آزمون میکروبیولوژی آب میوه، آب سبزی و نوشیدنی‌های بدون گاز ساده و مخلوط، نکات‌های میوه، نوشیدنی‌های میوه‌ای بدون گاز، بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴ می‌باشد.

یادآوری ۱- توصیه می‌شود کارآموزان این دوره با الزامات آزمایشگاهی میکروبیولوژی و نیز استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۳۴۱۴ و ۹۸۹۹ آشنایی داشته باشند.

یادآوری ۲- به‌منظور رعایت نکات ایمنی و سلامت کارکنان آزمایشگاه، توصیه می‌شود آزمون‌ها توسط افراد با تجربه، متخصص و آموزش دیده در خصوص روش‌های میکروبیولوژیکی انجام شود و داشتن مهارت‌های حرفه‌ای میکروبیولوژی در سطح مقدماتی الزامی است.

۲ استانداردهای ملی ایران

استانداردهای ملی ایران مرتبط با آزمون میکروبیولوژی آب میوه، آب سبزی و نوشیدنی‌های بدون گاز به شرح جدول ۱ می‌باشند.

جدول ۱- لیست استانداردهای میکروبیولوژی آب میوه‌ها و نوشیدنی‌های بدون گاز

ردیف	عنوان استاندارد	شماره استاندارد
۱	نوشیدنی‌ها- آب میوه، آب سبزی و فراورده‌ها - ویژگی‌ها و روش‌های آزمون	۳۴۱۴
۲	میکروبیولوژی خوراک انسان و دام- راهنمای آماده‌سازی و تولید محیط‌های کشت	۸۶۶۳
۳	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- راهنمای الزامات کلی برای آزمون	۹۸۹۹
۴	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - آماده‌سازی آزمایش- سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری برای آزمون‌های میکروبیولوژی- قسمت اول - مقررات کلی برای آماده‌سازی سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری	۸۹۲۳-۱
۵	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش کلی فرم‌ها - روش شمارش کلنی	۹۲۶۳
۶	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش باکتری‌های بی‌هوازی احیا کننده سولفیت	۹۴۳۲
۷	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش شمارش کپک‌ها و مخمرها - قسمت اول: روش شمارش کپک‌ها و مخمرها - روش شمارش کلنی در فراورده‌های با فعالیت آبی (aW) مساوی یا بیشتر از ۰/۹۵	۱۰۸۹۹-۱
۸	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شناسایی و شمارش کلیفرم‌ها - روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN)	۱۱۱۶۶
۹	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - شمارش گونه‌های احتمالی باسیلوس- های اسپوردار پروبیوتیک	۱۲۱۰۵

۳ اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی

با ورود به آزمایشگاه میکروبیولوژی و آغاز کار در این محیط لازم است یکسری اصول اولیه مورد توجه قرار گیرد. بخشی از این اصول و قواعد مربوط به ایمنی فرد آزمایش کننده بوده و برخی نیز به ایمنی محیط و ابزار آزمایشگاه مربوط می باشد.

۳-۱ فضای آزمایشگاه

آزمایشگاه باید دارای سه محل جداگانه برای نمونه ها، آزمون و فضای عمومی باشد.

۳-۱-۱ فضای مربوط به نمونه و آزمون

باتوجه به شرایط خوب آزمایشگاهی داشتن فضاهای جداگانه برای بخش های زیر لازم است:

- دریافت و انبارش نمونه ها؛
- آماده سازی نمونه ها خصوصاً برای مواد خام (مانند : فراورده های پودری حاوی تعداد زیاد میکروارگانیسم ها)؛
- آزمون نمونه ها (از سوسپانسیون اولیه) شامل گرمخانه گذاری میکروارگانیسم ها؛
- آزمون میکروارگانیسم های بیماری زای احتمالی؛
- نگهداری سوپه مرجع و سایر سوپه ها؛
- آماده سازی و سترون سازی محیط های کشت و وسایل؛
- انبارش محیط های کشت و واکنشگرها؛
- آزمون سترونی مواد غذایی؛
- آلودگی زدایی؛
- شستشو و تمیز کردن وسایل شیشه ای و سایر تجهیزات
- انبارش مواد شیمیایی مخاطره آمیز، ترجیحاً نگهداری در کابینت ها، قفسه ها، اتاق ها؛

۳-۱-۲ فضای عمومی

فضاهای جداگانه برای موارد زیر توصیه می شود:

- ورودی، راهرو، راه پله و آسانسور؛
- فضای اداری (مانند دبیرخانه، دفتر کار و اتاق مستندسازی)؛
- رختکن و سرویس های بهداشتی؛
- اتاق بایگانی؛
- انبار؛
- اتاق استراحت؛

۳-۲ بهداشت کارکنان

به منظور پیشگیری از آلودگی نمونه ها، محیط های کشت و خطر عفونت کارکنان اقدامات بهداشتی زیر باید انجام شود:

- استفاده از لباس و کفش مخصوص در محیط آزمایشگاه؛
- ناخن ها را تمیز و ترجیحاً کوتاه نگهداشتن؛

- هنگام کار در آزمایشگاه از صحبت کردن خودداری شود.
- از خوردن و آشامیدن در آزمایشگاه خودداری شود.
- کشیدن پپیت با دهان ممنوع می‌باشد.

۳-۳ وسایل و تجهیزات

توصیه می‌شود مطابق با شرایط خوب آزمایشگاهی، کلیه وسایل و تجهیزات تمیز و در محل مناسب نگهداری شوند.

پیش از استفاده بهتر است وسایل از نظر داشتن شرایط لازم برای کار تصدیق و در صورت لزوم در طی استفاده، عملکرد آن پایش شود.

از وسایل معمول در آزمایشگاه میکروبیولوژی مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ و همچنین وسایل زیر استفاده شود:

جدول ۲- فهرست تجهیزات مورد نیاز برای آزمون میکروبیولوژی

ردیف	نام تجهیزات
۱	ترازوی آزمایشگاهی
۲	حمام مایع بادمای ثابت (بن ماری)
۳	میکروسکوپ
۴	فور
۵	دستگاه اتوکلاو
۶	pH متر
۷	وسایل و ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی
۸	انکوباتور
۹	شمارشگر کلنی
۱۰	سیستم فیلتراسیون

ترازوی آزمایشگاهی

دستگاهی است که برای توزین اجسام یا مایعات، با دقت بالا و حساسیت بالا به کار می‌رود. آزمایشگاه‌ها با توجه به نیازشان ترازوهایی با دقت $g, 0/1, 0/01, 0/001, 0/0001$ و $0/0001$ استفاده می‌کنند. ترازوهای آزمایشگاهی با دقت 1 mg و دقت بالاتر، نیاز به محفظه دارند چون به علت حساسیت بالای آن‌ها در توزین جریان هوا نیز روی توزین این ترازوها تاثیر می‌گذارد. تمام دستگاه‌های توزین (مانند: باسکول یا ترازو) باید به‌طور دوره‌ای کالیبره^۱ شوند. تا به درستی کار انجام دهند. گذشت زمان، فرسودگی، جا به جایی ترازو و حوادث غیرقابل پیش بینی، باعث می‌شوند تا قابلیت ردیابی نتایج آن‌ها زیر سؤال

^۱ - کالیبره کردن یعنی تنظیم درست ترازو با جسمی تا به درستی ترین شکل کار کند.

رفته و نیازمند تایید مجدد باشند. کالیبره کردن باید در مدت زمان‌های معینی انجام شود، گاهی لازم است چند بار در سال یا گاهی بر اساس ضرورت یک یا دو بار در ماه، انجام گیرد. برای کالیبره کردن ترازوی دیجیتال نیاز به یک سنگ کالیبره استاندارد وجود دارد که معمولاً بر اساس ظرفیت ترازو دیجیتال انتخاب می‌شود. نحوه کالیبره کردن در تمام ترازوهای دیجیتالی یکسان است و فقط سنگ کالیبره متفاوت است کالیبراسیون باید طبق دستورالعمل سازنده با وزنه‌های استاندارد انجام گیرد با این روش ارزیابی‌های دقیق‌تر و قابل اطمینان هستند و درصد خطا بسیار کم است برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد.



شکل ۶- ترازوی آزمایشگاهی

حمام مایع^۱ (بن ماری^۲) بادهای ثابت

این وسیله برای انجام تست‌های سرولوژیک، آگلوتیناسیون، بیوشیمی، تست‌های دارویی، در دمای تثبیت شده کاربرد دارد. حرارت آب دستگاه به وسیله یک ترموستات قابل تنظیم است. بهتر است که برای جلوگیری از رسوب املاح بر روی المنت دستگاه از آب مقطر استفاده شود اگر چه در تعداد معدودی از آن‌ها از روغن نیز استفاده می‌شود. داغ شدن بیش از حد المنت‌ها، به علت کم آبی بن ماری، موجب آسیب رساندن به دستگاه می‌شود، باید به حداقل حجم آب مورد نیاز جهت حفظ کارکرد مطلوب دستگاه توجه گردد.

کاربرد اصلی این دستگاه در آزمایشگاه میکروبیولوژی به شرح زیر است:

- الف- گرمخانه‌گذاری محیط کشت تلقیح شده در یک دمای ثابت؛
- ب- نگهداری محیط کشت جامد سترون ذوب شده در طی آماده‌سازی محیط کشت؛
- پ- تعدیل دمای محیط کشت جامد ذوب شده سترون برای استفاده در روش‌های خاص؛
- ت- آماده‌سازی سوسپانسیون‌های اولیه یا محلول‌ها در یک دمای کنترل شده؛
- ث- فرآیند حرارتی سوسپانسیون‌های اولیه در یک دمای کنترل شده (مانند پاستوریزاسیون)؛ همچنین به منظور گرم کردن معرف‌ها و ذوب کردن نمونه‌ها نیز استفاده می‌شود.

۱- Water bath

۲- Bain marie



شکل ۷- انواع حمام مایع با دمای ثابت

میکروسکوپ^۱

یکی از وسایل آزمایشگاهی اصلی در آزمایشگاه زیست شناسی است. از دو واژه یونانی میکرو به معنی کوچک و سکوپ، به معنی دیدن، گرفته شده است. اصول کلی در تمامی انواع میکروسکوپ-ها بر اساس عبور نور با طول موج‌های متفاوت از چندین عدسی محدب می‌باشد که هرچقدر طول موج نور به کار رفته در میکروسکوپ مزبور کوتاه‌تر باشد قدرت تفکیک و یا جداکنندگی آن میکروسکوپ بیشتر است. میکروسکوپ‌ها به‌طور کلی به دو دسته میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی تقسیم می‌شوند. میکروسکوپ‌های نوری به‌منظور سنجش و مشاهده سلول‌ها با بزرگنمایی نسبتاً کم و میکروسکوپ‌های الکترونی برای مشاهده سلول‌ها و ساختارهای سلولی با بزرگنمایی بسیار زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. سه تعریف مهم در کاربرد میکروسکوپ وجود دارد.

- **بزرگنمایی :** به نسبت اندازه تصویر نمونه، به اندازه واقعی آن گفته می‌شود. در همه میکروسکوپ‌ها از عدسی‌ها برای بزرگنمایی تصویر استفاده می‌شود. .
- **قدرت تفکیک :** توانایی تشخیص بین دو شیء نزدیک به هم به صورت دو شیء متمایز و جدا را قدرت تفکیک می‌گویند. قدرت تفکیک به کیفیت عدسی‌ها و طول موج نور تابیده شده بستگی دارد. با کاهش طول موج، قدرت تفکیک افزایش می‌یابد .
- **کنتراست :** به تفاوت بین بخش‌های مختلف یک نمونه می‌گویند. مثلاً یک اندامک تیره‌تر از اندامک دیگر دیده شود.

انواع مختلفی از میکروسکوپ‌ها شامل: استریو میکروسکوپ^۱، میکروسکوپ اینورت^۲، میکروسکوپ فلورسنت^۳، میکروسکوپ دوچشمی^۴ می‌باشند.



شکل ۸- میکروسکوپ

فور^۵ یا آون

فور یا آون دستگاهی است که قابلیت تنظیم در دمای 300°C را دارد و برای استریل یا خشک کردن وسایل شیشه‌ای و یا فلزی که در محیط‌های آزمایشگاهی کاربرد دارند. عمل استریل و خشک کردن وسایل فلزی تمیز شده. بر اساس استاندارد در دمای $170^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ به وسیلهٔ حرارت خشک به مدت زمان حداقل ۱h انجام می‌شود. با بالا بردن تدریجی دمای داخل آون، رطوبت موجود در وسایل شیشه‌ای تبخیر و در نتیجه سبب حذف هر نوع فعالیت زیستی خواهد شد. پیش از سترون‌سازی، همه وسایل فلزی و شیشه‌ای را تمیز کرده، سپس در آون قرار دهید. پس از سترون‌سازی، به منظور پیشگیری از شکستن وسایل شیشه‌ای بهتراست پیش از خارج کردن از آون، آن‌ها را خنک کنید. توصیه می‌شود:

- از قرار دادن مواد قابل اشتعال و آتش‌زا در داخل و اطراف آون دوری شود.
- در زمان کارکردن با آون وسایل حفاظت فردی نظیر دستکش عایق، عینک محافظ و انبرک (برای گذاشتن و برداشتن وسایل) به کار گرفته شوند.
- از قرار دادن محلول‌های اسیدی و یا ایجاد بخارات خورنده در درون آون جلوگیری شود. این کار سبب از بین رفتن سطح درونی آون خواهد شد.
- به دلیل عایق بودن دستگاه، چند ساعت طول می‌کشد تا اشیاء داخل دستگاه آون خنک شود، مگر آن که مجهز به فن باشد. پس از سترون‌سازی، به منظور پیشگیری از شکستن وسایل شیشه‌ای درب آون را باز نکنید تا اتاقک، ظروف و مواد داخل آن تا دمای

۱- دارای بزرگنمایی ۵۰ برابر و قابلیت نصب دوربین می‌باشد و در بررسی اجزا و موجوداتی که دارای بعد و حجم می‌باشند.
 ۲- این دستگاه دارای قابلیت فاز کنتراست و نصب دوربین عکاسی و فیلمبرداری می‌باشد و در بررسی نحوه حرکت، تولید مثل، شناسایی، شمارش زئو و فیتو پلانکتون‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌گردد.
 ۳- جهت بررسی و مشاهده اجزا و اندامک‌هایی از سلول و میکروارگانیسم‌هایی که با رنگ فلورسنت رنگ آمیزی شده باشند، استفاده می‌گردد. این دستگاه دارای قابلیت عکس برداری از نمونه‌ها و ثبت اطلاعات نیز می‌باشد.
 ۴- این دستگاه میکروسکوپ دوچشمی نوری است دارای عدسی‌های ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰، ۱۰۰ و قابلیت فاز کنتراست و نصب دوربین عکسبرداری می‌باشد که برای مشاهده معمولی و نمونه‌هایی که رنگ آمیزی نشده‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حدود ۶۰°C خنک شوند. اگر هوای سرد ناگهان وارد دستگاه شود ممکن است ظروف شیشه‌ای ترک بخورند.

• کنترل کیفیت و عملکرد دستگاه آون الزامی است. و با آزمون شیمیایی و آزمون بیولوژیک انجام می‌شود.

آزمون شیمیایی: استفاده از ویال شیشه‌ای Browne و مشاهده تغییر رنگ مناسب از قرمز به سبز. از این ویال در هر سری کاری استفاده می‌شود.

آزمون بیولوژیک: استفاده از نوار کاغذی دارای اسپور باسیلوس سوبتیلیس^۱، واریته نایجر ATCC ۹۳۷۲ و یا اسپور باسیلوس آتروفئوس^۲ به طور هفتگی توصیه می‌شود.



شکل ۹- فور یا آون

اتوکلاو^۳

اتوکلاو برای استریل کردن ابزار پزشکی و آزمایشگاهی در فشار و دمای بالا و با استفاده از بخار آب کاربرد دارد این دستگاه قادر است بخار آب اشباع شده با حرارت ۱۲۱°C را ایجاد کند این درجه حرارت در شرایط بخار ایجاد شده می‌تواند موجب تخریب ساختمان میکروب‌ها و اسپور آنها شده و تقریباً باعث نابودی تمام میکروارگانیسم‌های شناخته شده شود. بر اساس استاندارد در دمای ۱۲۱°C ابزارآلات باید حداقل به مدت ۱۵ min، تحت فرآیند استریلیزاسیون قرار گیرند کل مدت زمان کار دستگاه اتوکلاو از فشار دادن دکمه (شروع کار)^۴ تا پایان کار سیستم، مجموع سه زمان (زمان اولیه)^۵، (زمان استریلیزاسیون)^۶ و (زمان خشک شدن)^۷ است. بررسی دما و زمان اتوکلاو با اندیکاتورهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژی انجام می‌شود.

اندیکاتورهای شیمیایی: به صورت نوارهای اتوکلاو (چسب اتوکلاو) TST^۸ که سه عامل زمان، بخار و دما را کنترل می‌کند. یا بسته های پزشکی هستند که وقتی به دمای معینی رسیدند تغییر رنگ می‌دهند.

۱- Bacillus subtilis

۲- Bacillus atrophaeus

۳- Autoclave

۴- Start

۵- Preheating Time

۶- Sterilization Time

۷- Drying Time

۸- Time, Steam, Temperature

اندیکاتور بیولوژی : شامل اسپور باکتری‌های مقاوم به حرارت، مانند ژئوباسیلیوس استئاروتروموفیلوس^۱ است.

اندیکاتور فیزیکی : از آلیاژهایی تشکیل شده‌اند که در دمای مورد نظر ذوب می‌شوند.



شکل ۱۰- اتوکلاو و تعدادی از اندیکاتورهای شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی

شمارشگر کلنی^۲

این دستگاه برای شمارش کلنی باکتری‌ها، به صورت دیجیتال کاربرد دارد. معمولاً دارای صفحه مدرج برای سهولت در شمارش، عدسی با قدرت بزرگنمایی ۸ برابر و ثبت در حافظه در هنگام قطع برق می‌باشد.



شکل ۱۱- شمارشگر کلنی

pH متر^۳

وسیله‌ای الکترونیکی است که جهت سنجش میزان pH (میزان اسیدی یا بازی بودن ماده) به کار می‌رود. (اندازه گیری غلظت یون هیدروژن H^+ را با استفاده از الکتروود حساس به یون H^+) این ابزار دارای الکترودهای خاصی است که با قرار دادن در محلول، عدد pH را روی صفحه نمایشگر خود نمایش می‌دهد. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر^۴ و اندازه‌گیر^۵ است. میله کاوشگر pH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه‌گیر آن را تحلیل و میزان pH را نمایش می‌دهد. انتهای کاوشگر از غشاء شیشه‌ای و حباب مانند است که نسبت به یونها حساس می‌باشد و رأس الکتروود داخلی در داخل آن قرار دارد. بخش داخلی و بیرونی محفظه حاوی HCl و KCl یک دهم مولار (محلول رفرانس) است. قبل از شروع کار با pH متر ابتدا باید

۱- *Geobacillus stearothermophilus*

۲- Colony counter

۳- pH meter

۴- probe

۵-meter

مطمئن شوید که میله کاوشگر در محلول نگهدارنده یا محلول با $\text{pH} = 4$ نگهداری شده است. در غیر این صورت ممکن است pH متر در تعیین pH محلول مورد مطالعه دچار خطا شود. لذا میله کاوشگر را به مدت زمان ۲ h در آب مقطر نگهداری کنید و سپس آن را در محلول نگهدارنده قرار دهید. کاوشگر را به وسیله آب مقطر بشویید. برای تنظیم^۱ pH متر، الکتروود را در محلول $\text{pH} = 7$ قرار داده، حداقل ۳۰ sec زمان بدهید تا عدد ثابتی را نشان دهد. سپس آن را روی عدد ۷ تنظیم کنید (pH متر عدد ۷ را نشان دهد). دوباره الکتروود را با آب مقطر بشویید و آن را در محلول $\text{pH} = 7$ قرار دهید. اجازه دهید اندازه گیر عدد ثابتی را نشان دهد. آن را روی عدد ۴ تنظیم کنید (pH متر عدد ۴ را نشان دهد). حالا pH متر شما تنظیم شده و آماده اندازه گیری pH محلول های مورد آزمایش است. قبل از قرار دادن اندازه گیر در محلول مورد آزمایش آن را دوباره با آب مقطر بشویید.



شکل ۱۲- pH متر

انکوباتور^۲ (اتو)

انکوباتور شامل اتاقک عایق بندی شده است که برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند: سلول ها یا میکروبها به کار می رود. این دستگاه دارای قابلیت نگهداری دمایی ثابت و توزیع یکنواخت دما است. و درجه حرارت مناسب رشد، تکثیر و تشکیل کلنی را فراهم می کند انواع انکوباتورهای آزمایشگاهی (معمولی، شیکردار، یخچالدار، و مجهز به سیستم تزریق CO_2) در آزمایشگاه های میکروبیولوژی و بیولوژی سلولی کاربرد اساسی دارد.



شکل ۱۳- انکوباتور

وسایل و ظروف شیشه ای آزمایشگاهی

شامل انواع پی پت، ارلن، ظروف شیشه ای دریچدار، انواع لوله آزمایش، پتری دیش و غیره می باشد.

۱- calibration

۲- Incubator



شکل ۱۴- وسایل و ظروف شیشه‌ای آزمایشگاهی

۳-۴ استریلیزاسیون

استریلیزاسیون یا سترون‌سازی به معنای از بین بردن تمامی اشکال زنده در یا روی یک محیط آماده است. این اشکال مختلف شامل سلول‌های زنده باکتری‌ها و اسپور قارچ‌ها و... می‌باشد. روش‌های رایج سترون کردن عبارتند از:

- ✓ **روش حرارتی** : در آزمایشگاه میکروبیولوژی برای استریلیزاسیون محیط‌های کشت و وسایل مورد نیاز روش حرارتی به دو صورت خشک (با استفاده از فور) و مرطوب (با استفاده از اتوکلاو) از تاثیر گرما و فشار بخار آب برای کشتن میکروارگانیسم‌ها استفاده می‌شود. برای تشخیص بین مواد سترون شده و سترون نشده می‌توان از نشانگرهای سترون‌سازی استفاده کرد. نشانگرهای بیولوژیک به صورت مختلف نواری، ویال یا آمپول کوچک موجود هستند. عملکرد سترون‌سازی را می‌توان با استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی و اندیکاتورهای بیولوژیک ارزیابی کرد. در پایش بیولوژیک، از اسپورهای *باسیلوس سوبتیلیس*^۱ و *باسیلوس استئروترموفیلوس*^۲ استفاده می‌شود.
- ✓ **روش شیمیایی** : به وسیله مواد ضد عفونی کننده مانند: آب اکسیژنه و انجام واکنش‌های شیمیایی (مانند: رادیکال‌های آزاد) برای سترون کردن استفاده می‌شود.
- ✓ **روش پرتودهی** : به وسیله تابش پرتوهای ایکس و گاما نیز می‌توان برای سترون کردن مواد بیولوژیک، داروها، گاز، باند، نخ‌های کات گوت و لوازم یک‌بار مصرف استفاده کرد.
- ✓ **روش فیلتراسیون** : معمولاً برای سترون‌سازی مایعات استفاده می‌شود و شامل عبور دادن مایع از فیلترهای مخصوص می‌باشد.

۳-۵ محیط کشت

کشت و تکثیر باکتری‌ها در محیط‌های مصنوعی از مهمترین روش‌های تشخیصی در باکتری شناسی است. برای کشت موفق باید شرایط مناسب برای رشد باکتری فراهم گردد. از جمله این شرایط مواد غذایی و مغذی، حرارت، رطوبت کافی، مواد آلی، مواد معدنی، pH مناسب، حضور یا عدم حضور اکسیژن می‌باشد. بیشتر محیط‌های کشت که در پلیت مصرف می‌شوند، محیط‌های کشت عمومی هستند که برای تهیه مواد غذایی لازم جهت رشد باکتری ساخته شده‌اند. محیط‌های کشت عمومی را با اضافه کردن اجزای مغذی که موجب افزایش سریع رشد ارگانیسم‌های سخت رشد می‌شوند، غنی می‌کنند. ماهیت مواد مغذی چنان است که نمی‌توان

۱- *Bacillus subtilis*

۲- *Bacillus. Stearothermophilus*

آنها را همراه با محیط اصلی سترون کرد، بلکه باید بعد از اتوکلاو شدن محیط بطور سترون این مواد اضافه شوند. نمونه‌هایی از این مواد مغذی عبارتند از: شیر بدون چربی، خون گوسفند، زرده تخم مرغ و

۳-۵-۱ اجزای تشکیل دهنده محیط کشت

محیط کشت فرمولاسیونی است از مواد، به صورت مایع، نیمه جامد یا جامد، که دارای اجزای تشکیل دهنده خاص بوده و به منظور تکثیر میکروارگانیسم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. آگار به‌عنوان عامل سفت کننده در محیط کشت‌های جامد و نیمه جامد کار برد دارد. آگار ترکیبی است پلی‌ساکاریدی که از دیواره سلولی برخی از گونه‌های جلبک^۱ قرمز (از جنس گراسیلاریا^۲ و جیلیدیوم^۳) استخراج می‌شود. آگار برای میکروارگانیسم‌ها ارزش غذایی ندارد و هیچ میکروارگانیسمی نمی‌تواند آنرا هضم کند. نقطه ذوب آن 95°C و با رسیدن دمای آن به حدود 43°C شبکه‌ای ایجاد می‌کند که سبب جامد شدن محیط می‌شود. محیط‌های کشت جامد معمولاً دارای 15g/L - 13g/L آگار هستند.

۳-۵-۲ آب

آب قابل استفاده برای آماده‌سازی محیط‌های کشت باید آب مقطر و عاری از مواد تاثیر گذار بر رشد میکروارگانیسم‌ها، در شرایط آزمون مانند: اثر کلراید، اثر آمونیاک و اثر یون‌های فلزات، باشد. آب مقطر به‌روش جوشاندن و تقطیر کردن، عبور آب از روی رزین و تصفیه به‌وسیله فیلترهای اسمز معکوس و نانو فیلتر تولید می‌شود. آب مقطر دارای pH خنثی و در حدود ۷ می‌باشد. دمای جوش آن به دلیل خالص بودن پایین‌تر از آب‌های طبیعی بوده و خاصیت خورندگی ندارد و آب مقطر باید در ظروف در دار و ساخته شده از مواد بی اثر مانند: شیشه خنثی، پلی‌اتیلن و غیره نگهداری شود. و همچنین توصیه می‌شود، آب مقطر تولید شده هر چه زودتر استفاده شود.

۳-۵-۳ ویژگی محیط کشت

- تمام محیط کشت‌ها باید دارای مواد غذایی ضروری برای رشد میکروب‌ها باشند .
- pH محیط کشت باید در حد معین قبل از استفاده برای کشت تنظیم شود.
- ظروف مورد استفاده برای تهیه محیط‌های کشت باید کاملاً تمیز و عاری از مواد خارجی باشند
- آب مقطر مورد استفاده باید صحیح تهیه شود .
- درجه حرارت استریل کردن محیط کشت، باید متناسب با نوع مواد مغذی محیط کشت در نظر گرفته شود. درجه‌های بالا باعث از بین رفتن برخی از مواد شیمیایی موجود در محیط کشت می‌شوند.

۱-Algae

۲-Gracilari

۳-Gelidium

محیط‌های کشت و معرف‌های مورد استفاده در آزمون باید مناسب برای اهداف آزمون‌های میکروبیولوژی و دارای کیفیت آزمایشگاهی بوده، همچنین باید عاری از مواد سمی یا مهارکننده میکروارگانیسم‌های آزمون باشند. برای بهبود تکثیرپذیری توصیه می‌شود محیط کشت‌های تجارتي مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه محیط‌های کشت به‌صورت آماده در بازار در دسترس باشند، آنها را مطابق با دستورالعمل سازنده تهیه کنید. برای هر محیط کشت و معرف، بهتر است یک محدودیت زمانی برای استفاده تعیین شود. برای کنترل عملکرد و تضمین کیفیت محیط‌های کشت به‌استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۶۳ مراجعه کنید.

۳-۵-۴ طبقه بندی محیط کشت


محیط کشت را از جنبه‌های مختلف طبقه بندی می‌کنند:

۳-۵-۴-۱ طبقه بندی محیط کشت بر اساس ترکیبات

۳-۵-۴-۲ طبقه بندی محیط کشت بر اساس قوام فیزیکی

۳-۵-۴-۲-۱ محیط کشت جامد^۱

محیط‌های جامد به‌علت دارا بودن آگار در ترکیب خود به‌صورت جامد بوده و متناسب با میکروارگانیسم‌ها و آزمایش‌های مورد نظر می‌توان آنها را در لوله -ظروف پتری (پلیت) و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد تشکیل کلنی، تولید پیگمانت، خصوصیات خاص هر کلنی، تشخیص انواع باکتری‌ها، دیدن منطقه همولیز، دلیل به‌کارگیری محیط جامد است.



شکل ۱۵- محیط کشت آگاردار

کشت در پلیت جامد به‌سه صورت و برای اهداف خاص انجام می‌گیرد:

الف کشت شیب دار^۲

برای کشت میکروارگانیسم‌ها، سوزن کشت (آنس) در عمق و سطح و/یا به‌وسیله فیلدوپلاتین حلقه‌ای (لوپ) در سطح شیب‌دار کشت می‌دهند.

۱-Solid media

۲- Slant media



شکل ۱۶- محیط کشت شیبدار

ب کشت‌های عمقی^۱

با این روش می‌توان میکروارگانیسم را به‌طور عمودی توسط سوزن کشت (آنس) در عمق محیط جامد کشت داد.

پ کشت در داخل محیط جامد^۲

به‌لوله‌های آزمایش محتوی محیط کشت جامد پس از ذوب شدن که تا 45°C سرد شده است. باکتری مورد نظر را تلقیح کرده و لوله را بین دست‌ها تکان می‌دهند تا باکتری‌ها کاملاً با محیط کشت مخلوط شوند، سپس لوله آزمایش را به‌طور عمودی قرار می‌دهند تا محیط بسته شود.

۳-۵-۴-۲-۲ محیط کشت مایع یا آبگوشتی^۳

محیط‌های مایع به‌علت نداشتن آگار در ترکیب خود به‌صورت جامد در نیامده و متناسب با نوع میکروارگانیسم و آزمایش‌های مورد نظر می‌توان آنها را در لوله‌های آزمایش، ارلن مایر و یا ظروف دیگر مورد استفاده قرار داد.

یادآوری ۱- در بعضی موارد ذرات جامد به‌محیط کشت مایع اضافه می‌شود، مانند محیط کشت "کوکد میت"

یادآوری ۲- محیط کشت مایع در لوله‌ها، ارلن‌ها، یا بطری‌ها به‌طور معمول "براث" نامیده می‌شوند.

۳-۵-۴-۲-۳ محیط کشت نیمه جامد^۴

محیط‌های نیمه جامد نیز وجود دارد. که میزان آگار آن نسبت به محیط‌های جامد کمتر است (۰/۲٪ تا ۰/۵٪). مانند: "SIM" این نوع محیط‌های کشت برای مشاهده حرکت باکتری‌ها استفاده می‌شود. به‌محیط کشت جامد ریخته شده در لوله یا بطری کوچک، که هنگام جامد شدن، به حالت شیبدار نگهداری می‌شوند "اسلنت" گفته می‌شود چنانچه محیط کشت در ته‌ظروف ریخته شود به آن "بات" گفته می‌شود.

۱- Stab Cultures

۲-Shake Cultures

۳-Liquid or broth media

۴- Semi Solid media



شکل ۱۷- محیط کشت نیمه جامد

۳-۴-۵-۳ طبقه بندی محیط کشت بر اساس کاربرد آنها

۱-۳-۴-۵-۳ محیط کشت انتقالی^۱

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در ضمن به حداقل رساندن تغییر در شمارش در دوره زمانی بین جمع‌آوری نمونه و کار آزمایشگاهی بر روی آن، طراحی شده است. مانند: "محیط کشت استوارت یا آمیس"^۲

۲-۳-۴-۵-۳ محیط کشت نگهداری کننده^۳

محیط کشتی است که به منظور نگهداری و حفظ قابلیت زیستی میکروارگانیسم‌ها در یک دوره زمانی طولانی طراحی شده، تا از آنها در برابر اثرات نامطلوبی که ممکن است در طی ذخیره‌سازی طولانی مدت به وجود آید محافظت کرده و پس از این مدت، به آنها قدرت بازیابی دهد. مانند: "محیط کشت دورستاگ"^۴، اسلپ‌های "نوترینت آگار"^۵

۳-۳-۴-۵-۳ محیط کشت بازیابی^۶

محیط کشتی است که به میکروارگانیسم‌های آسیب دیده و تحت تنش امکان ترمیم و بازیابی می‌دهد تا رشد طبیعی را به دست آورند، ولی لزوماً باعث تکثیر آنها نمی‌شوند. مانند "آب پپتونه بافری"^۷

یادآوری- محیط کشت بازیابی می‌تواند به عنوان یک محیط پیش غنی‌کننده نیز به کار رود برای مثال "آب پپتونه بافری"

۱-Transport medium

۲-Stuart or amies transport medium

۳-Preservation medium

۴-Dorset agar medium

۵-Nutrient medium

۶-Resuscitation medium

۷- Buffered peptone water

۳-۵-۴-۳-۴ محیط کشت پیش غنی کننده^۱ و غنی کننده^۲

بطور کلی محیط کشت مایع به دلیل ترکیبات تشکیل دهنده آن، شرایط مطلوب خاصی برای رشد و تکثیر میکروارگانیسم را فراهم می کند. مانند: "تریپتون سوی برات"

۳-۵-۴-۳-۱ محیط کشت غنی کننده انتخابی^۳

محیط کشت غنی کننده ای است که به میکروارگانیسم های خاص امکان رشد می دهد و به واسطه یک ماده مهار کننده، رشد تمام میکروارگانیسم ها بجز میکروارگانیسم مورد نظر را کاملاً یا تا حدودی مهار می کند. مانند: محیط کشت "پپتون سوی راپاپورت- واسیلادیس"^۴

۳-۵-۴-۳-۲ محیط کشت غنی کننده غیر انتخابی^۵

این محیط به طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها امکان رشد می دهد. مانند: "برین هارت اینفیوژن برات"

۳-۵-۴-۳-۳ محیط کشت جداکننده^۶

محیط کشت جامد یا نیمه جامدی است که به میکروارگانیسم ها امکان رشد می دهد.

۳-۵-۴-۳-۴ محیط کشت جداکننده انتخابی^۷

محیط کشتی که به میکروارگانیسم خاص و هدف امکان رشد می دهد و از رشد سایر میکروارگانیسم ها به کامل یا قسمتی جلوگیری می کند. مانند: "XLD آگار"

۳-۵-۴-۳-۵ محیط کشت جداکننده غیر انتخابی^۸

محیط کشتی که در آن میکروارگانیسم به صورت انتخابی، مهار نمی شوند. مانند: "نوترینت آگار"

۳-۵-۴-۳-۶ محیط کشت انتخابی کروموژنیک^۹ / فلوروژنیک^{۱۰}

محیط کشت کروموژنیک / فلوروژنیک دارای ترکیبات انتخابی است که همه یا بخشی از فلور همراه با میکروارگانیسم های هدف در نمونه را مهار می کند و منجر به تقویت ردیابی دقیق می شود مانند: "TBX آگار"، "MUG/EC"

۱-Pre- enrichment medium

۲-Enrichment medium

۳-Selective enrichment medium

۴-Rappaport-Vassiliadis (RV)

۵-Non- selective enrichment medium

۶-Selective isolation medium

۷-Selective enrichment medium

۸- Non-selective isolation medium

۹- Chromogenic selective culture medium

۱۰- Fluorogenic selective culture medium



شکل ۱۸- محیط کشت کروموژنیک / فلوروژنیک

۳-۵-۴-۳-۷ محیط کشت افتراقی^۱

محیط کشتی است که مشخصات و خصوصیت فیزیولوژیک یا بیوشیمیایی میکروارگانیسمها را به منظور شناسایی فراهم می‌کند. مانند: "ترجیتول"^۷ و "TTC، TBX"

۳-۵-۴-۳-۸ محیط کشت شناسایی^۲

محیط کشت با قدرت تشخیصی بالا برای ایجاد یک واکنش تشخیصی خاص که نیاز به استفاده از محیط کشت‌های تاییدی ندارد. مانند "بایل اسکولین آزاید"^۳

۳-۵-۴-۳-۹ محیط کشت شمارش^۴

محیط کشت انتخابی یا غیر انتخابی که برای شمارش میکروارگانیسمها به کار می‌رود. مانند: "برد پارکر"^۵ "یست اکسترکت آگار"^۶
یادآوری- محیط کشت شمارش می‌تواند خصوصیات محیط کشت بازیابی و/یا محیط کشت غنی کننده را داشته باشد.

۳-۵-۴-۳-۱۰ محیط کشت تاییدی^۷

محیط کشتی است که برای شناسایی یا تعیین هویت مشخصات میکروارگانیسمها پس از یک مرحله بازیابی مقدماتی و/یا غنی سازی و/یا جداسازی، بکار گرفته می‌شود مانند: "کلینگر آبرون آگار"^۸

۳-۵-۴-۳-۱۱ محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده^۹

-
- ۱- Differential medium
 - ۲- Identification medium
 - ۳- Bile Esculin Azide Agar (Enterococcus Selective Agar)
 - ۴- Enumeration medium
 - ۵- Baird-Parker Agar
 - ۶- Yeast Extract Agar
 - ۷- Confirmation medium
 - ۸- Kligler Iron Agar (KIA)
 - ۹- Medium containing neutralisers

محیط کشت انتقالی، محیط کشت رقیق کننده یا محیط کشت دارای ترکیبات خنثی کننده‌ای است که برای غیرفعال کردن عوامل در سطح و/ یا ضد عفونی کننده یا سایر عوامل میکروب‌کش به کار می‌رود.

۳-۵-۴-۳-۴-۱۲ محیط کشت با موارد استفاده متعدد

محیط کشتی است که در دسته بندی‌های متعدد قرار می‌گیرد. مانند: "بلاد آگار"^۱ که یک محیط بازیابی است، می‌تواند به عنوان محیط کشت جداکننده و همچنین محیط کشت افتراقی برای رد یابی همولیز به کار رود. و یا "بافر پپتون واتر" که یک رقیق کننده است می‌تواند یک محیط کشت پیش غنی کننده نیز باشد.

۳-۵-۴-۳-۴-۱۳ محیط کشت مرجع

محیط کشت غیر انتخابی مانند: "تریپتون سوی آگار"^۲ که برای ارزیابی مقایسه‌ای کنترل عملکرد محیط کشت به کار می‌رود.

۳-۵-۴-۴-۴-۱ طبقه بندی محیط کشت بر اساس آماده سازی

۳-۵-۴-۴-۱-۱ محیط کشت آماده مصرف

محیط کشت مایع، جامد یا نیمه جامدی است که در پلیت‌ها، بطری‌ها، لوله‌ها، یا ظروف دیگر، به شکل آماده مصرف، یا به شکل آماده مصرف پس از ذوب کردن یا به شکل آماده مصرف پس از ذوب کردن مجدد و افزودن مکمل به کار می‌رود.

۳-۵-۴-۴-۲-۲ محیط کشت کامل شده

محیط کشتی است که برای تلقیح آماده باشد.

۳-۵-۴-۴-۳-۳ محیط کشت آماده مصرف بعد از ذوب مجدد

محیط کشت ذوب مجدد شده‌ای است که برای استفاده در روش کشت آمیخته یا برای ریختن در پلیت‌ها به کار می‌رود.

۳-۵-۴-۴-۴-۴ محیط کشت آماده مصرف بعد از ذوب مجدد و افزودن مکمل

محیط کشتی است که باید قبل از استفاده (محیط کشت آماده مصرف کامل نشده) ذوب مجدد شده، مکمل افزوده و توزیع شود.

مانند "تریپتوز سولفیت سیکلو سرین (TSC) آگار" ، "برد پارکر آگار" یا "رابت پلاسما فیبرینوزن (RFP) آگار"

۳-۵-۴-۴-۵-۳ محیط کشت آماده شده از فرمولاسیون‌های بدون آب تجارتي

۱- Blood agar

۲- Tryptic Soy Agar(TSA)

محیط کشتی است که به صورت خشک موجود است، و لازم است قبل از مصرف، به آن آب افزوده شده و فراوری گردد.

۳-۵-۴-۶ محیط کشت آماده شده از اجزای مجزا

محیط کشتی است که به وسیله آزمایشگاه میکروبیولوژی کاملاً از ترکیبات مجزای خود تهیه می شود.

۳-۶-۳ آماده سازی و استریلیزاسیون محیط های کشت در آزمایشگاه

۳-۶-۱ آماده سازی صحیح محیط کشت یکی از مراحل اصلی برای تضمین کیفیت نتایج آزمون میکروبیولوژی است که باید با دقت خاصی انجام شود.

با رعایت دستور العمل تولید کننده و با توجه به نشانه گذاری آن، مقدار لازم از محیط کشت (پودر خشک) با دقت توزین می شود. و با آب خالص (مقطر)، آب بدون املاح یا آب یون زدایی شده با استفاده از اسمز معکوس یا کیفیتی معادل آن، در داخل ارلن مخلوط کنید سپس در صورت لزوم همراه با گرم کردن، سریعاً یکنواخت کنید. و به حجم برسانید.

آلودگی میکروبی آب از 10^2 cfu/mL بیشتر نباشد و طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۷۱ پایش شود.

هدایت الکتریکی^۱ آب استفاده شده برای تهیه محیط کشت نباید بیشتر از ۲۵ میکروزیمنس^۲ باشد و طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۰۹۷ پایش شود.

۳-۶-۲ pH

pH محیط کشت را با استفاده از pH متر اندازه گیری کنید در صورت لزوم، قبل از سترون سازی تنظیم شود، به این ترتیب که pH محیط کشت پس از سترون سازی و رسیدن دما به 25°C ، در محدوده مورد نظر ± 0.2 واحد اندازه گیری باشد، مگر اینکه مقادیر دیگری توصیه شده باشد. pH معمولاً با استفاده از محلول سدیم هیدروکسید با غلظت تقریبی: 40g/L یا هیدروکلریک اسید انجام می شود. اگر تنظیم pH پس از سترون سازی انجام شود، باید از محلول های سترون استفاده شود.

۳-۶-۳ توزیع

۱ - هدایت الکتریکی آب نشان دهنده میزان املاح هادی موجود در آب می باشد. واحد هدایت الکتریکی که آن را با EC نیز نمایش می دهند.

۲ - میکروزیمنس بر سانتیمتر واحد هدایت الکتریکی ویژه آب می باشد که در سیستم SI با $\mu\text{Siemens/cm}$ نشان داده می شود.

محیط کشت را در ظروف مناسب توزیع کنید بطوری که مطمئن شوید فضای کافی مناسب برای جلوگیری از سر رفتن محیط در طی فرآیند سترون سازی وجود ندارد.

۳-۶-۴ سترون سازی

محیط‌های کشت تهیه شده را در روز آماده‌سازی سترون کنید. سترون‌سازی محیط‌های کشت و معرف‌ها معمولاً با استفاده از حرارت مرطوب با استفاده از اتوکلاو یا فیلتراسیون انجام می‌شود. بعضی از محیط‌های کشت به سترون‌سازی با اتوکلاو نیاز ندارند، ولی می‌توان آنها را با دمای جوش سترون نمود. برای مثال: محیط‌های کشت آنتروباکتریاسه‌ها که حاوی برلیانت گرین بوده و بخصوص به حرارت و نور حساس هستند و بهتر است به سرعت پس از جوشیدن سرد شده و در برابر نور شدید محافظت شوند. همچنین، بعضی از معرف‌ها را نیز می‌توان بدون سترون‌سازی مورد استفاده قرار داد. در همه موارد طبق دستورالعمل‌های تولیدکننده یا استانداردهای مناسب انجام دهید. پس از سترون کردن، محیط‌ها را در شرایطی که از تغییر ترکیبات جلوگیری کند، نگهداری کنید برای مثال: از نور و خشک شدن محافظت کنید. اگر محیط کشت بلافاصله استفاده نشده یا شرایط دیگری در استاندارد خاصی مشخص نشده باشد، در یخچال در دمای $5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ نگهداری کنید.

اگر محیط‌های کشت در یخچال نگهداری شود معمولاً توصیه می‌شود مدت زمان نگهداری برای پلیت‌ها از دو تا چهار هفته و برای بطری‌های بسته شده و لوله‌ها سه تا شش ماه بیشتر نشود. برای ذوب مجدد، محیط‌های کشت را به وسیله قرار دادن آن در حمام آب جوش و یا هر فرآیند دیگری که همان نتیجه را دهد، ذوب کنید (مانند: قرار دادن در بخار اتوکلاو) محیط کشت ذوب شده، در حمام آب گرم با دمای تنظیم شده، با دمای 47°C تا 50°C ، خنک کنید.

۳-۶-۵ افزودن مکمل‌ها

مکمل‌هایی که حساس به حرارت هستند، باید بعد از اینکه دمای محیط به کمتر از 50°C رسید، به محیط اضافه شوند. مکمل سترون شده باید قبل از افزودن به محیط آگاردار به دمای اتاق برسد. افزودن مکمل‌های مایع سرد ممکن است سبب بسته شدن آگار یا تشکیل پرک‌های شفاف شود و از توزیع مناسب جلوگیری کند. مکمل‌ها را در محیط کشت به آرامی و کامل مخلوط کرده و به سرعت در ظروف نهایی تقسیم کنید. در هر صورت طبق دستورالعمل تولیدکننده عمل کنید.

۳-۶-۶ آماده سازی محیط‌های کشت جامد در پلیت‌ها

محیط کشت آگاردار ذوب شده را در پتری دیش‌ها بریزید تا حداقل ضخامت آن ۳ mm گردد. برای مثال: در ظروف با قطر ۲۰mm، معمولاً ۱۸ mL تا ۲۰ mL محیط کشت آگاردار کافی است یا مقداری که در استانداردهای

مربوط بیان شده است. اگر پلیت‌ها باید نگهداری شوند، یا زمان گرمخانه‌گذاری آنها بیش از ۷۲ h به طول می‌انجامد، یا دمای گرمخانه‌گذاری بیش از ۴۰ °C است، محیط کشت بیشتری ممکن است در پتری دیش‌ها ریخته شود. پلیت‌ها را به صورت در بسته روی یک سطح افقی و خنک قرار دهید تا آگار سرد شده و ببندد.


۷-۶-۳ نگهداری و مدت زمان نگه داری محیط کشت آماده شده

شرایط نگه‌داری، تاریخ انقضاء و توصیه‌های دیگر مربوط به محیط کشت و پلیت‌های آگاردار آماده شده تجارتي بهتر است طبق دستورالعمل تولیدکننده باشد.

۷-۳ آماده سازی نمونه

برای دستیابی به توزیع یکنواخت میکروارگانیسم‌ها، پیش از انجام آزمون، نمونه‌ها را با تکان دادن شدید کاملاً مخلوط کنید. و بسته به ماهیت نمونه و میزان آلودگی مورد انتظار، رقت‌های لازم را تهیه کنید. برای آزمون شمارش، در صورت نیاز رقت‌های دهنده‌ی را با رعایت شرایط اسپتیک تهیه کنید. **یادآوری** - برای تهیه سوسپانسیون فرآورده‌های اسیدی، pH را نزدیک خنثی و برابر با 7.0 ± 0.5 تنظیم کنید. از آب پیتونه بافری و برای بیشتر فرآورده‌های با pH بیشتر یا برابر ۴/۵ استفاده کنید. برای فرآورده‌های اسیدی‌تر (بیشتر یا برابر ۳/۵) می‌توان pH را با استفاده از آب پیتونه بافری با غلظت دو برابر تنظیم کرد، چنانچه این فرآورده‌ها برای اولین با آزمون می‌شوند بهتر است pH آنها بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که به‌دامنه مورد نظر رسیده‌اند.

برای رقت‌های ۱۰ برابر، ۹ mL یا ۹۰ mL از محلول‌های رقیق کننده را به‌ارلن یا لوله‌های سترون اضافه کنید با انتقال یک حجم نمونه به ۹ حجم محلول رقیق کننده، رقت‌های ۱۰ برابر را تهیه کنید. سوسپانسیون اولیه را کاملاً مخلوط کنید. برای تهیه رقت‌های دهنده بعدی، ۱ mL از سوسپانسیون اولیه را، با استفاده از پی‌پت سترون به ۹ mL محلول رقیق کننده سترون که دمای مناسبی دارند، منتقل کنید و با استفاده از یک همزن مکانیکی به مدت زمان ۵ sec تا ۳sec مخلوط کنید. رقت بدست آمده 10^{-2} می‌باشد.



شکل ۱۹- سوسپانسیون اولیه و رقت‌های متوالی

در صورت لزوم، به‌همین ترتیب و رقت‌های بعدی (10^{-3} ، ...) را تهیه کنید تا حدی که برای شمارش میکروارگانیزم‌ها مناسب باشند. مراقب باشید، پی‌پت را بیش از ۱cm داخل سوسپانسیون اولیه فرو نکنید و از تماس پی‌پت حاوی سوسپانسیون اولیه با محلول رقیق‌کننده سترون جلوگیری کنید. هنگام آماده‌سازی رقیق‌کننده سوسپانسیون اولیه و رقت‌های اعشاری بعدی، زمان بین پایان آماده‌سازی تا لحظه تماس ماده تلقیحی با محیط کشت یا آبگوشت غنی‌کننده نباید بیش از ۴۵ min باشد.


۳-۷-۱ روش‌های کشت در میکروبیولوژی

کشت در پلیت به سه روش قابل انجام است.

- کشت خطی^۱
- کشت سطحی^۲
- کشت آمیخته یا پور پلیت^۳

۳-۷-۱-۱ کشت خطی

در این روش از محیط پیش‌ریخته استفاده می‌شود. به این ترتیب که ابتدا به وسیله یک حلقه کشت سترون شده مقداری از کلنی باکتری را برداشته و آن را روی سطح محیط پیش‌ریخته بصورت خط‌های موازی و در چند جهت کشیده می‌شود. در کشت‌های خطی برای بدست آوردن کلنی‌های تک، پلیت را به ۴ قسمت تقسیم می‌شود و با نوک حلقه کشت که محتوی کلنی باکتری است، بصورت خط‌های موازی کشیده و بعد خطوط را در منطقه دوم از انتهای خط انتهایی منطقه اول در جهت دیگر ادامه داده و در منطقه سوم و چهارم هم به همین صورت عمل می‌شود. خصوصیت این روش این است که وقتی خطوط موازی را روی سطح محیط می‌کشید به ترتیب از تراکم باکتری‌ها کاسته می‌شود و در انتهای خط، تراکم باکتری بسیار کمتر خواهد بود تا جایی که در منطقه چهارم دسترسی به کلنی‌های تک وجود خواهد داشت. که کلنی خالص نامیده می‌شود. در مورد محیط‌های کشت باکتریایی که به صورت مایع می‌باشند برای انجام کشت خطی روی محیط پیش‌ریخته فقط یکبار حلقه کشت از سوسپانسیون میکروبی برداشته، روی محیط کشت از پیش‌ریخته قرار داده و به صورت خطوط موازی در چند جهت کشیده می‌شود.



شکل ۲۰- کشت خطی

۱- Streaking plate

۲- Surface plate

۳- Pour plate

۳-۷-۱-۲ کشت سطحی

این روش کشت اغلب برای شمارش میکروارگانیسم‌های فراورده‌های مورد مصرف انسان و خوراک دام، نمونه‌های محیطی و همچنین در مورد فراورده‌هایی که دارای میکروارگانیسم‌های حساس به‌گرمای^۱ هستند و احتمال دارد قسمت معنی‌داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: ارگانیسم‌های سرماگرا^۲) کار برد دارد.

همچنین در غذاهای خشک شده، غذاهای یخ‌زده و منجمد، که ممکن است دارای میکروارگانیسم‌های حساس به‌گرمای باشند یا فراورده‌هایی که دارای باکتری‌های هوازی اجباری هستند که احتمال دارد قست معنی‌داری از فلور کل را تشکیل دهند (مانند: گونه‌های سودو مونس^۳) و فرآورده‌هایی که دارای ذرات کوچکی هستند که تشخیص آنها از کلنی‌های تشکیل شده در کشت آمیخته به‌سختی انجام می‌شود، همچنین فراورده‌هایی که رنگ شدید آنها باعث جلوگیری از تشخیص کلنی در کشت آمیخته می‌شود، فراورده‌هایی که برای تشخیص بین انواع مختلف کلنی به‌عنوان قسمتی از ارزیابی کمیت غذا مورد نیاز است و بالاخره برای کشت میکروارگانیسم‌هایی است که قابلیت رشد و تشکیل کلنی در سطح محیط کشت جامد را دارند، به‌کار برده می‌شود. در این نوع کشت، از محیط پیش ریخته استفاده می‌شود. در روش سطحی، برای پلیت‌هایی با قطر ۹۰mm تا ۱۰۰mm، حجم نمونه و یا رقتی از آن باید بین ۰/۱ mL تا ۰/۵ mL باشد. رقت را باید به‌گونه‌ای انتخاب کرد که در آن تعداد مورد انتظار کلنی‌های تشکیل شده بین ۱۰ تا ۱۵۰ کلنی تیپیک باشد. تعداد کل کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک روی پلیت باید کمتر از ۲۰۰ کلنی باشد.

یادآوری - تعداد کل کلنی‌های قابل شمارش، به‌اندازه کلنی‌ها بستگی دارد و برای کلنی‌های بزرگتر تعداد کلنی‌ها ممکن است کاهش یابد.

پلیت‌های دارای حدود ۱۵ mL محیط کشت را آماده و نشانه گذاری کنید و در صورت لزوم سطح محیط کشت پیش از استفاده خشک می‌شود. معمولاً ۰/۱ mL از آزمایش (فراورده‌های مایع) و یا ۰/۱ mL از سوپانسیون اولیه (سایر فراورده‌ها) در سطح محیط جامد از پیش ریخته تلقیح شده و توسط میله پخش کننده یا وسایل مکانیکی سترون روی سطح پخش می‌شود. و بعد از جذب ماده تلقیحی، پلیت‌ها گرمخانه‌گذاری می‌شود

یادآوری- توجه داشته باشید که هنگام انجام کشت سطحی باید سطح محیط خشک باشد.

هنگام تهیه محیط کشت به صورت پیش ریخته، ممکن است بخار آب روی درب پلیت و سطح محیط جمع شود برای خشک کردن پلیت‌ها توجه به نکات زیر مهم است.

۱-Heat-sensitive organisms

۲-Psychrotrophic

۳-Pseudomonas spp.

الف- میزان رطوبت مهم است زیرا رشد بهینه باکتری‌ها به شرایط رطوبت درون و سطح محیط کشت بستگی دارد. از دست دادن رطوبت زیاد ممکن است منجر به افزایش غلظت مواد باز دارنده در محیط‌های کشت انتخابی و کاهش فعالیت آب در سطح محیط کشت شود.

ب- در مورد باکتری‌هایی که کلنی آنها به سرعت روی محیط کشت پخش نمی‌شود و سطح محیط کشت در پلیت‌ها خشک به نظر می‌رسد، خشک کردن سطح پلیت ضرورت ندارد. در این موارد می‌توانید خشک کردن سطح پلیت را حذف کنید. زیرا باعث افزایش احتمال آلودگی و از دست دادن بی مورد رطوبت می‌شود.

پ- درجه حرارت و زمان خشک شدن را به گونه‌ای انتخاب کنید که احتمال آلودگی تا حد ممکن پایین نگه داشته شود. و درجه حرارت اثر سوئی روی کیفیت محیط کشت نداشته باشد. زمان خشک شدن به میزان بخار آب سطح محیط کشت درون پلیت‌ها بستگی دارد.

ت- چنانچه برای خشک شدن کردن پلیت‌ها از اتاقک با جریان هوای لایه‌ای^۱ استفاده نمی‌کنید، برای پیشگیری از آلودگی پلیت‌ها، سطح محیط کشت را پایین قرار دهید.

ث- در عمل پلیت‌ها را با قرار دادن در دمای 25°C تا 50°C به گونه‌ای که سطح آگار پلیت‌ها ب به طرف پایین باشد و در پلیت نیمه باز باشد، خشک می‌شود.

خشک کردن پلیت را تا زمان ناپدید شدن قطرات در سطح آگار یا روی در پلیت ادامه دهید بیش از آن خشک کردن را ادامه ندهید همچنین می‌توانید پلیت‌ها را در اتاقک ایمنی با جریان هوای لایه‌ای در دمای محیط برای مدت ۳۰ min تا ۶۰ min، یا به مدت یک شب به صورت در بسته در درجه حرارت محیط خشک کنید. همچنین می‌توانید پس از ریختن محیط کشت در پلیت در صورت تجمع حباب هوا، آنها را با شعله دادن سطح محیط حذف کنید. اینکار باعث سترون شدن سطح محیط کشت هم می‌شود.



شکل ۲۱- کشت خطی

۳-۱-۷-۳ کشت آمیخته یا پورپلیت

در روش کشت آمیخته، حجم آزمون و یا رقتی از نمونه بسته به اندازه پلیت و حجم محیط کشت مورد استفاده بین 0.1 mL تا 5 mL است. رقت را باید به گونه‌ای انتخاب کرد که تعداد مورد انتظار کلنی‌های تیپیک تشکیل شده روی پلیت‌هایی با قطر 90 mm تا 100 mm بین 10 تا 150 کلنی باشد. تعداد کل کلنی‌های تیپیک و غیر تیپیک روی پلیت باید کمتر از 300 کلنی باشد.

۱-Laminsr-flow safety cabinet


یادآوری - تعداد کل کلنی‌های قابل شمارش، به اندازه کلنی‌ها بستگی دارد و برای کلنی‌های بزرگتر تعداد کلنی‌ها ممکن است کاهش یابد.

محیط کشت مورد استفاده را در حمام آب جوش ذوب کنید از سایر فرآیندهای مناسب مانند: قرار دادن در جریان بخار آزاد اتوکلاو و یا ماکروویو و سایر فرآیندهای مناسب که ترکیب دما و زمان آن برای آماده سازی محیط کشت، صحه گذاری شده است نیز می‌توانید استفاده کنید از حرارت دادن زیاد محیط کشت خودداری کنید و آن را به محض ذوب شدن از حمام خارج کنید و محیط کشت ذوب شده را در حمام آب با دمای 45°C قرار داده تا دمای آن به 45°C برسد پس از تهیه و آماده سازی پلیت‌ها و دقت‌های لازم، آزمون‌ها را کاملاً مخلوط و در پلیت‌ها تقسیم کنید.

یادآوری ۱- محیط‌های کشت را برای مدت زمان بیشتر از ۴ h به صورت ذوب شده نگه داری نکنید
یادآوری ۲- محیط‌های کشت آگاردار را بیشتر از یکبار ذوب نکنید.

ارلن دارای محیط کشت را از حمام آب خارج کنید پس از خشک کردن قسمت بیرونی آن، گردن ظرف را از روی شعله عبور دهید. محیط کشت را بدون تاخیر به پلیت‌ها به گونه‌ای بیافزایید که ایجاد شوک حرارتی به حداقل برسد.

به‌طور کلی برای یک ۱ mL تا ۲ mL آزمون‌ها مقدار ۱۵ mL تا ۲۰ mL محیط کشت سترون که حرارت آن به حدود 45°C رسیده، استفاده می‌شود. برای حجم‌های بیشتر آزمون‌ها، مقدار محیط کشت را بر همین اساس تنظیم کنید. سپس با حرکات دورانی به صورت ۸ کاملاً مخلوط می‌شود. و تا سرد شدن، روی سطح افقی قرار گرفته و محیط جامد می‌شود. پس از جامد شدن آگار، پلیت‌ها بدون تاخیر در گرمخانه قرار می‌گیرد.



شکل ۲۲- کشت پور پلیت

۳-۷-۳-۱ کشت‌های دو لایه

در کشت دو لایه، پس از تلقیح و کشت آمیخته یا پور پلیت در صورت لزوم سطح محیط کشت با باکتری، مجدداً با یک لایه نازکی از همان محیط کشت پوشانده می‌شود در این حالت به آن کشت دو لایه هم گفته می‌شود. پس از بسته شدن پلیت‌ها را به‌طور واژگون در گرمخانه قرار می‌دهند تا از ریختن قطرات آب در سطح محیط جلوگیری گردد.

۳-۸-۳ رنگ آمیزی

۳-۸-۱ رنگ آمیزی گرم

۳-۸-۱-۱ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه شود.

۳-۸-۱-۲ رنگ آمیزی با کریستال ویوله:

در این مرحله مقداری از رنگ کریستال ویوله را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید و به مدت زمان ۱ min، صبر کنید تا رنگ در دیواره سلولی میکروبها نفوذ کند.

۳-۸-۱-۳ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱ min، رنگ اضافی روی لام را خالی کرده، در حالی که لام را به صورت مایل نگهداشته شده است با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو شود.

۳-۸-۱-۴ مرحله اضافه کردن محلول ید:

با چند قطره از محلول ید روی گسترش را پوشانیده و به مدت زمان ۱ min صبر کنید.

۳-۸-۱-۵ مرحله شستشو:

پس از سپری شدن مدت زمان ۱ min، در حالیکه لام را به صورت مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت چند ثانیه سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۸-۱-۶ مرحله رنگ بری با استفاده از استن - الکل:

در حالیکه لام را با زاویه ۴۵ درجه نگهدارید بعد با استفاده از محلول رنگ بر الکل - استن با سرعت آن را بی رنگ کنید. دقت کنید مرحله بی رنگ سازی بیش از اندازه نباشد. بعد از آن لام را با سرعت بشوئید. این عمل، بی رنگ شدن را متوقف خواهد کرد.

۳-۸-۱-۷ رنگ آمیزی با محلول سافرانین:

در این مرحله سطح لام را با محلول سافرانین را با رنگ ثانویه یعنی سافرانین، به مدت زمان ۱۰ sec پیوشانید سپس رنگ اضافی را خالی کرده و با آب مقطر لام را شستشو دهید.

۳-۸-۱-۸ خشک کردن لام:

لام رنگ آمیزی شده را آهسته روی کاغذ خشک کن قرار دهید ولی کاغذ را روی گسترش نکشید.

۳-۸-۱-۹ مشاهده و تفسیر


در مشاهده لام زیر میکروسکوپ دارای عدسی روغنی با بزرگنمایی بالا، ظاهر باکتری‌ها در ۵ گروه تقسیم بندی می‌شوند:

۱- میله ای (باسیل) گرم مثبت ۲- میله‌ای گرم منفی ۳- کوکوس (گرد) گرم مثبت ۴- کوکوس گرم منفی ۵- باکتری‌های بدون واکنش به رنگ آمیزی گرم.

یادآوری نکات مهم:

- حرارت بیش از اندازه هنگام تثبیت گسترش باعث پاره شدن دیواره سلولی باکتری شده بنا بر این باکتری گرم مثبت رنگ اولیه (کریستال ویوله) را هنگام رنگ بری از دست می‌دهد و رنگ ثانویه را جذب می‌کند و در نتیجه باکتری گرم مثبت، به صورت گرم منفی دیده می‌شود.

- اگر گسترش ضخیم باشد هنگام مرحله بی رنگ شدن، ممکن است مانند یک گسترش معمولی رنگ نشود و این مسئله باعث خطا در تشخیص شما در گرم منفی یا مثبت بودن باکتری خواهد شد.
- غلظت درست و تازه بودن رنگ‌ها هم در رنگ آمیزی موثر است .
- رنگ بری بیش از حد ممکن است باعث پارگی جدار باکتری‌های گرم مثبت شده در نتیجه این باکتری‌ها رنگ کریستال ویوله خود را از دست داده و رنگ ثانویه را جذب می‌کنند و به صورت گرم منفی دیده می‌شود.
- دقت شود هنگام تهیه گسترش روی لام از محیط کشت، سن کشت باکتری باید ۲۴ h یا کمتر باشد. بنابراین در محیط کشت‌هایی که از عمر آنها گذشته و کهنه شده‌اند، در قابلیت نفوذ دیواره سلولی باکتری‌ها تغییراتی حاصل می‌شود که خاصیت گرم مثبت بودن را از دست می‌دهد.



شکل ۲۳- مراحل رنگ آمیزی

۳-۸-۲ رنگ آمیزی شفر- بولتون

رنگ آمیزی شفر- بولتون یک رنگ آمیزی افتراقی است که برای مشاهده آندوسپور و سلول رویشی ابداع شده است. با استفاده از این روش، اسپور رنگ می‌گیرد و اسپوره‌های آزاد به آسانی قابل رویت خواهند بود. در این روش برای نفوذ رنگ اولیه (مالاشیت گرین) به داخل پوشش هاگ از حرارت استفاده می‌شود. همان خصوصیتی که رنگ آمیزی اسپور را مشکل می‌کند، رنگ را پس از نفوذ آن به داخل هاگ بخوبی حفظ می‌کند. مالاشیت گرین به آسانی از باکتری‌های مولد شسته می‌شود زیرا دیواره سلولی باکتری‌های بدون هاگ بر اثر حرارت آسیب دیده و پاره شده است بنابراین سلول رویشی رنگ دوم، یعنی سافرانین را جذب می‌کند.

۳-۸-۲-۱ تهیه گسترش روی لام:

ابتدا از نمونه باکتری یک گسترش روی لام تهیه کنید و با حرارت ثابت کنید.

۳-۸-۲-۲ رنگ آمیزی با مالاشیت گرین

مقداری از رنگ مالاشیت گرین را با قطره چکان به روی سطح گسترش میکروبی روی لام بریزید. لام آغشته به رنگ را حرارت دهید تا رنگ بخار شود. این عمل را با وارونه کردن شعله گاز بر روی لاک و عبور شعله به تناوب از روی رنگ انجام دهید. وقتی که رنگ شروع به بخار شدن کرد شعله را کنار ببرید همین که تبخیر متوقف شد دو بار کار را تکرار کنید و نگذارید رنگ بجوشد. مدت

۳min تا ۵min به ترتیب ذکر شده عمل کنید و اگر مالاشیت گرین کاملاً از روی لام تبخیر شد دوباره مقداری رنگ به لام اضافه کنید. بگذارید لام سرد شود تا از شکستن آن جلوگیری شود. به موازات سرد شدن لام به اضافه کردن رنگ ادامه دهید زیرا رنگ هنوز در حال تبخیر است.

۳-۲-۸-۳ مرحله شستشو:

رنگ اضافی روی لام را خالی کرده در حالیکه لام را به صورت مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت ۳۰ sec سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۲-۸-۴ رنگ آمیزی با سافرانین:

سطح گسترش میکروبی را با رنگ سافرانین به مدت زمان ۱min بپوشانید.

۳-۲-۸-۵ مرحله شستشو:

رنگ اضافی روی لام را خالی کرده. در حالی که مایل نگهداشته‌اید با استفاده از آب مقطر به آرامی به مدت زمان ۳۰ sec سطح روی گسترش را شستشو دهید.

۳-۲-۸-۶ مشاهده و تفسیر:

در مشاهده میکروسکوپی لام رنگ آمیزی شده، اسپورها گرد بیضی به رنگ سبز مشاهده می‌شوند. و سلول‌های رویشی، قرمز دیده می‌شوند.

چون هاگ پوشش مقاومی است که در برابر نفوذ رنگ مقاومت می‌کند بنابراین در رنگ‌آمیزی معمولی می‌توان اسپورها را به صورت ناحیه رنگ نشده در داخل سلول رویشی (باکتری مولد) مشاهده نمود. اگر تعداد اسپورها موجود کم باشد و یا اگر از داخل باکتری مولد خارج شده و در گستره به صورت پراکنده باشند، اغلب توسط رنگ-آمیزی ساده و یا گرم قابل مشاهده نخواهند بود.



شکل ۲۴- اسپور

۴ نمونه برداری

نمونه‌هایی که به آزمایشگاه ارسال می‌شود، باید نماینده واقعی کل کالا بوده و در طی حمل، جابجائی و نگه داری آن صدمه ندیده و یا تغییرات فیزیکی و شیمیایی در آن ایجاد نشده باشد. نمونه‌ها باید در شرایطی نگه داری شوند که امکان رشد میکروارگانیسم‌ها در آن وجود نداشته باشد. همچنین، در صورت عدم مطابقت نمونه با مندرجات نامه، نقص در بسته بندی، کافی نبودن مقدار نمونه، مشاهده آثار ظاهری رشد میکروبی، شرایط نامناسب حمل به آزمایشگاه، نامناسب بودن درجه حرارت نمونه‌ها، سپری شدن تاریخ مصرف، عدم وجود استاندارد میکروبی، قابلیت انجام آزمون میکروبیولوژی را دارا نبوده و به‌ارسال کننده عودت داده می‌شود. برای کسب آگاهی‌های بیشتر از شرایط کلی نمونه برداری و نگه‌داری نمونه، به‌منظور انجام آزمون‌های میکروبیولوژی، به‌استاندارد ملی ایران شماره ۲۰۸۳۴، مراجعه کنید.

۵ روش‌های آزمون میکروبیولوژی

روش‌های آزمون میکروبیولوژی آب میوه، آب سبزی و نوشیدنی‌های بدون گاز در جدول شماره ۳ آورده شده است.

جدول ۳- روش آزمون میکروبیولوژی آب میوه، آب سبزی و نوشیدنی‌های میوه‌ای بدون گاز

ردیف	نوع میکروارگانیسم	روش مرجع
۱	باکتری‌های مقاوم به اسید	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴
۲	باکتری‌های اسید لاکتیک	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۲۱
۳	کره - شیرهای تخمیری و پنیر تازه - شمارش میکروارگانیسم‌های آلوده کننده - روش شمارش کلی در ۳۰ درجه سلسیوس	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۸
۴	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش کلی فرم‌ها - روش شمارش کلنی	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳
۵	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش باکتری‌های بی‌هوازی احیا کننده سولفیت	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۲
۶	کپک و مخمر	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۸۹۹-۱
۷	میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - شمارش گونه‌های احتمالی باسیلوس‌های اسپور-دار پروبیوتیک	طبق استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۰۵

۵-۱ اصول آزمون

الف- شمارش

برای ارزیابی کیفیت میکروبی و/یا ایمنی فراورده تنها شناخت میکروارگانیسم‌های موجود در آنها کافی نیست و در بیشتر موارد، کمیت میکروارگانیسم‌ها هم به همان اندازه حائز اهمیت است که باعث ضرورت شمارش میکروارگانیسم‌ها می‌شود. شمارش میکروارگانیسم‌ها به روش‌های مختلف انجام می‌شود. اگر چه در این فراورده‌ها فقط روش شمارش با استفاده از محیط آگار غیرانتخابی و با استفاده از روش کشت آمیخته یا پورپلیت انجام می‌شود. شمارش در محیط کشت جامد بر اساس توانایی برخی میکروارگانیسم‌ها در تشکیل کلنی روی محیط کشت جامد یا داخل آن می‌باشد که با چشم مسلح یا با کمک وسایل بزرگنمایی ساده قابل تشخیص است.

۶ محیط‌های کشت و رقیق‌کننده‌ها

دستورالعمل‌های کلی برای تهیه محلول‌های رقیق‌کننده و محیط‌های کشت در استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۱۰۳۴۱۴-۱، ۸۹۲۳-۴، ۸۹۲۳-۴ و ۹۸۹۹ تعیین شده است.

جدول ۴- فهرست محیط‌های کشت

ردیف	نام مواد
۱	Plate Count Agar (PCA)
۲	Orange Serum Agar (OSA)
۳	Rogosa and Sharpe (MRS)
۴	Dichloran-rose Bengal-Chloramphenicol-Agar (DRBC)
۵	Crystal Violet neutral Red Bile Lactose Agar (VRBL)
۶	Brilliant green lactose bile broth
۷	Iron Sulphite Agar (ISA)
۸	Saline peptone solution/ Ringer ۱/۴ / Phosphate buffer solution / Bromocresol purple
۹	Trypticase soy agar or tryptone soya agar (TSA)
۱۰	Dextrose tryptone Purple Bromocresol Agar (DTA)

۷ روش اجرای آزمون

۱-۷ آماده سازی آزمایش

برای جلوگیری از آلودگی میکروبی نمونه‌ها با منابع خارجی، تمام مراحل آماده سازی و دست کاری نمونه باید رعایت شرایط اسپتیک و تجهیزات سترون انجام شود. برای آماده سازی این فرآورده‌ها مراحل زیر را انجام دهید.

- برای باز کردن در ظروفی که دارای در آسان باز شو^۱ هستند، از قسمت دیگر آن (غیر از قسمت آسان باز شو) استفاده کنید.
- برای تهیه آزمون حد اقل از دو بسته آزمایش استفاده کنید.
- از عبور دادن ظروف باد کرده از روی شعله خودداری کنید.
- محتویات بطری در بسته را به وسیله تکان دادن و وارونه کردن آن به طور کامل مخلوط کنید.

۱-Easy open

۲-۷ کشت میکروبی

کشت کشت آمیخته یا پورپلیت را مطابق بند ۳-۷-۳ این جزوه آموزشی انجام دهید.

۳-۷ گرمخانه گذاری


بسته به نوع میکروارگانیسم مورد بررسی دمای گرمخانه و مدت زمان گرمخانه گذاری متفاوت است که در ادامه، برای هریک از میکروارگانیسم‌ها که در این فرآورده آزمون می شوند بیان شده است.

۴-۷ باکتری‌های مقاوم به اسید

۱-۴-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴، میکروبیولوژی نوشیدنی‌ها-آب میوه و فراورده‌های

آن-ویژگی‌ها و روش‌های آزمون


باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، هوازی و کم‌هوازی هستند که در $\text{pH} = 2$ تا $\text{pH} = 4$ به خوبی رشد و تکثیر می‌کنند.



۵-۷ باکتری های اسید لاکتیک

۱-۵-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۲۱، شمارش باکتری های اسید لاکتیک مزوفیل به روش شمارش پرگنه در ۳۰ درجه سلسیوس در مواد غذایی

باکتری های گرم مثبت، هوازی اختیاری، بی هوازی مطلق یا میکروآئروفیل و کاتالاز منفی هستند که به اسید مقاوم می باشند. این باکتری ها با تخمیر مواد قندی و تولید اسید لاکتیک، اسید استیک و دی اکسید کربن، سبب فساد فرآورده های غذایی اسیدی می شوند. از مهمترین باکتری های اسید لاکتیک، لاکتوباسیلوس ها، استرپتوکوک لاکتیس و لوکونوستوک ها می باشند. لاکتوباسیلوس ها، بی حرکت، بدون کپسول و بدون اسپور می باشند و معمولاً بیماری زا نیستند. حرارت ۶۰ °C را به مدت ۰/۵ h تحمل می کنند. در محیط های معمولی رشد آنها کند است pH مناسب برای رشد مناسب ۶ تا ۵/۵ است. وجود قند، عصاره مخمر در محیط کشت ضروری است.



۶-۷ شمارش کلیفرم‌ها

۱-۶-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۹۲۶۳، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای

شمارش کلیفرم‌ها - روش شمارش کلنی

این روش در مواردی که انتظار می‌رود تعداد کلنی‌های مورد شمارش بیش از 100 cfu/mL یا 100 cfu/g از آزمایش باشد، توصیه می‌شود.

کلیفرم‌ها گروهی از باکتری‌های خانواده آنتروباکتریاسه هستند گرم منفی، باسیل، متحرک، هوازی، بی‌هوازی اختیاری که در دمای 30°C یا 37°C روی محیط کشت کریستال ویوله دارای قرمر خنثی، نمک‌های صفاوی، لاکتوز و آگار (VRBL)، کلنی‌های مشخص تشکیل می‌دهند و در آزمون تاییدی با تخمیر لاکتوز تولید گاز می‌کنند. این روش ارائه شده بسیار دقیق‌تر از سایر روش‌های ارائه شده برای شمارش کلی فرم‌ها است و در مواردی که تعداد کلیفرم‌ها در نمونه زیاد است ارجح داده می‌شود. با کار برد این روش حدود ۹۰٪ از سویه‌های خاص سیتروباکتر، انتروباکتر و کلبسیلا قابل جدا سازی است.

محیط کشت

- **Crystal Violet neutral Red Bile Lactose Agar (VRBL)**
- **Brilliant green lactose bile broth**

• روش انجام آزمون (شمارش)

آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت

- برای هریک از فراورده‌های مایع و / یا رقت انتخاب شده، دو پلیت آماده کنید.
- استفاده از پیپت سترون مقدار 1 mL از فرآورده مایع یا رقت مناسب را در مرکز هر پلیت بریزید.
- برای هر رقت از پیپت جداگانه استفاده کنید.

کشت پور پلیت

کنترل سترونی محیط کشت را با یک پلیت شاهد که فقط دارای 15 mL محیط کشت است، تهیه کنید.

- مدت زمان بین تهیه سوسپانسیون اولیه تا هنگام ریختن محیط کشت در پلیت‌ها نباید از مدت زمان 15 min ، بیشتر شود.


- پس از بسته شدن کامل محیط کشت مجدداً حدود ۴ mL از محیط کشت VRBL با دمای ۴۴ °C تا ۴۷ °C را روی آن بریزید. سپس پلیت‌ها را روی سطح افقی و خنک قرار دهید تا بندد.

Crystal Violet neutral Red Bile Lactose Agar (VRBL)

گرمخانه گزاردی هواری
۳۰°C تا ۳۷°C / ۲۴h ± ۲h

انتخاب کلنی و شمارش کلنی

- خصوصیات کلنی کلیفرم‌های شاخص
- قرمز ارغوانی با قطر حداقل ۰٫۵ mm گاهی با هاله مایل به قرمز ناشی از رسوب صفر



شکل ۲۵- کلنی کلیفرم‌ها

- خصوصیات کلنی کلیفرم‌های غیر شاخص
 - اندازه کوچکتر
 - کلنی‌های شاخص نیاز به آزمون تاییدی ندارند و باید شمارش شوند.
 - کلنی‌های غیر شاخص (برای مثال با اندازه کوچکتر) و همه کلنی‌های به دست آمده از فراورده‌های شیری دارای قند غیر از لاکتوز باید آزمون‌های تاییدی را طی کنند.
 - تخمیر سایر قندها به غیر از قند لاکتوز ممکن است باعث ایجاد کلنی‌های با ظاهر مشابه کلیفرم‌های شاخص شود.
- پیدایش هاله مایل به قرمز ناشی از رسوب صفر در اطراف کلنی به نوع کلی فرم و کیفیت محیط کشت بستگی دارد.

آزمون تاییدی

انتقال ۵ کلنی مشکوک به ۵ لوله محیط کشت
Brilliant green lactose bile broth



شکل ۲۶- Brilliant green lactose bile broth

گرمخانه گذاری لوله‌ها
 $۳۷\text{ }^{\circ}\text{C} / ۲۴\text{h} \pm ۲\text{h}$ یا $۳۰\text{ }^{\circ}\text{C} / ۲۴\text{h} \pm ۲\text{h}$

مشاهده حباب های گاز در لوله دورهام
Brilliant green lactose bile broth


شمارش کلنی‌ها

تعداد کلنی در پلیت‌های دارای بیش از ۱۰ کلنی و کمتر از ۱۵۰ کلنی، شمارش شود.
همچنین کلنی‌های تایید شده نیز در شمارش منظور شوند.
تعداد CFU باکتری‌ها در هر گرم و میلی لیتر، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نماید.

۶-۷ شناسایی و شمارش کلیفرم‌ها

۱-۶-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۶۶، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شناسایی و شمارش کلیفرم‌ها - روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN)^۱

شمارش با روش بیشترین تعداد احتمالی (MPN) در محیط کشت مایع بعد از گرمخانه‌گذاری، در دمای $30^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ یا $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ انجام می‌شود. همچنین کار برد این استاندارد به-متغیرهای زیادی بستگی دارد




بسته به حد جستجوی مورد نیاز، مقدار $X\text{mL}$ از آزمایش را در مورد فرآورده‌های مایع، یا مقدار $X\text{mL}$ از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها، به‌داخل یک لوله دارای 10 mL از محیط کشت غنی کننده انتخابی منتقل کنید.

-اگر $1\text{ mL} < x < 10\text{ mL}$ باشد (مقدار متغیر باید بزرگتر از ۱ و کوچکتر از ۱۰ باشد) از محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت دو برابر استفاده کنید.

-اگر $x \leq 1\text{ mL}$ باشد از محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت معمولی استفاده کنید.

^۱ -از آنجایی که این روش شمارش روشی آماری است که از قوانین احتمالات با توجه به نحوه توزیع نمونه در لوله‌های محیط کشت تبعیت می‌کند به آن روش MPN می‌گویند. این اصطلاح از حرف اول سه کلمه‌های Most Probable Number به معنای حداکثر تعداد احتمالی گرفته شده است. نحوه محاسبه تعداد میکرو ارگانیزم‌ها در هر 100 mL نمونه مورد آزمایش به این صورت است که تعداد لوله‌های مثبت مرحله تأییدی و در صورتی که مرحله احتمالی انجام شود تعداد پلیت‌های مثبت مرحله تکمیلی ثبت می‌شود. سپس تعداد میکرو ارگانیزم‌ها را با پیدا کردن این عدد (کد) در جدولی موسوم به جدول MPN (و یا در برخی موارد با استفاده از فرمول‌هایی خاص که در مورد برخی روش‌های MPN در دسترس است) به دست می‌آورند. و واحد آن به صورت $\text{MPN Index}/100\text{ mL}$ نوشته می‌شود.





شکل ۲۷- گاز در لوله درهام

در صورت عدم مشاهده گاز یا کدورت، گرمخانه‌گذاری را در دمای 37°C به مدت 24 ± 2 h دیگر ادامه دهید.

- تفسیر نتایج مثبت :
 - نمونه از نظر وجود کلیفرم، مثبت است.
- مشاهده میکروسکوپی:
 - کلیفرم‌ها، گرم منفی و به‌اشکال میله‌ای شکل دیده می‌شود.
- روش شمارش (MPN (Probable Number method):

این روش شمارش وقتی مناسب است، که تعداد مورد انتظار باکتری بین 10 cfu/ml تا 100 cfu/ml یا 10 cfu/g تا 100 cfu/g از نمونه باشد.

روش انجام آزمون شمارش

آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت

غنی سازی انتخابی

- سه لوله آزمایش بزرگ دارای 10 mL محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت دو برابر را انتخاب کنید به‌هریک به‌وسیله پی‌پت سترون 10 mL از نمونه مورد آزمایش چنانچه مایع


باشد، و یا ۱۰ mL از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها اضافه کنید. این آزمون برابر با یک گرم نمونه در هر لوله می‌باشد.

- سه لوله آزمایش دیگر دارای ۱۰ mL محیط کشت غنی کننده انتخابی با غلظت معمولی را انتخاب کنید به‌هریک به‌وسیله پی پت سترون ۱ mL از نمونه مورد آزمایش چنانچه مایع باشد و یا ۱ mL از سوسپانسیون اولیه را در مورد سایر فرآورده‌ها اضافه کنید.

- سه لوله آزمایش دیگر دارای ۱۰ mL محیط کشت غنی کننده با غلظت معمولی را انتخاب کنید به‌هریک به‌وسیله پی پت سترون ۱ mL از رقت‌های بعدی بدست آمده مانند: ۰/۰۱ ، ۰/۱ ، ۰/۰۰۱ را اضافه کنید.

- به‌کمک مخلوط‌کن مناسب ماده کشت داده شده را با محیط به‌خوبی مخلوط کنید.

برای تهیه رقت‌های دهدهی، هر بار از یک پی پت سترون جدید استفاده کنید.




شکل ۲۸- تلقیح از سوسپانسیون اولیه

گرمخانه گذاری

۲۴±۲h / ۳۷±۱°C یا ۲۴±۲h / ۳۰°C ±۱°C

لوله‌ها را از نظر تولید گاز یا کدورت بررسی کنید.

در صورت عدم مشاهده گاز یا کدورت، گرمخانه گذاری را در دمای ۳۷ °C به مدت ۲۴h ± ۲h دیگر ادامه دهید.



شکل ۲۹- Lauryl Sulphate Tryptose broth

بعد از گرمخانه گذاری

- چنانچه فرآورده در ته لوله محیط کشت چسبیده باشد و پس از ۴۸h دوره گرمخانه گذاری، کدورت بدون گاز ایجاد شود، آزمون تاییدی را انجام دهید.

آزمون تاییدی

انتقال یک حلقه کشت از لوله های دارای کدورت یا گاز (LS) به لوله های دارای محیط
Brilliant green lactose bile broth



شکل ۳۰- Brilliant green lactose bile broth

گرمخانه گذاری

۲۴±۲h / ۳۰°C ± ۱°C یا ۲۴±۲h / ۳۷±۱°C

در صورت عدم مشاهده گاز یا کدورت، گرمخانه گذاری را در دمای ۳۰°C یا ۳۷°C به مدت زمان ۲۴h ± ۲h دیگر ادامه دهید.

مشاهده گاز در لوله دورهام

(مثبت)

- تفسیر نتایج

با توجه به معیار تشخیص نتایج مثبت، تعداد نتایج مثبت به دست آمده از لوله ها را شمارش و ثبت کنید.

• تعیین مقادیر MPN:


مقادیر MPN کلیفرم‌ها، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - الزامات کلی و راهنما برای آزمون های میکروبیولوژی تعیین می‌شود. یادآوری - با استفاده از روش MPN مقادیر متفاوتی از نتایج ممکن است حاصل شود نتایج این روش، باید با احتیاط استفاده شود.

۷-۲۶ شمارش باکتری‌های بی‌هوازی احیا کننده سولفیت^۱



۷-۲۶-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۹۴۳۲، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش باکتری‌های بی‌هوازی احیا کننده سولفیت

باکتری‌های احیا کننده سولفیت گروهی ناهمگون از نظر تاکسونومی هستند به این معنا که انواع اشکال و اندازه‌ها در بین اعضای این گروه دیده می‌شوند. برخی از این باکتری‌ها کوکسی شکل و برخی باسیل اند. برخی توانایی تولید اندوسپور دارند درحالی که بسیاری چنین توانایی را ندارند. در واقع هر باکتری که بتواند فرآیند احیای گوگرد اکسید شده به انواع احیا شده را انجام دهد بدون در نظر گرفتن قرابت تاکسونومیکی (یعنی اینکه به چه خانواده یا جنس باکتریایی تعلق دارد) در این گروه بررسی می‌شود. تمامی اعضای این گروه تنها در شرایط بی‌هوازی می‌توانند زندگی و فعالیت کنند بنابر این جزو باکتری‌های بی‌هوازی اجباری یا بی‌هوازی مطلق هستند. این باکتری‌ها برای رشد خود علاوه بر شرایط بی‌هوازی کامل نیاز به وجود سولفات یا سایر اشکال اکسید شده گوگرد و مواد آلی نیز هستند. کلسترییدیوم‌ها باسیل‌های گرم مثبت، بی‌هوازی و اسپوردار هستند. می‌توانند سولفیت را در شرایط بی‌هوازی احیا کنند. بعضی ساکارولیتیک‌اند و از قندها، اسید و گاز تولید می‌کنند و بسیاری از آنها هم پروتئولیتیک هستند. این گروه باکتری‌ها فاقد آنزیم‌های سیتوکروم و سیتوکروم اکسیداز بوده و در نتیجه کاتالاز منفی می‌باشند. اغلب فاقد کپسول‌اند و متحرک می‌باشند. و به اکسیژن حساس می‌باشند و علت حساسیت آن‌ها به اکسیژن، مربوط به خود فلاوپروتئین‌ها است که اکسیژن را احیا کرده و تبدیل به مواد سمی برای باکتری می‌کنند. این باکتری‌ها فاقد آنزیم‌های خاصی مثل کاتالاز (که پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تجزیه می‌کند)، پرکسیداز (که به واسطه آن $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{NADH}$ به NAD و O_2 تبدیل می‌شوند) و سوپراکسید دیسموتاز (که به واسطه آن سوپراکسید به پراکسید هیدروژن تبدیل می‌شود) هستند. این آنزیم‌ها سمیت پراکسید و رادیکال‌های آزاد اکسیژن را که طی متابولیسم در حضور اکسیژن تولید شداند را برطرف می‌کنند.

^۱-Sulfate Reducing Bacteria (SRB)



کلنی‌های سیاه در محیط کشت که احتمالاً دارای هاله سیاه در محیط کشت هستند و نشان دهنده حضور باکتری‌های بی‌هوازی احیا کننده سولفیت می‌باشند را شمارش کنید. سیاه شدن غیر اختصاصی و منتشر شدن در محیط کشت مخصوصاً هنگامی که به‌جای پلیت از لوله‌های کشت استفاده می‌شود، ممکن است اتفاق بیفتد این حالت بر اثر رشد باکتری‌های بی‌هوازی که فقط هیدرژن تولید می‌کنند و قادر به تولید هیدرژن سولفید نمی‌باشند اتفاق می‌افتد که می‌تواند سبب احیای سولفیت و در نتیجه سیاه شدن کل محیط کشت گردند.



شکل ۳۲- کلنی های کلتری دیدیوم

شکل ۳۱- شکل میکروسکوپی کلتری دیدیوم

۱۳-۷ باکترهای غیرلاکتیکی، مخمرها و کپکها
۱-۱۳-۷ استاندارد ملی ایران شماره ۸۲۴۸، کره - شیرهای تخمیری و پنیر تازه - شمارش میکروارگانیسم های آلوده کننده - روش شمارش کلی در ۳۰ درجه سلسیوس

محیط کشت

محیط کشت اختصاصی با ترکیبات: پپتون از کازئین، پپتون از ژلاتین، کلرید سدیم، آگار.

آماده سازی، تهیه نمونه و سوسپانسیون اولیه و رقت

روش انجام آزمون

کشت سطحی در پلیت های از پیش ریخته

- از رقت انتخابی ۰/۱ mL برای تلقیح در سطح یک پلیت آگار استفاده کنید. چنانچه احتمال حضور باکتری کم است حدود شمارش را با ضریب ده افزایش دهید به ترتیب که:
 - از رقت انتخابی ۱ mL برای تلقیح در سطح سه پلیت کوچک (۹۰mm) استفاده کنید.
 - از رقت انتخابی ۱ mL برای تلقیح در سطح یک پلیت بزرگ (۱۴۰mm) استفاده کنید.
- یادآوری - برای پخش کردن روی محیط کشت، می توان از یک پخش کننده برای پلیت های تلقیح شده با رقت های متوالی استفاده نمود، به شرطی که پخش کردن از رقت های بالاتر شروع شود.

گرمخانه گذاری

۷۲ h ± ۲h / ۳۰ °C

- پس از پایان گذاری با استفاده از دستگاه کلنی شمار، کلنی‌ها را شمارش کنید. پلیت‌هایی را شمارش کنید که تعداد کلنی میکروارگانیسم‌های آلوده کننده بیشتر از ۱۵۰ کلنی نباشد.
- کلنی‌های سرسوزنی یا خیلی ریز که از لحاظ خصوصیات ظاهری شبیه میکروارگانیسم‌های آلوده کننده نیستند، شمارش نمی‌شوند.
- آزمون میکروسکوپی کلنی‌های به‌دست آمده ممکن است اطلاعاتی را در مورد منبع آلودگی به دست دهد بنابراین ثبت نوع کلنی‌های موجود (مخمر یا کپک، گونه‌های با-سیلوس خالص یا مخلوط) حائز اهمیت است.

شمارش کلنی‌ها

تعداد CFU باکتری را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه کنید.

۸-۷ شمارش گونه‌های احتمالی باسیلوس‌های اسپوردار^۱ پروبیوتیک

۸-۸-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۰۵، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - شمارش گونه‌های احتمالی باسیلوس‌های اسپوردار پروبیوتیک

این روش آزمون برای انواع محصولات پروبیوتیک که باسیل‌های اسپوردار پروبیوتیک در آنها به کار رفته شده است و فرآیند حرارتی بر آنها اعمال می‌شود، مانند بیسکویت، نان، کیک، کلوچه، غلات صبحانه، اسنک و فراورده‌های حجیم غلات، فراورده‌های گوشتی، آب‌میوه‌ها و نوشیدنی‌ها و انواع پودر کیک، فراورده‌های لبنی، پن کیک ماکارونی، ژله، شکلات، گز، کرم کاکائو، آدامس و همچنین در انواع مکمل‌های دارویی و دامی (دام و طیور و آبزیان) که این باکتری بدون طی فرآیند حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاربرد دارد.

رقیق کننده‌ها، محیط کشت و معرف

- Phosphate buffer solution
- Ringer ۱/۴
- Dextrose tryptone Purple Bromocresol Agar (DTA-agar)
- Trypticase soy agar ((tryptone soya) (TSA))

۱ - باسیلوس‌های گرم مثبت (متغیر)، اسپوردار، کاتالاز مثبت، متحرکت، هوازی اجباری یا بی‌هوازی اختیاری هستند. و در دمای بین ۲۵ تا ۵۵ °C رشد می‌کنند. از باسیلوس‌ها مهم که دارای فعالیت پروبیوتیکی هستند گونه‌های: باسیلوس سوبتیلیس (*B.subtilis*)، باسیلوس کوآگولانس (*B.coagulans*) و باسیلوس لیچنیفورمیس (*B.leicheniformis*) می‌باشد.

روش آماده سازی آزمایش

آماده سازی آزمایش را طبق استانداردهای ملی ایران شماره‌های ۱-۸۹۲۳، ۴-۸۹۲۴ و ۵-۸۹۲۳ انجام دهید.

آماده سازی سوسپانسیون اولیه

انتقال $20\text{ml} \pm 0.2\text{ml}$ یا $10\text{ml} \pm 0.1\text{ml}$ آزمایش + $180\text{ml} \pm 0.2\text{g}$ یا $90\text{ml} \pm 0.1\text{g}$ به محلول رقیق کننده (PBS) و/یا Ringer

گرمخانه گذاری در انکوباتور شیکردار
 $37^\circ\text{C} / 50\text{ min}$ تا 60 min

یادآوری ۱- انکوباتور شیکردار با سرعت ۱۵۰-۱۰۰۰ دور در دقیقه، تنظیم شود.

شوک حرارتی

$2^\circ\text{C} \pm 80^\circ\text{C} / 10\text{ min}$


هشدار- در مدت زمان حرارت دهی، حتما نمونه را تکان داده یا از بن‌ماری شیکردار استفاده کنید. پروبیوتیک‌ها پس از مخلوط شدن، به سرعت تمایل به ته نشینی دارند. برای جلوگیری از این امر لازم است نمونه را به خوبی همگن کنید.

یادآوری ۱- در مورد محصولات قلیایی یا اسیدی، استفاده از رقیق کننده به‌گونه‌ای که در نهایت پس از افزودن آزمایش pH سوسپانسیون به دست آمده 7.2 ± 2 باشد.


یادآوری ۲- پیشنهاد می‌شود، در مورد محصولات کپسوله شده، از افزودنی‌های غیر مغذی در رقیق کننده (به- عنوان مثال: پلی اکسی اتیلن سوربیتان مونوآلانات) یا معادل آن با درجه حرارت مناسب 40°C استفاده شود.

یادآوری ۳- بر حسب نوع محصول و ریزپوشانی سویه، تولید کننده‌ها می‌توانند تیمار خاصی را مشروط بر عدم استفاده از مواد مغذی در رقیق کننده، و قید این موضوع در برچسب گذاری، ارائه کنند.

توصیه مهم: در مدت زمان حرارت دهی، نمونه را تکان دهید و یا از بن ماری شیکردار استفاده کنید. بی‌درنگ در آب سرد تا دمای 45°C تا 50°C آن را خنک کنید.




بروموکروزول^۱ ارغوانی به‌عنوان یک شاخص pH در تیتراسیون‌ها و رشد میکروارگانیسم‌ها عمل می‌کند دامنه تغییرات pH این معرف رنگی، از ۵٫۲ تا ۶٫۸ می‌باشد.



- ویژگی کلنی در محیط کشت دکستروز تریپتون دارای برموکروزول ارغوانی
- کلنی‌های با هاله زرد رنگ

^۱ - Bromocresol


- ویژگی کلنی در محیط کشت تریپتیک سوی آگار
- کلنی‌های سفید تا شیری



- تفسیر: باسیلوس‌های اسپوردار پروبیوتیک کاتالاز مثبت می‌باشند.




با استفاده از لوپ، قسمتی از کلنی را مطابق شکل ۳۳ برداشته و بر روی یک کاغذ صافی (قطرات روی کاغذ صافی خشک شوند) در یک پلیت قرار داده آغشته به معرف اکسیداز قرار دهید و واکنش مثبت در مدت زمان ۱۰sec به صورت ایجاد رنگ سیاه مشاهده می‌گردد.



شکل ۳۳ - واکنش اکسیداز

• تفسیر :

باسیلوس‌های اسپوردار پروبیوتیک اکسیداز منفی می‌باشند.



شکل ۳۴ - شکل میکروسکوپی باسیلوس کواگولانس

آزمون لستیناز

آزمون لستیناز

مشاهده کلنی با هاله رسوب‌دار در محیط کشت MYP یا PEMA، پس از گرمخانه گذاری در دمای ۳۰ °C به مدت زمان ۱۸h تا ۲۴h، نشان دهنده لستیناز مثبت است.

یادآوری - محیط کشت MYP دارای امولسون زرده تخم مرغ است و برای مشاهده کلنی صورتی رنگ که دارای آنزیم لستیناز می‌باشد، کاربرد دارد .
برای اطلاعات بیشتر در خصوص آزمون تاییدی به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۳۲۴، مراجعه کنید .

• تفسیر :

آنزیم لستیناز، لستین را به فسفوریل کولین و یک دی‌گلیسرید تجزیه می‌کند. pH مناسب برای فعالیت این آنزیم ۷ تا ۷/۵ است همچنین یون کلسیم فعالیت این آنزیم را تشدید می‌کند. لستیناز

نه تنها لستین، بلکه فسفولیپیدهای دیگر مانند اسفنگومیلین، فسفاتیدیل اتانول آمین، سفالین و ترومبوپلاستین را نیز هیدرولیز می کند. باسیلوس های اسپوردار پروبیوتیک لستیناز منفی می باشند.

آزمون حرکت

• تفسیر :

باسیلوس های اسپوردار پروبیوتیک معمولاً متحرک هستند.

شمارش کلنی ها

تعداد CFU باکتری را در هر گرم نمونه را طبق مقدار میانگین ریاضی وزن داده شده، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید .

۶-۷ قارچ ها^۱

قارچ ها یوکاریوت، هتروتروف، غیر فتوسنتتیک بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی و کربن نیاز دارند قارچها هوازی و یا بیهوازی هستند. تولید مثل آنها بصورت جنسی یا غیر جنسی با تشکیل اسپور، جوانه زدن و تقسیم سلولی می باشد قارچها توانایی رشد در رطوبت کم و دمای پایین را دارند pH مناسب برای بیشتر گونه ها ۵/۶ و محدوده pH برای آنها بین ۲ تا ۹ است ساختار اغلب قارچها از رشته ها و یا ریشه های نخی شکل به نام هیف تشکیل شده است. در قارچ های پست، ریشه ها یا هیفها فاقد دیواره عرضی هستند. انشعابات هیفها یا ریشه ها شبکه ای به نام میسیلیوم را به وجود می آورند. شبکه میسیلیوم را می توان به صورت کپک بر روی مواد آلی مختلف مشاهده کرد. آنزیم هایی که توسط قارچ های مختلف به وجود می آیند می توانند انواع مواد آلی را تجزیه کرده و به مواد ساده تری تبدیل کنند. قارچها از لحاظ ساختار یاخته ای جزء یوکاریوتها هستند، در اطراف هسته و دیگر اجزای یاخته غشای دو لایه وجود دارد. در اطراف یاخته، دیواره های یاخته ای حاوی کیتین قرار می گیرند. قارچها به کپکها، مخمرها تقسیم

^۱-Fungi

می‌شوند. میزان رشد قارچ^۱، سطح کلنی^۲، رنگ کلنی^۳، وجود رنگدانه، مشاهده میکروسکوپی^۴ دارای ارزش تشخیصی است.

۷-۶-۱ کپک‌ها^۵

کپک‌ها، قارچ‌های رشته‌ای، هوازی هستند آنها غیر فتوسنتتیک، چند سلولی، هتروتروف، هوازی، هستند. کپک‌ها تولید واحدهای میکروسکوپی بنام تال^۶ می‌کنند که با تجمع آنها، جرم رشته‌ای تشکیل می‌گردد که به آن میسیلیوم گفته می‌شود. معمولاً به صورت کلنی^۷، پروپاگول^۸ یا جوانه^۹ صاف یا کرکدار، اغلب با ساختار اسپورزایی یا تولید مثل رنگی در سطح محیط‌های کشت قارچی رشد می‌کنند. بهترین رشد کپک‌ها در محیط اسیدی با غلظت بالای قند می‌باشد. کلنی‌های ایجاد شده توسط کپک‌ها، به رنگ‌های مختلف سفید، آبی، سبز، خاکستری، و بنفش می‌باشد کلنی ممکن است به صورت برجسته یا فرورفته، چین دار یا مسطح، خامه‌ای با قوام بسیار محکم باشند در پاره‌ای از موارد کلنی‌ها به صورت کرکی شکل یا پنبه‌ای شکل می‌باشند کپک‌ها علاوه بر سطح در عمق محیط کشت نیز می‌توانند کلنی‌های گرد عدسی شکل ایجاد کنند. طبقه بندی کپک‌ها بر اساس شکل ظاهری (مورفولوژی) و تشکیل یا عدم تشکیل اسپور جنسی استوار است. وقتی شرایط برای فعالیت آن‌ها نامساعد شود فوراً ایجاد اسپور می‌کنند، اسپورها در برابر خشکی و سرما مقاوم می‌باشند و در فضا پراکنده می‌شوند و با مساعد شدن شرایط به سرعت تبدیل به شکل فعال می‌گردند کپک‌ها با تجزیه مواد غذایی موجب فساد مواد غذایی می‌شوند.

۱ - مسطح، برجسته، منظم یا غیر منظم

۲ - صورت پودری باشد و یا به صورت شبه مخمری، دانه‌ای، پنبه‌ای، پشمی، پرزی و مویی باشد.

۳ - ممکن است در مورد یک قارچ رنگ‌های مختلفی دیده شود بنابر این شناخت قارچ‌ها از روی کلنی آن‌ها بسیار مشکل است. در قارچ‌های بیماری‌زا تنوع رنگ کمتر است و معمولاً سفیدند. تنوع رنگ مربوط به ساپروفیت‌ها است.

۴ - مشاهده میکروسکوپی قارچ‌ها، مانند: وجود میسیلیوم یا عدم وجود آن و این که میسیلیوم دیواره عرضی دارد یا خیر، دارای ارزش تشخیصی است.

۵-Mold

۶-Hypha(Tall)

۷- به موجودات زنده مانند سلول رویشی، گروه سلول‌ها، اسپور، خوشه‌های اسپور یا قطعه‌ای از یک میسیلیوم قارچی گفته می‌شود که قادر به رشد در محیط کشت مغذی می‌باشد .

۸-Germ

مهمترین کپک‌های مواد غذایی از دسته پنی‌سیلیوم^۱، موکور^۲، رایزوپوس^۳، فوزاریوم^۴ و آسپرژیلوس^۵ می‌باشند. گروهی از کپک‌ها دارای اگزوتوکسین^۶ هستند ترشح اگزوتوکسین کپک‌ها غالباً در حرارت بالاتر از ۱۰°C صورت می‌گیرد.

۷-۶-۲ مخمرها^۷

مخمرها یکی از گروه‌های قارچ‌های فاقد رشته هستند به‌همین دلیل تک سلولی می‌باشند و بوسیله جوانه زدن تکثیر پیدا می‌کنند مخمرها پروتئولیتیک نیستند و در کارخانجات تخمیر صنعتی، نانوبی، کارخانجات تقطیر به‌کار می‌روند این میکروارگانیسم‌ها تحت شرایط بی‌هوازی، قند را متابولیزه می‌کند و تولید الکل و به‌میزان کمی تولید سلول جدید می‌کند در شرایط هوازی تولید سلول بیشتری می‌کند و الکل تولید نمی‌شود کلنی‌های مخمرها خامه‌ای با قوام بسیار نرم است غالباً تک یاخته هستند و ایجاد میسلیم‌های کاذب می‌کنند. تولید مثل غیرجنسی آن‌ها اغلب به‌صورت جوانه زدن و در برخی بصورت تقسیم دوتائی می‌باشد. بیشتر گونه‌های آن تخمیرکننده و غیربیماری‌زا هستند.

۷-۶-۳ شمارش کپک و مخمر

۷-۶-۳-۱ استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۰۸۹۹، میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام - روش جامع برای شمارش کپک‌ها و مخمرها - قسمت اول: روش شمارش کلنی در فرآورده‌های با فعالیت آبی (aw)^۸ بیشتر از ۰/۹۵

۱-Penicillium

۲-Mucor

۳-Rhizopus

۴-Fusarium

۵-Aspergillus

۶- آسپرژیلوس فلاووس و نیز آسپرژیلوس پارازیتیکوس که سم افلاتوکسین ترشح می‌کند این سم علاوه بر آن که سرطانزا است موجب هموآگلوتیناسیون نیز می‌شود.

۷-Yeast

۸-(Water activity) فعالیت آبی معیاری است از آب قابل استفاده برای رشد میکروارگانیسم‌های درون مواد غذایی و عبارت است از نسبت فشار بخار آب غذا به فشار بخار آب خالص در شرایط مساوی از نظر فشار و دما.

محیط کشت

- **Dichloran-rose Bengal-Chloramphenicol-Agar(DRBC)**

تهیه محیط کشت:

• دی کلران رز بنگال کلرام فنیکل آگار

محیط کشت دی کلران رز بنگال کلرام فنیکل آگار را طبق دستورالعمل سازنده آماده کنید. pH محیط را به گونه‌ای تنظیم کنید که پس از سترون شدن، برابر 0.2 ± 0.6 شود. ۱۰ mL از محلول ۱٪ کلرامفنیکل در اتانل را به محیط پایه اضافه کنید و مخلوط کنید. محیط کشت را در اتوکلاو با دمای $121 \pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$ به مدت زمان ۱۵ min سترون نمایید و در مقادیر ۱۵ mL در پتری دیش توزیع کنید. به منظور پیشگیری از رشد بیش از حد کپک‌های خانواده ماکوراسه روی سطح پلیت‌ها، افزودن ترجیتول به مقدار ۱ mL به ازاء هر ۱ L محیط کشت توصیه می‌شود.

- افزودن اختیاری عناصر کمیاب:

کپک‌ها برای نمایش خصوصیات کامل ریخت شناسی به‌ویژه رنگدانه‌های خود نیاز به عناصر کمیاب دارند که ممکن است در محیط DRBC موجود نباشد برای شناسایی کپک‌ها و مخمرها در این محیط کشت، محلول $\text{SO}_4\text{Zn}, 7\text{H}_2\text{O}$ ۱٪ و $\text{SO}_4\text{Cu}, 5\text{H}_2\text{O}$ ۰.۵٪ را به مقدار یک mL به‌ازاء هر ۱ L محیط کشت، پیش از سترون کردن به آن بیفزایید.

• تهیه ترکیبات اختیاری محیط کشت دی کلران رز بنگال کلرام فنیکل آگار :

- افزودن اختیاری کلرو سیکلین هیدرو کلراید

برای جلوگیری از رشد بیش از حد باکتری‌ها، افزودن کلرامفنیکل و کلرو تتراسیکلین توصیه می‌شود. محیط پایه رادر حجم ۵۰ mg/L تهیه کنید و در حجم‌های ۱۰۰mL توزیع و سترون کنید. محلول ۰/۱٪ کلرو تتراسیکلین هیدرو کلراید در آب مقطر را به صورت تازه تهیه کنید و توسط صافی غشایی سترون کنید. بلافاصله پیش از استفاده، ۵ mL از این محلول را در شرایط سترون به ۱۰۰ mL محیط کشت پایه اضافه کنید و در پتری دیش‌ها توزیع کنید. استفاده از جنتامایسین توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است که سبب ممانعت از رشد برخی از مخمرها شود. (۱ mL به ازای هر ۱ L محیط کشت توصیه می‌شود).

- افزودن اختیاری ترجیتول:

به منظور پیشگیری از رشد بیش از حد کپک‌های خانواده موکوراسه روی سطح پلیت‌ها، افزودن ترجیتول به مقدار ۱ mL به ازای هر ۱ L محیط کشت توصیه می‌شود.

آزمون عملکرد برای تضمین کیفیت محیط کشت

DRBC یک محیط کشت جامد است قابلیت رشد و انتخابی بودن آن باید طبق استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۶۳ انجام گیرد.



آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه و رقت

✓ به دلیل رسوب سریع اسپورها در پی‌پت، پس از پر کردن پی‌پت‌ها با سوسپانسیون اولیه یا رقت‌ها، آن را به صورت افقی نگه‌دارید. برای جلوگیری از رسوب ذرات دارای میکروارگانیزم، سوسپانسیون اولیه و رقت‌ها را به هم بزنید.

✓ روش کشت سطحی به دلیل برقراری حداکثر تماس سلول‌ها با اکسیژن هوا و نیز پیشگیری از هر گونه مخاطره ناشی از غیر فعال شدن پروپاگول‌های قارچی در اثر تماس با محیط کشت گرم، نتایج دقیق‌تری را ارائه می‌کند. نتایج حاصل می‌تواند بر حسب نوع قارچ‌ها، متغیر باشد.

روش آزمون کشت سطحی

تلقیح از رقت‌های مناسب روی سطح پلیت‌های از پیش ریخته

برای سهولت در شمارش جمعیت اندک کپک‌ها و مخمرها، می‌توان مقدار ۱ mL از آزمایش یا رقت اولیه (فرآورده مایع) یا رقت اولیه (سایر فرآورده‌ها) را به سه پلیت مجزا هر کدام به مقدار تقریبی ۰/۳۳ mL دارای محیط کشت از پیش ریخته DRBC انتقال دهید. برای پخش کردن روی محیط کشت، می‌توان از یک پخش کننده برای پلیت‌های تلقیح شده با رقت‌های متوالی استفاده نمود، به شرطی که پخش کردن از رقت‌های بالاتر شروع شود.

با استفاده از پی‌پت سترون مقدار ۰/۱ mL از آزمایش (فرآورده مایع) یا ۰/۱ mL از سوسپانسیون اولیه (سایر فرآورده‌ها) را به یک پلیت دارای محیط کشت از پیش ریخته DRBC انتقال دهید در صورت لزوم با یک پی‌پت دیگر مقدار ۰/۱ mL از اولین رقت اعشاری (فرآورده مایع)، یا ۰/۱ mL از رقت 10^{-2} (سایر فرآورده‌ها) را به یک پلیت دیگر دارای محیط کشت DRBC تلقیح کنید.

Dichloran-rose Bengal-Chloramphenicol-Agar(DRBC)

گرمخانه گذاری
۳d-۵d / ۲۵ °C

- پلیت‌ها را به صورت هوازی، با درپوش بالا و ایستاده در انکوباتور قرار دهید.
- در صورت لزوم، پلیت‌ها را برای مدت زمان یک تا دو روز در معرض نور غیر مستقیم روز قرار دهید.

- اگر احتمال حضور *Xeromyces bisporus*^۱ وجود داشته باشد، پلیت‌ها را به مدت زمان ۱۰ d گرمخانه‌گذاری کنید.

- توصیه می‌شود که پلیت‌ها، در یک کیسه پلاستیکی در باز قرار داده شوند تا از انتشار کپک‌ها از داخل پلیت‌ها سبب آلودگی انکوباتور نشود.

- اسپوره‌های کپک‌ها به راحتی در هوا پخش می‌شوند لذا، پلیت‌ها را با احتیاط جابه‌جا کنید تا از پیدایش کلنی‌های اقماری جلوگیری شود در غیر این صورت شمارش، غیر واقعی و بالا خواهد بود.
- کلنی‌های مخمرها و کلنی‌ها یا پروپاگول‌های کپک‌ها را در صورت نیاز، جدا گانه شمارش کنید.

شمارش کلنی‌ها

تعداد CFU قارچ‌ها را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه نمایید.

برای شمارش کپک‌ها و مخمرها، می‌توان از روش پور پلیت (آمیخته) نیز استفاده کرد.

روش آزمون

آماده سازی، تهیه آزمون و سوسپانسیون اولیه، رقت و کشت پور پلیت

Dichloran-rose Bengal-Chloramphenicol-Agar (DRBC)

گرمخانه گانه گذاری


۲d-۳d / ۲۵°C

✓ به منظور افزایش به منظور افزایش رطوبت داخل انکوباتور، یک بشر آب مقطر داخل آن قرار دهید.
گرمخانه‌گذاری بیشتر از ۵ d بستگی به دما و میزان رشد دارد.


✓ در صورتی که انتظار دارید تعداد زیادی میکروارگانیسم مورد شمارش قرار گیرند، برای دستیابی به شمارش کلنی‌ها، رقت‌های بیشتری را کشت دهید.

• ویژگی‌های کلنی مخمر


- گرد
- مات یا درخشان، معمولا دارای پیرامون منظم و با تحدب کم یا زیاد



شکل ۳۶- کلنی مخمرها



شکل ۳۵- کلنی کپک‌ها



شمارش کلنی‌ها

تعداد CFU کپک و مخمر را در هر میلی‌لیتر نمونه را، مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹ محاسبه کنید.

۸ بیان نتیجه آزمون

۸-۱ شمارش

تعداد N میکروارگانیسم‌های موجود در نمونه

S را با استفاده از پارامترهای زیر محاسبه کنید:

m میانگین حسابی^۱ به دست آمده از دو پلیت در فرمول ۱ است،

c تعداد کلنی‌های شمارش شده یک پلیت در فرمول ۲ است،

\bar{x}_c میانگین ارزیابی شده^۲ شمارش به دست آمده از دو رقت متوالی در فرمول ۳ است،

مطابق فرمول‌های ۱، ۲، و ۳ تعداد میکروارگانیسم‌های موجود در نمونه را محاسبه کنید:

$$N = \frac{m}{(V \times d)} \quad (1)$$

$$N = \frac{c}{(V \times d)} \quad (2)$$

۱- Arithmetic mean

۲- Weighted mean

$$N = \frac{\bar{x}_c}{(V \times d)} \quad (3)$$

که در این فرمول‌ها،

m میانگین حسابی به دست آمده از دو پلیت ،

V حجم ماده تلقیحی به هر پلیت، به میلی لیتر ،

d ضریب رقت مربوط به رقت آماده شده برای تهیه سوسپانسیون اولیه یا برای اولین رقت مورد استفاده

برای شمارش ،

c تعداد کلنی های شمارش شده روی یک پلیت ،

\bar{x}_c میانگین ارزیابی شده شمارش کلنی‌ها، از دو رقت متوالی می‌باشد و با استفاده از فرمول (۴) محاسبه

می شود :

$$\bar{x}_c = \frac{\sum c}{n_1 + 0.1n_2} \quad (4)$$

که در آن :

$\sum c$ مجموع کلنی های شمارش شده از تمام پلیت های حاصل از دو رقت متوالی می باشد،

n_1 تعداد پلیت های شمارش شده برای سوسپانسیون اولیه (یا اولین رقت شمارش شده) می باشد،

n_2 تعداد پلیت های شمارش شده برای رقت ۱ به ۱۰ از سوسپانسیون اولیه (یا دومین رقت شمارش شده)

می باشد.

نتیجه را تا دو رقم معنی دار گرد کنید.

۸-۲ صحه گذاری

۸-۲-۱ صحه گذاری شمارش

در صورتی که شمارش پلیت صحه گذاری حداقل ۵۰٪ شمارش پلیت شاهد باشد، محلول رقیق کننده و روش مورد استفاده (کشت آمیخته یا کشت سطحی یا صافی غشایی) صحه گذاری شده است.

پیوست الف

استانداردهای مرتبط با میکروبیولوژی آب میوه، آب سبزی و فراورده‌های آنها

الف ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۹۸۹۹- راهنمای کلی برای آزمون‌های میکروبیولوژی

این استاندارد به حصول اطمینان از یکسان بودن روش‌های کلی برای انجام آزمون‌های میکروبیولوژی در آزمایشگاه‌هایی که استانداردها را پذیرفته‌اند کمک می‌کند. کاربرد این استاندارد، دستیابی به نتایج هماهنگ در آزمایشگاه‌های مختلف را تسهیل کرده و با پیشگیری از خطر عفونت، باعث حفظ سلامت کارکنان آزمایشگاه می‌شود. هنگام انجام آزمون‌های میکروبیولوژی مواد غذایی توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

- فقط میکروارگانیسم‌های موجود در نمونه جداسازی یا شمارش شوند؛
- میکروارگانیسم‌های فوق باعث آلودگی محیط نشوند.

به منظور دستیابی به موارد فوق باید تا حد امکان به بهداشت فردی توجه شود و روش‌هایی که از آلودگی‌های خارجی پیشگیری می‌کند به کار رود.

در این استاندارد برای اقدامات احتیاطی در طول آزمون، مثال‌های کمی ارائه می‌شود. بنابر این داشتن اطلاعات کلی در زمینه روش‌های میکروبیولوژی و میکروارگانیسم‌ها ضروری است. همچنین انجام آزمون‌ها و شمارش میکروارگانیسم‌ها به روش صحیح داری اهمیت است.

از آن جایی که دستکاری نمونه‌ها هنگام آزمون، ممکن است به طور ناخواسته سبب آلودگی متقاطع شود، آزمون کننده باید صحت نتایج روش‌های خود را تصدیق کند. انجام اقدامات احتیاطی خاص نه تنها به-دلائل بهداشتی بلکه برای حصول اطمینان از تجدیدی پذیری خوب نتایج ضروری است. تعیین اقدامات احتیاطی در همه شرایط امکان پذیر نیست، ولی این استاندارد حداقل اقدامات اصلی را که باید هنگام آماده سازی، سترون سازی و انبارش محیط‌های کشت و تجهیزات در نظر گرفته شود، تعیین می‌کند.

الف ۲ - استاندارد ملی ایران شماره ۸۶۰۰، نوشیدنی‌ها - کاهش و پیشگیری از آلودگی پاتولین در آب سیب و فراورده‌های آن - آئین کار


این استاندارد راهنمایی است که با در نظر گرفتن نیازهای خاص صنعت تولید آب سیب تهیه شده و رهنمودهای مربوط به راهکارهای خوب ساخت (GMP) را برای این فراورده ارائه می‌دهد. این راهنما توصیه‌های سازمانی و عملی در زمینه کشاورزی و عوامل تاثیرگذار بر کیفیت فراورده را ارائه می‌دهد

الف ۳ - استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۲۳، آب میوه و آب میوه تغلیظ شده و نکتار میوه - آئین کار بهداشتی تولید

این استاندارد با در نظر گرفتن نیازهای خاص صنعت آب میوه و آب میوه تغلیظ شده و نکتار میوه‌ها تهیه شده و رهنمودهای مربوط به راهکارهای خوب ساخت (GMP) را برای فراورده‌های فوق را می‌دهد. این راهنما توصیه‌های سازمانی و عملی در زمینه مدیریت عوامل فنی، اجرایی و کارکنان تاثیرگذار بر کیفیت فراورده را ارائه می‌دهد و پیگیری فراورده را از دریافت تا بارگیری و حمل، امکان پذیر می‌سازد. همچنین در استاندارد فوق راهکارهای تولید، کنترل، نگهداری، بارگیری و حمل فراورده آب میوه و آب میوه تغلیظ شده و نکتار نوشته شده است و دستیابی به فراورده‌ای منطبق با ویژگی‌های خاص را امکان پذیر می‌سازد.

پیوست ب انواع استاندارد

ب-۱ استانداردها با موضوعات مختلف در زمینه ها و سطوح متفاوت تهیه می شوند. ارتباط بین جنبه، رشته و سطح استاندارد در نمودار زیر نمایش داده شده است.



ب-۲ سطح استاندارد

استانداردها دارای سه سطح کلی می باشند که می توان آن ها را به صورت زیر تقسیم بندی کرد:
الف- استانداردهای کارخانه ای، این گونه استانداردها توسط کارخانجات و به منظور استفاده در همان واحد تدوین می شود. در تدوین استاندارد کارخانه ای ضمن بررسی شرایط داخلی کارخانه باید شرایط و عوامل خارجی از قبیل مواد اولیه و منابع تهیه آن، چگونگی تهیه تجهیزات، بازاریابی و رقابت، نیاز مشتری و امثال آن باید مورد توجه قرار گیرد.

ب- استانداردهای ملی (مانند ISIRI, BS, BIS ASTM, و ...)، این گونه استانداردها به وسیله سازمان استاندارد در یک کشور که به عنوان مقام ذی صلاحی برای این کار شناخته شده است، تهیه می شود. در تدوین این استانداردها تمامی افراد ذی نفع از قبیل تولید کنندگان، مصرف کنندگان، اعضای مراکز علمی و فنی، مراکز تجاری کارشناسان مرتبط از سازمان ها یا مراکز دولتی و امثال آن شرکت دارند.

پ- استانداردهای منطقه ای (مانند استانداردهای اتحادیه اروپا CEN)، عواملی نظیر موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، سیاست، شکل تولید و مصرف و امثال آن برخی از کشورها را بر آن داشته تا مشترکا مبادرت به تدوین استانداردهای منطقه ای نمایند.

ت- استانداردهای بین المللی (ISO)، هدف از تدوین استانداردهای بین المللی حفظ و نگهداری پیشرفت های فنی در یک سطح معین در تمام دنیا و طرح و ارائه تکنولوژی های پیشرفته در این استانداردها و انتقال آن به استانداردهای ملی با توجه به نیاز و موقعیت زمانی کشورها از نظر توسعه فنی و صنعتی می باشد.

ب-۳- جنبه استاندارد

در راستای رشد و تکامل دانش بشری جنبه های مختلف استاندارد نیز گسترش یافته و می تواند موضوعات مختلفی را شامل شود.

الف- استاندارد های ویژگی

ب- استاندارد های روش آزمون

پ- استانداردهای آیین کار

ت- استانداردهای ایمنی

ث- واژه نامه

ت- سایر استانداردها (شامل طبقه بندی، بازرسی و نمونه برداری، بسته بندی، حمل و نگهداری، راهنما و ...)

ب-۴- اجرای استاندارد

استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

الف- استانداردهای اجباری، شامل استانداردهایی می باشد که در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت، محیط زیست و یا تجارت خارجی (صادرات و واردات) بوده و به صورت قانونی از نظر اجرا اجباری اعلام می شوند.

ب- استانداردهای تشویقی، شامل استانداردهایی است که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید و هم چنین علاقمندی و موافقت خود، داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد.

متن کامل استانداردهای ملی ایران از طریق سایت سازمان ملی استاندارد ایران به آدرس زیر و لینک «استانداردهای ملی» در دسترس می باشد.

www.isiri.gov.ir

پیوست پ

مفاهیم مورد استفاده در کنترل کیفیت

پ-۱- نمونه (Sample)

یک یا چندین قلم، قطعه یا واحد که از یک جامعه یا مجموعه یا محموله انتخاب می شوند را نمونه گویند.

پ-۲- حجم نمونه (Sample Size)

مقدار مواد یا تعداد اقلام یا واحدهای تشکیل دهنده یک نمونه را، حجم نمونه گویند.

پ-۳- نمونه برداری (Sampling)

رویه ای است که بر طبق آن از جامعه یا محموله مورد بررسی بخش یا بخش های کوچکی انتخاب می شود تا بر اساس نتایج حاصل از بازرسی آن ها بتوان در مورد کل جامعه یا محموله قضاوت کرد.

پ-۴- بازرسی (Inspection)

مجموع بررسی ها، اندازه گیری و آزمون هایی است که جهت مقایسه مشخصات مواد محصولات نیمه ساخته و محصولات تمام شده با مشخصات فنی یا استانداردها انجام می گیرد.

پ-۵- درستی (Accuracy)

نزدیکی نتیجه اندازه گیری یک کمیت با مقدار واقعی آن کمیت است.

پ-۶- دقت (Precision)

نزدیکی بین جواب های تکراری حاصل از چند آزمایش بر روی یک نمونه است.

پ-۷- تجدید پذیری (Reproducibility)

نزدیکی میزان مقادیر بدست آمده از آزمون ها بر روی یک نمونه است در شرایطی که روش، آزمایش کننده، تجهیزات، محل و شرایط و زمان متفاوت باشد.

پ-۸- تکرار پذیری (Repeatability)

نزدیکی مقدار نتایج اصل از یک آزمایش در شرایطی است که شرایط اندازه گیری، تجهیزات، آزمایش کننده و محل همگی یکسان باشد.

پ-۹- رواداری (Tolerance)

حداکثر میزان انحراف قابل قبول برای یک کالا از اندازه خود (حداکثر خطای قابل قبول در یک اندازه گیری)

پیوست ت (اطلاعاتی)

ت-۱ مدیر کنترل کیفیت و آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی

مدیر کنترل کیفیت در واحد های تولیدی فردی است که صلاحیت وی طبق آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تایید سازمان ملی استاندارد و یا اداره کل استاندارد استان ، پروانه تایید صلاحیت دریافت می نماید.

مدیر کنترل کیفیت واحد تولیدی طبق آیین نامه مذکور، علاوه بر انجام وظایف خود از جمله حضور تمام وقت در یک نوبت کاری و بازرسی ، کنترل و نظارت کامل بر مواد اولیه، شرایط فرآورده حین ساخت ، محصول نهایی و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید و یا خدمت و سایر وظایف و موارد ذکر شده، موظف است نتایج آزمون نمونه های تولید شده در کارخانه را روزانه ثبت نموده و به صورت کتبی ماهیانه (حداکثر تا پایان هفته اول ماه بعد) به اداره کل استاندارد استان (با امضاء مدیر کنترل کیفیت و مدیر عامل کارخانه) ارسال نماید. عدم انجام هر یک از وظایف مدیر کنترل کیفیت و تخطی شغلی و قانونی او طبق آیین نامه ذکر شده می تواند منجر به اعمال تنبیهاتی به ترتیب شامل: تذکر شفاهی به عنوان کمترین و **ابطال دایم پروانه** به عنوان بیشترین، برای مدیر کنترل کیفی اجرا شود.

یادآوری می گردد در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت واحد مربوطه ، موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام و اداره کل نیز موظف است نسبت به احراز شرایط فرد معرفی شده و تأیید صلاحیت وی اقدام نماید.

برای اطلاع از وظایف ، قوانین، تخلفات ، تنبیهات و سایر موارد مهم، به آخرین و جدیدترین "آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت" موجود در سایت سازمان ملی استاندارد www.isiri.gov.ir ، مراجعه شود.

ت-۲ خلاصه ای از دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه

ت-۲-۱ درجه بندی نواقص موجود در کالاهای تولیدی

بر اساس دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵۰/۱۱۹/د)، نواقص موجود در کالاهای تولید شده به سه دسته به شرح زیر تقسیم می گردند:

ت-۲-۱-۱-۱ نقص بحرانی:

نقص موجود در یک محصول است که برای افرادی که از آن استفاده یا نگهداری می کنند، خطرناک بوده و یا وضعیت ناامنی را به وجود آورد.

ت-۲-۱-۲ نقص عمده:

نقصی است متفاوت با نقص بحرانی که فقدان را به وجود آورده یا به نحو قابل ملاحظه ای امکان استفاده از کالای مورد نظر را برای منظور خاص، کاهش می دهد.

ت-۲-۱-۳ نقص جزئی:

نقصی است جدا از نقایص بحرانی و عمده که امکان استفاده از محصول مورد نظر را برای منظور خاص کاهش نمی دهد یا آنکه اختلاف آن با مشخصات فنی به میزانی است که کارایی آن کالا را چندان کاهش نمی دهد. نقایص بحرانی، عمده و جزئی آزمون ها به پیوست می باشد.

ت-۳ نحوه برخورد کالاهای تولید شده نامنطبق با استاندارد مربوطه

در صورتی که در نتایج آزمون فرآورده نمونه برداری شده، هریک از نواقص فوق مشاهده شوند، امتیاز منفی به شرح جدول زیر (جدول ۱) به واحد تولیدی تعلق گرفته و ادارات کل استاندارد استان بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره (از هنگام صدور و یا تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد برای هر محصول و هر واحد تولیدی مورد نظر در مدت اعتبار تعیین شده) تصمیماتی را به شرح مندرج در جدول ۲ اتخاذ می نمایند.

جدول ۱- امتیازات منفی نواقص موجود در فرآورده

نوع نقص	امتیاز منفی
بحرانی	۳۰
عمده	۱۵
جزئی	۵

جدول ۲- اقدامات اجرایی بر اساس جمع امتیازات منفی در طول یک دوره

جمع امتیاز منفی	اقدام اجرایی
۱۵	تذکر کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص
۳۰	اخطار کتبی در خصوص الزام رفع نقص یا نواقص
۶۰	مطابق بند ۲-۱
۹۰	مطابق بند ۲-۲
۱۲۰	مطابق بند ۲-۳

ت-۳-۱ در صورتیکه جمع امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۶۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط به واحد به صورت کتبی اخطار داده و در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علایم آنها ارجاع می دهد.

ت-۳-۲ در صورتیکه جمع امتیاز منفی گزارش نتیجه یک آزمون یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۹۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، در مورد واحدهای مشمول استاندارد اجباری برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتیکه امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون دو نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علائم برای تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و یا ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی اقدام می کند. در صورت تعلیق یا ابطال پروانه، آن اداره کل واحد مربوط را ملزم به عدم تولید (در ارتباط با استانداردهای اجباری) و یا عدم عرضه کالا با علامت استاندارد ایران (در ارتباط با استانداردهای تشویقی) نموده و مراتب را به ادارات کل استاندارد سایر استانها منعکس می کند.

ت-۳-۳ در مورد کالاهای مشمول استاندارد اجباری، در صورتیکه امتیاز منفی یک گزارش نتیجه آزمون و یا جمع امتیازات منفی نتایج چند آزمون به ۱۲۰ رسید، اداره کل استاندارد استان مربوط، علاوه بر اخطار کتبی، برای جمع آوری کالای مغایر با استاندارد ملی با شماره سری ساخت مربوط موضوع را به کمیسیون ماده ۱۹ ارجاع می نماید. همچنین در صورتی که امتیاز منفی مذکور ناشی از حداقل نتایج آزمون سه نمونه برداری مختلف بوده و حداقل ۳۰ امتیاز از جمع امتیازات منفی گزارش نتیجه آزمون آخر به واسطه نقایص عمده و بحرانی باشد، نسبت به تشکیل کمیته علایم برای ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری اقدام نموده و در صورت ابطال پروانه، موضوع را از طریق روابط عمومی به اطلاع عموم می رساند.

یادآوری ۱- رفع تعلیق و تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، در صورت رفع کلیه نقایص و انطباق با موازین استاندارد ملی مربوط و احراز کلیه شرایط مندرج در دستورالعملهای مرتبط صورت می گیرد.

یادآوری ۲- انجام هر یک از اقدامات ذکر شده در جدول ۲، نافی و مانع یکدیگر نمی باشد و تنها ملاک هر یک از اقدامات رسیدن به حد نصاب امتیاز منفی ذکر شده در بندهای مذکور است.

منبع: دستورالعمل نحوه تذکر، اخطار، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران به علت عدم تداوم انطباق فرآورده با استاندارد مربوطه (مدرک شماره ۵۰/۱۱۹/د)

پیوست ث

نقایص بحرانی ، عمدہ و جزئی آزمون‌های میکروبیولوژی انواع آب میوه، نکتارهای میوه، نوشیدنی‌های

میوه‌ای بدون گازطبق استاندارد ملی ایران شماره ۳۴۱۴

ردیف	شرح آزمون	درجه اهمیت
۱	باکتری‌های مقاوم به اسید	عمده
۲	باکتری‌های اسید لاکتیک	عمده
۳	کپک و مخمر	عمده